

# 692

## Rampes pliables

Placer un scooter ou un fauteuil roulant dans la voiture devient facile grâce aux rampes. Ces rampes pliables vous permettent de placer en toute sécurité des scooters et des fauteuils roulants lourds dans la voiture.



**Compris sacs de rangement.  
Un set contient deux rampes.**



Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

## Pour plus de mobilité



## Caractéristiques techniques 692

1800	920	370	290	50	9 kg per pièce	150 kg per pièce

Dimensions en cm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg

**01** Poignées pour transporter facilement les rampes

**02** Surface antidérapante pour une meilleure adhérence du fauteuil roulant ou du scooter

Charge maximale **03**  
150 kg par rampe

### Utilisation des rampes

Les rampes sont faciles à utiliser:

1. Ouvrez la rampe.
2. Poncez le revêtement antidérapant sur la surface qui doit être surmontée.
3. Assurez-vous que les rampes sont stables.
4. Conduisez le scooter à vide ou le fauteuil roulant sur les rampes.

**04** Fourni avec un revêtement antidérapant pour une meilleure adhérence des rampes



## S.A. VERMEIREN S.A.

Vermeirenplein 1-15  
B-2920 Kalmthout  
Belgique

Tél.: +32 (0) 3 620 20 20

Fax: +32 (0) 3 666 48 94

[www.vermeiren.be](http://www.vermeiren.be) - [info@vermeiren.be](mailto:info@vermeiren.be)

Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.



**VERMEIREN**  
Pour plus de mobilité



Sous réserve de modifications techniques