

# Quadri-Light

ROLLATOR



largeur totale	650 mm
profondeur siège	200 mm
largeur siège	450 mm
hauteur siège	610 mm
hauteur totale	805 - 930 mm
longueur totale	700 mm
poids totale	7,25 kg
poids utilisateur max.	130 kg
roues (avant/arrière)	(8") 200 x 40 mm (7") 178 x 40 mm
kleuren	rouge métallique - argent métallique

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 1,5 mm et 1,5 kg - Sous réserve de modifications techniques

Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

**S.A. Vermeiren S.A.** - Vermeirenplein 1-15 - B-2920 Kalmthout - Belgique

Tel.: +32 (0)3 620 20 20 - Fax: +32 (0)3 666 48 94 - info@vermeiren.be - website: www.vermeiren.com



Pour plus de mobilité