

# Bobby EVO

## Fauteuil de transfert léger et pliable

Le Bobby Evo est un fauteuil roulant léger et compact, idéal pour les transferts grâce à ses accoudoirs rabattables. De plus, les tubes dorsaux se replient complètement et les repose-pieds s'enlèvent facilement. Le transport en voiture est donc très facile.



**VERMEIREN**  
we care for you

## Compact et pliable

**Bobby EVO** est le fauteuil de transfert idéal, compact et pliable. Léger et facile à plier en quelques secondes.

- Repose-bras repliables
- Deux freins manuels
- Freins pour l'accompagnateur
- Repose-bras moussés
- Repose-pieds réglables
- Bandes réglables au talon

En vacances, à l'aéroport ou à l'hôpital; Passer du point A au point B est facile avec le **Bobby EVO**.



## Caractéristiques techniques

■ Largeur totale	490-550 mm
■ Hauteur totale	900 mm
■ Longueur totale	1010 mm
■ Largeur pliée	260 mm
■ Largeur d'assise	420-480 mm
■ Hauteur accoudoirs	200 mm

## Des produits conçus pour vous

Notre principe de base est simple : votre fauteuil roulant doit être adapté à vous, et non l'inverse. C'est pourquoi nos fauteuils roulants sont évolutifs et apportent une réponse adaptée à vos besoins spécifiques.

Tous les types de fauteuils roulants peuvent être adaptés, ont de nombreuses options et peuvent être entièrement personnalisés afin qu'il y ait un fauteuil roulant pour chaque personne. C'est le résultat de notre recherche continue et de notre expérience depuis 1957.

## Qualité garantie

En ce qui concerne la qualité, le **Bobby EVO** est conforme aux normes les plus élevées, établies par des instituts de test certifiés de renommée mondiale.



■ Hauteur d'assise	490 mm
■ Hauteur dossier	440 mm
■ Profondeur siège	420 mm
■ Poids	9,6-10 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	115 kg
■ Information supplémentaire	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg  
Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

## SA VERMEIREN sa

Vermeireplein 1-15  
B-2920 Kalmthout  
Belgique

[www.vermeiren.be](http://www.vermeiren.be)  
[info@vermeiren.be](mailto:info@vermeiren.be)



Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.

**VERMEIREN**  
we care for you