

264

BÉQUILLE QUADRIPODE 'COL DE CYGNE'



largeur totale	232 mm
profondeur	383 mm
hauteur totale	805 - 953 mm
hauteur minimale poignée	805 mm
hauteur maximale poignée	953 mm
longueur poignée	115 mm
poids maxi utilisateur	100 kg
poids	1,50 kg

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg - Sous réserve de modifications techniques.



Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Pour plus de mobilité