



Coraille

Fauteuil coquille

Ce fauteuil coquille est équipé en standard d'un coussin anti-escarre, d'un harnais 4 points et d'un appui-tête moulé et réglable.



VERMEIREN
we care for you

Design

Le repose-pieds est équipé de vérins à gaz. Le Coraille est également disponible en taille XL ou en version électrique. Ses grandes roues à l'arrière le rendent particulièrement maniable en extérieur, tout en gardant un confort optimal.

Couleurs



Des produits conçus pour vous

VERMEIREN s'efforce toujours de trouver la meilleure solution disponible pour répondre à vos besoins personnels. Au fur et à mesure que la technologie progresse, nous aussi et en tant que tels, nous pouvons vous offrir les produits les plus récents. C'est le résultat de notre recherche continue et de notre expérience depuis 1957.

Qualité garantie

En ce qui concerne la qualité, le **Coraille** est conforme aux normes les plus élevées, établies par des instituts de test certifiés de renommée mondiale.



Option B52
Porte sérum



Option B10
Repose-pied central



Table en bois amovible



Les housses
sont amovibles

Caractéristiques techniques

■ Largeur totale	710 mm
■ Longueur totale	1090 mm
■ Hauteur totale	1290 - 1315 - 1340 mm
■ Angle du plan d'assise	0° - 40°
■ Largeur d'assise	380 / 400 / 420 / 440 / 480 mm
■ Hauteur d'accoudoirs	235 / 255 / 275 mm

■ Hauteur d'assise	465 - 490 - 515 mm
■ Hauteur dossier	792 / 812 / 832 mm
■ Profondeur d'assise	440 / 460 / 480 mm
■ Poids	39 kg
■ Poids d'utilisateur	120 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

VERMEIREN France

Rue de L'Empire
Zone d'Activités du Cadran
59133 Phalempin

www.vermeiren.fr
info@vermeiren.fr

VERMEIREN France Cournon

11, rue des Acilloux
63800 Cournon D'Auvergne
France

www.vermeiren.fr
info@vermeiren.fr

Pour plus d'informations,
prenez contact avec votre revendeur local.

