

631

Perroquet

Le modèle 631 est une canne de levage qui peut être utilisée dans de nombreuses situations : comme aide au levage lors du passage de la position couchée à la position assise ou en combinaison avec un lit ou une chaise. La poignée triangulaire peut être réglée en longueur ou en hauteur. Facile à monter en quelques minutes et sans outils supplémentaires.

■ Largeur totale	710 mm
■ Longueur totale	884 mm
■ Hauteur totale	2005 mm
■ Poids	11 kg
■ Poids d'utilisateur	80 kg
■ Information additionnelle	CE

Tolérances dimensionnelles et pondérales admises (15 mm et 1,5 kg)
Sous réserve de modifications techniques.

Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations.
Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

