

# Coraille

FAUTEUIL COQUILLE  
Confort et sécurité



Option **B52**  
Porte sérum



Option palettes séparées  
**B06** (sur demande  
à la commande)

Appui-tête rembourré  
et détachable



**378** - Table disponible

Sangles 5 points  
d'origine

**B12** - Tablette rabattable très facilement,  
réglable en profondeur (pour fauteuils  
taille 380 à 480 mm), montée avec  
système à démontage rapide.  
Celle-ci reste toujours à l'horizontale  
quelque soit l'inclinaison de la coquille.

Frein à tambour  
accessible au pied

Palette repose-pieds  
mono-bloc montée sur  
un ressort afin de  
pouvoir rester debout  
sur cette palette lors  
d'un transfert.



Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Pour plus de mobilité

# Caractéristiques techniques Coraille



largeur totale

720



largeur siège

385  
405  
425  
445  
485



hauteur accoudoirs

235/255/275



hauteur siège

465/490/515



hauteur totale

1295  
1320  
1345



hauteur dossier

792/812/832



inclinaison siège

0°/40°



profondeur siège

440/460/480



longueur totale

1090-1640



poids

36



poids utilisateur

120

Dimensions en cm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg

## Nouveau modèle conforme à la réglementation

Le siège coquille sera fourni avec un coussin d'assise de 80mm d'épaisseur de série. Les hauteurs de dossiers et d'accoudoirs dépendent de l'épaisseur du coussin (60-80-100mm). La structure en acier de diamètre 32 mm et peinture époxy, lui assure une grande rigidité et une haute résistance aux agressions chimiques et mécaniques extérieures.

- Le dossier est 3 cm plus haut pour offrir un meilleur soutien, notamment aux utilisateurs de grande taille.
- La forme du repose-jambes est adaptée pour donner plus d'espace aux jambes.
- Pour faciliter le nettoyage, toutes les housses sont amovibles.



Frein à tambour accessible au pied



Les housses sont complètement amovibles

## Couleurs



dartex  
prune



dartex  
vert



dartex  
praline



cuir artificiel  
parme

## Options

- Revêtement en cuir artificielle
- Surlargeures disponible sur commandes (550, 600 mm)

## Votre garantie de qualité

Sur le plan de la qualité, le fauteuil Coraille répond aux normes les plus rigoureuses de divers instituts d'essai dont la compétence est reconnue dans la plupart des pays européens.



Inclinaison du siège de 0° à 40°

## S.A. Vermeiren S.A.

Vermeirenp plein 1-15  
B-2920 Kalmthout  
Belgique

Tél.: +32 (0) 3 620 20 20  
Fax: +32 (0) 3 666 48 94

[www.vermeiren.be](http://www.vermeiren.be) - [info@vermeiren.be](mailto:info@vermeiren.be)



**VERMEIREN**  
Pour plus de mobilité

Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.

