

# 708D

## Fauteuil manuel standard

**Le fauteuil le plus étroit du marché !** Pratique et confortable, le 708D est idéal pour un parc de location. Ce fauteuil est connu et reconnu par tous pour son incroyable résistance. Une large gamme d'accessoires et d'options permet d'adapter le 708D à son utilisateur.



**VERMEIREN**  
we care for you

## Caractéristiques



Palettes en aluminium



Facile à plier



Version HEM2



Existe en version amputé

- 3 types d'accoudoirs rabattables et démontables équipés de manchettes longues et confortables
- Nombreux choix d'options et d'accessoires
- Système de verrouillage des accoudoirs simple et résistant
- Plusieurs choix d'assise et de dossier
- Disponible en 6 tailles
- Différents types de repose-pieds et de repose-jambes

## Couleurs

C29  
gris

## Caractéristiques techniques

■ Largeur totale	560 / 590 / 610 / 630 / 650 / 670 mm
■ Hauteur totale	910 mm
■ Longueur totale	1109 mm
■ Largeur pliée	280 mm
■ Largeur d'assise	390 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 mm
■ Hauteur accoudoirs	225 mm

■ Hauteur d'assise	490 mm
■ Hauteur dossier	420 mm
■ Profondeur siège	430 mm
■ Poids	18 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	120 kg
■ Information additionnelle	 

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg  
Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

## Des produits conçus pour vous

Notre concept est simple : votre fauteuil-roulant doit s'adapter à vous et non l'inverse. C'est pourquoi nos fauteuils roulant sont évolutifs et peuvent répondre à des besoins très spécifiques.

Parce que chaque personne est unique, nos fauteuils roulants peuvent être adaptés, équipés de nombreuses options et personnalisés. Ceci est la conséquence de notre expérience ainsi que de nos recherches et développements depuis 1957.

## Qualité garantie

Pour vous assurer la meilleure qualité, le **708D** est conforme aux normes les plus strictes et soumis aux tests d'organismes de certification reconnus dans le monde entier.

## SA VERMEIREN sa

Vermeirenplein 1-15  
B-2920 Kalmthout  
Belgique

[www.vermeiren.be](http://www.vermeiren.be)  
[info@vermeiren.be](mailto:info@vermeiren.be)



Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.