

# V300

l é g e r

Profondeur siège  
ajustable

manchettes d'accoudoirs:  
3 réglages de profondeur

Accoudoirs amovibles  
et rabattables

Roues avec axe à  
démontage rapide

Répose-jambes  
amovibles et  
rabattables

profondeur de siège réglable

palettes de repose-pieds  
réglables



# Caractéristiques techniques V300

largeur totale	largeur siège	hauteur accoudoir	hauteur siège	hauteur totale	longueur totale	profondeur siège	hauteur dossier	poids	poids utilisateur
570	390	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1040	440-460-480-500-520	400	15,9	130
600	420	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1040	440-460-480-500-520	400	partie la plus lourde 9,7	
620	440	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1040	440-460-480-500-520	400		
640	460	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1040	440-460-480-500-520	400		
660	480	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1040	440-460-480-500-520	400		
680	500	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1040	440-460-480-500-520	400		
710	530	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1040	490-510-530	400		
740	560	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1040	490-510-530	400		
780	600	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1040	490-510-530	400		

Crash testés selon la norme ISO 7176-19

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg.

## Modèle V300

Le V300 est un fauteuil roulant léger manuel pour une utilisation temporaire ou permanente avec des ajustements maximum.

- 4 hauteurs de siège
- 5 profondeurs de siège
- 3 hauteurs d'accoudoirs
- Manchettes d'accoudoirs réglables en profondeur
- 5 angles d'inclinaison de l'assise 0° - 10°
- un grand nombre d'accessoires disponibles

Cadre	Revêtement
Métallique Bleu C58	Noir Nylon/Skai
Champagne C59	Noir Nylon/Skai

## Votre fauteuil roulant doit s'adapter à vous . Et non l'inverse.

Vermeiren joue depuis plus de 53 ans un rôle essentiel dans le développement de fauteuils roulants modernes et personnalisables.

Notre principe de base est : votre fauteuil roulant doit s'adapter à vous et non l'inverse. C'est pourquoi nous avons adopté une conception modulaire. Dans cette optique, nous avons créé une vaste gamme d'accessoires interchangeables.

## Votre garantie de qualité.

Sur le plan de la qualité, le fauteuil **V300** répond aux normes les plus rigoureuses arrêtées par divers instituts d'essais dont la compétence est reconnue dans la plupart des pays européens (notamment en France par le C.E.R.A.H.).

## S.A. Vermeiren S.A.

Vermeirenplein 1-15  
B-2920 Kalmthout  
Belgique

Tél.: +32 (0) 3 620 20 20  
Fax: +32 (0) 3 666 48 94

[www.vermeiren.fr](http://www.vermeiren.fr) - [info@vermeiren.be](mailto:info@vermeiren.be)



**VERMEIREN**  
Pour plus de mobilité

Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.

