



**« DES FAUTEUILS ROULANTS UNIQUES  
CONÇUS POUR VOUS »**

**“Roulez vers vos rêves!”**

**- VERMEIREN**

# FAUTEUILS 100% PERSONNALISABLES

## POURQUOI TNS ?

Chez TNS, nous sommes fiers d'être le premier choix pour ceux qui recherchent des produits de qualité, fiables, techniques et uniques. Notre exigence d'excellence nous permet de concevoir des produits qui s'adapteront parfaitement à vos besoins et à votre style de vie. Lorsque vous choisissez TNS, vous ne choisissez pas seulement un produit fait à la main et personnalisable – vous choisissez un partenaire de confiance en mesure de répondre à vos besoins et à vos demandes uniques.

Chaque fauteuil roulant TNS est fabriqué à la main, aux Pays-Bas. Les représentants locaux de Vermeiren sont à votre disposition pour écouter et étudier votre projet. TNS travaille avec des spécialistes parfaitement formés pour s'assurer que toutes les évaluations sont effectuées avant de produire le fauteuil roulant qui correspond à vos besoins et à vos souhaits.




## LA BEAUTÉ DE LA PERSONNALISATION

Faites l'expérience de la personnalisation ultime grâce à notre service d'adaptation de fauteuils roulants. Non seulement votre fauteuil vous ira parfaitement, mais vous pouvez également choisir parmi une large gamme de couleurs et de détails personnalisables pour rendre votre fauteuil unique. Notre objectif est de créer un fauteuil qui représente vraiment votre style et votre personnalité, afin de rendre chaque moment de votre journée aussi confortable et élégant que possible.



Léger



100%  
personnalisable



Fait à  
la main



## FAIT À LA MAIN **AUX PAYS-BAS**

TNS est une entreprise spécialisée dans la fabrication d'excellents fauteuils roulants. Dès le début du projet, elle écoute les souhaits de ses clients. Rien n'est impossible ! Vous n'avez pas l'impression d'être un simple « numéro ». Ils cherchent les meilleures solutions pour vous et votre nouveau fauteuil roulant. J'avais besoin d'un fauteuil roulant compact et facile à manipuler mais aussi solide car je voyage beaucoup pour mon sport (tennis de table). Je suis toujours aussi reconnaissante qu'ils me soutiennent dans mon parcours vers les jeux paralympiques de Paris 2024.

**-Kelly**





# DÉCOUVRIR LA COLLECTION



**DES POSSIBILITÉS ILLIMITÉES**

**Activator  
P7**

**Activator 2.5  
P8**

**Activator F.C.  
P9**

**Proval  
P10**

**RSX  
P11**

# Activator

Le Châssis Ouvert



**Construction en aluminium**

**Tube de cadre de 30mm**

**À partir de 5 kg**

**Poids de transport**

Cadre minimal / cadre en L

Tapis de siège réglable

Dossier réglable en tension avec tissu respirant

Freins push/pull ou ciseaux

Choix de 200 couleurs de monture en mat,  
brillant ou pailleté

Les fauteuils roulants actifs à châssis ouvert sont généralement plus légers que les fauteuils roulants à châssis fermé, ce qui les rend plus faciles à manœuvrer et à transporter. L'Activator permet d'abaisser le centre de gravité, ce qui offre une plus grande stabilité et un meilleur contrôle.



# Activator 2.5

Le Plus Rigide



Le châssis soudé de ce fauteuil roulant forme une structure rigide. La conception de l'Activator 2.5 permet un transfert direct de l'énergie du haut du corps de l'utilisateur vers les roues, ce qui peut se traduire par de meilleures performances à la propulsion. Le châssis rigide soudé est extrêmement fiable, ce qui en fait un bon choix pour les utilisateurs qui ont besoin d'un niveau élevé de stabilité et de soutien.



**Construction en aluminium**

**Tube du châssis de 25mm**

**À partir de 4,5 kg**

Poids de transport



# Activator F.C.

## Le Pliant

Construction en aluminium

Tube de cadre de 30mm

À partir de 5,5 kg

transport weight



La possibilité de plier le fauteuil roulant permet une plus grande praticité et flexibilité en termes de stockage et de transport.

L'Activator F.C. est la solution parfaite pour allier portabilité et mobilité, tout en conservant les avantages d'un fauteuil roulant actif.

# Proval

Le Plus Léger



**Construction en aluminium**

**Tube ovale de 15 x 30 mm**

**À partir de 4 kg**

Poids de transport



Le design du Proval combine tous les avantages d'un châssis rigide, avec une forme unique de tube ovale qui en fait le fauteuil roulant le plus léger de notre gamme. Cette caractéristique unique apporte également au Proval un design moderne.



# RSX

Le plus confortable

**Construction en  
aluminium**

**Tube de cadre de 25 mm**

**À partir de 6,5 kg**  
transport weight



Notre fauteuil roulant actif RSX (Rear Suspension Experience – Expérience de Suspension Arrière) est l'incarnation

du confort sur un fauteuil actif. Grâce à une suspension arrière qui améliore les performances, le RSX procure une expérience de conduite plus confortable. Son châssis avant, est spécialement conçu pour profiter d'une plus grande liberté dans vos mouvements et dans vos transferts.



# TABLEAU DE COMPARAISON

## Châssis

**Poids de transport**  
(sans roue ni coussin)

**Dossier pliable**

**Construction**

**Crash test**

### ACTIVATOR

Le Cadre Ouvert



30 mm tube

Open frame

5 kg



Aluminium



### ACTIVATOR 2.5

Le Plus Rigide



25 mm tube







Box frame


4,5 kg



Aluminium



ACTIVATOR F.C.	PROVAL	RSX
Le Pliant	Le Plus Léger	Le Look le plus Sportif
 <p data-bbox="81 643 277 679">30 mm tube</p> <p data-bbox="92 759 272 834">Foldable front frame</p> <p data-bbox="132 908 233 944">5,5 kg</p> <p data-bbox="145 1043 212 1098">✓</p> <p data-bbox="92 1182 268 1219">Aluminium</p> 	 <p data-bbox="416 643 692 679">15 x 30 mm tube</p> <p data-bbox="472 775 635 812">Box frame</p> <p data-bbox="515 908 584 944">4 kg</p> <p data-bbox="518 1043 585 1098">✓</p> <p data-bbox="461 1182 636 1219">Aluminium</p> 	 <p data-bbox="820 643 1016 679">25 mm tube</p> <p data-bbox="831 775 1011 812">Suspension</p> <p data-bbox="868 908 936 944">6,5 kg</p> <p data-bbox="887 1043 954 1098">✓</p> <p data-bbox="829 1182 1005 1219">Aluminium</p> 





## CRITÈRES DE CHOIX D'UN FAUTEUIL ROULANT ACTIF



### L'activité

La première chose à prendre en compte est votre niveau d'activité. Un fauteuil roulant actif est généralement conçu pour les personnes qui mènent une vie active et qui ont besoin d'une grande mobilité.



### Besoins de mobilité

Vos besoins spécifiques en matière de mobilité doivent également être pris en compte. Par exemple, Selon votre activité vous définissez le type de châssis que vous souhaitez, votre centre de gravité, la hauteur de votre dossier, l'angle de vos fourches et bien d'autres paramètres.



### Mesures corporelles

Le fauteuil roulant doit être adapté à votre taille, à votre poids et à votre morphologie. Cela garantit un maximum de confort et de soutien lors de l'utilisation du fauteuil.



### Mode de vie et préférences

Votre style de vie et vos préférences personnelles doivent également être pris en compte. Vous pouvez adapter des paramètres tels que la couleur, le design, les accessoires spécifiques ou les options personnalisées qui peuvent être nécessaires.



**NOUS CONSTRUISONS DES  
FAUTEUILS ROULANTS DE SPORT  
100% PERSONNALISABLES POUR  
LA MEILLEURE PERFORMANCE  
SPORTIVE POSSIBLE!**



# FAUTEUILS ROULANTS DE SPORT



Notre équipe fabrique et personnalise des fauteuils roulants depuis plusieurs décennies, et nous nous attachons à répondre à vos besoins spécifiques pour le sport et d'autres activités. En écoutant d'abord vos besoins, nous pouvons créer un fauteuil roulant qui améliore vos performances en danse, tennis, basket-ball, etc. Avec un fauteuil roulant TNS, vous pouvez vous concentrer sur votre activité en toute tranquillité, car notre produit devient un atout précieux pour vous aider à exceller.



**Contactez vos représentants commerciaux**

**VERMEIREN**  
we care for you



Distribué par  
**VERMEIREN**

**NV VERMEIREN nv**  
Vermeirensplein 1-15  
2920 Kalmthout - België  
[info@vermeiren.be](mailto:info@vermeiren.be)  
[www.vermeiren.be](http://www.vermeiren.be)