

Modèle 9063 Version réglable en hauteur

# 9062 - 9063

## Chaise percée

Cette chaise percée avec revêtement en cuir artificiel procure un maximum de confort et d'hygiène.

Ses accoudoirs fixes et son dossier robuste garantissent une grande qualité à ces deux modèles. Le dossier enveloppant et rembourré permet un meilleur confort d'assise, le revêtement est doux au toucher et la distance entre l'assise et le seau est minimale pour éviter les éclaboussures.









Dossier enveloppant pour un plus grand confort



9063 - Version réglable en hauteur



Rembourrage moelleux



Seau très proche de l'assise pour éviter les éclaboussures

#### Couleur de châssis



## Couleur de revêtement



#### Des produits conçus pour vous

**VERMEIREN** fait en sorte de toujours vous apporter les meilleures solutions pour satisfaire vos besoins. La technologie évolue, et nous aussi, c'est pourquoi nous avons à cœur d'actualiser nos produits en permanence. Ceci est la conséquence de notre expérience ainsi que de nos recherches et développements depuis 1957.

#### Qualité garantie

Sur le plan de la qualité, la **9062** et la **9063** répondent aux normes les plus rigoureuses de divers instituts d'essai dont la compétence est reconnue dans la plupart des pays.



### Caractéristiques techniques 9062 - 9063

Largeur totale	620 mm
Hauteur totale	9062 : 835 mm - 9063 : 755 - 885 mm
Longueur totale	650 mm
Largeur d'assise	430 mm
Hauteur accoudoirs	215 mm
Hauteur d'assise	9062 : 475 mm - 9063 : 470 - 560 mm

Hauteur dossier	400 mm
Profondeur siège	450 mm
Poids	9062 : 8,35 kg - 9063 : 9 kg
Poids maximum de l'utilisateur	120 kg
Information additionnelle	CE

Measurements in mm and kg. Deviations in sizes and weight (15 mm and 1,5 kg) are possible Subject to technical alterations. Images for illustration purposes only. Certain features may be optional.

#### **VERMEIREN France**

Rue de L'Empire Zone d'Activités du Cadran 59133 Phalempin

www.vermeiren.fr info@vermeiren.fr

#### **VERMEIREN France Cournon**

11, rue des Acilloux 63800 Cournon D'Auvergne France

www.vermeiren.fr info@vermeiren.fr

Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.











