

Sagitta KIDS

Fauteuil actif
léger enfant

Le Sagitta Kids dispose d'un dossier inclinable pour assurer un confort maximal à l'enfant. En plus de cela, ce dossier est également rabattable ce qui facilite le transport du fauteuil.



VERMEIREN
we care for you

Adjustable

De nombreux accessoires et options peuvent équiper le Sagitta Kids et le rendre encore plus pratique, confortable et adapté pour l'enfant et pour ses parents.

Le Sagitta Kids pourra être personnalisé grâce à un large choix de coloris, de roues, de flasques de roues etc...

Colours



Caractéristiques



Dossier réglable en tension



Dossier pliable pour faciliter le transport



Poignée de type poussette inclinable et rabattable en option

Caractéristiques techniques

■ Largeur totale	460 - 655 mm
■ Longueur totale	700 - 750 mm
■ Hauteur plié (dossier plié)	440 mm
■ Giration	758 - 917 mm
■ Largeur d'assise	300 / 500 mm
■ Angle du dossier	-7° / +7°

■ Hauteur d'assise	370 - 428 mm
■ Hauteur dossier	230 - 430 mm
■ Profondeur d'assise	280 - 300 - 320 mm
■ Poids	9 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	60 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

VERMEIREN France

Rue de L'Empire
Zone d'Activités du Cadran
59133 Phalempin

www.vermeiren.fr
info@vermeiren.fr

VERMEIREN France Cournon

11, rue des Acilloux
63800 Cournon D'Auvergne
France

www.vermeiren.fr
info@vermeiren.fr

Pour plus d'informations,
prenez contact avec votre revendeur local.



Des produits conçus pour vous

Notre concept est simple : votre fauteuil-roulant doit s'adapter à vous et non l'inverse. C'est pourquoi nos fauteuils roulant sont évolutifs et peuvent répondre à des besoins très spécifiques.

Parce que chaque personne est unique, nos fauteuils roulants peuvent être adaptés, équipés de nombreuses options et personnalisés. Ceci est la conséquence de notre expérience ainsi que de nos recherches et développements depuis 1957.

Qualité garantie

Pour vous assurer la meilleure qualité, le **Sagitta kids** est conforme aux normes les plus strictes et soumis aux tests d'organismes de certification reconnus dans le monde entier.