



# JAZZ S50

## KIDS

### Compact et robuste

**Jazz S50 Kids** est le compagnon idéal pour une utilisation ambulatoire. Compact et robuste, c'est le fauteuil roulant parfait pour une utilisation en location. La couleur verte saisissante ajoute à sa visibilité auprès du public et à son attractivité auprès des jeunes.





## Colour



C91: Vert Pomme



## Des produits conçus pour vous

Notre principe de base est simple : votre fauteuil roulant doit être adapté à vous, et non l'inverse. C'est pourquoi nos fauteuils roulants sont évolutifs et apportent une réponse adaptée à vos besoins spécifiques.

Tous les types de fauteuils roulants peuvent être adaptés, ont de nombreuses options et peuvent être entièrement personnalisés afin qu'il y ait un fauteuil roulant pour chaque personne. C'est le résultat de notre recherche continue et de notre expérience depuis 1957.

## Qualité garantie

En ce qui concerne la qualité, le **Jazz S50 Kids** est conforme aux normes les plus élevées, établies par des instituts de test certifiés de renommée mondiale.

## Caractéristiques techniques Jazz S50 Kids

■ Largeur totale	518 - 558 mm
■ Hauteur totale	915 mm
■ Longueur totale	914 mm
■ Largeur d'assise	320 - 360 mm
■ Hauteur accoudoirs	211 mm
■ Hauteur d'assise	410 mm

■ Hauteur dossier	360 mm
■ Profondeur siège	320 mm
■ Poids	15,20 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	60 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en cm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg  
Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

## S.A. VERMEIREN S.A.

Vermeireplein 1-15  
B-2920 Kalmthout  
Belgique

[www.vermeiren.be](http://www.vermeiren.be)  
[info@vermeiren.be](mailto:info@vermeiren.be)



Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.

**VERMEIREN**  
we care for you