

# Interval XXL


Les grandes tailles



## Modèle Interval XXL

Le lit Pratic XXL 3 fonctions à réglage électrique existe en largeur 1200 ou 1400 mm. Il est équipé d'un châssis blanc et d'un sommier à grilles. Le relève-jambes apporte une plicature au niveau des genoux, puis vous pouvez ensuite utiliser manuellement la partie relève-jambes par une double crémaillère.

Poids supporté : 240 kg.



Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°

