

Caractéristiques technique V300 D en V300 30°

	590	390	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1040	440-460-480-500-520	400	130	à partir de 15,9 kg
	620	420	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1040	440-460-480-500-520	400	130	
	640	440	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1040	440-460-480-500-520	400	130	
	660	460	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1040	440-460-480-500-520	400	130	
	680	480	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1040	440-460-480-500-520	400	130	
	700	500	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1040	440-460-480-500-520	400	130	parti la plus lourde 9,7 kg
XL	720	530	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1090	490-510-530	400	170	
	750	560	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1090	490-510-530	400	170	
	790	600	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1090	490-510-530	400	170	

Crash testés selon la norme ISO 7176-19. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg. Disponible en version S1 (version surbaissée).

Caractéristiques technique V100 en V200D

V100	570	390	220-240	470-500-530	880-940	1010	430-450	420	130	à partir de 18 kg
	600	420	220-240	470-500-530	880-940	1010	430-450	420	130	
	620	440	220-240	470-500-530	880-940	1010	430-450	420	130	
	640	460	220-240	470-500-530	880-940	1010	430-450	420	130	
	660	480	220-240	470-500-530	880-940	1010	430-450	420	130	parti la plus lourde 10,5 kg
680	500	220-240	470-500-530	880-940	1010	430-450	420	130		
V200D	590	390	220-240	440-470-500-530	955	1000	440-460	400	130	à partir de 16,5 kg
	620	420	220-240	440-470-500-530	955	1000	440-460	400	130	
	640	440	220-240	440-470-500-530	955	1000	440-460	400	130	
	660	460	220-240	440-470-500-530	955	1000	440-460	400	130	
	680	480	220-240	440-470-500-530	955	1000	440-460	400	130	parti la plus lourde 9 kg
700	500	220-240	440-470-500-530	955	1000	440-460	400	130		

Crash testés selon la norme ISO 7176-19. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg. Disponible en version S1 (version surbaissée).

Caractéristiques technique D100 en D200

	580	380	5°	220-240	470-500-530	880-940	1010	430	420	130	D100 à partir de 18 kg
	600	400	5°	220-240	470-500-530	880-940	1010	430	420	130	
	620	420	5°	220-240	470-500-530	880-940	1010	430	420	130	D200 à partir de 16,8 kg
	640	440	5°	220-240	470-500-530	880-940	1010	430	420	130	
	660	460	5°	220-240	470-500-530	880-940	1010	430	420	130	
	680	480	5°	220-240	470-500-530	880-940	1010	430	420	130	
	700	500	5°	220-240	470-500-530	880-940	1010	430	420	130	
	720	520	5°	220-240	470-500-530	880-940	1010	430	420	130	

Crash testés selon la norme ISO 7176-19. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg.

S.A. Vermeiren S.A.

Vermeirenplein 1-15
B-2920 Kalmthout
Belgique

Tél.: +32 (0) 3 620 20 20
Fax: +32 (0) 3 666 48 94

www.vermeiren.be - info@vermeiren.be



VERMEIREN
Pour plus de mobilité

Sous réserve de modifications techniques - Les options et les modèles peuvent varier selon les pays.

Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.



V & D series

léger - deluxe

D100 D200 V300DL V200D V300D
V300 D L34 L35 BZ8 V300 30°



Le modèle pris en photo est configuré pour démonstration. Certains équipements peuvent être en option.



Pour plus de mobilité

Information pour les malvoyants est disponible sur demande - E.R.: S.A. Vermeiren S.A., Vermeirenplein 1/15 - 2920 Kalmthout - Belgique - 10/2017



D100

Le D100 est un fauteuil léger en aluminium. Complètement pliable, il offre également de nombreuses possibilités d'ajustement.

- 3 hauteurs de siège
- 1 profondeur de siège
- 8 largeurs de siège
- Poignées réglables en hauteur
- Accoudoirs rabattables et démontables
- Accoudoirs réglables en hauteur et profondeur
- Repose-pieds escamotables et amovibles vers l'intérieur et l'extérieur
- Réglage de paliers arrière



poignées réglables en hauteur

Cadre	Revêtement
Gris clair C70	Noir Nylon



D200

Le D200 est un fauteuil léger en aluminium. Complètement pliable, il offre également de nombreuses possibilités d'ajustement.

- 3 hauteurs de siège
- 1 profondeur de siège
- 8 largeurs de siège
- Poignées réglables en hauteur
- Accoudoirs rabattables et démontables
- Accoudoirs réglables en hauteur et profondeur
- Repose-pieds escamotables et amovibles vers l'intérieur et l'extérieur
- Répose-pieds inclinable
- Réglage de paliers arrière
- BZ8 en option



répose-pieds inclinable

Cadre	Revêtement
Gris clair C70	Noir Nylon



V300 DL

Le V300 DL est un fauteuil roulant léger manuel pour une utilisation temporaire ou permanente avec des ajustements MAXIMUM.

- 4 hauteurs de siège
- 5 profondeurs de siège
- 98 largeurs de siège
- 3 hauteurs d'accoudoirs
- 3 positions manchettes d'accoudoirs
- 5 angles d'inclinaison de l'assise 0°-10°
- Assise et dossier réglables
- Poignées réglables en hauteur
- Nombreuses options
- BZ8 en option



option repose-jambes réglable allongement automatique - BZ8

Cadre	Revêtement
Champagne C59	Noir Skai



V200 D

Le V200D est un fauteuil roulant léger manuel pour une utilisation temporaire ou permanente.

FIN DE SÉRIE

- 4 hauteurs de siège
- 2 profondeurs de siège
- 9 largeurs de siège
- 3 hauteurs d'accoudoirs
- 3 positions manchettes d'accoudoirs
- Poignées réglables en hauteur
- Répose-pieds inclinable
- Poche de rangement sous l'assise
- Nombreuses options



répose-pieds inclinable



poignées réglables en hauteur

Cadre	Revêtement
Champagne C59	Noir Nylon/Skai
Brun Anodique C60	Noir Nylon/Skai



V300 D

Le V300D est un fauteuil roulant léger manuel pour une utilisation temporaire ou permanente avec des ajustements MAXIMUM.

- 4 hauteurs de siège
- 5 profondeurs de siège
- 9 largeurs de siège
- 3 hauteurs d'accoudoirs
- 3 positions manchettes d'accoudoirs
- 5 angles d'inclinaison de l'assise 0°-10°
- Assise et dossier réglables
- Filet & Poignées réglables en hauteur
- Poche de rangement sous l'assise - Nombreuses options



filet porte documents



assise et dossier réglables en tension


Cadre	Revêtement
Bleu métallique C58	Noir Nylon/Skai
Champagne C59	Noir Nylon/Skai



V300D L34 L35 BZ8

Le V300D est un fauteuil roulant léger manuel pour une utilisation temporaire ou permanente avec des ajustements MAXIMUM et une siège/dossier moulé.

- 4 hauteurs de siège
- 5 profondeurs de siège
- 9 largeurs de siège
- 3 hauteurs d'accoudoirs
- 3 positions manchettes d'accoudoirs
- 5 angles d'inclinaison de l'assise 0°-10°
- Assise et dossier réglables
- Filet & Poignées réglables en hauteur - Nombreuses options



repose-jambes réglable allongement automatique - BZ8



accoudoir réglable en hauteur - B04

Cadre	Revêtement
Bleu métallique C58	Noir Nylon/Skai
Champagne C59	Noir Nylon/Skai




V300 30°

Le V300 30° est un fauteuil roulant léger manuel pour une utilisation temporaire ou permanente avec des ajustements MAXIMUM et une angle du dossier réglable jusqu'à 30°

- 4 hauteurs de siège
- 5 profondeurs de siège
- 9 largeurs de siège
- 3 hauteurs d'accoudoirs
- 3 positions manchettes d'accoudoirs
- 5 angles d'inclinaison de l'assise 0°-10°
- Dossier réglable 0°-30°
- Assise et dossier réglables
- Poche de rangement sous l'assise - Nombreuses options



L34 - dossier soft post-formé



L35 - assise soft post-formé

Cadre	Revêtement
Champagne C59	Noir Nylon/Skai