









Alois

La position idéale
de jour comme de nuit.



Caractéristiques techniques Alois

							
largeur	longueur	position min.	position max.	inclinaison relève-buste	pliage genoux	inclinaison relève-jambes	poids utilisateur
107 cm	207 cm	20 cm	72 cm	65°	16°	30°	140 kg

Dimensions en cm, poids en kg, inclinaison en degrés.

Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 1,5 cm, 1,5 kg, 1,5°



Confortable et pratique

Avec le pilotage électronique, vous réglez sans problème:

- hauteur
- inclinaison relève-buste
- inclinaison relève-jambes avec articulation genoux manuelle.

Toutes 4 roues peuvent être bloquées séparément. Le lit peut être démonté et transporté d'une façon simple. La potence (4 positions possibles) et les barrières appartiennent à l'équipement standard.

Un lit s'adapte à vos désirs

Vermeiren joue un rôle important dans le monde des équipements pour les soins à domicile depuis plus de 50 ans. Nous nous efforçons en permanence de vous procurer une adéquation parfaite à vos besoins spécifiques.

S.A. Vermeiren S.A.

Vermeirenplein 1-15
B-2920 Kalmthout
Belgique

Tél.: +32 (0) 3 620 20 20
Fax: +32 (0) 3 666 48 94

www.vermeiren.com - info@vermeiren.be



VERMEIREN
Pour plus de mobilité

Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.

