



Modèle Pluo avec roues de 24" pouces

Pluo

Chaise de douche

Le Pluo est une chaise de douche hygiénique, confortable et moderne. L'assise et le dossier sont en plastique doux et confortable, facile à laver.
Équipé d'une hauteur d'assise spécifique pour pouvoir être conduit au-dessus des toilettes les plus courantes.
Avec ses couleurs bleu et blanc, le Pluo a également un look contemporain et rafraîchissant.



Modèle Pluo avec roues de 5" pouces



VERMEIREN
we care for you

Options



Support latéral



Seau de toilette



Ceinture de sécurité



Appui-tête réglable



Barre de sécurité



Pads en gel amovibles



Hauteur du siège réglable (515 - 605 mm) uniquement pour le modèle avec roues de 5"



Freins séparés sur les quatre roues, uniquement pour le modèle à roues de 5"



Dossier en PU



Assise en PU

Des produits conçus pour vous

VERMEIREN s'efforce toujours de trouver la meilleure solution disponible pour répondre à vos besoins personnels. Au fur et à mesure que la technologie progresse, nous aussi et en tant que tels, nous pouvons vous offrir les produits les plus récents. C'est le résultat de notre recherche continue et de notre expérience depuis 1957.

Qualité garantie

En ce qui concerne la qualité, le **Pluo** est conforme aux normes les plus élevées, établies par des instituts de test certifiés de renommée mondiale.

Caractéristiques techniques

■ Largeur totale	570 mm / 668 mm
■ Hauteur totale	1035 mm
■ Longueur totale	720 - 785 mm / 910 - 975 mm
■ Largeur pliée	X
■ Largeur d'assise	480 mm
■ Hauteur accoudoirs	225 mm

■ Hauteur d'assise	515 mm
■ Hauteur dossier	920 mm
■ Profondeur siège	450 mm
■ Poids	9,7 kg / 14 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	150 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

S.A. VERMEIREN S.A.

Vermeirenp plein 1-15
B-2920 Kalmthout
Belgique

www.vermeiren.be
info@vermeiren.be



Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.