

Mia

Réhausseur pour siège de toilette



Également disponible avec couvercle en caoutchouc amovible (en option) et facile à nettoyer.

Mia est un siège réhausseur de siège de toilette adaptable (disponible dans des hauteurs d'assise de 10 cm ou 15 cm) qui est compatible avec la plupart des toilettes courantes. Sans outils, il peut être adapté à votre toilette. Pour augmenter le confort d'assise, un revêtement en caoutchouc en option est également disponible, facile à nettoyer.

largeur totale	365 mm
hauteur totale	100 / 150 mm
longueur totale	405 mm
poids utilisateur max.	225 kg
couleur(s)	blanc

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg - Sous réserve de modifications techniques



S.A. VERMEIREN S.A. - Vermeirenplein 1-15 - B-2920 Kalmthout - Belgique
Tel.: +32 (0)3 620 20 20 - Fax: +32 (0)3 666 48 94 - info@vermeiren.be - website: www.vermeiren.be
Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Pour plus de mobilité