

Eagle 620 - 625


LÈVE-PERSONNE

Ce lève-personne a été conçu pour apporter un réel confort au patient pendant le transfert, mais aussi à la tierce personne lors de la manipulation.

Eagle 620 et Eagle 625 sont équipés d'un moteur Linak HB7X alimenté d'une batterie d'une autonomie



Tout est prévu pour que fonctionnalité, sécurité et fiabilité soient concentrées dans l'Eagle.



blanc



Poids utilisateur
Eagle 620 : 150 kg
Eagle 625 : 175 kg

Modèle pliant: facile à stocker


110 mm

Sangles

HYGIENIQUE

disponible en
M - L - XL


	A	B	C	D
M	740	220	580	410
L	780	260	660	470
XL	860	310	710	500



CONFORT

disponible en
M - L - XL


	A	B	C	D	E
M	750	350	470	270	400
L	820	380	490	400	400
XL	900	430	590	400	400




STANDARD

disponible en
M - L - XL

	A	B	C	D
M	740	370	430	400
L	790	420	480	430
XL	850	480	520	450



Roues haute qualité de 100 mm pour une maniabilité parfaite à domicile ou en foyer



Modèle

620	1740	1115	550	1035	728-1740	480	37	150
625	1840	1290	680	1225	766-1840	480	42	175