

Ne sortez jamais sans votre protection 4 saisons



Peu importe les conditions  
météorologiques, Movo vous protège.



**VERMEIREN**  
we care for you

# La protection 4 saisons pour scooter au DESIGN MODERNE



Peu importe le temps, la protection Movo vous met à l'abri du soleil comme de la pluie. Avec son revêtement anti-pluie et ses protections contre le vent et le soleil vous serez protégé en toutes circonstances.

Facile à assembler et installer, le Movo est une protection de grande qualité contre le soleil comme contre le vent et la pluie tout en maintenant une ventilation optimale.

N'ayez plus peur d'une météo incertaine qui vous empêche de sortir grâce à cette protection 4 saisons rétractable qui peut être ouverte ou fermée en fonction de la météo.

## Une protection qui devient une véritable cabine en un instant.

Grâce à sa technologie rétractable, vous n'avez pas nécessairement besoin de fermer complètement la protection. Vous pouvez simplement l'ajuster dans la position qui vous convient selon le temps. Vous avez ainsi 2 options : une protection contre le soleil ou une cabine complète avec le même produit.



### Utilisable en un clin d'œil

Vous pouvez plier ou déplier la protection Movo en moins de 10 secondes. C'est ultra-rapide !



### Montage facile

Un manuel de montage et une vidéo de montage sont disponibles sur notre site, Grâce à cela, vous serez en mesure de monter la protection en moins de 15 minutes. Une fois montée, le pliage ou le dépliage se fait en moins de 10 secondes.



### Design compact

La largeur de la protection Movo est de 74 cm, ce qui lui permet de franchir des portes et de naviguer facilement même dans des intérieurs étroits.



### Ultra-léger

Avec un poids total de 8,7kg, la protection Movo peut être installée facilement par une seule personne.

## Par tous les temps !

La protection Movo vous tient à l'abri du soleil mais aussi des mauvaises conditions météorologiques. Avec son revêtement anti-pluie et ses protections contre le vent et le soleil vous serez protégé en toutes circonstances.



## Pour votre scooter

Grâce à un système d'installation ingénieux sous son siège, la protection de pluie Movo est compatible avec la plupart des scooters **VERMEIREN**\*

\* compatible avec les familles Carpo, Ceres et Mercurius, contactez votre revendeurs pour obtenir les dernières informations.

## Design moderne



La protection Movo est conçue en polycarbonate de grande qualité et en aluminium pour conserver un poids léger et une bonne tenue dans le temps.



Grâce à son processus de fabrication à base de moulages, la protection Movo dispose d'une qualité supérieure, d'un design moderne et d'une excellente durabilité.



Les tissus et fermetures éclairés sont hydrofuges, solides et de grande qualité. Tous les matériaux ont été sélectionnés pour assurer la durabilité du produit tout en protégeant son utilisateur.



Les fenêtres sont faites à partir de mica inspiré de l'industrie nautique avec une forte protection UV ce qui optimise la visibilité et la durabilité de la protection.

**movo**  
evolution

Distributed by the VERMEIREN Group



**Developed in Canada**

Developed and designed by Quebec engineers.



Installation ultra-rapide



Ultra-léger



Qualité supérieure

## Des produits conçus pour vous

Notre principe de base est simple : votre fauteuil roulant doit être adapté à vous, et non l'inverse. C'est pourquoi nos fauteuils roulants sont évolutifs et apportent une réponse adaptée à vos besoins spécifiques.

Tous les types de fauteuils roulants peuvent être adaptés, ont de nombreuses options et peuvent être entièrement personnalisés afin qu'il y ait un fauteuil roulant pour chaque personne. C'est le résultat de notre recherche continue et de notre expérience depuis 1957.

## Qualité garantie

En ce qui concerne la qualité, le **(nom du produit)** est conforme aux normes les plus élevées, établies par des instituts de test certifiés de renommée mondiale.

## Caractéristiques techniques

■ Largeur totale	736 mm
■ Hauteur totale	965 - 1117 mm
■ Longueur totale	1245 mm
■ Largeur pliée	787 mm
■ Largeur d'assise	711 mm
■ Hauteur accoudoirs	711 mm

■ Profondeur intérieure	1346 mm
■ Matériaux	mica, qualité nautique grade 3 anti-UV
■	Aluminium moulé et polycarbonate haute résistance
■ Lavable	Oui
■ Poids	8,7 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg  
Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.



## S.A. VERMEIREN S.A.

Vermeirenplein 1-15  
B-2920 Kalmthout  
Belgique

[www.vermeiren.be](http://www.vermeiren.be)  
[info@vermeiren.be](mailto:info@vermeiren.be)

Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.

