

# Eclips XXL

Spécial grandes tailles



# Caractéristiques techniques Eclips XXL

 largeur totale	 largeur pliée	 largeur siège	 hauteur accoudoir	 hauteur siège	 hauteur totale	 longueur totale	 profondeur siège	 hauteur dossier	 poids
85	37,5	60	20	53	103	114	53	57	38,5
90	37,5	65	20	53	103	114	54	57	39
95	37,5	70	20	53	103	114	55	57	40
100	37,5	75	20	53	103	114	56	57	40,5

Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 1,5 cm et 1,5 kg

## Spécial grandes tailles

Fauteuil pliant en aluminium à double croisillon. L'Eclips XXL vous apportera un confort d'origine grâce à son assise et son dossier anatomique. Ce fauteuil équipé de roues arrière renforcées permet d'accepter une personne jusqu'à 200 kg. Le transfert s'effectuera facilement grâce à sa palette monobloc en aluminium rabattable.



**Freins à tambour B74 (standard)**  
**Roulettes anti-bascule B78 en option**

## Votre garantie de qualité

Le fauteuil Eclips XXL répond aux normes les plus strictes des divers instituts d'essais dont la compétence est reconnue dans la plupart des pays européens.

## Votre fauteuil roulant doit s'adapter à vous. Et non l'inverse.

Vermeiren joue depuis plus de 54 ans un rôle essentiel dans le développement de fauteuils roulants modernes et personnalisables. Notre principe de base est : votre fauteuil roulant doit s'adapter à vous et non l'inverse. C'est pourquoi nous avons adopté une conception modulaire. Dans cette optique, nous avons créé une vaste gamme d'accessoires interchangeables.

## S.A. Vermeiren S.A.

Vermeirenplein 1-15  
B-2920 Kalmthout  
Belgique  
Tél.: +32 (0) 3 620 20 20  
Fax: +32 (0) 3 666 48 94

[www.vermeiren.fr](http://www.vermeiren.fr) - [info@vermeiren.be](mailto:info@vermeiren.be)



**VERMEIREN**  
Pour plus de mobilité

Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.

Sous réserve de modifications techniques