

Cadeo

ROLLATOR



largeur totale	590 mm
longueur totale	600 mm
hauteur totale	800 - 910 mm
profondeur siège	300 mm
largeur siège	300 mm
hauteur siège	540 mm
poids avec sac	5,5 kg
poids utilisateur max.	90 kg
roues	ø 110 mm
couleurs	bleu

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg - Sous réserve de modifications techniques



Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

S.A. Vermeiren S.A. - Vermeirenplein 1-15 - B-2920 Kalmthout - Belgique

Tel.: +32 (0)3 620 20 20 - Fax: +32 (0)3 666 48 94 - info@vermeiren.be - website: www.vermeiren.be



Pour plus de mobilité