

Streeter

Le Streeter Vermeiren a été développé pour faciliter l'apprentissage et le réapprentissage de la marche.

Le système de roues anti-retour empêche le recul du Streeter et encourage l'utilisateur à aller de l'avant.

Medium

hauteur: 470-600 mm
profondeur: 900 mm
profondeur plié: 170 mm
largeur de la base: 550 mm
largeur entre les poignées: 360 mm
poids: 5 kg
poids max. utilisateur: 65 kg

Large

hauteur: 600-730 mm
profondeur: 960 mm
profondeur plié: 210 mm
largeur de la base: 590 mm
largeur entre les poignées: 400 mm
poids: 5,7 kg
poids max. utilisateur: 80 kg

X-large

hauteur: 720-900 mm
profondeur: 1020 mm
profondeur plié : 210 mm
largeur de la base: 630 mm
largeur entre les poignées: 430 mm
poids: 6,4 kg
poids max. utilisateur: 90 kg



Mini

hauteur: 460-570 mm
profondeur: 740 mm
profondeur plié: 200 mm
largeur de la base: 530 mm
largeur entre les poignées: 340 mm
poids: 4,75 kg
poids max. utilisateur: 50 kg

