

# Antares 4

**LE + VERMEIREN**  
Les scooters démontables

SCOOTERS INTERIEUR



bleu



Démontage facile pour le transport.



ANTARES 4

6 km/h	10,5 km	8°/14%	50	2790



480	980	970	200x50 PU (4)	170	43 kg	115	2 x 12V / 12Ah	270W



Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°