

Normandie XXL

Fauteuil de repos



VERMEIREN
we care for you

Confort optimal

Fauteuil de repos avec dossier inclinable et repose-jambes. Egalement disponible avec quatre roulettes en option. Les accoudoirs réglables en hauteur peuvent être complètement abaissés pour un transfert latéral. La forme anatomique et le rembourrage en mousse de l'assise et du dossier permettent de s'asseoir et de se coucher sans se fatiguer.

Options



Appui-tête



Manchettes de prélèvement

Couleurs



Caractéristiques techniques

■ Largeur totale	890 mm
■ Hauteur totale	1205 mm
■ Longueur totale	820 mm
■ Largeur d'assise	730 mm
■ Hauteur d'assise	510 mm
■ Angle du dossier	13°/40°

Des produits conçus pour vous

Notre concept est simple : votre fauteuil-roulant doit s'adapter à vous et non l'inverse. C'est pourquoi nos fauteuils roulant sont évolutifs et peuvent répondre à des besoins très spécifiques.

Parce que chaque personne est unique, nos fauteuils roulants peuvent être adaptés, équipés de nombreuses options et personnalisés. Ceci est la conséquence de notre expérience ainsi que de nos recherches et développements depuis 1957.

Qualité garantie

Pour vous assurer la meilleure qualité, le **Normandie XXL** est conforme aux normes les plus strictes et soumis aux tests d'organismes de certification reconnus dans le monde entier.



Normandie XXL avec roulettes

■ Profondeur siège	490 mm
■ Hauteur dossier	780 mm
■ Hauteur accoudoir	0-220 mm
■ Poids	37,75 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	350 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

VERMEIREN France

Rue de L'Empire
Zone d'Activités du Cadran
59133 Phalempin

www.vermeiren.fr
info@vermeiren.fr

VERMEIREN France Cournon

11, rue des Acilloux
63800 Cournon D'Auvergne
France

www.vermeiren.fr
info@vermeiren.fr

Pour plus d'informations,
prenez contact avec votre revendeur local.

