

## Caractéristiques technique V300

largeur totale	largeur siège	hauteur accoudoir	hauteur siège	hauteur totale	longueur totale	profondeur siège	hauteur dossier	pois à partir de	pois utilisateur
570	390	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1040	440-460-480-500-520	400	15,9	130
600	420	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1040	440-460-480-500-520	400	parti la plus lourde 9,7	
620	440	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1040	440-460-480-500-520	400		
640	460	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1040	440-460-480-500-520	400		
660	480	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1040	440-460-480-500-520	400		
680	500	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1040	440-460-480-500-520	400		
710	530	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1040	490-510-530	400		
740	560	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1040	490-510-530	400		
780	600	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1040	490-510-530	400		

Crash testés selon la norme ISO 7176-19

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg.

### Standard V300



poignées réglables en hauteur

filet porte documents

répose-pieds inclinable

assise et dossier réglables en tension

pochette mobil

coussin

## Caractéristiques technique V200

largeur totale	largeur siège	hauteur accoudoir	hauteur siège	hauteur totale	longueur totale	profondeur siège	hauteur dossier	pois à partir de	pois utilisateur
570	390	220-230-240	470-500-530	850-880-910-940	1010	440-460	400	15,2	130
600	420	220-230-240	470-500-530	850-880-910-940	1010	440-460	400	parti la plus lourde 9	
620	440	220-230-240	470-500-530	850-880-910-940	1010	440-460	400		
640	460	220-230-240	470-500-530	850-880-910-940	1010	440-460	400		
660	480	220-230-240	470-500-530	850-880-910-940	1010	440-460	400		
680	500	220-230-240	470-500-530	850-880-910-940	1010	440-460	400		
710	530	220-230-240	470-500-530	850-880-910-940	1010	490	400		
740	560	220-230-240	470-500-530	850-880-910-940	1010	490	400		
780	600	220-230-240	470-500-530	850-880-910-940	1010	490	400		

Crash testés selon la norme ISO 7176-19

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg.

### Standard V200



poignées réglables en hauteur

répose-pieds inclinable

pochette mobil

## Votre fauteuil roulant doit s'adapter à vous . Et non l'inverse.

Vermeiren joue depuis plus de 54 ans un rôle essentiel dans le développement de fauteuils roulants modernes et personnalisables. Notre principe de base est : votre fauteuil roulant doit s'adapter à vous et non l'inverse. C'est pourquoi nous avons adopté une conception modulaire. Dans cette optique, nous avons créé une vaste gamme d'accessoires interchangeables.

## Caractéristiques technique V100

largeur totale	largeur siège	hauteur accoudoir	hauteur siège	hauteur totale	longueur totale	profondeur siège	hauteur dossier	pois à partir de	pois utilisateur
570	390	220-230-240	470-500-530	880-910-940	1010	430-450	420	16,7	130
600	420	220-230-240	470-500-530	880-910-940	1010	430-450	420	parti la plus lourde 10	
620	440	220-230-240	470-500-530	880-910-940	1010	430-450	420		
640	460	220-230-240	470-500-530	880-910-940	1010	430-450	420		
660	480	220-230-240	470-500-530	880-910-940	1010	430-450	420		
680	500	220-230-240	470-500-530	880-910-940	1010	430-450	420		
710	530	220-230-240	470-500-530	880-910-940	1010	490	420		
740	560	220-230-240	470-500-530	880-910-940	1010	490	420		
780	600	220-230-240	470-500-530	880-910-940	1010	490	420		

Crash testés selon la norme ISO 7176-19

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg.

### Standard V100



poignées réglables en hauteur

filet porte documents

coussin

### Options (compatibles avec tous les modèles)

(voir la fiche de mesure pour toutes les options)



repose-jambes réglable allongement automatique - BZ8

BZ8: de 360 mm à 540 mm

L35 siège moulé

L34 dossier moulé

L14 - L15 - skai siège/dossier anatomique

L14 - L15 - soft siège/dossier anatomique

### Options (compatibles avec tous les modèles)

(voir la fiche de mesure pour toutes les options)



type 30 version poussette

HEM2 version hémiplegique

B78 - anti-tipping

tablette plexi - B15

dossier inclinable 30°

B31 - porte de béquille

accoudoir réglable en hauteur B04 - B05

freins à tambour B74

filet porte documents

### S.A. Vermeiren S.A.

Vermeirenplein 1-15  
B-2920 Kalmthout  
Belgique

Tel.: +32 (0) 3 620 20 20  
Fax: +32 (0) 3 666 48 94

www.vermeiren.be - info@vermeiren.be



**VERMEIREN**  
Pour plus de mobilité

Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.



Information pour les malvoyants est disponible sur demande. - E.R.: N.V. Vermeiren N.V., Vermeirenplein 1/15 - 2920 Kalmthout - Belgique - 04/2011



**V-series**  
léger - deluxe  
V100 V200 V300



Sous réserve de modifications techniques - Les options et les modèles peuvent varier selon les pays.

## V300

Le V300 est un fauteuil roulant léger manuel pour une utilisation temporaire ou permanente avec des ajustements **MAXIMUM**.

- 5 hauteurs de siège
- 5 profondeurs de siège
- 9 largeurs de siège
- 3 hauteurs d'accoudoirs
- 3 positions manchettes d'accoudoirs
- 5 angles d'inclinaison de l'assise 0° - 10°
- Assise et dossier réglables en tension
- Filet
- Poignées réglables en hauteur
- Poche de rangement sous l'assise
- Nombreuses options

Grand nombre  
**d'accessoires**



Cadre	Revêtement
Métallique Bleu C58	Noir Nylon/Skai
Champagne C59	Noir Nylon/Skai



## V100

Le V100 est un fauteuil roulant léger manuel pour une utilisation temporaire ou permanente avec les **DIFFERENTS** réglages.

- 4 hauteurs de siège
- 2 profondeurs de siège
- 9 largeurs de siège
- 3 hauteurs d'accoudoirs
- 3 positions manchettes d'accoudoirs
- Poignées réglables en hauteur
- Filet

Poids total de  
**15 kg**



Cadre	Revêtement
Métallique Bleu C58	Noir Nylon/Skai
Métallique Inox C55	Noir Nylon/Skai

	V100	V200	V300		V100	V200	V300
hauteurs de siège	4	5	5	angles d'inclinaison	-	-	•
profondeurs de siège	2	2	5	assise/dossier réglables en tension	-	-	•
largeurs de siège	9	9	9	filet	•	-	•
hauteurs d'accoudoirs	3	3	3	poignées réglables	•	•	•
positions d'accoudoirs	3	3	3	pochette mobil	-	•	•
				répose-pieds inclinable	-	•	•
				coussin	•	-	•

Plusieurs options supplémentaires sont disponibles pour tous les modèles visés.

## V200

Le V200 est un fauteuil roulant léger manuel pour une utilisation temporaire ou permanente avec des réglages **OPTIMAUX**.

- 5 hauteurs de siège
- 2 profondeurs de siège
- 9 largeurs de siège
- 3 hauteurs d'accoudoirs
- 3 positions manchettes d'accoudoirs
- Poignées réglables en hauteur
- Poche de rangement sous l'assise
- Nombreuses options

Complètement pliable  
**Transport**



Cadre	Revêtement
Champagne C59	Noir Nylon/Skai
Brun Anodique C60	Noir Nylon/Skai