



Inovys II

L70

Système de siège en granules

VERMEIREN a créé le système de positionnement L70 en combinaison avec le fauteuil roulant Inovys II existant.

Pour les personnes qui sont liées à une position assise passive, l'Inovys L70 offre un confort d'assise idéal. Les coussins remplis de polystyrène au niveau du dossier, de l'assise et des jambes assurent la répartition de la pression et suivent les contours du corps.



Confort d'assise agréable pour les utilisateurs de fauteuils roulants passifs

VERMEIREN vous propose une solution complète et très dynamique qui apporte un soutien maximal à l'ensemble du corps. Tous les éléments des coussins sont munis d'une fermeture à glissière afin qu'ils puissent être facilement retirés et nettoyés.

L'**Inovys II L70** est également équipé d'un appui-tête réglable en hauteur et en angle et ceci sans outils supplémentaires. En option, un L58G peut également être monté et prend n'importe quelle forme désirée. Une gamme d'options signifie que l'**Inovys II L70** peut être entièrement adapté aux besoins et aux souhaits de presque tous les utilisateurs.

⊕ Tous les coussins sont remplis de granulés de polystyrène résistants qui offrent un soutien parfait pour le corps et se connectent à ses contours.

⊕ En ajoutant ou en réduisant les granulés de polystyrène, la pression sur les contours du corps peut être augmentée ou diminuée.

⊕ Grâce aux différentes options de réglage (tête, dossier, siège et repose-jambes), le fauteuil roulant peut être adapté de manière optimale à chaque utilisateur.

⊕ Les bras de confort procurent une sensation de sécurité et agréable qui permet à l'utilisateur de se détendre complètement.

Des ajustements individuels sont parfaitement possibles grâce au réglage de l'angle de la section pieds, de la section jambes, de la section siège et de l'inclinaison de la section dossier. Les freins à tambour pour l'accompagnateur et les freins de stationnement supplémentaires permettent à l'utilisateur de s'asseoir dans le fauteuil en sécurité complète.

Une **housse lavable** en éponge grise est disponible en option et assure ainsi plus d'hygiène lors de l'utilisation quotidienne de l'**Inovys II L70**.



3 compartiments à granulés indépendants



- Compartiment poitrine -



- Compartiment siège -



- Compartiment jambes -

Chaque compartiment comprend des coussins remplis de perles qui offrent un soutien optimal du corps et des contours.



Retrait facile des compartiments au moyen d'une fermeture éclair



B12 - Tablette



B20 - Ceinture de sécurité



B52 - Cache-sérum



B54 - Housse de protection



B74 - Freins à tambour



B77 - Anti-bascule



B83 - Porte bidon



L58G - Appui-tête confort



L71 - Accoudoirs amovibles granulés



Position de repos à plat à 180° - réglage indépendant de l'assise, du dossier, des pieds et de la section jambes

Remplissage granulé



Pour offrir un maximum de confort d'assise **VERMEIREN** a choisi de sélectionner une qualité premium de granulés atteignant une densité jusqu'à 15 kg par mètre carré. Chaque granule mesure entre 3,6 mm et 5,6 mm de diamètre et a un effet isolant créant une sensation de confort au contact d'un corps humain. Ces granulés sont fabriqués à partir de polystyrène expansé à 100% et ont été certifiés par l'Institut National d'Hygiène qu'ils ne présentent aucun danger pour la santé humaine. Ces granulés sont recyclables et laissent ainsi une empreinte écologique minimale.



Recharge : après une utilisation prolongée, vous pouvez sentir que vos oreillers ont besoin d'un remplissage supplémentaire ou même moins selon vos besoins. Contactez votre revendeur **VERMEIREN** de confiance et demandez

des granulés pour remplir vos coussins et resserrez votre positionnement.

Cercle complet

S'il doit se déplacer, il a besoin de roues. Et les roues sont l'un des éléments clés de nos produits. Un axe solide combiné avec des rayons, des jantes et un tube rempli d'air. C'est tout ce qu'il nous faut pour nous faire avancer. Très basique mais toujours aussi essentiel. Et c'est la raison pour laquelle **VERMEIREN** a décidé de produire cet élément clé en interne.

Des petites roues avant aux grandes roues arrière en passant par le caoutchouc solide des roues pour fauteuils roulants électriques... Chaque pièce est fabriquée en interne afin que nous puissions garder un œil attentif sur la production et encore plus sur la qualité constante qui fait notre fierté.

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| ■ Largeur totale | 680 - 730 mm |
| ■ Hauteur totale (sans appui-tête) | 990 - 1060 mm |
| ■ Longueur totale | 1280 mm |
| ■ Angle du dossier | 0° - 45° |
| ■ Inclinaison palette de repose-jambe | 73° - 107° |
| ■ Hauteur accoudoirs | 220 - 320 mm |



Le matériau isolant procure une chaleur et sensation de confort en position assise.

Des produits conçus pour vous

Notre principe de base est simple : votre fauteuil roulant doit être adapté à vous, et non l'inverse. C'est pourquoi nos fauteuils roulants sont évolutifs et apportent une réponse adaptée à vos besoins spécifiques.

Tous les types de fauteuils roulants peuvent être adaptés, ont de nombreuses options et peuvent être entièrement personnalisés afin qu'il y ait un fauteuil roulant pour chaque personne. C'est le résultat de notre recherche continue et de notre expérience depuis 1957.

Qualité garantie

En ce qui concerne la qualité, l'**Inovys II L70** est conforme aux normes les plus élevées, établies par des instituts de test certifiés de renommée mondiale.

| | |
|----------------------------------|--------------|
| ■ Hauteur d'assise | 510 - 580 mm |
| ■ Hauteur dossier | 550 - 600 mm |
| ■ Profondeur siège | 460 - 520 mm |
| ■ Poids | 38 kg |
| ■ Poids maximum de l'utilisateur | 135 kg |
| ■ Information additionnelle | |

Dimensions en cm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

S.A. VERMEIREN S.A.

Vermeirendreef 1-15
B-2920 Kalmthout
Belgique

www.vermeiren.be
info@vermeiren.be



Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.