

376

Table de lit

La table de lit 376 est réglable en hauteur, peut être inclinée et a des roulettes pour une mobilité facile. Idéal pour un usage domestique ou hospitalier, en combinaison avec un lit, un canapé ou un fauteuil inclinable. Le cadre est fini avec une peinture enduite de poudre durable et la table elle-même peut être inclinée et verrouillée dans les deux sens. Idéal pour lire tout en ayant la partie plus petite et stationnaire qui est parfaite pour placer des boissons, des produits alimentaires ou appareils électroniques.

Longueur totale	920 mm
Largeur totale	470 mm
Hauteur ajustable	610 mm - 950 mm
Hauteur sous plateau	110 mm
Tablette	765 mm x 410 mm
Poids total	9,4 kg
Charge maximale	15 kg
Roues	ø 50 mm
Couleurs	Chassis Gris - Table: Oxide Chassis: Beige - Table: Hêtre

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg - Sous réserve de modifications techniques



S.A. VERMEIREN S.A. - Vermeirenplein 1-15 - B-2920 Kalmthout - Belgique
Tel.: +32 (0)3 620 20 20 - Fax: +32 (0)3 666 48 94 - info@vermeiren.be - website: www.vermeiren.be
Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Pour plus de mobilité