

V200 V200D V300D V300 30°

V200 V200D V300D V300 30°

hauteurs de siège	5	5	5	5	angles d'inclinaison	•	•	•	•
profondeurs de siège	2	2	5	5	assise/dossier réglables en tension	-	-	•	•
largeurs de siège	3	9	9	9	filet	-	-	•	-
hauteurs d'accoudoirs	6	3	3	3	poignées réglables	-	•	•	-
positions d'accoudoirs	3	3	3	3	pochette mobil	•	•	•	•
Plusieurs options supplémentaires sont disponibles pour tous les modèles visés. (sauf le V200).					répose-pieds inclinable	•	•	•	•
					coussin	-	-	•	•

Caractéristiques technique V300 D et V300 30°

	largeur totale	largeur siège	hauteur accoudoir	hauteur siège	hauteur totale	longueur totale	profondeur siège	hauteur dossier	pooids à partir de	pooids utilisateur
	590	390	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1040	440-460-480-500-520	400	15,9	130
	620	420	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1040	440-460-480-500-520	400	partir la plus lourde 9,7	170
	640	440	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1040	440-460-480-500-520	400		
	660	460	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1040	440-460-480-500-520	400		
	680	480	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1040	440-460-480-500-520	400		
	700	500	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1040	440-460-480-500-520	400		
XL	720	530	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1090	490-510-530	400		
	750	560	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1090	490-510-530	400		
	790	600	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1090	490-510-530	400		


Crash testés selon la norme ISO 7176-19. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 1,5 mm et 1,5 kg. Disponible en version S1 (version surbaissée).

Caractéristiques technique V200D et V200 (V200 seulement largeur sièges 420 - 460 - 500)

	largeur totale	largeur siège	hauteur accoudoir	hauteur siège	hauteur totale	longueur totale	profondeur siège	hauteur dossier	pooids à partir de	pooids utilisateur
	590	390	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1010	440-460	400	15,2	130
V200	620	420	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1010	440-460	400	partir la plus lourde 9	170
V200	640	440	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1010	440-460	400		
V200	660	460	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1010	440-460	400		
	680	480	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1010	440-460	400		
	700	500	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1010	440-460	400		
XL	720	530	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1060	490	400		
	750	560	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1060	490	400		
	790	600	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1060	490	400		

Crash testés selon la norme ISO 7176-19. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 1,5 mm et 1,5 kg. Disponible en version S1 (version surbaissée).

Standard por le V300D - V300 30° - V200D - V200

 pochette mobil: V300D - V300 30° V200D - V200	 répose-pieds inclinable: V300D - V300 30° V200D - V200	 poignées réglables en hauteur: V300D - V300 30° V200D	 coussin: V300D - V300 30°
 assise et dossier réglables en tension: V300D - V300 30°	 filet porte documents: V300D - V300 30°	 B05 - manchette d'accoudoir réglables en hauteur: V200	

V200

Le V200D est un fauteuil roulant léger manuel pour une utilisation temporaire ou permanente

- 5 hauteurs de siège
- 2 profondeurs de siège
- 3 largeurs de siège
- 3 positions manchettes d'accoudoirs
- Standard B05 - accoudoir ajustable en hauteur
- Pochette mobil sous l'assise



Cadre	Revêtement
Bleu C74	Noir Nylon/Skai



Options (compatibles avec tous les modèles) (sauf le V200)

(voir la fiche de mesure pour toutes les options)

 type 30 version poussette	 HEM2 version hémiplegique	 Main courante recouverte de caoutchouc	 repose-jambes réglable allongement automatique - BZ8 BZ8: de 360 mm à 540 mm	 L35 - assise soft post-formé	 L34 - dossier soft post-formé
 tablette plexi - B15	 dossier inclinable 30°	 B31 - porte de béquille	 B78 - anti-bascule	 L14 - L15 - skai siège/dossier anatomique	 L14 - L15 - soft siège/dossier anatomique
 accoudoir réglable en hauteur B04 - B05	 freins à tambour B74	 filet porte documents - B42	 L24 - skai dossier moulé	 L25 - skai siège moulé	

S.A. Vermeiren S.A.

Vermeirenplein 1-15
B-2920 Kalmthout
Belgique

Tél.: +32 (0) 3 620 20 20
Fax: +32 (0) 3 666 48 94

www.vermeiren.be - info@vermeiren.be

Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.



Sous réserve de modifications techniques - Les options et les modèles peuvent varier selon les pays.

Information pour les malvoyants est disponible sur demande - E.R. S.A. Vermeiren S.A., Vermeirenplein 1/15 - 2920 Kalmthout - Belgique - 04/2013

V300D

Le V300D est un fauteuil roulant léger manuel pour une utilisation temporaire ou permanente avec des ajustements **MAXIMUM**.

- 4 hauteurs de siège
- 5 profondeurs de siège
- 9 largeurs de siège
- 3 hauteurs d'accoudoirs
- 3 positions manchettes d'accoudoirs
- 5 angles d'inclinaison de l'assise 0°-10°
- Assise et dossier réglables en tension
- Filet
- Poignées réglables en hauteur
- Poche de rangement sous l'assise
- Nombreuses options



Kit T30 - poussette



Cadre	Revêtement
Bleu métallique C58	Noir Nylon/Skai
Champagne C59	Noir Nylon/Skai



V300D Confort

Le V300D est un fauteuil roulant léger manuel pour une utilisation temporaire ou permanente avec des ajustements **MAXIMUM** et une siège/dossier moulé.

- 4 hauteurs de siège
- 5 profondeurs de siège
- 9 largeurs de siège
- 3 hauteurs d'accoudoirs
- 3 positions manchettes d'accoudoirs
- 5 angles d'inclinaison de l'assise 0°-10°
- Assise et dossier réglables en tension
- Filet
- Poignées réglables en hauteur
- Nombreuses options



Cadre	Revêtement
Bleu métallique C58	Noir Nylon/Skai
Champagne C59	Noir Nylon/Skai

V300 30°

Le V300 30° est un fauteuil roulant léger manuel pour une utilisation temporaire ou permanente avec des ajustements **MAXIMUM** et une angle du dossier réglable jusqu'à 30°.

- 4 hauteurs de siège
- 5 profondeurs de siège
- 9 largeurs de siège
- 3 hauteurs d'accoudoirs
- 3 positions manchettes d'accoudoirs
- 5 angles d'inclinaison de l'assise 0°-10°
- Angle du dossier réglable 0° - 30°
- Assise et dossier réglables en tension
- Filet
- Poignées réglables en hauteur
- Poche de rangement sous l'assise
- Nombreuses options



Cadre	Revêtement
Champagne C59	Noir Nylon/Skai

V200D

Le V200D est un fauteuil roulant léger manuel pour une utilisation temporaire ou permanente.

- 4 hauteurs de siège
- 2 profondeurs de siège
- 9 largeurs de siège
- 3 hauteurs d'accoudoirs
- 3 positions manchettes d'accoudoirs
- Poignées réglables en hauteur
- Poche de rangement sous l'assise
- Nombreuses options



Cadre	Revêtement
Champagne C59	Noir Nylon/Skai
Brun Anodique C60	Noir Nylon/Skai