



DECLARATION DE BATTERIE

Le fabricant :

VERMEIREN GROUP

Actor ID/SRN: BE-MF-000019750

Adresse:

Vermeirenplein 1/15

2920 Kalmthout

Belgium

déclare sous sa seule responsabilité que les dispositifs médicaux marqués CE :

Groupe de produits :

Fauteuils roulants électroniques

Marque:

VERMEIREN

Type:

Verso

Plego

Basic UDI-DI N°:

5415174VersoG7

5415174PlegoCH

Les batteries utilisées dans les fauteuils roulants Verso et Plego sont des batteries au lithium (24V/12,8 Ah, 24V/17,5 Ah & 25.9V/12,8 Ah) conçues pour être utilisées dans les fauteuils roulants ou les aides à la mobilité. Elles répondent aux exigences de chaque épreuve du Manuel d'épreuves et de critères de l'ONU, partie III, sous-section 38.3, conformément au document d'orientation de l'IATA concernant le transport de fauteuils roulants et d'aides à la mobilité alimentés par batterie et transportés par des passagers.

La (les) batterie(s) au lithium doit (doivent) rester installée(s) dans l'aide à la mobilité et éteinte(s) avant le chargement dans le transport aérien, comme décrit dans les instructions d'utilisation de l'aide à la mobilité.

En outre :

L'approbation de la compagnie aérienne est requise pour les aides à la mobilité alimentées par batterie et utilisées par les passagers. Au moins 48 heures avant le voyage ou au moment de la réservation, l'utilisateur de l'aide à la mobilité, l'agent de voyage, le voyageur ou d'autres sites web de réservation tiers doivent demander l'accord de la compagnie aérienne pour le transport de l'aide à la mobilité alimentée par batterie.

Ville, Date: Kalmthout, 2025-05-07

Signature:

Nom:

Patrick Vermeiren

Fonction:

CEO

VERMEIREN Group N.V.

Vermeirenplein 1-15

2920 Kalmthout – Belgium

Tel. +32 3 620 20 20

B.T.W BE 0887.199.216 - RPR Antwerpen

www.vermeiren.com | info@vermeiren.com

VERMEIREN
we care for you

Certified ISO 13485