



MINISTÈRE DES ARMÉES

Liberté
Égalité
Fraternité



CERAH

1, Bellevue - BP 50719
57147 WOIPPY Cedex
Tél : 03 87 51 30 30
<http://cerahtec.invalides.fr>

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

N°25-239-A

Modèle Inovys II-E Evo Configuré

1.	Titulaire	Fabricant	Mandataire
Société	VERMEIREN FRANCE	NV VERMEIREN GROUP	/
Adresse	Rue de l'Empire Zone d'activités du Cadran	Vermeiren 1/15	
Ville	59133 PHALEMPIN	2920 KALMTHOUT	
Pays	FRANCE	BELGIQUE	

2. Texte de référence

SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES VEHICULES POUR HANDICAPES PHYSIQUES.

Arrêté du 06 février 2025 (Journal Officiel du 07 février 2025) Titre IV de la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR) prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.

3. Classification du matériel

Code générique :

4100022 - VPH, Achat neuf, **FRMP**, modulaire, à propulsion manuelle ou à pousser multi-position

Code Individuel :

En attente



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation. La reproduction de ce certificat d'essai n'est autorisée que sous la forme de fac-similé intégral. Les résultats consignés dans ce rapport ne sont certifiés que pour l'échantillon soumis aux essais. Le COFRAC est signataire de l'accord multilatéral d'EA (European co-operation for Accreditation) et d'ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) de reconnaissance de l'équivalence des rapports d'essais.

The COFRAC accreditation testifies to the competence of the laboratories only for the tests covered by the accreditation. Reproduction of this certificate is certified only as an integral facsimile. Results written in this report are certified only for the sample submitted to the tests. The COFRAC is signatory of the multilateral agreement for the recognition of the tests reports equivalence EA (European co-operation for Accreditation) and ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).

4.

Conditions de conformité

Masse maximale utilisateur	135 kg
Mode de propulsion	Propulsion manuelle ou à pousser
Châssis	Fixe
Dossier	Inclinable de 0 à 54° par vérins
Assise	Inclinable de 0 à 21° par vérins
Largeur siège	400 / 450 / 500
Bon de commande	Tarif 2025 : En annexe

5.

Validité

Valable 5 ans à partir de la date d'édition de ce présent certificat

Ce certificat est émis au vu des documents et résultats des essais suivants :

- Tarifs décembre 2025 – Inovys II E Evo Configuré « FRMP »
- Rapport CERAH n°19-038 du 22-10-2019
- Rapport EN12183 n°71330267 du 21-01-2008
- Reclassement CERAH n°25-239 du 14-11-2025.


Toute modification du matériel entraîne la nullité du présent certificat de conformité.


Le Chef de l'Unité Expertise des Appareillages,
Responsable du service des Essais
Amandine BOEHM

Certificat édité le 17 Novembre 2025

ANNEXE 1
Tarif décembre 2025

INOVYS II-E EVO - Configuré

 <p>Fauteuil roulant manuel ultra configuré et multi-position. Bascule du dossier et de l'assise par vérins d'assistance. Dossier post formé galbé avec retours latéraux réglables en angle, rabattable sur l'assise. Dossier réglable en hauteur et profondeur avec poignées de pousser réglables en hauteur. Assise réglable en profondeur avec coussin préformé et amovible sur support rigide. Accoudoirs réglables en largeur et amovibles équipés de protège-vêtement. Manchettes ultra confort et réglables en hauteur, profondeur et amovibles. Hauteur sol/siège ajustable. Repose-jambes multi réglables avec palette réglable en angle et sangle talonnière Nombreuses options. Châssis garanti 4 ans hors pièces d'usure Poids utilisateur maxi: 130kg</p>		Date et cachet de la société			
<p>Prescription Médicale : VHP modulaire à propulsion manuelle ou à pousser multi-position FRMP + appui pour le basculement + Coussin classe II si nécessaire + adjonctions si nécessaire+ PAP forfait A membres supérieurs et/ou Forfait B membres inférieurs si nécessaire Qui peut prescrire? Prescription par Médecin MPR ou Médecin titulaire d'un DU ou Ergothérapeute</p>		Agence de Phalempin Tel : 03.28.55.07.98 Fax: 03.20.90.28.89			
*Les codes et montants LPP sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas VERMEIREN.					
<input checked="" type="checkbox"/> = Exécution standard		<input type="checkbox"/> = Option sans supplément de prix			
Sélectionner les options en cochant les cases SVP		Prix public HT	Prix public TTC	PLV*TTC	Code remboursement
INOVYS II-Electrique EVO configurée		<input type="checkbox"/> 2 609,48 €	2 753,00 €	2 753,00 €	
*Prix limite de vente					
Pour Rappel : Mode de prise en charge catégorie FRMP					
ACHAT		Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
		2 609,48 €	2 753,00 €	2 753,00 €	
LOCATION LONGUE DURÉE (Usage + de 6 mois) Forfait trimestriel (Inclus les réparations et maintenance)		Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
		220,41 €	232,53 €	232,53 €	4723793
Pour Rappel: Forfait de mise à disposition + Forfait Livraison					
FORFAIT MAD1 niveau 3 - Pour Achat ou LLD		355,45 €	375,00 €	375,00 €	4865487
FORFAIT MAD2 niveau 3 - Pour Achat ou LLD en renouvellement		177,72 €	187,50 €	187,50 €	4891059
LIVRAISON - Pour Achat ou LLD		47,39 €	50,00 €	50,00 €	1266390
Pour Rappel: Forfait SAV1 en cas d'achat ou LLD					
Montant forfaitaire annuel - Sans PLV		Prix public HT	Prix public TTC	Code de remboursement	
		246,92 €	260,50 €	4894307	
*Prix limite de vente					
Sélectionner les options en cochant les cases SVP		Prix public HT	Prix public TTC	PLV TTC	Code Remboursement
CHÂSSIS					
Modèle					
Châssis fixe		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
B77	Appui pour le pied de l'accompagnant, réglable en hauteur et permettant le basculement	<input type="checkbox"/>	23,70 €	25 €	25 €
B78	Roulettes anti-bascule	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
Fixation dans un véhicule		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-

	Batterie Lithium 24V/1,2Ah + Chargeur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	
	Poids utilisateur max 135kg 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	
MODE DE PROPULSION						
Configuration de série						
	Roues manuelles bilatérales 24" par main courante	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	
DOSSIER						
Inclinaison						
	Dossier inclinable par vérin électrique de 0° à -54° grâce à une télécommande positionnable à droite (<i>d'origine</i>)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	
Type						
L34AD	Dossier rigide de hauteur 55cm, réglable en hauteur et amovible, galbé avec retours latéraux réglables en angle et rabattable sur l'assise. Tendeur de dossier .	<input checked="" type="checkbox"/>				
	Revêtement Soft Touch noir	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	
	Revêtement 3D Net	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	
Tub+L44	Dossier souple, réglable en tension avec coussin rembourré amovible et démontable. • 1919498 SET L44 INOVYS EVO DOSSIER+TUB40 C13 • 1919499 SET L44 INOVYS EVO DOSSIER+TUB45 C13 • 1919500 SET L44 INOVYS EVO DOSSIER+TUB50 C13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	
L07	Dossier rigide, réglable en hauteur et amovible, avec retours latéraux, rabattable sur l'assise. Tendeur de dossier					
	Hauteur de dossier disponible 60cm <input type="checkbox"/> 65cm <input type="checkbox"/> 70cm <input type="checkbox"/> 75cm <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	-	-	
Hauteur de dossier						
	Dossier 55 cm, réglable en hauteur et en profondeur par platines crantées	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	
Poignées de poussée						
	Réglables en hauteur pour l'accompagnant	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	
Appui tête						
L58C	Appui-tête soft réglable en profondeur, en hauteur, en translation et rotation avec oreillettes réglables en angle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	
ASSISE						
Type						
	Assise inclinable par vérin électrique de 0° à -21°	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	

L16F	Support d'assise rigide + coussin soft post formé fixe	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
L16F+L35	Support d'assise rigide + coussin soft post formé amovible	<input checked="" type="checkbox"/>				
	Revêtement Soft Touch Noir	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
	Revêtement 3D Net	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
Largeur d'assise						
	40 cm (réglable + 5cm possible au niveau des accoudoirs)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
	45 cm (réglable + 5cm possible au niveau des accoudoirs)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
	50 cm (réglable + 5cm possible au niveau des accoudoirs)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
Coussin anti escarre Classe II						
1919523	Pour largeur 40 cm	<input type="checkbox"/>	65,40€*	69€*	69 €	1231233
1919524	Pour largeur 45 cm	<input type="checkbox"/>	76,78€*	81€*	81 €	1262713
1919525	Pour largeur 50 cm	<input type="checkbox"/>	76,78€*	81€*	81 €	1262713
* Tarif pour un coussin classe II livré avec le fauteuil TVA 5,5% - Le tarif et la TVA sont différents si le coussin est commandé séparément						
Profondeur d'assise						
	Réglable de 46-53 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
Hauteur d'assise ajustable (sans coussin)						
	Réglable de 42cm à 48cm grâce au palier avant et arrière sur le châssis (Imag A)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
	Réglage en hauteur sur 3 positions grâce au système de berceau assise/vérin indépendamment des roues avant et arrières (Imag B)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
ACCOUDOIRS						
Modèle						
B05	Accoudoirs crantés, réglables en hauteur, en largeur et amovibles. Manchettes confort PU Soft Touch, longues, réglables en hauteur, en profondeur et démontables. Proteges-vêtements	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
SER	Accoudoirs confort enveloppants (incompatible avec B66O) réglables en hauteur, en largeur, en profondeur et amovibles	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
	Télécommande standard uniquement sur accoudoir B05 (Fixation à droite de série)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
	Support latéral de télécommande (img a)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
REPOSE- JAMBES (La paire)						

BZ8 INC	Repose-jambes CONFORT escamotable, amovible et inclinable ,auto-corrigeant en longueur.Palette repose-pied articulée, relevable, réglable en hauteur et en angle avec sangle talonnière réglable. Coussin appui-mollet confort PU Soft Touch réglable en hauteur, largeur, profondeur et rabattable.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	
ROUES (Configuration standard bandage avant et arrière noir)						
Type						
AB5	Avant 8" (200x35) Bandage noir & Arrière 24" Alu Bandage noir, axe à démontage rapide	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	
AB6	Avant 200x50 Bandage / Arrière 24"Bandage axe à démontage rapide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	
S AP1	6" bandage avant et 22" arrière gonflable - gris foncé (Configuration surbaissée)Axe à démontage rapide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	
S AP5	6" bandage avant et 22" arrière bandage - gris foncé (Configuration surbaissée)Axe à démontage rapide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	
Réglage position de roues arrières						
	4 positions disponibles	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	
Mains courantes						
	En aluminium et démontables	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	
	En Acier (<i>Sur commande avec délai supplémentaire</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	
B33	En Gel 24" (2991359) Antidérapant	<input type="checkbox"/>				
	Gauche (réfence 2991359)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	
	Droite (réfence 2991359)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	
FREINS						
	À pousser , réglables en profondeur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	
B40	Prolongateur de freins (La paire)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	
B74	Freins tambours (<i>Sur commande et non compatible avec kit surbaissé</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	
COULEURS						
C89	Cadre cuivre, revêtement PU Soft Touch Noir	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	