

Version : B, 2017-05

Tous droits réservés, y compris la traduction.

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, sous quelque forme que ce soit (imprimée, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) sans l'autorisation écrite du publicateur, ni traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques.

© N.V. Vermeiren N.V. 2017

Enfant

2202 Aqua - Safari

2215 Happy - Sporty

6

6

10

Ado

2217 Freedom

14

14

Adulte

2219 Lagoon

2219 Vintage

E-bike tricycle électrique

16

16

18


20

Options

22

Comment choisir mon tricycle?

Le choix de la taille d'un tricycle est déterminé par la longueur totale intérieure de la jambe (A).
(distance totale, jambe tendue, du plis de l'aîne jusqu'au talon)





2202



Entrejambe :
30 à 46 cm

à partir
de 3 ans

Modèle AQUA, design mixte. Parfait compagnon des tout petits. L'enfant appréciera sa déco, le klaxon dauphin et le panier arrière pour transporter ses jouets.

- Guidon réglable en hauteur et en inclinaison. Plusieurs types de guidons disponibles.
- Frein avec position parking.
- Selle réglable en hauteur.
- Châssis bas permettant un franchissement très facile.
- Pignon fixe (conduite marche avant et marche arrière).



Nombreuses options disponibles à la page 22.


								
longueur totale	largeur totale	distance sel-selle	distance selle-pédale	franchissement de châssis	hauteur guidon	roues	poids total	poids utilisateur
1110	648	500-640	390-520	118	726-838	12" x 2.00	14	40

Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°

2002



SAFARI

2202

Entrejambe :
30 à 46 cm

à partir
de 3 ans

Modèle SAFARI, design mixte. Parfait compagnon des tout petits. L'enfant appréciera sa déco, le klaxon girafe et le panier arrière pour transporter ses jouets.

- Guidon réglable en hauteur et en inclinaison. Plusieurs types de guidon disponibles.
- Frein avec position parking.
- Selle réglable en hauteur.
- Châssis bas permettant un franchissement très facile.
- Pignon fixe (conduite marche avant et marche arrière).



Nombreuses options disponibles à la page 22.










								
longueur totale	largeur totale	distance sol-selle	distance selle-pédale	franchissement de châssis	hauteur guidon	roues	poids total	poids utilisateur
1110	648	500-640	390-520	118	726-838	12" x 2.00	14	40

Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 1,5 mm, 1,5 kg et 1,5°



Happy

2215

Entrejambe :
50 à 70 cm

Modèle HAPPY. Parfait compagnon des petites filles.

Elles apprécieront sa déco et le panier arrière pour transporter les jouets.

- Guidon réglable en hauteur et en inclinaison. Plusieurs types de guidons disponibles.
- Frein V-Brake à l'avant avec position parking.
- Selle réglable en hauteur.
- Châssis bas permettant un franchissement très facile.
- Pignon fixe (conduite marche avant et marche arrière).



à partir
de 8 ans



Frein système
V-Brake

Nombreuses options disponibles à la page 22.

longueur totale	largeur totale	distance sol-selle	distance selle-pédale	franchissement de châssis	hauteur guidon	roues	poids total	poids utilisateur
1294	648	610-760	480-650	133	827-940	16" x 1,75	16,5	60

Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°

2215



Entrejambe :
50 à 70 cm

à partir
de 8 ans

Modèle SPORTY. Parfait compagnon des garçons.
Ils apprécieront son look branché et le panier arrière pour transporter les jouets.

- Guidon réglable en hauteur et en inclinaison. Plusieurs types de guidons disponibles.
- Frein V-Brake à l'avant avec position parking.
- Selle réglable en hauteur.
- Châssis bas permettant un franchissement très facile.
- Pignon fixe (conduite marche avant et marche arrière).



Nombreuses options disponibles à la page 22.

longueur totale	largeur totale	distance sol-selle	distance selle-pédale	franchissement de châssis	hauteur guidon	roues	poids total	poids utilisateur
1294	648	610-760	480-650	133	827-940	16" x 1,75	16,5	60

Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°

2217

FREEDOM

WHITE

Modèle FREEDOM. Look attractif et design épuré pour ce tricycle disponible en deux coloris. Un confort et une facilité de conduite pour un maximum de liberté. Ce tricycle est le parfait compagnon de balade.

Nombreuses options disponibles à la page 22.

Existe en version **E-bike**, avec moteur d'assistance électrique (voir page 20).



longueur
totale

1599



largeur
totale

670



distance
sot-selle

720-860



hauteur
selle-pedale

590-780



franchissement
de chassis

174



hauteur
guidon

986-1174



roues

20" x 1,75



poids
total

25,5



poids
utilisateur

110

FREEDOM BLACK

- Guidon réglable en hauteur et en inclinaison. Plusieurs types de guidons disponibles.
- Frein V-Brake à l'avant avec position parking. Frein à disque à l'arrière en option.
- Selle réglable en hauteur.
- Grand panier métallique de transport à l'arrière.
- Châssis bas permettant un franchissement très facile.



2217

Entrejambe :
70 à 88 cm

à partir
de 14 ans



Frein système V-Brake

Modèle LAGOON. Tricycle adulte disponible en Bordeaux ou Gris.

Ce tricycle est le parfait compagnon de balade des plus grands.

Grande stabilité et confort de conduite.

Nombreuses options disponibles à la page 22.

Existe en version **E-bike**, avec moteur d'assistance électrique.



L A G O O N

- Guidon réglable en hauteur et en inclinaison. Plusieurs types de guidons disponibles.
- Frein V-Brake à l'avant avec position parking. Frein à disque à l'arrière en option.
- Châssis bas permettant un franchissement très facile.
- Grand panier métallique de transport à l'arrière.
- Selle réglable en hauteur.



Entrejambe :
75 à 108 cm

Adulte



Frein système V-Brake



longueur
totale
1808



largeur
totale
768



distance
sol-selle
810-900



hauteur
selle-pédale
640-880



franchissement
de châssis
194



hauteur
guidon
1121-1309



roues
24" x 1.30



poids
total
27,8



poids
utilisateur
125

2219

Modèle VINTAGE. Version look rétro du modèle adulte. Ce tricycle fait preuve d'un design élégant et raffiné, mixte et intemporel.

Accessoires au look vintage, **nombreuses options disponibles à la page 22.**

Existe en version **E-bike**, avec moteur d'assistance électrique.



Vintage

2219

Entrejambe :
75 à 108 cm

Adulte

- Guidon réglable en hauteur et en inclinaison. Plusieurs types de guidons disponibles.
- Frein V-Brake à l'avant avec position parking. Frein à disque à l'arrière en option.
- Châssis bas permettant un franchissement très facile.
- Grand panier métallique de transport à l'arrière. Malle de transport en option.
- Selle réglable en hauteur.



longueur
totale
1808



largeur
totale
768



distance
sol-selle
810-900



hauteur
selle-pédale
640-880



franchissement
de châssis
194



hauteur
guidon
1121-1309



roues
24" x 1.30



poids
total
27,8



kg
poids
utilisateur
125

2217E



Commande manuelle



Bloc batterie

e-Tricycle

Modèle e-Tricycle, tricycle à assistance électrique.

Tricycle disponible en version **2217E (Freedom)** ou **2219E (Lagoon ou Vintage)**
Le tricycle électrique vous permettra d'aller plus loin, plus facilement, et plus vite.

Système de fonctionnement très simple. Un simple bouton ON/OFF sur le bloc batterie, puis une commande manuelle simpliste pour réglage de l'assistance. Il est équipé également d'un bouton **BOOSTER** pour vous aider au démarrage (démarrage en côte par exemple).

Bloc batterie situé à l'arrière du tricycle, léger et amovible, vous permettant de recharger aisément à la maison. Assistance électrique effectuée sur la roue avant.



E-Tricycle

Entrejambe :
75 à 108 cm

Adulte



17 km/h



36 V / 9 Ah



250 W

Autonomie : variable selon le type d'utilisation, le type de routes empruntées et le degré d'assistance sélectionné.

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ

		2202	2215	2217	2219	2219 vintage
S1	Guidon classique	•	•	•	•	-
S2	Guidon plat	•	•	•	•	-
S3	Guidon City	-	-	•	•	standard
S4	Guidon rectangulaire	•	•	•	-	-
S5	Potence réglable	-	-	•	•	•
D1	Butée directionnelle	•	•	•	•	•
06	Pignon fixe	•	•	•	•	•
01 + B1	Pignon libre	-	-	•	•	•
B1	Frein à disque	-	-	•	•	•
02	Freins torpedo	•	•	•	•	•
03	Dérailleur 3 vitesses	-	•	•	•	•
07	Dérailleur 7 vitesses	-	-	•	•	•
23	Différentiel	-	-	-	•	•
F1	Pédales avec sangle	•	•	•	•	•
F2	Pédales avec cale-pied	•	•	•	•	•
F3	Support de pied avec sangle	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
F4	Support de pied + tuteur de cheville	•	•	•	•	•
F5	Pédales ajustable	-	•	•	•	•
E1	Poignée de poussée	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)

		2202	2215	2217	2219	2219 vintage
E2	Kit éclairage	-	•	•	•	•
E3	Compteur kilométrique	-	•	•	•	•
E4	Panier de transport	-	-	-	-	•
E5	Top case	-	-	•	•	•
E6	Porte béquilles	-	-	•	•	•
E7	Porte gourde	•	•	•	•	•
E8	Rétroviseur	•	•	•	•	•
E9	Sangles des maintien des mains	•	•	•	•	•
E10	Support de maintien des main avec sangles	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
E11	Manchons	•	•	•	•	•
E12	Selle confort	-	-	•	•	•
E13-D	Home trainer	-	•	•	•	•
E14	Panier avant	-	-	•	•	•
BAT 9 - 13	Bloc batterie e-Tricycle	-	-	-	•	•
P1	Cale-hanche	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
P2	Support de dos	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
P3	Support de dos et cale-hanche (P1+P2)	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
P4	Selle réglable	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
P5	Tube de selle	-	-	-	-	•
E-Tricycle	Avec moteur d'assistance électrique	-	-	•	•	•

(S) : SMALL - (M) : MEDIUM

CONFIGURATION

Guidons



S1 - Guidon classique



S2 - Guidon plat



S3 - Guidon City



S4 - Guidon rectangulaire



S5 - Potence réglable
(-10° à +50°)



D1 - Butée directionnelle

Conduite



06 - Pignon fixe



01 - Pignon libre



B1 - Frein à disque



02 - Freins Torpedo



03 - Dérailleur 3 vitesses



E13 - Home Trainer
(système d'exercice à domicile)

Maintien



P1 - Support
pélvien



P2 - Support de dos



P3 - Support de dos
et pélvien



E9 - Sangles de
maintien des mains



E10 - Support de
maintien des mains
avec sangles



E11 - Manchons

ET OPTIONS

Divers



BAT 9 - BAT 13 - Bloc batterie e-Tricycle (9A ou 13A)



P4 - Selle réglable en profondeur (140 mm)



P5 - Tube de selle avec amortisseur



E12 - Selle confort PU + plastique



E1 - Poignée de poussée (335 mm ou 605 mm)



E14 - Panier avant

Pédales et maintien des pieds



F1 - Pédales avec sangle



F2 - Pédales avec cale-pied



F3 - Support de pied avec sangle



F4 - Support de pied + tuteur de cheville



F5 - Pédales ajustable : 2 positions (22 mm)



E2 - Kit éclairage (piles incluses)

Accessoires



E3 - Compteur kilométrique (piles incluses)



E4 - Panier de transport Vintage




E5 - Top case volume: 30 litres



E6 - Porte béquilles



E7 - Porte gourde (livré sans boisson)



E8 - Rétroviseur

VERMEIREN S.A.

Vermeirenplein 1-15
B-2920 Kalmthout

Tél: +32 (0)3 620 20 20
Fax: +32 (0)3 666 48 94

website: www.vermeiren.be
e-mail: info@vermeiren.be



Distribué par:

VERMEIREN
Pour plus de mobilité