



LITS

VERMEIREN



VERMEIREN
Pour plus de mobilité

S.A. Vermeiren S.A.

Vermeirenplein 1-15
B-2920 Kalmthout
Tél: +32(0)3 620 20 20
Fax: +32(0)3 666 48 94
website: www.vermeiren.be
e-mail: info@vermeiren.be

Vermeiren Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a
D-40472 Düsseldorf
Tél: +49(0)211 94 27 90
Fax: +49(0)211 65 36 00
website: www.vermeiren.de
e-mail: info@vermeiren.de

Vermeiren France S.A.

Z. I., 5, Rue d'Ennevelin
F-59710 Avelin
Tél: +33(0)3 28 55 07 98
Fax: +33(0)3 20 90 28 89
website: www.vermeiren.fr
e-mail: info@vermeiren.fr

Vermeiren Polska Sp. z o.o

ul. łączna 1
PL-55-100 Trzebnica
Tél: +48(0)71 387 42 00
Fax: +48(0)71 387 05 74
website: www.vermeiren.pl
e-mail: info@vermeiren.pl

Vermeiren Suisse S.A.

Eisenbahnstrasse 62
CH-3645 Gwatt-Thun
Tél: +41 (0)33 335 14 75
Fax: +41 (0)33 335 14 67
website: www.vermeiren.ch
e-mail: info@vermeiren.ch

Vermeiren Italia S.R.L.

Viale delle Industrie 5
I-20020 Arese MI
Tél: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17
website: www.vermeiren.it
e-mail: info@vermeiren.it

Vermeiren Austria GmbH

Schärldinger Straße 4
A-4061 Pasching
Tél: +43(0)7229 64900
Fax: +43(0)7229 64900-90
website: www.vermeiren.at
e-mail: info@vermeiren.at

Vermeiren Nederland B.V.

Vermeirenplein 1-15
B-2920 Kalmthout
Tél: +32(0)3 620 20 20
Fax: +32(0)3 666 48 94
website: www.vermeiren.co.nl
e-mail: info@vermeiren.co.nl

Vermeiren CR S.R.O.

Nadrazni 132
702 00 Ostrava 1
Tél: +420 596 133 923
Fax: +420 596 133 277
website: www.vermeiren.cz
e-mail: info@vermeiren.cz

Vermeiren Iberica, S.L.

Carretera de Cartellà, Km. 0,5
Sant Gregori Parc Industrial - Edifici A
17150 Sant Gregori (Girona)
Tél: +34 972 428 433
Fax: +34 972 405 054
website: www.vermeiren.es
e-mail: info@vermeiren.es

Luna 2	04
Luna 2 basic	05
Luna 2 ultra low	06
2030	07
Oxyde chambre	08
Alois	10
Pratic	11
Interval XXL	12

Version: B, 2017-04

Tous droits réservés.

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, sous quelque forme que ce soit (imprimée, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) sans l'autorisation écrite du publicateur, ni traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques.

© S.A. Vermeiren S.A. 2017

Luna 2



beige

Le Luna 2 est un lit élégant composé de 4 parties de haute qualité avec potence et barrières bois. Le lit est livré avec un système pour se redresser ce qui facilite le mouvement.



Les 4 parties du lit sont ajustables ce qui offre plus de confort à son utilisateur ainsi qu'une aide à la correction de position. Ce lit standard peut aussi être utilisé comme un lit à faible hauteur car son châssis peut être positionné à 2 différentes hauteurs.




Tous les lits Luna sont disponibles avec des barrières en métal.




Position haute



385 - Table de nuit sur roues avec tablette rétractable en option



Livré monté d'origine sur son kit de transport



900x2000x120
max. 20 kg

1020

2170

335/400

745/810

ja

31,7°

83°

-14,8°

140

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°

Luna Basic 2



beige



Ce lit standard peut aussi être utilisé comme un lit à faible hauteur car son châssis peut être positionné à 2 différentes hauteurs (1-2). La hauteur la plus basse peut être de 330 ou 440 mm et la charge maximale de 175 kg (matelas & patient). Existe en version barrières métal.

- Relève-buste électrique
- Plicature genoux électrique, relève-jambes manuel
- 2 paires de barrières en bois positionnantes à 2 hauteurs
- Potence à gauche ou à droite



Position haute




Anti-trendelenburg




Kit de transport



385 - Table de nuit sur roues avec tablette rétractable en option



Livré monté d'origine sur son kit de transport



900x2000x120
max. 20 kg

1015

2170

335/400

745/810

ja

31,7°

83°

-14,8°

140

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°

Luna ultra low



beige



Le Luna X-low est un lit d'électrique avec 4 sections qui est idéal pour les patients confus ou les patients désorientés qui tombent hors du lit.

En position la plus basse, les dangers peuvent être réduits au minimum.



Anti-trendelenburg




Position haute



Kit de transport



Livré monté d'origine sur son kit de transport



900x2000x120
max. 20 kg

1025

2180

205

615

oui

31,7°

83°

-14,8°

140

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°

2030



grijsgroen

Le lit 2030 est un lit électrique en quatre pièces qui peut être entièrement démonté. Réglages haut et bas avec fonction Anti-Trendelenburg. Réglage de la plicature des jambes.



Toutes les fonctions sont paramétrables depuis la télécommande et peuvent être verrouillées.

En option: extension de 100 mm disponible.




Anti-trendelenburg



Position haute



Télécommande avec fonctions verrouillables



900x1900x120
(option
900x1950x120)
max. 20 kg

1075

2152

350

750

oui

28°

78°

20°

135


Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°

Oxyde

Chambres Oxyde se composent de
les éléments qui se complètent mutuellement
En termes de design et de couleur, du lit complet à la
table de chevet ou une armoire, tout est ajusté afin
d'obtenir une chambre harmonieuse



réf. 8002365
45x45x80



ref. 8002362
120x60x200

ref. 8002361
90x60x74



ref. 8002374



385 - Table de nuit sur roues avec
tablette rétractable en option

Alois




blanc

Sécurité, pratique et esthétique. Lit à faible hauteur pour patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Très faible hauteur minimale et hauteur maximale allant jusque 720 mm.



Compatible avec l'ensemble des lève-personnes du marché.




Option socle pour télécommande



Aussi disponible avec des barrières métal

Options

- Lit 3 fonctions électriques avec plicature des genoux
- Porte sérum
- Support de télécommande
- Porte sérum indépendant



900x2000x120
max. 20 kg

1035

2075

200

720

non

30°

65°

16°

135

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°

Pratic



beige



Equipé d'un relève-buste à réglage électrique.
Hauteur variable. Barrières bois ou métal.
Equipé d'origine de 4 roulettes avec frein.

Options

- Frein centralisé
- Porte sérum indépendant
- Soulève-couverture
- Tablette
- ...




**385 - Table de nuit sur roues avec
tablette rétractable en option**



**Potence orientable livrée
avec anneau porte-sérum.
Se place à droite ou à gauche.**

Livré monté d'origine sur son kit de transport



900x2000x120
max. 20 kg

1035

2080

390

810

non

30°

70°

-16°

135

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°

Interval XXL



beige




Le lit Pratic XXL 3 fonctions à réglage électrique existe en largeur 1200 ou 1400 mm. Il est équipé d'un châssis blanc et d'un sommier à grilles. Le relève-jambes apporte une plicature au niveau des genoux, puis vous pouvez ensuite utiliser manuellement la partie relève-jambes par une double crémaillère.

Poids supporté : 240 kg.



Disponible avec des barrières en métal



1200x2000x120
max. 20 kg

1330
1530

2080

370

805

non

28,5°

70,5°

-20,5°

240

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°

Notes

Lined area for notes with horizontal dashed lines.




Version: B, 2017-04

Tous droits réservés.

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, sous quelque forme que ce soit (imprimée, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) sans l'autorisation écrite du publicateur, ni traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques.

© S.A. Vermeiren S.A. 2017

Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local



Sous réserve de modifications techniques.

Vermeiren S.A.

Vermeirenplein 1-15
2920 Kalmthout

Tél: +32 (0)3 620 20 20

Fax: +32 (0)3 666 48 94

website: www.vermeiren.be

e-mail: info@vermeiren.be

D'autres catalogues disponibles:



Scooters



Fauteuils roulants
électriques



Tricycles



Assises de bain
Chaises percées



Coussins



Rollators
Cadres de marche



Fauteuils roulants



Confort



VERMEIREN
Pour plus de mobilité