



ASSISES DE BAIN
CHAISES PERCEES

VERMEIREN



VERMEIREN
Pour plus de mobilité

S.A. Vermeiren S.A.

Vermeirenplein 1-15
B-2920 Kalmthout
Tél: +32(0)3 620 20 20
Fax: +32(0)3 666 48 94
website: www.vermeiren.be
e-mail: info@vermeiren.be

Vermeiren Polska Sp. z o.o

ul. Łączna 1
PL-55-100 Trzebnica
Tél: +48(0)71 387 42 00
Fax: +48(0)71 387 05 74
website: www.vermeiren.pl
e-mail: info@vermeiren.pl

Vermeiren Austria GmbH

Schärdinger Straße 4
A-4061 Pasching
Tél: +43(0)7229 64900
Fax: +43(0)7229 64900-90
website: www.vermeiren.at
e-mail: info@vermeiren.at

Vermeiren ČR S.R.O.

Nadrazní 132
702 00 Ostrava 1
Tél: +420 596 133 923
Fax: +420 596 133 277
website: www.vermeiren.cz
e-mail: info@vermeiren.cz

Vermeiren Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a
D-40472 Düsseldorf
Tél: +49(0)211 94 27 90
Fax: +49(0)211 65 36 00
website: www.vermeiren.de
e-mail: info@vermeiren.de

Vermeiren Suisse S.A.

Eisenbahnstrasse 62
CH-3645 Gwatt-Thun
Tél: +41 (0)33 335 14 75
Fax: +41 (0)33 335 14 67
website: www.vermeiren.ch
e-mail: info@vermeiren.ch

Vermeiren Nederland B.V.

Vermeirenplein 1-15
B-2920 Kalmthout
Tél: +32(0)3 620 20 20
Fax: +32(0)3 666 48 94
website: www.vermeiren.co.nl
e-mail: info@vermeiren.co.nl

Vermeiren Iberica, S.L.

Carretera de Cartellà, Km. 0,5
Sant Gregori Parc Industrial - Edifici A
17150 Sant Gregori (Girona)
Tél: +34 972 428 433
Fax: +34 972 405 054
website: www.vermeiren.es
e-mail: info@vermeiren.es

Vermeiren France S.A.

Z. I., 5, Rue d'Ennevelin
F-59710 Avelin
Tél: +33(0)3 28 55 07 98
Fax: +33(0)3 20 90 28 89
website: www.vermeiren.fr
e-mail: info@vermeiren.fr


Vermeiren Italia S.R.L.

Viale delle Industrie 5
I-20020 Arese MI
Tél: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17
website: www.vermeiren.it
e-mail: info@vermeiren.it

Version: B, 2017-04

Tous droits réservés.

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, sous quelque forme que ce soit (imprimée, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) sans l'autorisation écrite du publicateur, ni traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques.. © S.A. Vermeiren S.A. 2017



Assises de bain		03
Barres		13
139	CHAISE PERCÉE SUR ROUES	15
9062	CHAISE PERCÉE FIXE	16
9062 XXL	CHAISE PERCÉE FIXE	17
9063	CHAISE PERCÉE AJUSTABLE	18
175 bis	CHAISE PERCÉE FIXE	19
Toilettes		20

Assises de bain



bleu



blanc

Easy life

Toute la gamme d'assises de bain Easy life est conçue pour une utilisation dans une salle d'eau, une douche, une baignoire ou tout autre endroit humide.



Les embouts antidérapants en caoutchouc de chaque pied créent une sécurité et une stabilité parfaite.



Jill

Assise de bain

largeur totale: 510 mm
longueur totale: 370 mm
hauteur d'assise: 360 - 510 mm
largeur d'assise: 510 mm
poids: 2 kg
poids d'utilisateur: 150 kg

Jinny

Assise de bain

largeur totale: 350 mm
longueur totale: 350 mm
hauteur totale: 330 - 510 mm
diamètre siège: 320 mm
poids: 1,5 kg
poids d'utilisateur: 150 kg



Assises de bain



blanc



Lory

Tabouret de douche

Lory est un siège de bain confortable, ajustable en hauteur avec un repose pieds. Le siège peut facilement être ajusté en hauteur par une pression sur le bouton placé entre les pieds du siège. Les 4 pieds peuvent se retracter.

largeur totale: 450 mm
longueur totale: 450 mm
hauteur d'assise: 360 - 520 mm
largeur d'assise: 450 mm
poids: 2,10 kg
poids d'utilisateur: 130 kg



Sidney

Tabouret de bain avec découpe pour faciliter la toilette

largeur totale: 500 mm
longueur totale: 520 mm
hauteur totale: 340 - 440 mm
largeur d'assise: 410 mm
poids: 2 kg
poids d'utilisateur: 150 kg



bleu



blanc



Assises de bain



bleu



blanc



Lilly

Alliez confort et sécurité avec nos chaises de bain Lilly et Lola. Vous apprécierez leur surface antidérapante sur l'assise et le dossier.

largeur totale: 510 mm
longueur totale: 430 mm
hauteur totale: 730 - 870 mm
hauteur d'assise: 360 - 510 mm
largeur d'assise: 510 mm
poids: 3 kg
poids d'utilisateur: 150 kg



Lola

largeur totale: 450 mm
longueur totale: 450 mm
hauteur totale: 620 - 790 mm
hauteur d'assise: 360 - 520 mm
largeur d'assise: 450 mm
profondeur: 340 mm
poids: 2,85 kg
poids d'utilisateur: 130 kg

Assises de bain



blanc



Laly

Salle de bain fonctionnelle ou chaise de douche. Facile à entretenir et à plier après usage. Les 4 pieds sont réglables en hauteur selon votre taille.

largeur totale: 510 mm
longueur totale: 570 mm
hauteur totale: 880 - 1000 mm
hauteur d'assise: 370 - 530 mm
largeur d'assise: 420 mm
poids: 3,8 kg
poids d'utilisateur: 130 kg



Melbourne

Chaise de bain avec découpe pour faciliter la toilette.



bleu



blanc

largeur totale: 480 mm
longueur totale: 560 mm
hauteur totale: 720 - 820 mm
hauteur d'assise: 340 - 440 mm
hauteur dossier: 370 mm
largeur d'assise: 410 mm
poids: 2,8 kg
poids d'utilisateur: 150 kg





Assises de bain



blanc



Kate

Les bancs de transfert Kate et Katy vous faciliteront le transfert d'un fauteuil vers votre baignoire.

Comme tous les produits de la gamme, ils sont équipés d'une surface antidérapante. La poignée se monte à droite ou à gauche du banc selon votre besoin.

largeur totale: 830 mm
longueur totale: 610 mm
hauteur totale: 800 - 910 mm
hauteur d'assise: 470 - 580 mm
largeur d'assise: 690 mm
poids: 4,5 kg
poids d'utilisateur: 150 kg

Katy

largeur totale: 800 mm
longueur totale: 560 mm
hauteur totale: 800 - 930 mm
hauteur d'assise: 410 - 540 mm
largeur d'assise: 660 mm
poids: 5,2 kg
poids d'utilisateur: 150 kg



blanc



Assises de bain

Grace

Ce siège mural de douche amovible est idéalement conçu. Les deux poignées ainsi que son système de réglage en hauteur sont très appréciés. Installation facile (plaque métal à fixer au mur)

largeur totale: 480 mm
longueur totale: 410 mm
hauteur totale: 420 - 530 mm
hauteur d'assise: 380 - 490 mm
largeur d'assise: 480 mm
poids: 3 kg
poids d'utilisateur: 130 kg



blanc



Twist

Coussin rotatif universel, se place aussi bien sur votre siège de voiture que sur tout type de sièges ou fauteuils.

diamètre: 400 mm
épaisseur: 50 mm
poids: 1,5 kg
poids d'utilisateur: 120 kg



Assises de bain



blanc



Vera

Planche de transfert de bain avec plateau rotatif.

largeur totale: 350 mm
longueur totale: 730 mm
hauteur totale: 100 mm
diamètre: 325 mm
poids: 3,75 kg
poids d'utilisateur: 130 kg



Vicky

Planche de transfert

largeur totale: 350 mm
longueur totale: 730 mm
hauteur totale: 100 mm
hauteur démonté: 40 mm
largeur intérieure de la baignoire: 560 - 680 mm
poids: 2,65 kg
poids d'utilisateur: 130 kg



blanc



Assises de bain



bleu



Paris

Siège de bain pivotant à 360° pour faciliter l'utilisation et les transferts. S'adapte à la plupart des baignoires du marché grâce à son système de fixation. Supports et poignées antidérapants.

largeur totale: 721 mm
largeur intérieure de la baignoire:
560 - 660 mm
longueur totale: 515 mm
hauteur totale: 560 mm
hauteur dossier: 325 mm
largeur d'assise: 410 mm
poids: 6,65 kg
poids d'utilisateur: 130 kg



Magda ALU

Siège de bain pivotant à 360 °

Un fauteuil de bain pivotant (360°) pour faciliter les transferts. Un système de montage universel et un siège antidérapant pour offrir sécurité et stabilité.

largeur totale: 735 - 785 mm
longueur totale: 535 mm
hauteur totale: 530 mm
largeur d'assise: 440 mm
profondeur: 380 mm
hauteur dossier: 340 mm
poids: 4,2 kg
poids d'utilisateur: 130 kg



blanc



Ivy

Fonctionnelle et robuste, cette poignée pour baignoire apporte facilité et sécurité. Ivy est facile et rapide à installer notamment grâce à son système de fixation ajustable (de 60 à 115 mm d'ouverture).

Iris

La barre d'appui rabattable Iris a été dessinée pour vous aider à vous relever de vos toilettes. Elle est rabattable vers le haut et un support de rouleau papier toilette y est intégré.



Barres d'appui

Ina

Les barres de salle de bain sont disponibles en différentes largeurs de 300 à 600 mm. Elles peuvent être mural de douche amovible dans n'importe quel environnement.



Izzie

Les barres d'appui sont disponibles dans différentes tailles de 300 à 800 mm, avec une exception pour les barres Izzie R et Izzie L qui sont des barres coudées.

Izzie L/R (L : gauche / R : droite)

Izzie 300	400	450	600	800
0,4	0,45	0,50	0,55	0,75

kg



139 E



C27
bleu



Cette chaise percée en acier inoxydable dispose de 4 roues (2 avec freins). Elle est facilement lavable et combine design intemporel avec accoudoirs rabattables, repose-pieds rabattables et amovibles et un cale-talon amovible.



Seau avec poignée



longueur totale

hauteur totale

largeur totale

largeur d'assise

hauteur d'assise

hauteur d'accoudoirs

profondeur d'assise

hauteur dossier

poids totale

poids d'utilisateur

820

950

560

420

528

226

420

375

13

120

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°

9062



C26
vert



Cette chaise percée intemporelle et classique en acier inoxydable est très stable et peut également être utilisée en tant que chaise normale. La housse en skai est lavable et facile à entretenir. Complet avec un seau amovible avec un couvercle.



Siège pliable et détachable pour des transferts simples.



Accoudoirs en skai.
Douce et rembourré

Siège souple en skai.
Amovible et lavable

Seau en plastique avec
couvercle amovible

Marchepieds
en caoutchouc
souple



longueur totale	hauteur totale	largeur totale	largeur d'assise	hauteur d'assise	hauteur accoudoirs	profondeur d'assise	hauteur dossier	poids totale	poids d'utilisateur
610	835	610	445	500	220	470	380	8,7	120

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°

9062 XXL




C29
gris



Ce chaise percée intemporelle et classique en acier inoxydable est très stable et peut également être utilisée en tant que chaise normale avec un poids d'utilisateur max. de 175 kg. La housse en skai est lavable et facile à entretenir. Complet avec un seau amovible avec un couvercle.



Siège pliable et détachable pour des transferts simples.



longueur totale	hauteur totale	largeur totale	largeur d'assise	hauteur d'assise	hauteur d'accoudoirs	profondeur d'assise	hauteur dossier	poids totale	poids d'utilisateur
665	835	760	600	500	230	490	390	15	175

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°Ø

9063




C26
vert



De même, comme son prédécesseur 9062, cette chaise percée en acier inoxydable est très stable et peut également être utilisée comme une chaise normale. La différence est que vous pouvez personnaliser la hauteur d'assise (pieds réglables en hauteur de 490 à 635 mmm).



Seau en plastique avec couvercle et poignée



longueur totale	hauteur totale	largeur totale	largeur d'assise	hauteur d'assise	hauteur accoudoirs	profondeur d'assise	hauteur dossier	poils totale	poils d'utilisateur
620	770-9205	610	445	410-560	220	480	390	8,5	120

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°

175 bis



C26
vert



Modèle 175 bis est le modèle le plus classique parmi les chaises percées. Robuste avec le siège en skai, dossier et accoudoirs. Le seau de toilette est caché dans un caisson contribuant à une vision plus élégante.



Accoudoirs en skai, rembourré et douce et extra longue

Siège rembourré et escamotable

Seau entièrement caché

Marchepieds en caoutchouc souple



longueur totale
565

hauteur totale
810

largeur totale
585

largeur d'assise
470

hauteur d'assise
484

hauteur accoudoirs
220

profondeur d'assise
440

hauteur dossier
360

poids totale
9,35

poids d'utilisateur
95

Abweichungen bei Maßen, Poidsen und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich.

Toilettes



blanc



Stacy

Chaise percée
Surélèveateur de toilette
Cadre de toilettes
Accoudoirs escamotables vers le bas



largeur totale: 570 mm
longueur totale: 530 mm
largeur d'assise: 450 mm
hauteur d'assise: 440 - 590 mm
hauteur (couvercle fermé) 640 mm
hauteur accoudoir: 230 mm
hauteur totale: 650 - 800 mm
poids: 8,6 kg
poids d'utilisateur 130 kg



Tina

Le rehausse toilettes Tina vous permet de réhausser vos toilettes de 120 mm, pour ainsi rendre facile l'assise et le levé.

largeur: 520 mm
profondeur: 430 mm
hauteur: 380 mm
largeur d'assise: 450 mm
réglage de la largeur: 290 - 380 mm
hauteur sans accoudoirs: 110 mm
poids: 2,5 kg
poids d'utilisateur: 130 kg

Liddy

Le cadre de toilettes Liddy apporte un confort supplémentaire à vos WC. Réglable en hauteur et facile d'utilisation.

largeur: 560 - 660 mm
profondeur: 470 mm
hauteur: 630 tot 740 mm
poids: 1,45 kg
poids d'utilisateur: 130 kg




Version: B, 2017-04

Tous droits réservés.

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, sous quelque forme que ce soit (imprimée, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) sans l'autorisation écrite du publicateur, ni traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques.. © S.A. Vermeiren S.A. 2017

Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local



Sous réserve de modifications techniques.

Vermeiren S.A.

Vermeirenplein 1-15
2920 Kalmthout

Tél: +32 (0)3 620 20 20

Fax: +32 (0)3 666 48 94

website: www.vermeiren.be

e-mail: info@vermeiren.be

D'autres catalogues disponibles:



Scooters



Fauteuils roulants
électriques



Tricycles



Lits



Coussins



Rollators
Cadre de marche



Fauteuils roulants



Confort



VERMEIREN
Pour plus de mobilité