



Une chambre pour dormir
Une chambre pour se soigner

VERMEIREN
we care for you

Une sélection de lits médicalisés et accessoires pour la chambre

Choisir le bon lit médicalisé est une décision cruciale pour ceux qui sont en convalescence ou qui cherchent à maintenir leur indépendance à la maison. Au-delà du simple confort, ces lits deviennent des sanctuaires de guérison. Leur soutien et leur adaptabilité facilitent les soins et donc la convalescence, et permettent aux utilisateurs de se rétablir plus rapidement.

De plus, les lits médicalisés permettent aux personnes ayant des problèmes d'autonomie de retrouver de l'indépendance. Ajuster la hauteur du lit, élever le repose-tête et changer de position de manière sans besoin de tierce personne améliorent l'autonomie et la dignité.

En somme, le choix d'un lit médicalisé est un investissement dans le bien-être et l'autonomie. Il symbolise l'engagement envers le rétablissement et la quête d'une vie épanouie à la maison, offrant le soutien nécessaire pour plus de confort et d'indépendance.

Illico

- Réglages par vérins électriques
- Hauteur de couchage de 29 à 82 cm
 - Barrières bois ou métal
- Assemblage rapide et sans outils



Le lit **Illico** a été conçu en tenant compte des installateurs, offrant un processus de montage rapide et sans outils. Conçu pour être à la fois facile à assembler et adaptable, le lit médicalisé Illico vous permet de passer d'une configuration à 2 fonctions à une configuration à 3 fonctions en quelques minutes seulement, garantissant une installation ou une adaptation rapide.

À PROPOS DE CE PRODUIT





Club

Découvrez la gamme Club – une collection de lits née de plus de 65 ans d’expertise en solutions de soins à domicile. Développée en collaboration avec les utilisateurs, les entreprises de location et les professionnels de la santé, la gamme Club de **VERMEIREN** offre un lit à colonne simple mais sécurisé, conçu pour apporter un confort et des soins optimaux au sein de votre domicile.

Club

- Réglages par vérins électriques
- Hauteur de couchage de 35 à 76 cm
 - Barrières metal ou bois
- Modulable de la configuration basique à la plus élaborée



Le lit **Club** est soigneusement conçu avec un large éventail d'options de configuration pour garantir un confort optimal. Du sommier à lattes au choix des finitions, nous avons adapté ce lit pour vous offrir la solution parfaite.

À PROPOS DE CE PRODUIT



Interval XXL

- 3 fonctions réglables électriquement
- Largeur de couchage 120 ou 140 cm
 - Poids maxi utilisateur 270 Kg
 - Barrières métal ou bois



Découvrez le lit **Interval XXL**, une merveille à 3 fonctions avec réglages électriques. Disponible en largeurs de 1200 et 1400 mm, il offre polyvalence et adaptabilité pour répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs.

À PROPOS DE CE PRODUIT



Équipez votre chambre à coucher avec notre collection de meubles de lit assortis à votre modèle pour un confort ultime. Profitez d'un repos ininterrompu dans une chambre bien équipée, améliorant à la fois le confort et la facilité d'utilisation au quotidien. Créez une pièce paisible qui privilégie votre bien-être et votre qualité de vie.





Table 376

La table de lit **376** est réglable en hauteur, peut être inclinée et est équipée de roulettes pour un transport facile. Idéale pour une utilisation à domicile ou à l'hôpital, en combinaison avec un lit, un canapé ou un fauteuil inclinable.



À PROPOS DE CE PRODUIT



Ideal for home or care facility use,
in combination with a bed,
sofa or a recliner.



Table 378



Cette **table en bois** avec un cadre en métal peut être utilisée de manière interchangeable avec plusieurs produits Vermeiren, tels qu'un fauteuil gérontologique, un fauteuil releveur ou un fauteuil de confort. Elle peut être inclinée dans différentes positions, et chaque roue est équipée de son propre frein. La hauteur de la table est également réglable en fonction de vos besoins.

À PROPOS DE CE PRODUIT





VERMEIREN
we care for you