



VENUS 4 SPORT PNEUS GONFLABLES

scooter intérieur

- Longueur : 1060 mm
- Largeur : 560 mm
- Hauteur : 900 mm
- Sol-plateau : 140 mm
- Batteries : 2x12V-20 Ah
- Rayon d'action : 18 km^{**}
- Vitesse : 6 km/h^{*}
- Poids : 56,15 kg
- Poids sans batteries
- et siège : 34,5 kg
- Poids autorisé : 115 kg
- Couleur : rouge

Scooter 4 roues pour une utilisation mixte. Un nouveau tableau de bord, une direction type **DELTA** et des **PNEUS GONFLABLES** offrent encore plus de plaisir de conduite. L'éclairage est maintenant LED. Ce modèle est démontable comme le Venus 4 Sport en 4 parties sans outillage.



VENUS 4 SPORT

- Longueur : 1040 mm
- Largeur : 550 mm
- Hauteur : 900 mm
- Sol-plateau : 160 mm
- Batteries : 2x12V-20 Ah
- Rayon d'action : 18 km^{**}
- Vitesse : 6 km/h^{*}
- Poids : 55,9 kg
- Poids sans batteries
- et siège : 34,25 kg
- Poids autorisé : 115 kg
- Couleur : gris



SEDNA PREMIUM

scooter pliable

- Longueur : 960 mm
- Largeur : 530 mm
- Hauteur : 870 mm
- Batteries : 24V - 10,5 Ah
- Rayon d'action : 17 km^{**}
- Vitesse : 6 km/h^{*}
- Poids : 31,6 kg
- Poids sans batteries
- 28,3 kg
- Poids autorisé : 115 kg
- Couleur : rouge
- Standard avec accoudoirs et siège pivotant
- Options : sac pour courses

SEDNA est le scooter portable parfait car vous pouvez le plier en un seul mouvement. Poussez le pied sur la pédale, verrouillez-la et emportez-la avec vous. Également équipé d'un siège pivotant avec accoudoirs rabattables et réglables avec réflecteurs latéraux, une batterie au lithium amovible avec verrouillage antivol et des pneus pneumatiques.



Sac pour les courses en option



Commande facile à utiliser avec clé détachable



Pneus gonflables pour plus de confort

ONE

scooter intérieur

- Longueur : 1030 mm
- Largeur : 490 mm
- Hauteur : 880 mm
- Sol-plateau : 110 mm
- Batteries : 2x12V - 15 Ah
- Rayon d'action : 16 km^{**}
- Vitesse : 8 km/h
- Puissance : 270W
- Poids : 44,9 kg
- Poids autorisé : 136 kg
- Couleur : bleu / vert rose / orange

Grâce à son faible rayon de braquage et ses dimensions, le **One** est un scooter d'intérieur compact, parfait pour les déplacements quotidiens, en intérieur mais aussi en extérieur aménagé. Étant entièrement démontable, le rangement ou les déplacements n'ont jamais été aussi faciles. Le One offre un siège pivotant, un affichage de la batterie et des accoudoirs relevables.

Déterminez votre propre look avec 4 couleurs interchangeables incluses.



Entièrement démontable sans outils supplémentaires.



ONE AIR+

scooter intérieur

- Longueur : 1030 mm
- Largeur : 490 mm
- Hauteur : 880 mm
- Sol-plateau : 110 mm
- Batteries : 2x12V - 25 Ah
- Rayon d'action : 30 km^{**}
- Vitesse : 8 km/h
- Puissance : 270W
- Poids : 50 kg
- Poids autorisé : 136 kg
- Couleur : bleu / vert rose / orange

Équipé d'une batterie **25A** et **pneumatiques** avec une distance de conduite jusqu'à **30 km!**

Déterminez votre propre look avec 4 couleurs interchangeables incluses.



Batteries de 25AH pour un plus grand rayon d'action.



Facilement transportable dans chaque type de véhicule.

SCOOTERS

Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent varier légèrement d'un modèle à l'autre.



S.A. VERMEIREN S.A.
Vermeirenplein 1-15 - B-2920 Kalmthout
Belgique - Tél.: 03-620 20 20 - Fax: 03-666 48 94
info@vermeiren.be - www.vermeiren.be

** Le rayon d'action est calculé selon les normes européennes
* Vitesse et rayon d'action peuvent dévier (ca. 15%).

Housse de pluie - Redesigned

La housse de pluie MOYO est facile à monter grâce à sa conception d'excellente qualité. Il offre une protection contre le soleil, la pluie, le froid et le vent tout en assurant une ventilation optimale.

Grâce à sa cabine pliable unique, vous n'avez pas besoin de la démonter. En fonction de la météo, vous pouvez ajuster la position du toit. Donc deux en un, une housse de pluie et une cabine grâce à Movo.

* Non compatible avec d'autres options



Installation ultra-rapide • Facile à installer
Design compact • Ultra-léger

OPTIONS



Options	1	2	3	4	5	6	7	8
Venus 4 sport			●	●		●		
Sedna								
One								
Carpo 4	●		●	S		●	●	●
Carpo 3D	●		●	S		●	●	●
Carpo 4D	●		●	S		●	●	●
Carpo 2 SE	●		●	S		●	●	●
Mercurius 4D	●		●	S		●	●	●
Ceres 4 Deluxe	●		●	S		●	●	●
Ceres SE	●	●	●	S		●	●	●
Eris				S				

S : standard - ● compatible

CERES 4 Deluxe

scooter in/extérieur

- Longueur : 1310 mm
- Largeur : 610 mm
- Hauteur : 1160 mm
- Sol-plateau : 150 mm
- Batteries : 2x12V-38Ah
- Rayon d'action : 35 km
- Vitesse : 12 km/h
- Poids autorisé : 135 kg
- Couleur : champagne



CERES 3 Deluxe

scooter in/extérieur

- Longueur : 1270 mm
- Largeur : 610 mm
- Hauteur : 1160 mm
- Sol-plateau : 150 mm
- Batteries : 2x12V-50Ah
- Rayon d'action : 40 km
- Vitesse : 12 km/h
- Poids autorisé : 135 kg
- Couleur : champagne



MERCURIUS 4D

scooter extérieur

- Longueur : 1440 mm
- Largeur : 680 mm
- Hauteur : 1360 mm
- Sol-plateau : 165 mm
- Batteries : 2x12V-80Ah
- Rayon d'action : 40 km
- Vitesse : 15 km/h
- Poids autorisé : 150 kg
- Couleur : champagne

Action prolongée en 3 couleurs rafraichissantes comme le **ROUGE**, le **BLEU** ou le **GRIS**. Profitez de cette action temporaire et contactez maintenant votre distributeur.



ERIS 10 km/h

scooter in/extérieur

- Longueur : 1185 mm
- Largeur : 570 mm
- Hauteur : 1150 mm
- Sol-plateau : 145 mm
- Batteries : 2x12V-50Ah
- Rayon d'action : 37 km
- Vitesse : 10 km/h
- Poids autorisé : 140 kg
- Couleur : gris / rouge
- vert olive / ivoire



CERES SE

scooter extérieur

- Longueur : 1300 mm
- Largeur : 620 mm
- Hauteur : 1280 mm
- Sol-plateau : 175 mm
- Batteries : 2x12V-50Ah
- Rayon d'action : 30 km
- Vitesse : 15 km/h
- Poids autorisé : 140 kg
- Couleur : gris / rouge
- vert olive / ivoire



CARPO 2 SE

scooter extérieur

- Longueur : 1535 mm
- Largeur : 660 mm
- Hauteur : 1390 mm
- Sol-plateau : 210 mm
- Batteries : 2x12V-80Ah
- Rayon d'action : 45 km
- Vitesse : 15 km/h
- Poids autorisé : 150 kg
- Couleur : gris / rouge
- vert olive / ivoire



CARPO 4

scooter extérieur

- Longueur : 1450 mm
- Largeur : 660 mm
- Hauteur : 1350 mm
- Sol-plateau : 200 mm
- Batteries : 2x12V-80Ah
- Rayon d'action : 50 km
- Vitesse : 15 km/h
- Poids autorisé : 150 kg
- Couleur : champagne



CARPO 4D

scooter extérieur

- Longueur : 1450 mm
- Largeur : 660 mm
- Hauteur : 1350 mm
- Sol-plateau : 200 mm
- Batteries : 2x12V-80Ah
- Rayon d'action : 50 km
- Vitesse : 15 km/h
- Poids autorisé : 150 kg
- Couleur : gris
- Écran LCD
- Compteur kilométrique



** Rayon d'action maximum

** Rayon d'action maximum

** Rayon d'action maximum

** Rayon d'action maximum