

Choisir le bon lit médicalisé est une décision cruciale pour ceux qui sont en convalescence ou qui cherchent à maintenir leur indépendance à la maison. Au-delà du simple confort, ces lits deviennent des sanctuaires de guérison. Leur soutien et leur adaptabilité facilitent les soins et donc la convalescence, et permettent aux utilisateurs de se rétablir plus rapidement.

De plus, les lits médicalisés permettent aux personnes ayant des problèmes d'autonomie de retrouver de l'indépendance. Ajuster la hauteur du lit, élever le repose-tête et changer de position de manière sans besoin de tierce personne améliorent l'autonomie et la dignité.

En somme, le choix d'un lit médicalisé est un investissement dans le bienêtre et l'autonomie. Il symbolise l'engagement envers le rétablissement et la quête d'une vie épanouie à la maison, offrant le soutien nécessaire pour plus de confort et d'indépendance.







Le lit **Illico** a été conçu en tenant compte des installateurs, offrant un processus de montage rapide et sans outils. Conçu pour être à la fois facile à assembler et adaptable, le lit médicalisé Illico vous permet de passer d'une configuration à 2 fonctions à une configuration à 3 fonctions en quelques minutes seulement, garantissant une installation ou une adaptation rapide.



Club

Découvrez la gamme Club – une collection de lits née de plus de 65 ans d'expertise en solutions de soins à domicile. Développée en collaboration avec les utilisateurs, les entreprises de location et les professionnels de la santé, la gamme Club de **VERMEIREN** offre un lit à colonne simple mais sécurisé, conçu pour apporter un confort et des soins optimaux au sein de votre domicile.





VERMEIREN we care for you

Club

- Réglages par vérins électriques
- Hauteur de couchage de 35 à 76 cm
 - Barrières metal ou bois
 - Modulable de la configuration basique à la plus élaborée



Le lit **Club** est soigneusement conçu avec un large éventail d'options de configuration pour garantir un confort optimal. Du sommier à lattes au choix des finitions, nous avons adapté ce lit pour vous offrir la solution parfaite.



Club VARIO

Version réglable en hauteur du lit Club

- Réglages par vérins électriques
- 2 hauteurs de plan de couchage
 - Barrières metal ou bois
 - Modulable de la configuration basique à la plus élaborée



Club Vario est un lit réglable en hauteur de la famille Club. En plus de tous les avantages du lit Club, la hauteur du lit est réglable sur 2 niveaux. Choisissez la hauteur qui vous convient le mieux et réglez-la électriquement tout au long de la journée si vous le souhaitez.



Interval XXL

- 3 fonctions réglables électriquement
- Largeur de couchage 120 ou 140 cm
 - Poids maxi utilisateur 270 Kg
 - · Barrières métal ou bois



Découvrez le lit **Interval XXL**, une merveille à 3 fonctions avec réglages électriques. Disponible en largeurs de 1200 et 1400 mm, il offre polyvalence et adaptabilité pour répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs.



Équipez votre chambre à coucher avec notre collection de meubles de lit assortis à votre modèle pour un confort ultime. Profitez d'un repos ininterrompu dans une chambre bien équipée, améliorant à la fois le confort et la facilité d'utilisation au quotidien. Créez une pièce paisible qui privilégie votre bien-être et votre qualité de vie.





VERMEIREN we care for you

Table 376



Table de nuit

Rabattez le plateau de la table et vous obtiendrez un meuble moderne et élégant.

Nos tables de chevet ont un design intemporel et s'intègrent donc toujours à votre lit ou à l'ensemble de votre chambre. Les roues sont munies de freins pour que tout reste bien en place et sont équipées d'un tiroir et d'une étagère pour que tout soit bien rangé.



Modèle 385



Idéal pour une utilisation à domicile ou dans un établissement de soins, en combinaison avec un lit, un canapé ou un fauteuil de confort.

La table de lit 376 est réglable en hauteur, peut être inclinée et est équipée de roulettes pour un transport facile. Idéale pour une utilisation à domicile ou à l'hôpital, en combinaison avec un lit, un canapé ou un fauteuil inclinable.





Table 378

La table est réglable en hauteur pour s'adapter à votre mobilier existant.



Cette **table en bois** avec un cadre en métal peut être utilisée de manière interchangeable avec plusieurs produits Vermeiren, tels qu'un fauteuil gériatrique, un fauteuil releveur ou un fauteuil de confort. Elle peut être inclinée dans différentes positions, et chaque roue est équipée de son propre frein. La hauteur de la table est également réglable en fonction de vos besoins.





VERMEIREN we care for you