

VENUS 4 SPORT

scooter intérieur

■ Longueur :	1040 mm
■ Largeur :	550 mm
■ Hauteur :	900 mm
■ Sol-plateau :	160 mm
■ Batteries :	2x12V-20 Ah
■ Rayon d'action :	18 km**
■ Vitesse :	6 km/h*
■ Poids :	55,9 kg
■ Poids sans batteries et siège :	34,25 kg
■ Poids autorisé :	115 kg
■ Couleur :	gris

Le **Venus 4 Sport** est un scooter à quatre roues pour une utilisation intérieure et extérieure. Le guidon est anatomique et sa commande est très simple d'utilisation.



E.R.: S.A. VERMEIREN S.A., Vermeireplein 1/15 2920 Kalmthout - Belgique - 06/2024

SEDNA PREMIUM

scooter pliable

■ Longueur :	960 mm
■ Largeur :	530 mm
■ Hauteur :	870 mm
■ Batteries :	24V - 10,5 Ah
■ Rayon d'action :	17 km**
■ Vitesse :	6 km/h*
■ Poids :	31,6 kg
■ Poids sans batteries :	28,3 kg
■ Poids autorisé :	115 kg
■ Couleur :	rouge
■ Standard avec accoudoirs et siège pivotant	
■ Options :	sac pour courses

SEDNA est le scooter portable parfait car vous pouvez le plier en un seul mouvement. Pousser le pied sur la pédale, verrouillez-la et emportez-la avec vous. Également équipé d'un siège pivotant avec accoudoirs rabattables et réglables avec réflecteurs latéraux, une batterie au lithium amovible avec verrouillage antivol et des pneus pneumatiques.



Sac pour les courses en option

ONE

scooter intérieur

■ Longueur :	1030 mm
■ Largeur :	490 mm
■ Hauteur :	880 mm
■ Sol-plateau :	110 mm
■ Batteries :	2x12V - 15 Ah
■ Rayon d'action :	16 km**
■ Vitesse :	8 km/h
■ Puissance :	270W
■ Poids :	44,9 kg
■ Poids autorisé :	136 kg
■ Couleur :	bleu / vert rose / orange

Grâce à son faible rayon de braquage et ses dimensions, le **One** est un scooter d'intérieur compact, parfait pour les déplacements quotidiens, en intérieur mais aussi en extérieur aménagé. Étant entièrement démontable, le rangement ou les déplacements n'ont jamais été aussi faciles. Le One offre un siège pivotant, un affichage de la batterie et des accoudoirs relevables.

Déterminez votre propre look avec 4 couleurs interchangeables incluses.



Entièrement démontable sans outils supplémentaires.

ONE AIR+

scooter intérieur

■ Longueur :	1030 mm
■ Largeur :	490 mm
■ Hauteur :	880 mm
■ Sol-plateau :	110 mm
■ Batteries :	2x12V - 25 Ah
■ Rayon d'action :	30 km**
■ Vitesse :	8 km/h
■ Puissance :	270W
■ Poids autorisé :	50 kg
■ Poids autorisé :	136 kg
■ Couleur :	bleu / vert rose / orange

Équipé d'une batterie **25A** et **pneumatiques** avec un distance de conduite jusqu'à **30 km!**

Déterminez votre propre look avec 4 couleurs interchangeables incluses.



Batteries de 25AH pour un plus grand rayon d'action.

Facilement transportable dans chaque type de véhicule.

SCOOTERS



Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.



S.A. VERMEIREN S.A.

Vermeireplein 1-15 - B-2920 Kalmthout
Belgique - Tél.: 03-620 20 20 - Fax: 03-666 48 94
info@vermeiren.be - www.vermeiren.be

** Le rayon d'action est calculé selon les normes européennes
* Vitesse et rayon d'action peuvent dévier (ca.15%).



CARPO 4

scooter extérieur

Longueur :	1450 mm
Largeur :	660 mm
Hauteur :	1350 mm
Sol-plateau :	200 mm
Batteries :	2x12V-80Ah
Rayon d'action :	50 km**
Vitesse :	15 km/h
Poids autorisé :	150 kg
Couleur :	champagne



CERES 4

scooter extérieur

Longueur :	1300 mm
Largeur :	620 mm
Hauteur :	1280 mm
Sol-plateau :	175 mm
Batteries :	2x12V-50Ah
Rayon d'action :	30 km**
Vitesse :	15 km/h
Poids autorisé :	140 kg
Couleur :	gris / rouge umbra gris / ivoire clair



MERCURIUS 4D

scooter extérieur

Longueur :	1440 mm
Largeur :	680 mm
Hauteur :	1360 mm
Sol-plateau :	165 mm
Batteries :	2x12V-80Ah
Rayon d'action :	40 km**
Vitesse :	15 km/h
Poids autorisé :	150 kg
Couleur :	champagne

Action prolongée en 3 couleurs rafraichissantes comme le **ROUGE**, le **BLEU** ou le **GRIS**. Profitez de cette action temporaire et contactez maintenant votre distributeur.



CERES 4 Deluxe

scooter in/extérieur

Longueur :	1310 mm
Largeur :	610 mm
Hauteur :	1160 mm
Sol-plateau :	150 mm
Batteries :	2x12V-38Ah
Rayon d'action :	35 km**
Vitesse :	12 km/h
Poids autorisé :	135 kg
Couleur :	champagne



OPTIONS



Options	1	2	3	4	5	6	7	8
Venus 4 sport			●	●				●
Sedna								
One								
Carpo 4	●		●	S	●	●	●	●
Carpo 3D	●		●	S	●	●	●	●
Carpo 4D	●		●	S	●	●	●	●
Carpo 2 SE	●		●	S	●	●	●	●
Mercurius 4D	●		●	S	●	●	●	●
Ceres 4 Deluxe	●		●	S	●	●	●	●
Ceres SE	●	●	●	S	●	●	●	●
Eris				S				

S : standard - ● compatible



Housse de pluie - Redesigned

La housse de pluie MOVO est facile à monter grâce à sa conception d'excellente qualité. Il offre une protection contre le soleil, la pluie, le froid et le vent tout en assurant une ventilation optimale.

Grâce à sa cabine pliable unique, vous n'avez pas besoin de la démonter. En fonction de la météo, vous pouvez ajuster la position du toit. Donc deux en un, une housse de pluie et une cabine grâce à Movo.

* Non compatible avec d'autres options



CARPO 4D

scooter extérieur

Longueur :	1450 mm
Largeur :	660 mm
Hauteur :	1350 mm
Sol-plateau :	200 mm
Batteries :	2x12V-80Ah
Rayon d'action :	50 km**
Vitesse :	15 km/h
Poids autorisé :	150 kg
Couleur :	gris
Écran LCD	
Compteur kilométrique	



** Rayon d'action maximum

CARPO 2 SE

scooter extérieur

Longueur :	1535 mm
Largeur :	660 mm
Hauteur :	1390 mm
Sol-plateau :	210 mm
Batteries :	2x12V-80Ah
Rayon d'action :	45 km**
Vitesse :	15 km/h
Poids autorisé :	150 kg
Couleur :	gris / rouge umbra gris / ivoire clair



** Rayon d'action maximum

ERIS 10 km/h

scooter in/extérieur

Longueur :	1185 mm
Largeur :	570 mm
Hauteur :	1150 mm
Sol-plateau :	145 mm
Batteries :	2x12V-50Ah
Rayon d'action :	37 km**
Vitesse :	10 km/h
Poids autorisé :	140 kg
Couleur :	gris / rouge umbra gris / ivoire clair



** Rayon d'action maximum

CERES 3 Deluxe

scooter in/extérieur

Longueur :	1270 mm
Largeur :	610 mm
Hauteur :	1160 mm
Sol-plateau :	150 mm
Batteries :	2x12V-50Ah
Rayon d'action :	40 km**
Vitesse :	12 km/h
Poids autorisé :	135 kg
Couleur :	champagne



** Rayon d'action maximum



Installation ultra-rapide • Facile à installer
Design compact • Ultra-léger