

# Bons de commande 2023

update 01-12-2023

TriGO

Vermeirenplein 1 - 15, B-2920 Kalmthout  
Tél.: +32(0)3 - 620 20 20 • Fax: +32(0)3 - 666 48 94  
orders@vermeiren.be • www.vermeiren.be

## WALLONIE



**VERMEIREN**  
we care for you





## TRIGO S

**Fauteuil roulant actif et pliable  
avec potences intégrées au châssis  
avec une multitude de réglages  
et une gamme d'accessoires**

**Prix de vente de base incl.6% - à partir de :**

**2.677,73 €**

Date :

N° de Client :

Ref. :

*N° adultes : 110076 et 201101000846 - N° enfants : 110253 et 106104000432*

**Cher client,**

**Veillez prendre note de l'information suivante avant de remplir votre bon :**

- \* Le bon de commande est en 2 parties :
  1. = configuration de la chaise (à remplir par vous)
  2. = résumé des options avec photoos et dessins
- \* Veuillez bien spécifier et vérifier toutes les mesures
- \* veuillez prendre note de tout l'information concernant le gamme de combinaisons, surtout quand il y a des combinaisons qui ne sont techniquement pas possibles

**Avec plaisir nous pouvons vous aider à remplir votre bon de commande  
Toujours à votre service.**

**Si une présentation ou un démo vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter.**

S = Standard | O = sans supplément | □ = avec supplément | - = pas possible

**1. CADRE**

Cadre standard	<b>S</b>
----------------	----------


**2. MESURES de BASE**

**2.A LARGEUR DE SIEGE et PROFONDEUR DE SIEGE**

PROFON- DEUR (cm)	LARGEUR DE SIEGE (cm)										
	simple croissillon			1,5 croisillon						double croissillon	
	MUW 70 kg			MUW 130 kg							
	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
32	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-
34	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-
36	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
38	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
40	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
42	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
44	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
46	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
48	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
50	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

**2.B HAUTEUR DE SIEGE**

HAUTEUR de SIEGE AVANT (cm)	mesure de la roue avant			
	3" roue avant	4" roue avant	5" roue avant	6" roue avant
39	O	-	-	-
40	O	O	-	-
41	O	O	-	-
42	-	O	O	-
43	-	-	O	-
44	O	O	O	-
45	O	O	O	-
46	-	O	O	O
47	-	-	O	O
48	O	O	O	O
49	O	O	O	O
50	-	O	O	O
51	-	-	O	O
52	-	-	-	O



S = Standard | O = sans supplément | □ = avec supplément | - = pas possible

**2.C HAUTEUR DE SIEGE à l'ARRIERE**

HAUTEUR de SIEGE à l'ARRIERE	Mesures roues arrières				
	roue 18"	roue 20"	roue 22"	roue 24"	roue 26"
32,5	O	O	-	-	-
33,5	O	O	-	-	-
34,5	O	O	-	-	-
35,5	O	O	O	-	-
36,5	O	O	O	-	-
37,5	O	O	O	-	-
38,5	O	O	O	O	-
39,5	O	O	O	O	-
40,5	O	O	O	O	-
41,5	O	O	O	O	O
42,5	-	O	O	O	O
43,5	-	O	O	O	O
44,5	-	-	O	O	O
45,5	-	-	O	O	O
46,5	-	-	O	O	O
47,5	-	-	-	O	O
48,5	-	-	-	O	O
49,5	-	-	-	O	O
50,5	-	-	-	-	O
51,5	-	-	-	-	O
52,5	-	-	-	-	O

Veillez respecter les différences maximales suivantes pour hauteur de siège avant en hauteur de siège arrière : :

- Profondeur de siège 32 cm - 36 cm : différence maximale de 4 cm
- Profondeur de siège 36 cm - 44 cm : différence maximale de 7 cm
- Profondeur de siège 44 cm - 50 cm : différence maximale de 10 cm

**2.D ROUES AVANT/ROUES ARRIERES versus PROFONDEURS DE SIEGE**

Mesures roue avant	Mesures roues arrières				
	18"	20"	22"	24"	26"
3"	profondeur possible : 32 50	profondeur possible : 32 50	profondeur possible : 36 50	profondeur possible : 38 50	profondeur possible : 44 50
4"	profondeur possible : 32 50	profondeur possible : 32 50	profondeur possible : 36 50	profondeur possible : 38 50	profondeur possible : 44 50
5"	profondeur possible : 32 50	profondeur possible : 32 50	profondeur possible : 40 50	profondeur possible : 38 50	profondeur possible : 44 50
6"	profondeur possible : 32 50	profondeur possible : 32 50	profondeur possible : 40 50	mogelijk op zitdieptes 38 - 50	profondeur possible : 44 50

S = Standard | ○ = sans supplément | □ = avec supplément | - = pas possible

**3. ACCOUDOIRS**

			Suppl.	PHOTO
B82S fixed	Protège-vêtements fixes réglables, en aluminium	○		3.I
B82S-C fixed	Protège-vêtements fixes réglables, en carbone	□	316,19 €	3.II
B82 fixed	Protège-vêtements avec garde-boues, en aluminium	○		3.III
Bi5	Accoudoirs réglables et ajustables en hauteur	○		3.IV
TUBE	Accoudoirs (tubes) escamotables vers l'arrière <i>(uniquement compatible avec dossier fixe)</i>	○		3.V
B82SL-A	Protège-vêtements longs amovibles, en aluminium	○		3.VI
B82S-C	Protège-vêtements réglables et amovibles, en carbone	□	316,19 €	3.VII
B82L-A	Protège-vêtements longs amovibles avec garde-boue/alu	□	355,96 €	3.VIII
B82-C	Protège-vêtements amovibles avec garde-boue, carbone	□	355,96 €	3.IX

**4. REPOSE-PIEDS**

**4.A type**

			Afbeelding
			Foto #
	Mono-bloc - tube en aluminium	○	4.I
	Mono-bloc - palette en aluminium - pliant	○	4.II
	Mono-bloc - palette en 'carbon' - pliant	○	4.III
	Mono-bloc - palette 'inversée'	○	4.IV
	Mono-bloc - palette 'inversée' en carbon - pliant	○	4.IV
	Mono-bloc - BK6 -	○	4.V
	Repose-pieds séparées	○	4.VI

**4.B Pr**

	28				○	
	29				○	
	30				○	
	31				○	
	32				○	
	33				○	
	34				○	
	35				○	
	36				○	
	37				○	
	38				○	
	39				○	
	40				○	
	41				○	
	42				○	
	43				○	
	44				○	
	45				○	
	46				○	
	47				○	
	48				○	

**Note :** Il est important que ce pré-réglage est au minimum 3cm moins que la hauteur de siège avant.

S = Standard | O = sans supplément | □ = avec supplément | - = pas possible

**5. COULEURS**

**5.A CHASSIS AVANT**

		<b>Mat</b>	<b>Gloss</b>		<b>photo #</b>
C4	Rouge	O	O		5.I
C5	Noir	O	O		5.II
C8	Jaune	O	O		5.III
C29	Argent	O	O		5.IV
C53	Orange	O	O		5.V
C55	Inox	O	O		5.VI
C56	Bleu	O	O		5.VII
C59	Champagne	O	O		5.VIII
C71	Bleu metallic	-	O		5.IX
C72	Rouge metallic	-	O		5.X
C73	Vert metallic	-	O		5.XI
C76	Blanc	O	O		5.XII
C78	Bleu petrol metallic	-	O		5.XIII
C79	Bleu pacific	O	O		5.XIV
C85	Vert	O	O		5.XV
C87	Melon orange	O	O		5.XVI
C88	Or	O	O		5.XVII
C89	Cuivre	O	O		5.XVIII

**5.B CHASSIS ARRIERE**

				<b>foto #</b>
C5M	Noir mat	<b>S</b>		5.I



S = Standard | ○ = sans supplément | □ = avec supplément | - = keuze *niet* mogelijk

**6. SPECIFICATIONS DOSSIER et POIGNEES**

**6.A TYPE du DOSSIER - cadre**

				Foto #
	Dossier fixe plat	○		6.A.I
	* Dossier réglable en inclinaison (82° - 102°) angle standard: 90°	○		6.A.II
	* Dossier pliable et réglable en inclinaison (82 - 102°) - angle standard: 90°	○		6.A.III
*option obligatoire dans le cadre d'un remboursement enfant				

**6.B TYPE du DOSSIER - revêtement**

				Foto #
	Dossier standard			
	nylon	○		6.B.I
L44	Toile de dossier réglable en tension			
	nylon	○		6.B.I
	cordura	○		6.B.II
	airflow	○		6.B.III
	Coussin VICAIR Liberty uniquement compatible avec L44 uniquement à partir largeur de siège 36 cm & hauteur du dossier jusqu'au 45cm	□	cfr. Bon de commande 'Vicaïr'	6.B.IV
	Pochette sur le dossier	○		

S = Standard | O = sans supplément | □ = avec supplément | - = pas possible  
 Δ = keuze uitsluitend mogelijk in combinatie met vaste rug

**7. SPECIFICATIONS pour DOSSIER et POUSSOIRS**

**7.A HAUTEUR DOSSIER**

	type poignées	no PH	PH 01	PH 02	PH 03	PH 04	PH 05	PH 06	
hauteur fixe	25 cm	Δ	Δ	Δ	Δ	-	Δ	Δ	-
	27 cm	Δ	Δ	Δ	Δ	-	Δ	Δ	-
	29 cm	Δ	Δ	Δ	Δ	-	Δ	Δ	-
	31 cm	Δ	Δ	Δ	Δ	-	Δ	Δ	-
	33 cm	Δ	Δ	Δ	Δ	-	Δ	Δ	-
	35 cm	O	O	O	□	-	O	□	-
	37 cm	O	O	O	□	-	O	□	-
	39 cm	O	O	O	□	Δ	O	□	-
	41 cm	O	O	O	□	Δ	O	□	-
	43 cm	O	O	O	□	Δ	O	□	-
	45 cm	O	O	O	□	Δ	O	□	-
	47 cm	O	O	O	□	Δ	O	□	-
	49 cm	O	O	O	□	Δ	O	□	-
51 cm	O	O	O	□	Δ	O	□	-	
hauteur ajustable	25-27,5-30 cm	Δ	Δ	Δ	-	-	-	-	
	30-32,5-35 cm	Δ	O	O	Δ	-	-	-	
	35-37,5-40 cm	O	O	O	□	-	-	-	
	40-42,5-45 cm	O	O	O	□	-	-	-	
	45-47,5-50 cm	O	O	O	□	-	-	-	

**7.B POIGNEES de POUSSEE**

no PH	Description		Photo #
no PH	Sans poignées de poussée	O	
PH 01	Poignées de poussée fixes (12 cm)	O	7.B.I
PH 02	Poignées de poussée fixes - raccourci (8cm)	O	7.B.II
PH 03	Poignées de poussée fixes pliables	□	€ 244,83 7.B.III
PH 04	* Poignées de poussée ajustables en hauteur - à l'intérieur du dossier - poignées fixes	O	7.B.IV
PH 05	* Poignées de poussée ajustables en hauteur - derrière les tubes du dossier - poignées fixes	O	7.B.V
PH 06	* Poignées de poussée ajustables - derrière les tubes du dossier - poignées pliables	□	€ 244,83 7.B.VI
* option obligatoire dans le cadre d'un remboursement enfant.			

S = Standard | ○ = sans supplément | □ = avec supplément | - = pas possible

**8. SPECIFICATIONS pour le SIEGE**

**8.A TYPE**

				Photo #
	Fixe - canvas <i>sans coussin</i>	S		
	Toile réglable en tension - canvas <i>sans coussin</i>	○		

**8.B COUSSIN**

				Photo #
	Coussin standard - 5 cm	○		
	Coussin - 5 cm - Trigo (avec visco-top)	○		
B24D	Coussin - 6 cm - pliable	○		
LIBERTY	Coussin VICAIR® LIBERTY	□	suppl. + cfr.bon 'Vicair'	8.B.IV
LIBERTY PROFILE	Coussin VICAIR® LIBERTY PROFILE	□	suppl. + cfr.bon 'Vicair'	8.B.V
VECTOR O2	Coussin VICAIR® VECTOR 02 6 cm	□	suppl. + cfr.bon 'Vicair'	8.B.VI
VECTOR O2	Coussin VICAIR® VECTOR 02 10 cm	□	suppl. + cfr.bon 'Vicair'	8.B.VI
ADJUSTER O2	Coussin VICAIR® ADJUSTER O2 6cm	□	suppl. + cfr.bon 'Vicair'	8.B.VII
ADJUSTER O2	Coussin VICAIR® ADJUSTER O2 10cm	□	suppl. + cfr.bon 'Vicair'	8.B.VII
ACTIVE O2	Coussin VICAIR® ACTIVE O2	□	suppl. + cfr.bon 'Vicair'	8.B.VIII
ACTIVE O2	Coussin VICAIR® ACTIVE O2 9 cm	□	suppl. + cfr.bon 'Vicair'	8.B.VIII
ALLROUND ER O2	Coussin VICAIR® ALLROUNDER O2 - small (<38 cm)	□	suppl. + cfr.bon 'Vicair'	8.B.IX
ALLROUND ER O2	Coussin VICAIR® ALLROUNDER O2 - medium (38-42,5 cm)	□	suppl. + cfr.bon 'Vicair'	8.B.IX
ALLROUND ER O2	Coussin VICAIR® ALLROUNDER O2 - large (43 - 48 cm)	□	suppl. + cfr.bon 'Vicair'	8.B.IX

S = Standard | O = sans supplément | □ = avec supplément | - = pas possible

## 9. ROUES

### 9.A ROUES AVANT

Type	Mesures				Suppl.:	Photo #
	3"	4"	5"	6"		
<b>standard noir</b>	○	○	○	○		9.A.I
<b>transparent</b>	○	○	○	-		9.A.II
<b>alu - argent</b>	○	○	○	-		9.A.III
<b>alu - rood</b>	○	○	○	-		
<b>alu - bleu</b>	○	○	○	-		
<b>carbon</b>	-	□	□	-	€ 122,63	9.A.IV
<b>LED</b>	-	□	□	-	€ 80,76	9.A.V

### 9.B ROUES ARRIERES

(cerceaux sont toujours noir)

			Suppl.	Photo
18"	Roues : Standard 18 Pneus : Marathon Racer (gonflable)	□	€ 244,93	9.B.I
20"	Roues : Design 20" avec rayons Pneus : Right Run Black (gonflable)	○	-	9.B.II + 9.B.VI
22"	Roues : Design 22" avec rayons Pneus : Right Run Black (gonflable)	○	-	9.B.II + 9.B.VI
24"	Roues : 24" Zwart avec rayons Pneus : PU	○	-	
	Roues : Design 24" avec rayons Pneus : Right Run black (gonflable)	<b>S</b>		9.B.II + 9.B.VI
	Roues : Design 24" avec rayons Pneus : Marathon Plus (gonflable)	○	-	9.B.II + 9.B.VII
	Roues : Spirit 24" avec rayons et moyeu en alu Pneus : Right Run black (gonflable)	□	€ 941,14	9.B.IV + 9.B.VI
	Roues : Spirit 24" avec rayons et moyeu en alu Pneus : Marathon Plus (gonflable)	□	€ 941,14	9.B.IV + 9.B.VII
	Roues : Spirit 24" avec rayons et moyeu en alu <u>rouge</u> Banden : Right Run black (lucht)	□	€ 941,14	9.B.IV + 9.B.VI
	Roues : Spirit 24" avec rayons- moyeu en alu <u>rouge</u> Pneus : Marathon Plus (gonflable)	□	€ 941,14	9.B.IV + 9.B.VII
	Roues : Spirit 24" avec rayons-moteu en alu <u>bleu</u> Pneus : Right Run black (gonflable)	□	€ 941,14	9.B.IV + 9.B.VI
	Roues : Spirit 24" avec rayons et moyeu en alu <u>bleu</u> Pneus : Marathon Plus (gonflable)	□	€ 941,14	9.B.IV + 9.B.VII
	Roues : Spinergy 24" Pneus : Right Run black (gonflable)	□	€ 1.002,65	9.B.V + 9.B.VI
Roues : Spinergy 24" Pneus : Marathon Plus (gonflable)	□	€ 1.002,65	9.B.V + 9.B.VII	
26"	Roues : Design 26" avec rayons Pneus : Right Run black (gonflable)	○		9.B.II + 9.B.VI
	Roues : Design 26" avec rayons Pneus : Marathon Plus (gonflable)	○		9.B.II + 9.B.VII

S = Standard | ○ = sans supplément | □ = avec supplément | - = sans suppl

### 9.C ADAPTATIONS ROUES ARRIERES

			Suppl.	Photo
	Roues : OFF ROAD 24" (extra set roues) (pas compatible avec accoudoirs BI5)		□ € 347,76	9.C.I
HEM2	HEM 2 - 24" (pas compatible avec roues 'camber')			
	R	Droite	□ Suppl.	
	L	Gauche	□ Suppl.	

### 9.D ROUES ARRIERES - pré-réglage du carosage

			Suppl.	Photo
	0°	○		
	2°	○		
	4°	○		
	6°	○		

### 10. FREINS

			Suppl.	Photo
	Freins à tirer		○ -	
	Freins à pousser		○ -	10.II
	Freins sports		□ € 94,74	10.III
	Roues à tambour - uniquement avec camber 0° Roues 24" x 1 3/8" noir PU		□ € 361,24	10.IV
	Frein centrale - HEM2	Droite	▣ € 233,54	
	(ne pas compatible avec profondeur 38 ou moins)	Gauche	▣ € 233,54	

S = Standard | O = sans supplément |  = avec supplément | - = sans supplément














**11. AUTRES OPTIONS**



**11.A options**

			Prix	Photo
B12	Tablette en bois <i>(avec BI5 - remboursable pour Trigo Kids)</i>		<input type="checkbox"/> € 233,99	
B20	Ceinture de sécurité		<input type="checkbox"/> € 43,87	11.A.I
	Porte-béquille			11.A.II
B31L	L	gauche	<input type="checkbox"/> € 34,99	
B31R	R	droite	<input type="checkbox"/> € 34,99	
B33	Adaptations cerceaux diminution fonction préhension		<input type="checkbox"/> € 109,68	11.A.III
B330	Gelcovers - SOFT		<input type="checkbox"/> € 266,02	11.A.IV
B330A	Gelcovers - SOFT - 'special'		<input type="checkbox"/> € 312,98	11.A.V
	Anti-tipping plooiën niet mogelijk bij zitbreedte tot 36 cm			11.A.VI
B78L	L	gauche	<input type="checkbox"/> € 73,12	
B78R	R	droite	<input type="checkbox"/> € 73,12	
B86	Roues de voyage		<input type="checkbox"/> € 193,53	11.A.VII
B90	Bar de poussée à l'arrière <i>(pas possible avec PH04)</i>		<input type="checkbox"/> € 87,29	11.A.VIII
	Pelotte de dos <i>(non compatible avec dossier pliable/réglable en hauteur)</i>			11.A.IX
L04L	L	gauche	<input type="checkbox"/> € 118,46	
L04R	R	droite	<input type="checkbox"/> € 118,46	
	Pelotte de dos - SMALL			11.A.X
L04SL	L	gauche	<input type="checkbox"/> € 118,46	
L04SR	R	droite	<input type="checkbox"/> € 118,46	
	Protège-rayons			
B85		transparent	<input type="checkbox"/> € 187,90	11.A.XI
B85 M5		world	<input type="checkbox"/> € 187,90	11.A.XII
B85 M6		jungle	<input type="checkbox"/> € 187,90	11.A.XIII
B85 M7		Trigo 1	<input type="checkbox"/> € 187,90	11.A.XIV
B85 M8		Trigo 2	<input type="checkbox"/> € 187,90	11.A.XV
B40	Prolongeurs de frein		<input type="checkbox"/> € 21,93	11.A.XVI









**0****TRIGO S**













## Résumé avec photo's et dessins












<b>3. accoudoirs</b>			
<b>3.I</b> <b>B82S fixed</b>	<b>3.II</b> <b>B82-C fixed</b>	<b>3.III</b> <b>B82 fixed</b>	<b>3.IV</b> <b>Bi5</b>
			
<b>3.V</b> <b>Tube</b>	<b>3.VI</b> <b>B82SL-A</b>	<b>3.VII</b> <b>B82S-C</b>	<b>3.VIII</b> <b>B82L-A</b>
			
<b>3.IX</b> <b>B82-C</b>			
			
<b>4. REPOSE-PIEDS</b>			
<b>4.I</b>	<b>4.II</b>	<b>4.III</b>	<b>4.IV</b>
			

















5. COULEURS			
<b>5.I</b> <b>C4</b>	<b>5.II</b> <b>C5</b>	<b>5.III</b> <b>C8</b>	<b>5.IV</b> <b>C29</b>
			
<b>5.V</b> <b>C53</b>	<b>5.VI</b> <b>C55</b>	<b>5.VII</b> <b>C56</b>	<b>5.VIII</b> <b>C59</b>
			
<b>5.IX</b> <b>C71</b>	<b>5.X</b> <b>C72</b>	<b>5.XI</b> <b>C73</b>	<b>5.XII</b> <b>C76</b>
			
<b>5.XIII</b> <b>C78</b>	<b>5.XIV</b> <b>C79</b>	<b>5.XV</b> <b>C85</b>	<b>5.XVI</b> <b>C87</b>
			
<b>5.XVII</b> <b>C88</b>	<b>5.XVII</b> <b>C89</b>		
			







<b>6.A DOSSIER</b>			
<b>6.A.I</b>	<b>6.A.II</b>	<b>6.A.III</b>	
<b>dossier fixe</b>	<b>dossier réglable</b>	<b>réglable et pliable</b>	
			
<b>6.B. Overzicht rugbekledingen</b>			
<b>6.B.I</b>	<b>6.B.II</b>	<b>6.B.III</b>	<b>6.B.IV</b>
<b>Nylon</b>	<b>Cordura</b>	<b>Airflow</b>	<b>Vicair Liberty</b>
			
<b>6.B.V</b>			
<b>Vicair Anatomic</b>			
			

<b>7.B. POIGNEES</b>			
<b>7.B.I</b>	<b>7.B.II</b>	<b>7.B.III</b>	<b>7.B.IV</b>
<b>PH01</b>	<b>PH02</b>	<b>PH03</b>	<b>PH04</b>
			
<b>7.B.V</b>	<b>7.B.VI</b>		
<b>PH05</b>	<b>PH06</b>		
			
<b>8.B. COUSSINS</b>			
<b>8.B.I</b>	<b>8.B.II</b>	<b>8.B.III</b>	<b>8.B.IV</b>
Zitkussen 5 cm foan	Zitkussen 5 cm visco	Zitkussen 6 cm div	Vicair Liberty
			
<b>8.B.V</b>	<b>8.B.VI</b>	<b>8.B.VII</b>	<b>8.B.VIII</b>
Vicair Liberty Profile	Vicair Vector	Vicair Adjuster	Vicair Active
			
<b>8.B.IX</b>			
Vicair Allrounder			
			

<b>9.A. ROUES AVANT</b>			
<b>9.A.I</b>	<b>9.A.II</b>	<b>9.A.III</b>	<b>9.A.IV</b>
<b>StandAard zwart</b>	<b>Transparant</b>	<b>Alu</b>	<b>Carbon</b>
			
<b>9.A.V</b>			
<b>LED</b>			
			
<b>9.B. ROUES ARRIERES</b>			
<b>9.B.I</b>	<b>9.B.II</b>	<b>9.B.III</b>	<b>9.B.IV</b>
<b>Standaard 18"</b>	<b>Design light</b>	<b>Wiel full PU</b>	<b>Spirit</b>
			
<b>9.B.V</b>	<b>9.B.VI</b>	<b>9.B.VII</b>	
<b>Spinergy</b>	<b>Right Run Black</b>	<b>Marathon Plus</b>	
			

<b>9.C. ROUES SPECIALES</b>			
<b>9.C.I</b>	<b>9.C.II</b>		
<b>Off road</b>	<b>HEM2</b>		
			
<b>10. FREINS</b>			
<b>10.I</b>	<b>10.II</b>	<b>10.III</b>	<b>10.IV</b>
<b>à tirer</b>	<b>à pousser</b>	<b>Sport</b>	<b>à tambour</b>
			
<b>11.A. AUTRES</b>			
<b>11.A.I</b>	<b>11.A.II</b>	<b>11.A.III</b>	<b>11.A.IV</b>
<b>B20</b>	<b>B31</b>	<b>B33</b>	<b>B330</b>
			
<b>11.A.V</b>	<b>11.A.VI</b>	<b>11.A.VII</b>	<b>11.A.VIII</b>
<b>B330A</b>	<b>B78</b>	<b>B86</b>	<b>B90</b>
			
<b>11.A.IX</b>	<b>11.A.X</b>	<b>11.A.XI</b>	<b>11.A.XII</b>
<b>L04</b>	<b>L04S</b>	<b>B85</b>	<b>B85 M5</b>
			

11.A.XIII	11.A.XIV	11.A.XV	11.A.XVI
B85 M6	B85 M7	B85 M8	B40
			



## TRIGO T

**Fauteuil roulant actif et pliable  
avec *repose-pieds amovibles*  
avec une multitude de réglages  
et une gamme d'accessoires**

**Prix de vente de base incl.6% - à partir de :**

**2.677,73 €**

Date :

N° de Client :

Ref. :

*N° adultes : 110076 et 201101000855 - N° enfants : 110253 et 106104000441*

**Cher client,**

**Veillez prendre note de l'information suivante avant de remplir votre bon :**

- \* Le bon de commande est en 2 parties :
  1. = configuration de la chaise (à remplir par vous)
  2. = résumé des options avec photoos et dessins
- \* Veuillez bien spécifier et vérifier toutes les mesures
- \* veuillez prendre note de tout l'information concernant le gamme de combinaisons, surtout quand il y a des combinaisons qui ne sont techniquement pas possibles

**Avec plaisir nous pouvons vous aider à remplir votre bon de commande  
Toujours à votre service.**

**Si une présentation ou un démo vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter.**

S = Standard | O = sans supplément | □ = avec supplément | - = pas possible

**1. CADRE**

Cadre standard	<b>S</b>
----------------	----------


**2. MESURES de BASE**

**2.A LARGEUR DE SIEGE et PROFONDEUR DE SIEGE**

PROFON- DEUR (cm)	LARGEUR DE SIEGE (cm)										
	simple croissillon			1,5 croisillon						double croissillon	
	MUW 70 kg			MUW 130 kg							
	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
32	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-
34	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-
36	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
38	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
40	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
42	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
44	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
46	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
48	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
50	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

**2.B HAUTEUR DE SIEGE**

HAUTEUR de SIEGE AVANT (cm)	mesure de la roue avant			
	3" roue avant	4" roue avant	5" roue avant	6" roue avant
39	O	-	-	-
40	O	O	-	-
41	O	O	-	-
42	-	O	O	-
43	-	-	O	-
44	O	O	O	-
45	O	O	O	-
46	-	O	O	O
47	-	-	O	O
48	O	O	O	O
49	O	O	O	O
50	-	O	O	O
51	-	-	O	O
52	-	-	-	O



S = Standard | O = sans supplément | □ = avec supplément | - = pas possible

**2.C HAUTEUR DE SIEGE à l'ARRIERE**

HAUTEUR de SIEGE à l'ARRIERE	Mesures roues arrières				
	roue 18"	roue 20"	roue 22"	roue 24"	roue 26"
32,5	O	O	-	-	-
33,5	O	O	-	-	-
34,5	O	O	-	-	-
35,5	O	O	O	-	-
36,5	O	O	O	-	-
37,5	O	O	O	-	-
38,5	O	O	O	O	-
39,5	O	O	O	O	-
40,5	O	O	O	O	-
41,5	O	O	O	O	O
42,5	-	O	O	O	O
43,5	-	O	O	O	O
44,5	-	-	O	O	O
45,5	-	-	O	O	O
46,5	-	-	O	O	O
47,5	-	-	-	O	O
48,5	-	-	-	O	O
49,5	-	-	-	O	O
50,5	-	-	-	-	O
51,5	-	-	-	-	O
52,5	-	-	-	-	O

Veillez respecter les différences maximales suivantes pour hauteur de siège avant en hauteur de siège arrière : :

- Profondeur de siège 32 cm - 36 cm : différence maximale de 4 cm
- Profondeur de siège 36 cm - 44 cm : différence maximale de 7 cm
- Profondeur de siège 44 cm - 50 cm : différence maximale de 10 cm

**2.D ROUES AVANT/ROUES ARRIERES versus PROFONDEURS DE SIEGE**

Mesures roue avant	Mesures roues arrières				
	18"	20"	22"	24"	26"
3"	profondeur possible : 32-50	profondeur possible : 32-50	profondeur possible : 36-50	profondeur possible : 38-50	profondeur possible : 44-50
4"	profondeur possible : 32-50	profondeur possible : 32-50	profondeur possible : 36-50	profondeur possible : 38-50	profondeur possible : 44-50
5"	profondeur possible : 32-50	profondeur possible : 32-50	profondeur possible : 40-50	profondeur possible : 38-50	profondeur possible : 44-50
6"	profondeur possible : 32-50	profondeur possible : 32-50	profondeur possible : 40-50	mogelijk op zitdieptes 38 - 50	profondeur possible : 44-50



S = Standard | ○ = sans supplément | □ = avec supplément | - = pas possible

**3. ACCOUDOIRS**

			Suppl.	PHOTO
B82S fixed	Protège-vêtements fixes réglables, en aluminium	○		3.I
B82S-C fixed	Protège-vêtements fixes réglables, en carbone	□	316,19 €	3.II
B82 fixed	Protège-vêtements avec garde-boues, en aluminium	○		3.III
Bi5	Accoudoirs réglables et ajustables en hauteur	○		3.IV
TUBE	Accoudoirs (tubes) escamotables vers l'arrière <i>(uniquement compatible avec dossier fixe)</i>	○		3.V
B82SL-A	Protège-vêtements longs amovibles, en aluminium	○		3.VI
B82S-C	Protège-vêtements réglables et amovibles, en carbone	□	316,19 €	3.VII
B82L-A	Protège-vêtements longs amovibles avec garde-boue/alu	○	355,96 €	3.VIII
B82-C	Protège-vêtements amovibles avec garde-boue, carbone	□	355,96 €	3.IX

**4. REPOSE-PIEDS**

**4.A type**

				Afbeelding
B06 70°	Repose-pieds amovibles - angle réglable - cadre 70°	○		4.I
B06 80°	Repose-pieds amovibles - angle réglable - cadre 80°	○		4.II
B06 90°	Repose-pieds amovibles - angle réglable - cadre 90° <i>(pas compatible avec roues avant 6")</i>	○		4.III
BA06 70°	Repose-pieds amovibles - angle réglable - cadre 70° - raccourci 5 cm (30 à 38 cm)	○		4.IV
BA06 80°	Repose-pieds amovibles - angle réglable - cadre 80° - raccourci 5 cm (30 à 38 cm)	○		4.IV
BA06 90°	Repose-pieds amovibles - angle réglable - cadre 90° - raccourci 5 cm (30 à 38 cm) <i>(pas compatible avec roues avant 6")</i>	○		4.IV
BZ7	Repose-jambes de confort, par paire (pour adultes)	□	€ 336,36	
BZ8	Idem, raccourci, par paire (pour adultes)	□	€ 336,36	
BZ8	Idem, pour TRIGO enfants, par paire	□	€ 394,86	
BK7	Repose-jambe pour amputé, gauche (adulte)	□	€ 146,25	
BL7	Repose-jambe pour amputé, droite (adulte)	□	€ 146,25	

**4.B Pré-réglage de la distance assise-palette (UL)**

28 cm (uniquement possible avec profondeur 32 - 36 cm)	<input type="radio"/>	
29 cm (uniquement possible avec profondeur 32 - 36 cm)	<input type="radio"/>	
30 cm (uniquement possible avec profondeur 32 - 36 cm)	<input type="radio"/>	
31 cm (uniquement possible avec profondeur 32 - 36 cm)	<input type="radio"/>	
32 cm (uniquement possible avec profondeur 32 - 36 cm)	<input type="radio"/>	
33 cm (uniquement possible avec profondeur 32 - 36 cm)	<input type="radio"/>	
34 cm (uniquement possible avec profondeur 32 - 36 cm)	<input type="radio"/>	
35 cm	<input type="radio"/>	
36 cm	<input type="radio"/>	
37 cm	<input type="radio"/>	
38 cm	<input type="radio"/>	
39 cm	<input type="radio"/>	
40 cm	<input type="radio"/>	
41 cm	<input type="radio"/>	
42 cm	<input type="radio"/>	
43 cm	<input type="radio"/>	
44 cm	<input type="radio"/>	
45 cm	<input type="radio"/>	
46 cm	<input type="radio"/>	
47 cm	<input type="radio"/>	
48 cm	<input type="radio"/>	

**Note :** Il est important que ce pré-réglage est au minimum 5 cm moins que la hauteur de siège avant.

S = Standard | O = sans supplément | □ = avec supplément | - = pas possible

**5. COULEURS**

**5.A CHASSIS AVANT**

		<b>Mat</b>	<b>Gloss</b>		<b>photo #</b>
C4	Rouge	O	O		5.I
C5	Noir	O	O		5.II
C8	Jaune	O	O		5.III
C29	Argent	O	O		5.IV
C53	Orange	O	O		5.V
C55	Inox	O	O		5.VI
C56	Bleu	O	O		5.VII
C59	Champagne	O	O		5.VIII
C71	Bleu metallic	-	O		5.IX
C72	Rouge metallic	-	O		5.X
C73	Vert metallic	-	O		5.XI
C76	Blanc	O	O		5.XII
C78	Bleu petrol metallic	-	O		5.XIII
C79	Bleu pacific	O	O		5.XIV
C85	Vert	O	O		5.XV
C87	Melon orange	O	O		5.XVI
C88	Or	O	O		5.XVII
C89	Cuivre	O	O		5.XVIII

**5.B CHASSIS ARRIERE**

				<b>foto #</b>
C5M	Noir mat	<b>S</b>		5.I

S = Standard | ○ = sans supplément | □ = avec supplément | - = keuze *niet* mogelijk

**6. SPECIFICATIONS DOSSIER et POIGNEES**

**6.A TYPE du DOSSIER - cadre**

				Foto #
	Dossier fixe plat	○		6.A.I
	* Dossier réglable en inclinaison (82° - 102°) angle standard: 90°	○		6.A.II
	* Dossier pliable et réglable en inclinaison (82 - 102°) - angle standard: 90°	○		6.A.III
<i>*option obligatoire dans le cadre d'un remboursement enfant</i>				

**6.B TYPE du DOSSIER - revêtement**

				Foto #
	Dossier standard			
	nylon	○		6.B.I
L44	Toile de dossier réglable en tension			
	nylon	○		6.B.I
	cordura	○		6.B.II
	airflow	○		6.B.III
	Coussin VICAIR Liberty uniquement compatible avec L44 uniquement à partir largeur de siège 36 cm & hauteur du dossier jusqu'au 45cm	□	cfr. Bon de commande 'Vicair'	6.B.IV
	Pochette sur le dossier	○		

S = Standard | O = sans supplément | □ = avec supplément | - = pas possible  
 Δ = keuze uitsluitend mogelijk in combinatie met vaste rug

**7. SPECIFICATIONS pour DOSSIER et POUSSOIRS**

**7.A HAUTEUR DOSSIER**

	<i>type poignées</i>	no PH	PH 01	PH 02	PH 03	PH 04	PH 05	PH 06	
<b>hauteur fixe</b>	25 cm	Δ	Δ	Δ	Δ	-	Δ	Δ	-
	27 cm	Δ	Δ	Δ	Δ	-	Δ	Δ	-
	29 cm	Δ	Δ	Δ	Δ	-	Δ	Δ	-
	31 cm	Δ	Δ	Δ	Δ	-	Δ	Δ	-
	33 cm	Δ	Δ	Δ	Δ	-	Δ	Δ	-
	35 cm	O	O	O	□	-	O	□	-
	37 cm	O	O	O	□	-	O	□	-
	39 cm	O	O	O	□	Δ	O	□	-
	41 cm	O	O	O	□	Δ	O	□	-
	43 cm	O	O	O	□	Δ	O	□	-
	45 cm	O	O	O	□	Δ	O	□	-
	47 cm	O	O	O	□	Δ	O	□	-
	49 cm	O	O	O	□	Δ	O	□	-
51 cm	O	O	O	□	Δ	O	□	-	
<b>hauteur ajustable</b>	25-27,5-30 cm	Δ	Δ	Δ	-	-	-	-	
	30-32,5-35 cm	Δ	O	O	Δ	-	-	-	
	35-37,5-40 cm	O	O	O	□	-	-	-	
	40-42,5-45 cm	O	O	O	□	-	-	-	
	45-47,5-50 cm	O	O	O	□	-	-	-	

**7.B POIGNEES de POUSSEE**

no PH				Photo #
no PH	Sans poignées de poussée	O		
PH 01	Poignées de poussée fixes (12 cm)	O		7.B.I
PH 02	Poignées de poussée fixes - raccourci (8cm)	O		7.B.II
PH 03	Poignées de poussée fixes pliables	□	€ 244,83	7.B.III
PH 04	* Poignées de poussée ajustables en hauteur - à l'intérieur du dossier - poignées fixes	O		7.B.IV
PH 05	* Poignées de poussée ajustables en hauteur - derrière les tubes du dossier - poignées fixes	O		7.B.V
PH 06	* Poignées de poussée ajustables - derrière les tubes du dossier - poignées pliables	□	€ 244,83	7.B.VI
* option obligatoire dans le cadre d'un remboursement enfant.				

S = Standard | ○ = sans supplément | □ = avec supplément | - = pas possible

**8. SPECIFICATIONS pour le SIEGE**

**8.A TYPE**

				Photo #
	Fixe - canvas <i>sans coussin</i>	S		
	Toile réglable en tension - canvas <i>sans coussin</i>	○		

**8.B COUSSIN**

				Photo #
	Coussin standard - 5 cm	○		
	Coussin - 5 cm - Trigo (avec visco-top)	○		
B24D	Coussin - 6 cm - pliable	○		
LIBERTY	Coussin VICAIR® LIBERTY	□	suppl. + cfr.bon 'Vicair'	8.B.IV
LIBERTY PROFILE	Coussin VICAIR® LIBERTY PROFILE	□	suppl. + cfr.bon 'Vicair'	8.B.V
VECTOR O2	Coussin VICAIR® VECTOR 02 6 cm	□	suppl. + cfr.bon 'Vicair'	8.B.VI
VECTOR O2	Coussin VICAIR® VECTOR 02 10 cm	□	suppl. + cfr.bon 'Vicair'	8.B.VI
ADJUSTER O2	Coussin VICAIR® ADJUSTER O2 6cm	□	suppl. + cfr.bon 'Vicair'	8.B.VII
ADJUSTER O2	Coussin VICAIR® ADJUSTER O2 10cm	□	suppl. + cfr.bon 'Vicair'	8.B.VII
ACTIVE O2	Coussin VICAIR® ACTIVE O2	□	suppl. + cfr.bon 'Vicair'	8.B.VIII
ACTIVE O2	Coussin VICAIR® ACTIVE O2 9 cm	□	suppl. + cfr.bon 'Vicair'	8.B.VIII
ALLROUND ER O2	Coussin VICAIR® ALLROUNDER O2 - small (<38 cm)	□	suppl. + cfr.bon 'Vicair'	8.B.IX
ALLROUND ER O2	Coussin VICAIR® ALLROUNDER O2 - medium (38-42,5 cm)	□	suppl. + cfr.bon 'Vicair'	8.B.IX
ALLROUND ER O2	Coussin VICAIR® ALLROUNDER O2 - large (43 - 48 cm)	□	suppl. + cfr.bon 'Vicair'	8.B.IX

S = Standard | O = sans supplément | □ = avec supplément | - = pas possible

## 9. ROUES

### 9.A ROUES AVANT

Type	Mesures				Suppl.:	Photo #
	3"	4"	5"	6"		
<b>standard noir</b>	O	O	O	O		9.A.I
<b>transparent</b>	O	O	O	-		9.A.II
<b>alu - argent</b>	O	O	O	-		9.A.III
<b>alu - rood</b>	O	O	O	-		
<b>alu - bleu</b>	O	O	O	-		
<b>carbon</b>	-	□	□	-	€ 122,63	9.A.IV
<b>LED</b>	-	□	□	-	€ 80,76	9.A.V

### 9.B ROUES ARRIERES

(cerceaux sont toujours noir)

			Suppl.	Photo
18"	Roues : Standard 18 Pneus : Marathon Racer (gonflable)	□	€ 244,93	9.B.I
20"	Roues : Design 20" avec rayons Pneus : Right Run Black (gonflable)	O	-	9.B.II + 9.B.VI
22"	Roues : Design 22" avec rayons Pneus : Right Run Black (gonflable)	O	-	9.B.II + 9.B.VI
24"	Roues : 24" Zwart avec rayons Pneus : PU	O	-	
	Roues : Design 24" avec rayons Pneus : Right Run black (gonflable)	<b>S</b>		9.B.II + 9.B.VI
	Roues : Design 24" avec rayons Pneus : Marathon Plus (gonflable)	O	-	9.B.II + 9.B.VII
	Roues : Spirit 24" avec rayons et moyeu en alu Pneus : Right Run black (gonflable)	□	€ 941,14	9.B.IV + 9.B.VI
	Roues : Spirit 24" avec rayons et moyeu en alu Pneus : Marathon Plus (gonflable)	□	€ 941,14	9.B.IV + 9.B.VII
	Roues : Spirit 24" avec rayons et moyeu en alu <u>rouge</u> Banden : Right Run black (lucht)	□	€ 941,14	9.B.IV + 9.B.VI
	Roues : Spirit 24" avec rayons- moyeu en alu <u>rouge</u> Pneus : Marathon Plus (gonflable)	□	€ 941,14	9.B.IV + 9.B.VII
	Roues : Spirit 24" avec rayons-moteu en alu <u>bleu</u> Pneus : Right Run black (gonflable)	□	€ 941,14	9.B.IV + 9.B.VI
	Roues : Spirit 24" avec rayons et moyeu en alu <u>bleu</u> Pneus : Marathon Plus (gonflable)	□	€ 941,14	9.B.IV + 9.B.VII
	Roues : Spinergy 24" Pneus : Right Run black (gonflable)	□	€ 1.002,65	9.B.V + 9.B.VI
Roues : Spinergy 24" Pneus : Marathon Plus (gonflable)	□	€ 1.002,65	9.B.V + 9.B.VII	
26"	Roues : Design 26" avec rayons Pneus : Right Run black (gonflable)	O		9.B.II + 9.B.VI
	Roues : Design 26" avec rayons Pneus : Marathon Plus (gonflable)	O		9.B.II + 9.B.VII

S = Standard | O = sans supplément | □ = avec supplément | - = sans suppl

### 9.C ADAPTATIONS ROUES ARRIERES

			Suppl.	Photo
	Roues : OFF ROAD 24" (extra set roues) (pas compatible avec accoudoirs BI5)		□ € 647,76	9.C.I
HEM2	HEM 2 - 24" (pas compatible avec roues 'camber')			
	R	Droite	□ Suppl.	
	L	Gauche	□ Suppl.	

### 9.D ROUES ARRIERES - pré-réglage du carosage

			Suppl.	Photo
	0°	○		
	2°	○		
	4°	○		
	6°	○		

### 10. FREINS

			Suppl.	Photo
	Freins à tirer		○ -	
	Freins à pousser		○ -	10.II
	Freins sports		□ € 94,74	10.III
	Roues à tambour - uniquement avec camber 0° Roues 24" x 1 3/8" noir PU		□ € 361,24	10.IV
	Frein central - HEM2 (ne pas compatible avec Pr38 ou moins)	Droit	□ € 233,54	
		Gauche	□ € 233,54	



S = Standard | O = sans supplément |  = avec supplément | - = sans supplément














**11. AUTRES OPTIONS**



**11.A options**









			Prix	Photo
B12	Tablette en bois <i>(avec BI5 - remboursable pour Trigo Kids)</i>		<input type="checkbox"/> € 233,99	
B20	Ceinture de sécurité		<input type="checkbox"/> € 43,87	11.A.I
	Porte-béquille			11.A.II
B31L	L	gauche	<input type="checkbox"/> € 34,99	
B31R	R	droite	<input type="checkbox"/> € 34,99	
B33	Adaptations cerceaux diminution fonction préhension		<input type="checkbox"/> € 109,68	11.A.III
B330	Gelcovers - SOFT		<input type="checkbox"/> € 266,02	11.A.IV
B330A	Gelcovers - SOFT - 'special'		<input type="checkbox"/> € 312,98	11.A.V
	Anti-tipping plooien niet mogelijk bij zitbreedte tot 36 cm			11.A.VI
B78L	L	gauche	<input type="checkbox"/> € 73,12	
B78R	R	droite	<input type="checkbox"/> € 73,12	
B86	Roues de voyage		<input type="checkbox"/> € 193,53	11.A.VII
B90	Bar de poussée à l'arrière <i>(pas possible avec PH04)</i>		<input type="checkbox"/> € 87,29	11.A.VIII
	Pelotte de dos <i>(non compatible avec dossier pliable/réglable)</i>			11.A.IX
L04L	L	gauche	<input type="checkbox"/> € 118,46	
L04R	R	droite	<input type="checkbox"/> € 118,46	
	Pelotte de dos - SMALL			11.A.X
L04SL	L	gauche	<input type="checkbox"/> € 118,46	
L04SR	R	droite	<input type="checkbox"/> € 118,46	
	Protège-rayons			
B85		transparent	<input type="checkbox"/> € 187,90	11.A.XI
B85 M5		world	<input type="checkbox"/> € 187,90	11.A.XII
B85 M6		jungle	<input type="checkbox"/> € 187,90	11.A.XIII
B85 M7		Trigo 1	<input type="checkbox"/> € 187,90	11.A.XIV
B85 M8		Trigo 2	<input type="checkbox"/> € 187,90	11.A.XV
B40	Prolongeurs de frein		<input type="checkbox"/> € 21,93	11.A.XVI







**0****TRIGO T**












## Résumé avec photo's et dessins

















<b>3. accoudoirs</b>			
<b>3.I</b> <b>B82S fixed</b>	<b>3.II</b> <b>B82-C fixed</b>	<b>3.III</b> <b>B82 fixed</b>	<b>3.IV</b> <b>Bi5</b>
			
<b>3.V</b> <b>Tube</b>	<b>3.VI</b> <b>B82SL-A</b>	<b>3.VII</b> <b>B82S-C</b>	<b>3.VIII</b> <b>B82L-A</b>
			
<b>3.IX</b> <b>B82-C</b>			
			
<b>4. REPOSE-PIEDS</b>			
<b>4.I</b>	<b>4.II</b>	<b>4.III</b>	<b>4.IV</b>
			

<b>5. COULEURS</b>			
<b>5.I</b> <b>C4</b>	<b>5.II</b> <b>C5</b>	<b>5.III</b> <b>C8</b>	<b>5.IV</b> <b>C29</b>
			
<b>5.V</b> <b>C53</b>	<b>5.VI</b> <b>C55</b>	<b>5.VII</b> <b>C56</b>	<b>5.VIII</b> <b>C59</b>
			
<b>5.IX</b> <b>C71</b>	<b>5.X</b> <b>C72</b>	<b>5.XI</b> <b>C73</b>	<b>5.XII</b> <b>C76</b>
			
<b>5.XIII</b> <b>C78</b>	<b>5.XIV</b> <b>C79</b>	<b>5.XV</b> <b>C85</b>	<b>5.XVI</b> <b>C87</b>
			
<b>5.XVII</b> <b>C88</b>	<b>5.XVII</b> <b>C89</b>		
			

<b>6.A DOSSIER</b>			
<b>6.A.I</b>	<b>6.A.II</b>	<b>6.A.III</b>	
<b>dossier fixe</b>	<b>dossier réglable</b>	<b>réglable et pliable</b>	
			
<b>6.B. Overzicht rugbekledingen</b>			
<b>6.B.I</b>	<b>6.B.II</b>	<b>6.B.III</b>	<b>6.B.IV</b>
<b>Nylon</b>	<b>Cordura</b>	<b>Airflow</b>	<b>Vicair Liberty</b>
			
<b>6.B.V</b>			
<b>Vicair Anatomic</b>			
			

<b>7.B. POIGNEES</b>			
<b>7.B.I</b>	<b>7.B.II</b>	<b>7.B.III</b>	<b>7.B.IV</b>
<b>PH01</b>	<b>PH02</b>	<b>PH03</b>	<b>PH04</b>
			
<b>7.B.V</b>	<b>7.B.VI</b>		
<b>PH05</b>	<b>PH06</b>		
			
<b>8.B. COUSSINS</b>			
<b>8.B.I</b>	<b>8.B.II</b>	<b>8.B.III</b>	<b>8.B.IV</b>
Zitkussen 5 cm foan	Zitkussen 5 cm visco	Zitkussen 6 cm div	Vicair Liberty
			
<b>8.B.V</b>	<b>8.B.VI</b>	<b>8.B.VII</b>	<b>8.B.VIII</b>
Vicair Liberty Profile	Vicair Vector	Vicair Adjuster	Vicair Active
			
<b>8.B.IX</b>			
Vicair Allrounder			
			

<b>9.A. ROUES AVANT</b>			
<b>9.A.I</b>	<b>9.A.II</b>	<b>9.A.III</b>	<b>9.A.IV</b>
<b>StandAard zwart</b>	<b>Transparant</b>	<b>Alu</b>	<b>Carbon</b>
			
<b>9.A.V</b>			
<b>LED</b>			
			
<b>9.B. ROUES ARRIERES</b>			
<b>9.B.I</b>	<b>9.B.II</b>	<b>9.B.III</b>	<b>9.B.IV</b>
<b>Standaard 18"</b>	<b>Design light</b>	<b>Wiel full PU</b>	<b>Spirit</b>
			
<b>9.B.V</b>	<b>9.B.VI</b>	<b>9.B.VII</b>	
<b>Spinergy</b>	<b>Right Run Black</b>	<b>Marathon Plus</b>	
			

9.C. ROUES SPECIALES			
9.C.I	9.C.II		
Off road	HEM2		
			
10. FREINS			
10.I	10.II	10.III	10.IV
à tirer	à pousser	Sport	à tambour
			
11.A. AUTRES			
11.A.I	11.A.II	11.A.III	11.A.IV
B20	B31	B33	B330
			
11.A.V	11.A.VI	11.A.VII	11.A.VIII
B330A	B78	B86	B90
			
11.A.IX	11.A.X	11.A.XI	11.A.XII
L04	L04S	B85	B85 M5
			

11.A.XIII	11.A.XIV	11.A.XV	11.A.XVI
B85 M6	B85 M7	B85 M8	B40
	