



SCOOTERS



**VERMEIREN**  
Pour plus de mobilité



<b>Mercurius 4D</b>	<b>03</b>
Carpo 4D	04
<b>Carpo 2 SE</b>	<b>05</b>
Carpo 3D	06
<b>Carpo Limo</b>	<b>07</b>
Ceres SE	08
<b>Ceres 3 Deluxe</b>	<b>10</b>
Ceres 4 Deluxe	11
<b>Eris</b>	<b>13</b>
Venus 4 SPORT (pneumatiques gonflables)	14
<b>Venus 4 SPORT</b>	<b>15</b>
Sedna (noir)	16
<b>Sedna (bleu)</b>	<b>17</b>
Alya	18
<b>Antares 4</b>	<b>20</b>
Options	21
<b>Rampes</b>	<b>22</b>











# Mercurius 4D

## Scooter extérieur 4 roues

Un scooter à quatre roues élégant et qui fait se retourner les gens.

Jantes sportives, panier extra solide, deux rétroviseurs et siège réglable avec appuie-tête et accoudoirs réglables. Jusqu'à 15 km/h et de série avec une batterie de 80 Ah.

champagne

15  
km/h

- ▶ Eclairage LED
- ▶ Grand confort
- ▶ Repose-tête ajustable
- ▶ Suspension lisse
- ▶ Jantes sport



Sac de rangement à l'arrière



Commande électronique



Eclairage LED arrière et avant



■ Largeur totale	680 mm
■ Longueur totale	1440 mm
■ Hauteur totale	1360 mm
■ Hauteur d'assise	470 - 495 mm
■ Giration	3740 mm
■ Batteries	2 x 12V - 80Ah

■ Rayon d'action*	40 km
■ Puissance	1000 W
■ Vitesse*	15 km/h
■ Poids	116,75 kg
■ Poids d'utilisateur	150 kg
■ Informations supplémentaires	CE

\* Le rayon d'action est calculé selon les normes européenne. \* Vitesse et rayon d'action peuvent dévier (ca. 15%). Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°.

# Carpo 4D

## Scooter extérieur 4 roues

Scooter à quatre roues puissant et confortable pour l'extérieur.

Le Carpo 4D est programmable électroniquement et est livré en standard avec un écran LCD à contraste élevé avec compteur kilométrique.

Ce scooter vous offre le plaisir de conduire ultime.



Coffre de rangement en option avec serrure



Contrôles clairs et simples

gris foncé



- ▶ Panier amovible
- ▶ Siège confortable et réglable
- ▶ Appui-tête réglable
- ▶ Suspension lisse
- ▶ Éclairage avant et arrière



■ Largeur totale	660 mm
■ Longueur totale	1450 mm
■ Hauteur totale	1350 mm
■ Hauteur d'assise	455 - 530 mm
■ Giration	3160 mm
■ Batteries	2 x 12V - 80Ah

■ Rayon d'action*	53 km
■ Puissance	750 W
■ Vitesse*	15 km/h
■ Poids	131 kg
■ Poids d'utilisateur	150 kg
■ Informations supplémentaires	CE

\* Le rayon d'action est calculé selon les normes européenne. \* Vitesse et rayon d'action peuvent dévier (ca. 15%). Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°.



# Carpo 2 SE

## Scooter extérieur 4 roues

Le Carpo 2 SE (Special Edition) est un scooter à quatre roues complètement nouveau et contemporain pour une utilisation quotidienne avec tout le confort nécessaire.



Visibilité de jour comme de nuit



Contrôles clairs et simples



**CONSEIL:** Disponible avec une batterie 105Ah en option

- ▶ Eclairage LED
- ▶ Siège confortable et réglable
- ▶ Guidon réglable
- ▶ Pare-chocs
- ▶ Jantes métalliques sportives



■ Largeur totale	660 mm
■ Longueur totale	1535 mm
■ Hauteur totale	1390 mm
■ Hauteur d'assise	480 - 555 mm
■ Giration	2000 mm
■ Batteries	2 x 12V - 80Ah

■ Rayon d'action*	45 km
■ Puissance	750 W
■ Vitesse*	15 km/h
■ Poids	144 kg
■ Poids d'utilisateur	150 kg
■ Informations supplémentaires	CE

\* Le rayon d'action est calculé selon les normes européenne. \* Vitesse et rayon d'action peuvent dévier (ca. 15%). Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°.

# Carpo 3D

## Scooter extérieur 3 roues

Le Carpo 3D est un scooter à trois roues puissant et confortable pour l'extérieur. Ce scooter est programmable électroniquement et est livré en standard avec une commande à contraste élevé avec compteur kilométrique. Plaisir de conduite ultime garanti.



Coffre de rangement en option avec serrure



gris foncé

15  
km/h

- ▶ Pare-chocs
- ▶ Siège confortable et réglable
- ▶ Appui-tête réglable
- ▶ Réflecteurs latéraux
- ▶ Eclairage avant et arrière avec témoin



■ Largeur totale	660 mm
■ Longueur totale	1450 mm
■ Hauteur totale	1350 mm
■ Hauteur d'assise	455 - 530 mm
■ Giration	3160 mm
■ Batteries	2 x 12V - 80Ah

■ Rayon d'action*	53 km
■ Puissance	750 W
■ Vitesse*	15 km/h
■ Poids	127 kg
■ Poids d'utilisateur	150 kg
■ Informations supplémentaires	CE

\* Le rayon d'action est calculé selon les normes européenne. \* Vitesse et rayon d'action peuvent dévier (ca. 15%). Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°.



# Carpo LIMO

## Scooter 4 roues pour 2 personnes

La base est similaire au Carpo 2 mais en version deux personnes. Idéal pour sortir ou faire du shopping ensemble. Deux sièges luxueux, réglables et confortables avec ceintures et suspension flexible garantissent un plaisir de conduite merveilleux et sûr.



Confortable deux places avec ceintures de sécurité et accoudoirs réglables



Contrôles clairs et simples

champagne

13  
km/h

- ▶ Sièges confortables
- ▶ 2 rétroviseurs
- ▶ Guidon réglable
- ▶ Pare-chocs
- ▶ Tapis de sol antidérapant



■ Largeur totale	700 mm
■ Longueur totale	2250 mm
■ Hauteur totale	1240 mm
■ Hoogte voetplaat	210 mm
■ Giration	6180 mm
■ Batteries	2 x 12V - 100Ah

■ Rayon d'action*	41 km
■ Puissance	750 W
■ Vitesse*	13 km/h
■ Poids	182 kg
■ Poids d'utilisateur	180 kg
■ Informations supplémentaires	CE

\* Le rayon d'action est calculé selon les normes européenne. \* Vitesse et rayon d'action peuvent dévier (ca. 15%). Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°.



# Ceres SE

## Scooter intérieur-extérieur à 4 roues

Le Ceres SE (Special Edition) allie design et qualité.

Commande manuelle avec pictogrammes clairs, éclairage LED, élégant pare-chocs de sécurité sportif et vitesse de pointe jusqu'à 15 km/h.



Poignées en U (guidon Delta)



Commande analogique



- ▶ Guidon Delta
- ▶ Siège réglable confortable
- ▶ Panier d'achats amovible
- ▶ Pare-chocs ondulé
- ▶ Eclairage avant et arrière avec témoin



Guidon réglable



Siège réglable



■ Largeur totale	620 mm
■ Longueur totale	1300 mm
■ Hauteur totale	1280 mm
■ Hauteur d'assise	450 - 500 mm
■ Giration	2800 mm
■ Batteries	2 x 12V - 50Ah

■ Rayon d'action*	30 km
■ Puissance	650 W
■ Vitesse*	15 km/h
■ Poids	111 kg
■ Poids d'utilisateur	140 kg
■ Informations supplémentaires	CE

\* Le rayon d'action est calculé selon les normes européenne. \* Vitesse et rayon d'action peuvent dévier (ca. 15%). Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°.







# Ceres 3 DELUXE

## Scooter intérieur-extérieur à 3 roues

Le Ceres 3 Deluxe garantit confort de conduite et élégance. Avec une colonne de direction élégante et un guidon delta, conduire un scooter n'a jamais été aussi simple.

champagne

12  
km/h

- ▶ Guidon Delta
- ▶ Panier en métal
- ▶ Rétroviseur
- ▶ Pare-chocs
- ▶ Eclairage avant et arrière avec témoin



Poignées en U (guidon Delta)



Colonne de direction élégante et réglable



■ Largeur totale	610 mm
■ Longueur totale	1270 mm
■ Hauteur totale	1160 mm
■ Hauteur d'assise	445 - 520 mm
■ Giration	3020 mm
■ Batteries	2 x 12V - 50Ah

■ Rayon d'action*	35 km
■ Puissance	470 W
■ Vitesse*	12 km/h
■ Poids	92 kg
■ Poids d'utilisateur	135 kg
■ Informations supplémentaires	CE

\* Le rayon d'action est calculé selon les normes européenne. \* Vitesse et rayon d'action peuvent dévier (ca. 15%). Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°.



# Ceres 4 DELUXE

## Scooter intérieur-extérieur à 4 roues

Le Ceres 4 Deluxe est une certitude en termes de design et de confort. Avec une colonne de direction élégante et réglable et un volant delta, on obtient un look extra sportif et un confort de conduite accru.

champagne

12  
km/h

- ▶ Guidon Delta
- ▶ Panier en métal
- ▶ Rétroviseur
- ▶ Catadioptrés latéraux
- ▶ Eclairage avant et arrière avec témoin



Conception simplifiée mettant l'accent sur la visibilité et la sécurité



■ Largeur totale	610 mm
■ Longueur totale	1310 mm
■ Hauteur totale	1160 mm
■ Hauteur d'assise	445 - 520 mm
■ Giration	2940 mm
■ Batteries	2 x 12V - 50Ah

■ Rayon d'action*	35 km
■ Puissance	470 W
■ Vitesse*	12 km/h
■ Poids	94,7 kg
■ Poids d'utilisateur	135 kg
■ Informations supplémentaires	CE

\* Le rayon d'action est calculé selon les normes européenne. \* Vitesse et rayon d'action peuvent dévier (ca. 15%). Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°.







# Eris

## Scoter intérieur-extérieur à 4 roues

Le modèle Eris est un scooter d'extérieur et d'intérieur idéal pour les courses sur de courtes distances. Equipé de clignotants et d'éclairage en version LED. Comprend un panier à provisions amovible et un siège réglable.

argent

rouge

10  
km/h

- ▶ Panier amovible
- ▶ Siège réglable et pivotant
- ▶ 2 rétroviseurs
- ▶ Guidon réglable
- ▶ Accoudoirs rabattables et réglables en largeur



Sac de rangement à l'arrière du siège



Commande manuelle avec pictogrammes clairs



Design moderne et anti-basculement



Réglage facile de la roue libre du moteur



■ Largeur totale	570 mm
■ Longueur totale	1185 mm
■ Hauteur totale	1150 mm
■ Hauteur d'assise	450 - 500 mm
■ Giration	2900 mm
■ Batteries	2 x 12V - 50Ah

■ Rayon d'action*	37 km
■ Puissance	320 W
■ Vitesse*	10 km/h
■ Poids	75 kg
■ Poids d'utilisateur	140 kg
■ Informations supplémentaires	CE

\* Le rayon d'action est calculé selon les normes européenne. \* Vitesse et rayon d'action peuvent dévier (ca. 15%). Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°.



# Venus 4 SPORT

## Scooter intérieur-extérieur à 4 roues avec pneus gonflés à l'air

Le Venus 4 Sport (version pneumatique) est un scooter à quatre roues pour une utilisation intérieure et extérieure. Le guidon delta et les pneus procurent un plaisir de conduite supplémentaire. Tout comme le Venus 4 Sport de série, ce scooter compact peut également être démonté en 4 parties sans avoir besoin d'outils supplémentaires.



Finition colorée et usage facile



Motif antidérapant élégant pour les pieds



Batterie amovible pratique



- ▶ Éclairage LED intégré
- ▶ Démontage facile
- ▶ Tapis de sol antidérapant
- ▶ Pneus gonflables
- ▶ Guidon delta



■ Largeur totale	550 mm
■ Longueur totale	1060 mm
■ Hauteur totale	900 mm
■ Hauteur d'assise	360 - 410 mm
■ Giration	2640 mm
■ Batteries	2 x 12V - 20Ah

■ Rayon d'action*	18 km
■ Puissance	270 W
■ Vitesse*	6 km/h
■ Poids	56,3 kg
■ Poids d'utilisateur	115 kg
■ Informations supplémentaires	CE

\* Le rayon d'action est calculé selon les normes européenne. \* Vitesse et rayon d'action peuvent dévier (ca. 15%). Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°.



# Venus 4 SPORT

## Scooter intérieur-extérieur à 4 roues

Le Venus 4 Sport est un scooter à quatre roues pour une utilisation intérieure et extérieure. Confortable et très pratique pour une utilisation en intérieur et le transport. Peut être démonté en 4 parties sans avoir besoin d'outils.



Commandes faciles à utiliser



Batterie verrouillable et amovible



- ▶ Accoudoirs réglables en largeur
- ▶ Chaise pivotante avec accoudoirs rabattables
- ▶ Éclairage intégré
- ▶ Guidon réglable
- ▶ Démontage facile



Scooter intérieur pliable à 4 roues



■ Largeur totale	550 mm
■ Longueur totale	1040 mm
■ Hauteur totale	900 mm
■ Hauteur d'assise	360 - 410 mm
■ Giration	2470 mm
■ Batteries	2 x 12V - 20Ah

■ Rayon d'action*	18 km
■ Puissance	270 W
■ Vitesse*	6 km/h
■ Poids	55,1 kg
■ Poids d'utilisateur	115 kg
■ Informations supplémentaires	CE

\* Le rayon d'action est calculé selon les normes européenne. \* Vitesse et rayon d'action peuvent dévier (ca. 15%). Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°.



# Sedna (version noir)

## Scoter intérieur pliable à 4 roues

Le modèle Sedna (version noire) est le scooter portable parfait car vous pouvez le plier en un seul mouvement. Poussez le pied sur la pédale, verrouillez-la et emportez-la avec vous.

Également équipé d'un siège pivotant avec accoudoirs rabattables et réglables avec réflecteurs latéraux, une batterie au lithium amovible avec verrouillage antivol et des pneus pneumatiques.



Accoudoirs repliables



Sac pour les courses



- ▶ Siège repliable et rotatif
- ▶ Pliable
- ▶ Accoudoirs repliables avec catadioptres sur les côtés
- ▶ Pneus gonflables
- ▶ Guidon réglable



Commande facile à utiliser avec clé détachable



■ Largeur totale	530 mm
■ Longueur totale	960 mm
■ Hauteur totale	870 mm
■ Hauteur d'assise	540 mm
■ Giration	820 mm
■ Batteries	24V - 11,5Ah

■ Rayon d'action*	15 km
■ Puissance	270 W
■ Vitesse*	8 km/h
■ Poids	31,6 kg
■ Poids d'utilisateur	115 kg
■ Informations supplémentaires	CE

\* Le rayon d'action est calculé selon les normes européenne. \* Vitesse et rayon d'action peuvent dévier (ca. 15%). Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°.



# Sedna (version bleu)

## Scooter intérieur pliable à 4 roues

Le modèle Sedna (version bleu) est, tout comme la version noire, un scooter portable idéal que vous pouvez plier en 1 seul mouvement. Pied sur la pédale, poussez, verrouillez et portez. Le scooter Sedna est équipé d'une batterie au lithium amovible avec verrouillage anti-vol et pneus pneumatiques pour un meilleur confort de conduite.



- ▶ Batterie amovible avec sécurité anti-vol
- ▶ Sol antidérapant
- ▶ Dossier repliable
- ▶ Guidon réglable
- ▶ Pneus gonflables



ÉTAPE 1 - PIED SUR LA PÉDALE



ÉTAPE 2 - PLIAGE



ÉTAPE 3 - FAIT



■ Largeur totale	530 mm
■ Longueur totale	960 mm
■ Hauteur totale	840 mm
■ Hauteur d'assise	540 mm
■ Giration	820 mm
■ Batteries	24V - 11,5Ah

■ Rayon d'action*	15 km
■ Puissance	270 W
■ Vitesse*	8 km/h
■ Poids	27,3 kg
■ Poids d'utilisateur	115 kg
■ Informations supplémentaires	CE

\* Le rayon d'action est calculé selon les normes européenne. \* Vitesse et rayon d'action peuvent dévier (ca. 15%). Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°.





► Regardez la vidéo d'instructions **ALYA** ici.





# Alya

## Scoter intérieur pliable à 4 roues

L'Alya est un scooter très compact et pliable.

En raison de sa petite taille, l'Alya est facile à utiliser et à manoeuvrer. L'Alya est facile à transporter et permet à l'utilisateur d'accéder à tout moment n'importe où. Avec son grand rayon d'action, il trouve également son chemin à l'extérieur.



- ▶ Guidon réglable
- ▶ Batterie Lithium ION amovible
- ▶ Repose pied
- ▶ Siège repliable pour transport
- ▶ Clé de contact amovible



Indication claire du niveau de charge



Support lombaire en option



Accès facile à la batterie



Poignée de transport en option



■ Largeur totale	420 mm
■ Longueur totale	905 mm
■ Hauteur totale	710 - 910 mm
■ Hauteur d'assise	370 mm
■ Giration	1420 mm
■ Batteries	2 x 12V - 11,6Ah & 17,4Ah

■ Rayon d'action*	Rouge: 12,8 km & Argent: 18,6 km
■ Puissance	180 W
■ Vitesse*	6 km/h
■ Poids	19,63 kg & 20,1 kg
■ Poids d'utilisateur	115 kg
■ Informations supplémentaires	CE

\* Le rayon d'action est calculé selon les normes européenne. \* Vitesse et rayon d'action peuvent dévier (ca. 15%). Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°.



# Antares 4

## Scooter intérieur démontable pliable à 4 roues

L'Antares 4 est le scooter polyvalent idéal. Extrêmement maniable, facile à utiliser et également très rapidement démonté pour un transport facile en voiture afin de ne jamais manquer votre scooter préféré.



- ▶ Siège pivotant et pliable
- ▶ Démontage
- ▶ Accoudoirs réglables
- ▶ Panier d'achat en métal
- ▶ Guidon réglable
- ▶ Rembourrage assise / dossier amovible



Démontage facile pour le transport



Siège pivotant / rabattable et accoudoirs réglables / rabattables



Commande facile à utiliser avec une clé détachable



■ Largeur totale	480 mm
■ Longueur totale	970 mm
■ Hauteur totale	980 mm
■ Hauteur d'assise	325 - 375 mm
■ Giration	2790 mm
■ Batteries	2 x 12V - 12Ah

■ Rayon d'action*	10,5 km
■ Puissance	270 W
■ Vitesse*	6 km/h
■ Poids	43 kg
■ Poids d'utilisateur	115 kg
■ Informations supplémentaires	CE

\* Le rayon d'action est calculé selon les normes européenne. \* Vitesse et rayon d'action peuvent dévier (ca. 15%). Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°.



# Options

## Extras de scooter

VERMEIREN propose un certain nombre d'options pour la manipulation de votre scooter afin que vous puissiez emporter des objets supplémentaires tels qu'une paire de béquilles, un rollator ou même un appareil à oxygène.



SW (SH) B31 - Porte béquille



B83 - Porte-obus



SH74 - SW74 - Rétroviseur (par pièce)



SW (SH) 06 - Porte rollator



SW (SH) 06 - Porte rollator



SW03 - Top case



SW83 - Support de réservoir d'oxygène (sur mesure)



SW09 - Pare-brise (Carpo & Ceres SE)

	Antares 4	Venus 4 sport	Venus 4 sport pneumatiques	Eris	Ceres 3/4 deluxe	Ceres SE	Mercurius 4D	Carpo 3/4 D	Carpo 2 SE	Carpo LIMO
■ Sw (SH) B31	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
■ B83					●	●	●	●	●	●
■ Sw (SH) 74	●	●		S	S	S	S	S	S	S
■ Sw (SH) 06					●	●	●	●	●	●
■ Sw (SH) 06					●	●	●	●	●	●
■ Sw 03					●		●	●	●	●
■ Sw 83					●	●	●	●	●	●
■ Sw 09						●		●	●	●

S standard

● non compatible

Tous nos produits portent le marquage CE

# Rampes 692

## Rampe pliante et portable

Placer un scooter ou un fauteuil roulant dans la voiture devient facile grâce aux rampes. Ces rampes pliables vous permettent de placer en toute sécurité des scooters et des fauteuils roulants lourds dans la voiture.



Compris sacs de rangement et un set contient deux rampes



▶ Regardez la vidéo d'instructions de la rampe 692 ici.



■ Largeur totale	370 mm
■ Longueur totale	1800 mm
■ Longueur totale pliée	920 mm
■ Hauteur totale	50 mm

■ Largeur de bande de roulement	290 mm
■ Poids	9 kg*
■ Poids d'utilisateur	150 kg*
■ Informations supplémentaires	CE

Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5° \*Poidsen per stuk

# Quickramps


## Rampes

Ces rampes sont bien adaptées aux petits obstacles tels que les différences de niveau en intérieur que les gens veulent prendre avec, par exemple, un déambulateur ou un fauteuil roulant.

Disponible en 4 hauteurs différentes : 10 mm, 12 mm, 14 mm et 16 mm et en polyéthylène résistant.



Facile à installer et à ranger à nouveau



■ Largeur totale	1000 mm
■ Longueur totale	100 - 125 - 125 - 150 mm
■ Hauteur totale ramp 1	10 mm
■ Hauteur totale ramp 2	12 mm
■ Hauteur totale ramp 3	14 mm
■ Hauteur totale ramp 4	16 mm

■ Poids	0,45 - 0,6 - 0,65 - 0,95 kg
■ Poids d'utilisateur	200 kg
■ Informations supplémentaires	CE









**Versie: D, 2021-05**

Alle rechten, inclusief vertaling, voorbehouden. Niets uit deze handleiding mag geheel of gedeeltelijk in enige vorm (druk, fotokopie, microfilm of ieder ander procedé) zonder de schriftelijke toelating van de uitgever worden gereproduceerd of met behulp van elektronische systemen worden verwerkt, gekopieerd of verspreid.

© N.V. **VERMEIREN** N.V. 2021

Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.  
Sous réserve de modifications techniques.

## VERMEIREN S.A.


Vermeirenplein 1-15  
2920 Kalmthout

Tél: +32 (0)3 620 20 20

Fax: +32 (0)3 666 48 94

[www.vermeiren.be](http://www.vermeiren.be)

[info@vermeiren.be](mailto:info@vermeiren.be)



**VERMEIREN**  
Pour plus de mobilité