




CONFORT



VERMEIREN

Pour plus de mobilité





Ontario 1	03
Ontario 2	04
Montreal	05
Eagle	06
Albatros	07
Altitude	08
Coraille	09
Alesia	10
Bretagne	11
Normandie	12
Languedoc	13
Provence	14
378	15



tissu beige



tissu brun



tissu bleu



tissu rouge



similicuir noir



similicuir taupe

Ontario 1

Relaxer confortablement - 1 moteur

Le fauteuil releveur Ontario 1 vous offre dans un premier temps un confort optimal pour vous relaxer et vous permet également de vous aider à passer de la position assise à la position debout sans le

moindre effort. Il est disponible en skai (marron, noir, taupe) et en tissu (brun, bleu, rouge, beige) pour que vous puissiez choisir un fauteuil qui correspond avec votre intérieur.



Poche de rangement latérale



Housse d'accoudoirs optionnelles



Protège-tête en option

- TISSU
beige
- TISSU
brun
- TISSU
bleu
- TISSU
rouge
- SKAI
noir
- SKAI
taupe
- SKAI
marron

- ▶ Facile à maintenir
- ▶ Fonctionnement aisé
- ▶ Courant de secteur
- ▶ Bruit minimal



skai marron



Table inclinable/réglable sur roues en option


■ Largeur totale	800 mm	■ Profondeur siège	450 mm
■ Longueur totale	840 mm	■ Hauteur dossier	695 mm
■ Hauteur totale	1160 mm	■ Poids	49,64 kg
■ Hauteur d'assise	500 mm	■ Poids d'utilisateur	150 kg
■ Largeur d'assise	465 mm	■ Type d'alimentation électrique	courant de secteur
■ Hauteur d'accoudoirs	150 mm	■ Informations complémentaires	CE

Ontario 2

Position optimale - 2 moteurs

Le siège élévateur Ontario avec 2 moteurs garantit que la section des jambes et la section du dos peuvent être actionnées indépendamment l'une de l'autre. D'une simple pression sur la télécommande, vous pouvez vous allonger et vous

détendre confortablement, regarder la télévision ou lire un livre. Allongé complètement à plat pour une sieste ou en utilisant la fonction debout pour se lever facilement et en toute sécurité, l'Ontario 2 est un incontournable dans votre maison.



Poche de rangement latérale



Housse d'accoudoirs optionnelles



Protège-tête en option



- ▶ Facile à maintenir
- ▶ Fonctionnement aisé
- ▶ Courant de secteur
- ▶ Fonction coucher et se lever
- ▶ Bruit minimal



Table inclinable/réglable sur roues en option

■ Largeur totale	845 mm	■ Profondeur siège	530 mm
■ Longueur totale	960 mm	■ Hauteur dossier	670 mm
■ Hauteur totale	1145 mm	■ Poids	53,34 kg
■ Hauteur d'assise	500 mm	■ Poids d'utilisateur	150 kg
■ Largeur d'assise	480 mm	■ Type d'alimentation électrique	courant de secteur
■ Hauteur d'accoudoirs	140 mm	■ Informations complémentaires	CE

Montreal

Idéale dans des espaces plus petits

Le modèle Montreal peut être placé à une distance de 100 mm d'un mur et peut ainsi s'incliner totalement sans devoir le déplacer. Dans un premier temps le relève-

jambes remonte, vous pouvez donc profiter les jambes allongées tout en restant droit. Puis le dossier s'incline à son tour pour adopter une position relax.



Poche de rangement latérale



Housse d'accoudoirs optionnelles



- Facile à maintenir
- Fonctionnement aisé
- Courant de secteur
- Distance minimale du mur



Protège-tête en option



Table inclinable/réglable sur roues en option



■ Largeur totale	850 mm
■ Longueur totale	830 mm
■ Hauteur totale	1140 mm
■ Hauteur d'assise	500 mm
■ Largeur d'assise	485 mm
■ Hauteur d'accoudoirs	150 mm


■ Profondeur siège	510 mm
■ Hauteur dossier	700 mm
■ Poids	53,98 kg
■ Poids d'utilisateur	150 kg
■ Type d'alimentation électrique	courant de secteur
■ Informations complémentaires	CE

Eagle 620 - 625

Lève-personnes

Ce lève-personne a été conçu pour apporter un réel confort au patient pendant le transfert, mais aussi à la tierce personne lors de la manipulation. Eagle 620 et Eagle 625 sont équipés d'un moteur Linak

HB7X alimenté d'une batterie d'une autonomie d'environ 45 levages par chargement. Les sangles sont facultatives et disponibles en différentes tailles et conceptions.



- ▶ Pliable
- ▶ Poids d'utilisateur 150 et 175 kg
- ▶ Batterie amovible et rechargeable
- ▶ Roues de 100 mm avec fonction de freinage
- ▶ Commande centrale au pied

HYGIENIQUE

Disponible en
M - L - XL

	A	B	C	D
M	740	220	580	410
L	780	260	660	470
X	860	310	710	500

CONFORT

Disponible en
M - L - XL

	A	B	C	D
M	750	350	470	270
L	820	380	490	400
X	900	430	590	400

STANDARD

Disponible en
M - L - XL

	A	B	C	D
M	740	370	430	400
L	790	420	480	430
X	850	480	520	450

Dimensions en mm. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm



■ Largeur totale	620 : 1035 mm - 625 : 1225 mm
■ Largeur pliée	620 : 550 mm - 625 : 680 mm
■ Longueur totale	620 : 1115 mm - 625 : 1290 mm
■ Hauteur maximale	620 : 1740 mm - 625 : 1840 mm
■ Position la plus profonde	620 : 728 mm - 625 : 766 mm
■ Hauteur pliée	480 mm

■ Hauteur de châssis	111 mm
■ Rayon de braquage	1160 - 1290 mm
■ Poids	620 : 37 kg - 625 : 42 kg
■ Poids d'utilisateur	620 : 150 kg - 625 : 175 kg
■ Type d'alimentation électrique	courant de secteur
■ Informations complémentaires	CE

Albatros

Verticalisateur

Albatros est un lève-personne verticalisateur compact et très simple d'utilisation. Il se plie en quelques secondes pour un stockage et un transport faciles. Les poignées sont faits d'un matériel costaud et agréable. Le repose-pieds a une surface antidérapante ce qui garantit votre

sécurité au maximum. Le repose-jambes est équipé d'un coussin confortable. Votre sécurité et confort ont la priorité!

Il faut être utilisé seulement à l'intérieur et sur une surface plane.

TAILLES DE SANGLE

Disponible en
M - XL

M	XL
40 - 120 kg	100 - 200 kg

C29
gris



- Facile à maintenir
- Fonctionnement aisé
- Courant de secteur
- Capacité de levage jusqu'à 200 kg



Chargeur intégré



Commande centrale au pied



■ Largeur totale	945 mm
■ Largeur pliée	584 mm
■ Longueur totale	1046 mm
■ Hauteur maximale	1739 mm
■ Position la plus profonde	1040 mm
■ Hauteur pliée	500 mm

■ Hauteur de châssis	117 mm
■ Rayon de braquage	1133 mm
■ Poids	44,85 kg
■ Poids d'utilisateur	150 kg
■ Type d'alimentation électrique	courant de secteur
■ Informations complémentaires	CE

Altitude

Siège coquille confortable

Altitude est une chaise gériatrique fourni d'un coussin épais qui garantit le confort de l'utilisateur. La sécurité de l'utilisateur est la priorité n°1; la chaise a un sangle 5-point d'origine pour que l'utilisateur soit bien bouclé.

L'appui-tête rembourré offre un support parfait. Le support palette repose-pieds à ressort permet que monter et descendre est facilité. **Coussin Visco disponible en option.**



Existe aussi en version électrique



- ▶ Extrêmement confortable
- ▶ Repose-pieds central
- ▶ Appuie-tête amovible
- ▶ Freins sur toutes les roues
- ▶ Table pliable et amovible



Option palettes séparées (sur demande à la commande)



Option B52 - Porte sérum



Couvercle amovible pour un nettoyage facile

■ Largeur totale	710 mm
■ Longueur totale	1090 mm
■ Hauteur totale	1290 / 1315 / 1340 mm
■ Largeur d'assise	380 / 400 / 420 / 440 / 480 mm
■ Hauteur d'assise	445-470-495 / 465-490-515 / 485-510-535 mm
■ Profondeur d'assise	440 / 460 / 480 mm

■ Hauteur dossier	792 / 812 / 832 mm
■ Angle de plan du siège	0° / +40°
■ Hauteur d'accoudoirs	235 / 255 / 275 mm
■ Poids	33,9 kg
■ Poids d'utilisateur	120 kg
■ Informations complémentaires	CE

Coraille

**Grandes roues pour confort optimal.
Aussi à l'extérieur!**

Coraille est une chaise gériatrique fourni d'un coussin épais qui garantit le confort de l'utilisateur. La sécurité de l'utilisateur est la priorité n°1; la chaise a un sangle 5-point d'origine pour que l'utilisateur soit bien bouclé. L'appui-tête rembourré offre un support parfait. Le support palette repose-pieds à ressort permet que monter et descendre est facilité.

Coraille peut être réglé en hauteur. Il a de grandes roues arrière qui sont freinés avec un frein à tambour accessible au pied. Ce sont les plus grandes différences avec le fauteuil gériatrique Altitude. En plus, les grandes roues arrière facilitent des transferts à l'extérieur.

Coussin Visco disponible en option.



La table reste toujours horizontale



- ▶ Idéal pour usage intérieur ou extérieur
- ▶ La table reste toujours horizontale
- ▶ Grandes roues arrière
- ▶ Pédale de frein



Option palettes séparées (sur demande à la commande)



Option B52 - Porte sérum



Couvercle amovible pour un nettoyage facile

■ Largeur totale	710 mm
■ Longueur totale	1090 mm
■ Hauteur totale	1290 / 1315 / 1340 mm
■ Largeur d'assise	380 / 400 / 420 / 440 / 480 mm
■ Hauteur d'assise	445-470-495 / 465-490-515 / 485-510-535 mm
■ Profondeur d'assise	440 / 460 / 480 mm

■ Hauteur dossier	792 / 812 / 832 mm
■ Angle de plan du siège	0° / +40°
■ Hauteur d'accoudoirs	235 / 255 / 275 mm
■ Poids	39 kg
■ Poids d'utilisateur	120 kg
■ Informations complémentaires	CE

Alesia

Beaucoup de possibilités!

Alesia est un fauteuil gériatrique avec d'innombrables possibilités qui ont un seul but: du confort pour patient et soigneur! Ce fauteuil a été équipé avec des petits roues pour que le fauteuil soit facilement déplacé. Le dossier est délibérément bas

pour que ce soit facile pour le soigneur peut aisément laver les cheveux du patient. Le bas du dossier est renforcé et peut être incliné soit par l'utilisateur soit par le soigneur. Les accoudoirs sont ajustables en hauteur.



- ▶ Dossier / siège inclinable
- ▶ Accoudoirs réglables
- ▶ Repose-pieds réglable
- ▶ Frein central
- ▶ Options: Table, porte-sérum, porte documents, repose-tête, porte obus



Repose-pieds réglable



Poignée de poussée robuste avec commande manuelle



En option: Table en bois amovible et escamotable

■ Largeur totale	700 mm	■ Hauteur dossier	800 mm
■ Longueur totale	800 mm	■ Inclinaison du dossier / siège	30° & 12°
■ Hauteur totale	1330 mm	■ Hauteur d'accoudoirs	0 - 270 mm
■ Largeur d'assise	540 mm	■ Poids	33 kg
■ Hauteur d'assise	530 mm	■ Poids d'utilisateur	140 kg
■ Profondeur d'assise	480 mm	■ Informations complémentaires	CE

Bretagne

Fauteuil confortable et relaxant

Le Bretagne est un fauteuil confortable et de détente de VERMEIREN. Il peut être placé dans n'importe quelle pièce et donne une atmosphère fraîche et chaleureuse. Le Bretagne est un

fauteuil confortable et relaxant, conçu avec un caractère luxueux. Il est entièrement personnalisable à votre propre goût et style, ce qui rend ce siège adapté à tout le monde.

SKAI
marron
foncé

SKAI
brun clair

SKAI
noir

BOIS
oxydé

BOIS
hêtre



Section des jambes et du dos inclinable
avec roues et freins en option

- ▶ S'accorde avec chaque intérieur
- ▶ Finition confortable
- ▶ Accoudoirs réglables en hauteur
- ▶ Dossier / Repose-jambes inclinable



Finition de qualité sur
les coutures et les bords



Roues optionnelles avec freins



Cadre en métal entièrement encadré



■ Largeur totale	620 mm
■ Longueur totale	880 mm
■ Hauteur totale	1180 mm (1260 mm*)
■ Largeur d'assise	500 mm
■ Hauteur d'assise	505 mm (555 mm*)
■ Profondeur d'assise	480 mm

■ Hauteur dossier	750 mm
■ Angle du dossier	13° - 45°
■ Hauteur d'accoudoirs	150 - 210 mm
■ Poids	32,5 kg (34,7 kg*)
■ Poids d'utilisateur	130 kg
■ Informations complémentaires	CE

* version avec roues en option

Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°

Normandie

Couleurs frivoles

Le fauteuil gériatrique Normandie a un dossier inclinable jusqu'à 45°. Le repose-jambes incline automatiquement avec le dossier. Les accoudoirs sont réglables en hauteur. Le fauteuil a un châssis renforcé qui vous donne la stabilité et la dureté nécessaires. Il est disponible en revêtement skai et tissu. Les pieds en arrière sont équipés de petits roues de transport pour faciliter le transfert du fauteuil. Il est possible d'équiper le Normandie avec 4 roues (les roues arrières avec frein) de sorte que le patient peut être

facilement transporter dans le fauteuil. Une autre option est de l'équiper avec des pieds réglables en hauteur.

Normandie est disponible en différentes couleurs pour qu'il reflète votre personnalité!



Existe aussi en version électrique.



- ▶ Dossier / Repose-jambes inclinable
- ▶ Accoudoirs réglables
- ▶ Large gamme de couleurs
- ▶ Options: Table, porte-sérum, appuie-tête amovible, roues, hauteur d'assise réglable,...



En option: Appuie-tête amovible



En option: 4 roues



En option: Manchettes de prélèvement

■ Largeur totale	660 mm
■ Longueur totale	750 mm
■ Hauteur totale	1200 mm
■ Largeur d'assise	540 mm
■ Hauteur d'assise	510 mm
■ Profondeur d'assise	440 mm

■ Hauteur dossier	780 mm
■ Angle dossier	13° - 45° (13° - 40°*)
■ Hauteur d'accoudoirs	138 - 170 mm
■ Poids	24,85 kg (29,7 kg*)
■ Poids d'utilisateur	130 kg
■ Informations complémentaires	CE

Languedoc

Dossier inclinable à 45°

Le fauteuil gériatrique Languedoc a un dossier inclinable jusqu'à 45°. Il a un châssis renforcé qui vous donne la stabilité et la dureté nécessaires. Les pieds en arrière sont équipés de petits roues

de transport pour faciliter le transfert du fauteuil. Il est possible d'équiper le Languedoc avec des pieds réglables en hauteur. Le Languedoc existe aussi en version XXL.



Languedoc en version XXL avec un poids maximum de l'utilisateur jusqu'à 350 kg

- ▶ Dossier inclinable
- ▶ Accoudoirs réglables
- ▶ Large gamme de couleurs
- ▶ Options: Table, porte-sérum, appuie-tête amovible,...



Pouf inclinable



Porte-sérum en option



En option: table amovible

■ Largeur totale	660 mm
■ Longueur totale	750 mm
■ Hauteur totale	1200 mm
■ Largeur d'assise	540 mm
■ Hauteur d'assise	510 mm
■ Profondeur d'assise	440 mm

■ Hauteur dossier	780 mm
■ Angle dossier	13° - 45°
■ Hauteur d'accoudoirs	138 - 170 mm
■ Poids	22,85
■ Poids d'utilisateur	130 kg
■ Informations complémentaires	CE

Provence

Dossier inclinable manuellement

La Provence est, tout comme la Normandie et le Languedoc construit à partir d'une construction métallique stable et robuste avec un siège et un dossier en similicuir. Il est possible d'équiper le

Provence avec 4 roues (les roues arrière avec frein) de sorte que le patient peut être facilement transporté dans le fauteuil. Une autre option est de l'équiper avec des pieds réglables en hauteur.



- ▶ Dossier inclinable (3 positions)
- ▶ Accoudoirs réglables
- ▶ Large gamme de couleurs
- ▶ Options: Table, porte-sérum, appuie-tête amovible,...



Pouf inclinable



Porte-sérum en option



Table inclinable/réglable sur roues en option

■ Largeur totale	660 mm
■ Longueur totale	750 mm
■ Hauteur totale	1150 mm
■ Largeur d'assise	540 mm
■ Hauteur d'assise	510 mm
■ Profondeur d'assise	440 mm

■ Hauteur dossier	780 mm
■ Angle dossier	10° - 21° - 32°
■ Hauteur d'accoudoirs	138 - 170 mm
■ Poids	21,85
■ Poids d'utilisateur	130 kg
■ Informations complémentaires	CE

378

Table inclinable

Cette table en bois avec châssis métallique peut être utilisée indifféremment avec plusieurs produits VERMEIREN comme un fauteuil gérontologique, un releveur ou un fauteuil de repos. Elle peut être

réglée en plusieurs positions d'inclinaison et chaque roulotte dispose de son frein individuel. La hauteur de la table est également ajustable en fonction de vos besoins.

marron



- ▶ Réglable en hauteur
- ▶ Réglable en longueur
- ▶ Inclinable dans diverses positions
- ▶ Mobile
- ▶ Roues verrouillables

■ Largeur totale	950 mm
■ Longueur totale	600 - 850 mm
■ Hauteur totale	620 - 800 mm
■ Largeur tablette	950 mm
■ Longueur tablette	500 mm
■ Angle tablette	0° - 18° - 36° - 54° - 72° - 90°

■ Roues	4
■ Freins	4
■ Poids	11,3
■ Charge maximale	10 kg
■ Informations complémentaires	CE

Version: C, 2021-08

Tous droits réservés. Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, sous quelque forme que ce soit (imprimée, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) sans l'autorisation écrite du publicateur, ni traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques.

© S.A. **VERMEIREN** S.A. 2021

Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.
Sous réserve de modifications techniques.

VERMEIREN S.A.




Vermeirenplein 1-15
2920 Kalmthout

Tél: +32 (0)3 620 20 20

Fax: +32 (0)3 666 48 94

www.vermeiren.be

info@vermeiren.be



VERMEIREN
Pour plus de mobilité