



ROLLATORS & CADRES DE MARCHÉ

VERMEIREN



VERMEIREN
Pour plus de mobilité

N.V. Vermeiren N.V.

Vermeirenplein 1-15
B-2920 Kalmthout
Tél: +32(0)3 620 20 20
Fax: +32(0)3 666 48 94
website: www.vermeiren.be
e-mail: info@vermeiren.be

Vermeiren Polska Sp. z o.o

ul. Łączna 1
PL-55-100 Trzebnica
Tél: +48(0)71 387 42 00
Fax: +48(0)71 387 05 74
website: www.vermeiren.pl
e-mail: info@vermeiren.pl

Vermeiren Austria GmbH

Schärdinger Straße 4
A-4061 Pasching
Tél: +43(0)7229 64900
Fax: +43(0)7229 64900-90
website: www.vermeiren.at
e-mail: info@vermeiren.at

Vermeiren ČR S.R.O.

Nadrazni 132
702 00 Ostrava 1
Tél: +420 596 133 923
Fax: +420 596 133 277
website: www.vermeiren.cz
e-mail: info@vermeiren.cz

Vermeiren Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a
D-40472 Düsseldorf
Tél: +49(0)211 94 27 90
Fax: +49(0)211 65 36 00
website: www.vermeiren.de
e-mail: info@vermeiren.de

Vermeiren Suisse S.A.

Eisenbahnstrasse 62
CH-3645 Gwatt-Thun
Tél: +41 (0)33 335 14 75
Fax: +41 (0)33 335 14 67
website: www.vermeiren.ch
e-mail: info@vermeiren.ch

Vermeiren Nederland B.V.

Vermeirenplein 1-15
B-2920 Kalmthout
Tél: +32(0)3 620 20 20
Fax: +32(0)3 666 48 94
website: www.vermeiren.co.nl
e-mail: info@vermeiren.co.nl

Vermeiren Iberica, S.L.

Carretera de Cartellà, Km. 0,5
Sant Gregori Parc Industrial - Edifici A
17150 Sant Gregori (Girona)
Tél: +34 972 428 433
Fax: +34 972 405 054
website: www.vermeiren.es
e-mail: info@vermeiren.es

Vermeiren France S.A.

Z. I., 5, Rue d'Ennevelin
F-59710 Avelin
Tél: +33(0)3 28 55 07 98
Fax: +33(0)3 20 90 28 89
website: www.vermeiren.fr
e-mail: info@vermeiren.fr

Vermeiren Italia S.R.L.

Viale delle Industrie 5
I-20020 Arese MI
Tél: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17
website: www.vermeiren.it
e-mail: info@vermeiren.it

Version: B, 2018-07

Tous droits réservés.

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, sous quelque forme que ce soit (imprimée, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) sans l'autorisation écrite du publicateur, ni traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques.

Four Light	ROLLATOR	04
Quava	ROLLATOR	05
Quadri Light	ROLLATOR	07
ECO Light	ROLLATOR	08
ECO - Plus	ROLLATOR	09
286i	ROLLATOR	10
286 B Carbon	ROLLATOR	11
276	ROLLATOR	12
201 Delta	ROLLATOR	13
250 bis	ROLLATOR	14
251	ROLLATOR	15
253	ROLLATOR	16
Cadeo	ROLLATOR	17
Lindsey - Lyna 2	CADRES DE MARCHE	18-19
Wandelstokken	CADRES DE MARCHE	20-22
Nicky	PINCE	23
Kim - Nathalie	PEDALO	24

Four light



Gris

Orange

Blanc

Un rollator 4 roues, pliant et léger. Freins parking et poignées réglables en hauteur. Ce rollator est complètement pliable et idéal pour le transport.



Entièrement pliable.
Idéal pour transport ou stockage.



870-990



750



550



660



450



8,45



130

Quava



rouge

Un rollator 4 roues, léger, pliable avec freins de parking. Facile à emporter pour une sortie dans le coffre de votre voiture ou pour faire vos courses.



Le dossier apporte un soutien grâce à une ceinture dorsale renforcée et les freins vous permettent de vous reposer sur votre rollator en toute sécurité.



Entièrement pliable.
Idéal pour transport ou stockage.



830-955



710



540




655



280



450



7,7



136

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.



Quadri light



C29

gris



Un rollator 4 roues, pliant, léger en aluminium avec freins est idéal pour les personnes avec une foulée irrégulière mais capable de freiner lorsqu'elles se sentent légèrement déséquilibrées.

Une assise et une sangle de maintien permettent à l'utilisateur de se reposer après une longue utilisation. Le Quadri-light est équipé d'un porte-canne et d'un sac de transport (disponible en option) qui seront appréciés lors des balades quotidiennes.



Entièrement pliable.
Idéal pour transport ou stockage.



Sacoche de stockage et de transport en option



805-930



700



610



650



290



450



7,25



130

ECO light



C59
champagne




Rollator 4 roues pliant et ultra léger. Equipé d'un panier amovible, d'un coussin mousse et d'un porte canne.

Une barre pliante apporte un support supplémentaire en position assise. Modèle équipé de freins parking et de poignées réglables en hauteur. Plié et prêt pour le transport en quelques secondes.



Entièrement pliable.
Idéal pour transport ou stockage.



820-950

760

550

600

410

7,6

120

ECO Plus



gris argent
anodisé



bleu
anodisé



Rollator 4 roues pliable avec un petit filet à courses amovible et des freins de parking. L'assise mousseée est adaptable en hauteur par réglage à l'avant et à l'arrière. Les poussoirs sont aussi réglables en hauteur, ce qui confère au rollator une hauteur d'utilisation de 985 mm. C'est donc le rollator idéal pour les grandes personnes. Livré avec barre de soutien dorsale.



Entièrement pliable.
Idéal pour transport ou stockage.



845-985



680-795



555-625



610



360



7,2



136

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.

286 i



C80
bleu



Rollator 4 roues pliant. Equipé d'un panier amovible de transport, d'une tablette-plateau plexi, d'une assise et d'un porte canne.
Freins parking et poignées réglables en hauteur.



Entièrement pliable.
Idéal pour transport ou stockage.



780-990

680

560

600

420

9,85

120

286 B



gris
carbone



Rollator 4 roues pliant. Equipé d'un panier amovible de transport, d'une tablette-plateau plexi, d'une assise et d'un porte canne. Freins parking et poignées réglables en hauteur.



Entièrement pliable.
Idéal pour transport ou stockage.

Freins multifonctionnels

Tablette plexi amovible

Equipé d'une poignée de sécurité pour le plier et déplier

Porte canne

Panier amovible



770-1010

645

610

605

400

11

120

Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°

276



C29
gris

Rollator 4 roues avec appui antibrachial.
Panier d'achat amovible, coussin doux,
tablette en plexi, freins de parking et des
poignées anatomiques réglables en hauteur.
Ce rollator est complètement pliable.



1030-1150



760



580



630



440



11



120

201 Delta



C29
gris



Modèle étroit pliant 3 roues avec sac de transport, tablette et panier amovible.
Freins progressifs avec position parking.



Entièrement pliable.
Idéal pour transport ou stockage.

Poignées réglables
en hauteur

Freins
multifonctionnels

Tablette
amovible

Panier d'achat
métallique

Sacoche amovible



870-990



580



220



630



230



7




130

250 bis



Le 250 bis est un cadre de marche léger avec un coussin d'assise rembourré. Les poussoirs sont réglables en hauteur juste 915 mm.


C597
champagne



715-915



550




620




480



400



6,5



100


251



C29
gris



Ce cadre de marche est totalement repliable et ultra léger. Poussoirs ergonomiques réglables en hauteur pour une adaptation à chaque personne.



820-1060



570



600




485



400



5,3



90

253



C29
gris



Ce cadre de marche est totalement repliable et ultra léger. Poussoirs ergonomiques réglables en hauteur pour une adaptation à chaque personne. Inclus une tablette en plexi amovible et un panier métallique amovible.



795-915



670



530



560



185



415



4,60



130

Cadeo



bleu



Le Cadeo est un rollator ultra-léger et pliable avec une fonction marche-arrêt. Quand l'utilisateur effectue une pression vers le bas en poussant sur le rollator, celui-ci s'arrête instantanément. Livré avec un petit sac amovible, une assise mousseée et un soutien dorsal.



Entièrement pliable.
Idéal pour transport
ou stockage.



800-916



600



540



590



450



kg

5,5



kg

90

Lindsey



gris





Cadre de marche en métal léger pour les personnes qui ont des difficultés à marcher. Entièrement pliable et réglable en hauteur. La conception avec poignées doubles est réalisée de telle sorte que cette aide à la marche est idéale pour une utilisation aux toilettes.



Options

Trois extensions différentes afin d'étendre ce cadre de marche.




535-970



540



120



560-730



580



2,75



130

Lyna 2



gris




Cadre de marche 2 en 1 pour les personnes qui ont des difficultés à marcher. Avec un simple clic, ce cadre de marche devient un modèle articulé. Entièrement pliable qui est idéal pour le stockage ou il est idéal dans la voiture.




2 modèles en 1...

avec un seul click
modèle fixe à
modèle articulé



Options

Trois extensions différentes afin d'étendre ce cadre de marche.



780-955

470

120

510-690

560

2,65

130

Electra

Toujours un sentiment de sécurité,
même pendant la nuit



Canne fixe avec éclairage LED
et avertissement sonore hauteur
775 mm à 1000 mm

Poids d'utilisateur: 130 kg



rouge



bleu



violet



Cannes pliables



Beatrix



Betty



Bonny



Britney

Hauteur de 830 mm à 930 mm - Poids d'utilisateur: 100 kg

Vermeiren propose une large gamme de cannes pour utilisation intérieure et extérieure.
 Une large gamme de modèles fixes et modèles pliables.
 Choisissez une canne fixe ou pliable qui convient le mieux à votre style.

Poids:

- Beatrix 0,35 kg
- Betty 0,40 kg
- Bonny 0,35 kg
- Britney 0,35 kg
- Mary 0,40 kg
- Maud 0,40 kg
- Mona 0,35 kg
- Monica 0,35 kg

Cannes fixes



Mary



Maud



Mona



Monica



Hauteur de 790 mm à 1020 mm - Poids d'utilisateur: 130 kg

Cannes



Flora 1

Flora 2

Flora 3



Pliable - Poids d'utilisateur: 100 kg
Hauteur de 840 mm à 940 mm

Marylin

Fonction "deux en un". Marylin n'est pas seulement une canne mais c'est aussi un parapluie. Quand il se met à pleuvoir, vous avez votre parapluie et vous conservez votre canne sous la main.

Hauteur de 875 mm à 915 mm

Poids: 0,62 kg

Poids d'utilisateur: 130 kg



Zoë

Hauteur de

750 mm à 980 mm

Poids: 0,60 kg

Poids d'utilisateur:

130 kg



Stephanie

Hauteur poignée: ajustable
de 740 à 980 mm

Poids: 0,55 kg

Poids d'utilisateur: 100 kg




Béquilles

Ashley Moyenne & Grande (ajustable en hauteur)

Hauteur de 1140 mm à 1340 mm (moyenne)

Hauteur de 1340 mm à 1540 mm (grande)

Poids d'utilisateur: 120 kg



Nicky



rouge



bleu



noir




vert



Les pinces de préhension Nicky ont été pensées pour une assistance quotidienne à ramasser ou attraper des objets sans se baisser. Le bout de ces pinces est équipé d'un aimant, d'une protection en mousse et d'une vis crochet. Cela vous aidera à ramasser de petits objets magnétiques tels que vos clefs, ou des pièces de monnaie.

largeur: 12 mm
longueur: 760 mm
hauteur: 110 mm
poids: 0,15 kg
couleurs: noir, bleu, rouge, vert

Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°



Kim

Rester en mouvement à la maison avec un pédalo totalement pliable. Livré avec un compteur de calories, tours et durée de session.

largeur: 395 mm
longueur: 500 mm
hauteur: 300 mm
hauteur démonté: 160 mm
poids: 2,3 kg
poids utilisateur: 50 kg



Nathalie

Avec un pédalo, il est possible de continuer à se déplacer quand le vélo quotidien ou les promenades à pied ne sont plus possibles.


Largeur: 400 mm
Longueur: 530 mm
Hauteur : 260 mm
Hauteur pliée: 240 mm
Poids: 1,95 kg
Poids d'utilisateur: 50 kg



Version: B, 2018-07
Tous droits réservés.

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, sous quelque forme que ce soit (imprimée, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) sans l'autorisation écrite du publicateur, ni traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques.
© S.A. Vermeiren S.A. 2018

Pour plus d'informations, prenez contact
avec votre revendeur local



Sous réserve de modifications techniques.

Vermeiren S.A.

Vermeirenplein 1-15
2920 Kalmthout

Tél: +32 (0)3 620 20 20
Fax: +32 (0)3 666 48 94
website: www.vermeiren.be
e-mail: info@vermeiren.be



Assise de bain
Chaise percée



Fauteuils roulants
électriques



Tricycles



Lits



Coussins



Scooters



Fauteuils roulants



Confort



VERMEIREN

Pour plus de mobilité