

INOVYS II EVO - Initial



Fauteuil roulant confort à châssis fixe avec appui pour le pied pour l'accompagnant.
Poignées à pousser réglable en hauteur pour l'accompagnant.
Dossier rabattable sur l'assise avec coussin post formé galbé, amovible, équipé d'un appui tête.
Support d'assise rigide avec coussin amovible post formé.
Dossier et assise inclinables par vérin d'assistance
Accoudoirs équipés de protèges-vêtements, multi réglables et amovibles.
Manchettes confort ajustables en hauteur, en profondeur et démontables
Roues avant 8", roues arrière 24" à démontage rapide
Repose-jambes multi-réglables
Châssis garanti 4 ans hors pièces d'usure. Poids utilisateur: 135kg

Date et cachet de la société :

Prescription Médicale

Fauteuil roulant non-modulaire à assise rigide, à propulsion manuelle ou à pousser
FMPR + Coussin classe II si nécessaire

Où peut prescrire ?

Prescription par Médecin généraliste ou Ergothérapeute pour catégorie FMPR

Agence de Phalempin
Tel : 03.28.55.07.98
Fax : 03.20.90.28.89

Agence de Cournon
Tel : 04.73.60.82.40
Fax : 04.73.77.95.94

*Les codes et montants LPP sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas VERMEIREN.



= Exécution standard



= Option sans supplément de prix

Sélectionner les options en cochant les cases SVP				Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
INOVYS II EVO - Initial Configuration Standard							
réf 5145818	LARGEUR D'ASSISE 40 cm	☐		739,50 €	780,17 €	780,17 €	9543297
réf 5145803	LARGEUR D'ASSISE 45 cm	☐		739,50 €	780,17 €	780,17 €	9543297
réf 5145819	LARGEUR D'ASSISE 50 cm	☐		739,50 €	780,17 €	780,17 €	9543297



*Prix limite de vente

Pour Rappel : Mode de prise en charge catégorie FMPR

ACHAT		Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
		739,50 €	780,17 €	780,17 €	9543297
LOCATION COURTE DURÉE (Montant par semaine)			Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
		≤ 13 semaines	23,63€ avec mutuelle	23,63€ avec mutuelle	1261613
		≤ 13 semaines	8,27€ sans mutuelle	8,27€ sans mutuelle	1261613
		≥ 14 à 26 semaines	18,38€ avec mutuelle	18,38€ avec mutuelle	1277376
		≥ 14 à 26 semaines	6,43€ sans mutuelle	6,43€ sans mutuelle	1277376
		Option d'achat			
		Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
		221,85 €	234,05 €	234,05 €	1228567



POUR RAPPEL : Forfait Livraison

LIVRAISON - Pour achat ou LCD	Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
	47,39 €	50,00 €	50,00 €	1266390

POUR RAPPEL : Forfait SAV1 en cas d'achat ou option achat

Montant forfaitaire annuel - Sans PLV	Prix public HT	Prix public TTC	Code de remboursement
	246,92 €	260,50 €	4894307

*Prix limite de vente

Sélectionner les options en cochant les cases SVP				Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
CHÂSSIS							
Modèle							
	Châssis fixe	☒	☐	-	-	-	
B77	Appui pour le pied de l'accompagnant réglable en hauteur pour permettre le basculement	☒	☐	-	-	-	
	Poids utilisateur max 135kg	☒	☐	-	-	-	





B77

Sélectionner les options en cochant les cases SVP				Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement	
MODE DE PROPULSION								
Configuration de série								
	Roues manuelles bilatérales 24" avec main courante	☒	☐	-	-			
DOSSIER								
Type								
L34AD Soft Touch	Dossier galbé, rigide et amovible avec retours latéraux réglables en angle. Tendeur de dossier.	☒	☐	-	-			 L34
	Inclinable par vérins d'assistance de 0° à -54°	☒	☐	-	-			 Indinaison par vérins
Hauteur de dossier								
	Dossier 55 cm, réglable en hauteur et en profondeur par platines crantées	☒	☐	-	-			
Revêtement								
	PU Soft Touch noir	☒	☐	-	-			 L58
Appui tête								
L58	SOFT, Réglable en hauteur, en profondeur et amovible avec oreillettes réglables en angle	☒	☐	-	-			
ASSISE								
Type								
L16F+L35	Support d'assise rigide + coussin soft post formé amovible en mousse HR	☒	☐	-	-			 L35
	Assise inclinable par vérin d'assistance de 0° à -21°	☒	☐	-	-			 L16+L35
Largeur d'assise								
5145818	40 cm (réglable + 5cm possible au niveau des accoudoirs)	Sélectionner la largeur d'assise en début de fiche de mesure						
5145803	45 cm (réglable + 5cm possible au niveau des accoudoirs)							
5145819	50 cm (réglable + 5cm possible au niveau des accoudoirs)							
Profondeur d'assise								
	Réglable de 46 cm à 52 cm	☒	☐	-	-			 Indinaison par vérins
Hauteur d'assise réglable (sans coussin)								
	Réglable de 42 cm à 48 cm	☒	☐	-	-			
Revêtement								
	PU Soft Touch noir	☒	☐	-	-			
	Coussin anti escarre Classe II							
1919523	Pour largeur 40 cm	☐		65,40€*	69€*	69 €	1231233	 Hauteur sol/siège ajustable
1919524	Pour largeur 45 cm	☐		76,78€*	81€*	81 €	1262713	
1919525	Pour largeur 50 cm	☐		76,78€*	81€*	81 €	1262713	
Revêtement Soft Touch noir								

* Tarif pour un coussin classe II livré avec le fauteuil TVA 5,5% - Le tarif et la TVA sont différents si le coussin est commandé séparément

ACCOUDOIRS								 B05
Modèle								
B05	Accoudoirs crantés, réglables, en largeur et amovibles. Manchettes confort PU Soft Touch, longues, réglables en hauteur, en profondeur et démontables. Proteges-vêtements	☒	☐	-	-			
REPOSE- JAMBES (La paire)								 BZ8 ART
BZ8 INC ART	Repose-jambes CONFORT escamotable, amovible et inclinable, auto-corrigeant en longueur. Palette repose-pied articulée, relevable et réglable en hauteur avec sangle talonnière réglable. Coussin appui-mollet confort PU Soft Touch réglable en hauteur, largeur et profondeur et rabattable	☒	☐	-	-			

Sélectionner les options en cochant les cases SVP			Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement	
FREINS							 B40
	À pousser , réglables en profondeur	☒	☐	-	-		
B40	Prolongateur de freins (La paire)	☒	☐	-	-		
ROUES avant & arrières							
Type							
AB5	Avant 8" (200x30) Bandage noir & Arrière 24" Alu Bandage noir, à démontage rapide	☒	☐	-	-		 Châssis avant  Châssis arrière
Réglage position des roues							
	3 positions disponibles à l'avant 4 positions disponibles arrières	☒	☐	-	-		
Mains courantes							
	Démontables , en Aluminium	☒	☐	-	-		
COULEURS							
C89	Cadre cuivre, revêtement PU Soft Touch Noir	☒	☐	-	-		
TOTAL :							
Commentaires :							