

# FOREST 3 Advance Evolution



Agence de Phalempin :

Tel : 03.28.55.07.98

Fax: 03.20.90.28.89

Agence de Cournon :

Tel : 04.73.60.82.40

Fax: 04.73.77.95.94



Design attractif.  
Très performant sà l'intérieur et à l'extérieur.  
Entièrement configurable et personnalisable pour les besoins et les préférences de son utilisateur.  
Système de palonnier articulé pour franchir en toute stabilité.  
Poids du fauteuil : 139 Kg

FLASHEZ OU CLIQUEZ SUR CE CODE POUR LE DÉCOUVRIR EN VIDÉO :



Date et cachet de la société :

## PRESCRIPTION MÉDICALE :

AA2 : VHP, ELEC, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, VERIN PNEUMATIQUE, VERMEIREN  
**Vermeiren FOREST code LPP : 9122259\***

VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, BOITIER DE COMMANDE PERSONNALISE, VERMEIREN  
**Vermeiren Commande Tierce-Personne SE09 code LPP : 9368300\***

\*Les codes et montants LPP sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas VERMEIREN.

## VERSION AA2 bis :

- **Commande tierce-personne SE09 incluse**
- Inclinaison électrique de l'assise **incluse**
- Inclinaison électrique du dossier **incluse**
- Repose-jambes électriques BZE **inclus**
- Appui-tête L58 **inclus**
- Commande LiNX **incluse**
- Pantographe escamotable **inclus**
- Garde-boues **inclus**
- Accroche-taxis **inclus**
- Ceinture de sécurité **incluse**
- Barre de poussée **incluse**  
(hors dossier tubulaire et top case)

### TARIFS :

Prix Public HT : **4409,73€**

Prix Public TTC : **4652,27€**

LPP (code 9122259+9368300\*) :  
**4652,27€**

**JE CHOISIS CETTE VERSION :**



## Je choisis ma motorisation :

(1 choix obligatoire)



6 km/h • moteur 2x220W  
+ Kit éclairage **inclus**



10 km/h  
moteur 2x350W

## OPTION XD :

(facultative)



Power Module 120A (facilite le franchissement d'obstacles)

Prix Public HT : **610,87€**  
Prix Public TTC : **644,47€**

Prix public HT | Prix public TTC | LPPR | Code LPP

## TAILLE ET RÉGLAGES D'ASSISE

### Largeur d'assise

40 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
45 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
50 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-

Version bariatrique : largeurs 50, 55, 60, 65, 70 cm voir bon de commande du Forest 3+


### Profondeur d'assise réglable

Pré-réglage à : 42 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
Pré-réglage à : 44 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
Pré-réglage à : 46 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
Pré-réglage à : 48 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
Pré-réglage à : 50 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
Pré-réglage à : 52 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-

Hauteur de siège (mesure prise sans coussin)	Standard	Avec Option bascule d'assise à 50° (SE43)	Avec Option Lift (SE42)	
41,5 cm ( <i>roues avant 230 recommandées</i> )	<input type="checkbox"/>			
43,5 cm		<input type="checkbox"/>		
46,5 cm	<input type="checkbox"/>			
48 cm			<input type="checkbox"/>	

MANCHETTES D'ACCOUDOIRS ( <i>options montées sur le fauteuil</i> )							
	Manchettes PU	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-	 PU
	Manchettes PU Soft Touch	<input type="checkbox"/>	65,46 €	69,06 €	-	-	 PU Soft Touch
	Manchettes Cuir Artificiel	<input type="checkbox"/>	80,00 €	84,40 €	-	-	 Cuir
B66O	Manchette gouttière orientable (la pièce), non compatible avec tablette B15, SE74 rétroviseur, SE16 protège vêtements						 B66O
1911033	à droite	<input type="checkbox"/>	113,17 €	119,39 €	-	-	
1911032	à gauche	<input type="checkbox"/>	113,17 €	119,39 €	-	-	

MANCHETTES HEMIPLÉGIQUES MODULABLES ( <i>options montées sur le fauteuil</i> )								
		Gauche		Droite				
B66M	Gouttière <b>fixe</b> PU avec extension "plate" - longueur 46,5cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	212,00 €	223,66 €	-	-	 B66M/
B66ML	Gouttière <b>fixe</b> PU avec extension "plate" longue - longueur 53,5cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	266,06 €	280,69 €	-	-	 B66ML/ B66OML
B66MA	Gouttière <b>fixe</b> PU avec extension "corne courbée" - longueur 47,7cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	220,48 €	232,61 €	-	-	
B66MAL	Gouttière <b>fixe</b> PU avec extension "corne courbée" longue - longueur 54,7 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	273,48 €	288,52 €	-	-	 B66MA/ B66OMA
B66OM	Gouttière <b>orientable</b> PU avec extension plate - longueur 46,5cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	212,00 €	223,66 €	-	-	
B66OML	Gouttière <b>orientable</b> PU avec extension plate longue - longueur 53,5cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	266,06 €	280,69 €	-	-	 B66MAL/ B66OMAL
B66OMA	Gouttière <b>orientable</b> PU avec extension "corne courbée" - longueur 47.7cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	220,48 €	232,61 €	-	-	
B66OMAL	Gouttière <b>orientable</b> PU avec extension "corne courbée" longue - longueur 54,7cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	273,48 €	288,52 €	-	-	

			Prix public HT	Prix public TTC	LPPR	Code LPP	
<b>REPOSE-PIEDS - accessoires livrés séparément</b>							
B06	Repose-pieds amovibles (paire)	<input type="checkbox"/>	141,00 €	148,76 €	-	-	 B06 BA6 BK6
BA6	Repose-pieds amovibles raccourcis de 7cm (paire)	<input type="checkbox"/>	141,00 €	148,76 €	-	-	
BK6	Repose-pieds palette monobloc en supplément des repose-jambes standard	<input type="checkbox"/>	174,90 €	184,53 €	-	-	
<b>REPOSE-JAMBES accessoires livrés séparément</b>							
<b>CÔTÉ DROIT</b>							
BZ7 ART	Repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur, avec palette articulée	<input type="checkbox"/>	103,26 €	108,94 €	-	-	 BZ7ART BZ8ART BK7/BL7
BZ8 ART	Repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur, avec palette articulée, raccourci de 7cm	<input type="checkbox"/>	103,26 €	108,94 €	-	-	
BL7	Repose-moignon droit	<input type="checkbox"/>	172,68 €	182,18 €	-	-	
<b>CÔTÉ GAUCHE</b>							
BZ7 ART	Repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur, avec palette articulée	<input type="checkbox"/>	103,26 €	108,94 €	-	-	 BK7/BL7
BZ8 ART	Repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur, avec palette articulée, raccourci de 7cm	<input type="checkbox"/>	103,26 €	108,94 €	-	-	
BK7	Repose-moignon gauche	<input type="checkbox"/>	172,68 €	182,18 €	-	-	
<b>REPOSE-JAMBES MONOBLOC</b>							
BZ10	Repose-jambes monobloc fixe avec retours latéraux	<input type="checkbox"/>	378,31 €	399,12 €	-	-	
<b>DOSSIER</b>							
L34	Dossier standard avec coussin pré-formé	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-	 L34 Tub+L34 L44
Tub+L34	Dossier tubulaire avec coussin pré-formé ajustable par fixations en alu	<input type="checkbox"/>	65,46 €	69,06 €	-	-	
L44	Dossier tubulaire en nylon noir avec sangles ajustables ( en Nylon obligatoirement)	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-	
<b>ASSISE</b>							
L35	Coussin d'assise vissé sur le fauteuil	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-	 L35 L16+L35
L16+L35	Coussin d'assise amovible avec velcro + planche	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-	
<b>INCLINAISON D'ASSISE ET DE DOSSIER</b>							
SE39	Inclinaison électrique de l'assise et du dossier	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-	 SE43+SE41 SE42+SE39
SE43+SE41	Bascule d'assise électrique à 50° à translation <i>uniquement avec hauteur d'assise 43,5cm</i>	<input type="checkbox"/>	1 439,93 €	1 519,13 €	-	-	
SE42+SE39	LIFT de 30 cm (hauteur d'assise mini 47 cm) avec bascule d'assise électrique 45° et dossier électrique (3 vérins - incompatible avec dossier L34 sans tube)	<input type="checkbox"/>	2 869,02 €	3 026,82 €	-	-	

REVÊTEMENT D'ASSISE ET DE DOSSIER						
	PU Soft Touch Noir	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-
	Nid d'Abeille Noir	<input type="checkbox"/>	407,25 €	429,65 €	-	-
	Cuir Artificiel Noir	<input type="checkbox"/>	581,79 €	613,79 €	-	-

COLORIS						
		mat	brillant			
C4	Rouge vif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
C5	Noir Mat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
C8	Jaune	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
C29	Argent	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
C53	Orange	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
C55	Gris Fer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
C56	Bleu Gris	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
C59	Champagne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
C71	Bleu Metallique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
C72	Rouge Metallique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
C73	Vert Metallique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
C76	Blanc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
C78	Bleu Clair	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
C79	Bleu Pacifique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
C85	Vert Electrique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
C87	Orange Clair	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
C88	Or	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	218,17 €	230,17 €	-
C89	Cuivre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	218,17 €	230,17 €	-



C4  
rouge



C5  
noir



C8  
jaune



C29  
argent



C53  
orange



C55  
gris fer



C56  
bleu gris



C59  
champagne



C71  
bleu metallique



C72  
rouge metallique



C73  
vert metallique



C76  
blanc



C78  
bleu clair



C79  
bleu pacifique



C85  
vert electrique



C87  
orange clair



C88  
or



C89  
cuivre

**Couleurs additionnelles : contactez votre commercial**

CHOIX DE LA COMMANDE - options montées sur le fauteuil						
LiNX	Commande LiNX	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-
	à droite	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-
	à gauche	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-
SE53	Pantographe escamotable intérieur/extérieur, réglable en hauteur	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-
SE53A	Commande désaxée par rapport à l'accoudoir	<input type="checkbox"/>	104,87 €	110,64 €	-	-
SE53Z	Pantographe escamotable intérieur/extérieur, réglable en hauteur avec abaissement pour accès aux tables	<input type="checkbox"/>	104,87 €	110,64 €	-	-



SE53



SE53A



SE53Z

			Prix public HT	Prix public TTC	LPPR	Code LPP	
<b>AUTRES COMMANDES POSSIBLES- options montées sur le fauteuil</b>							
LCD	Commande LiNX LCD	<input type="checkbox"/>	1 090,05 €	1 150,00 €	-	-	
SE68	Interrupteur à bascule programmable pour LiNX LCD ( <b>obligatoirement avec LiNX</b> )	<input type="checkbox"/>	340,00 €	358,70 €	-	-	
SE04	Commande au menton ( <b>LiNX LCD incluse</b> )	<input type="checkbox"/>	1 163,58 €	1 227,58 €	714,26 €	<b>9368300</b>	
SE08	Commande à l'arrière	<input type="checkbox"/>	33,85 €	35,71 €	35,71 €	<b>9322410</b>	
SE09	Double commande tierce personne	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-	
SE55	Commande renforcée	<input type="checkbox"/>	1 374,41 €	1 450,00 €	-	-	
SE64 - swivel	Commande séparée pour vérins - fixée avec la commande ( <i>incompatible avec SE53A et</i>	<input type="checkbox"/>	548,35 €	578,51 €	-	-	
SE64 - fixed	Commande séparée pour vérins - fixée sur l'accoudoir opposé à la commande	<input type="checkbox"/>	548,35 €	578,51 €	-	-	
SE79	Commande bouton (inter. Penta)	<input type="checkbox"/>	1 718,09 €	1 812,58 €	-	-	
SE83	Mini-Joystick	<input type="checkbox"/>	3 823,17 €	4 033,44 €	-	-	

<b>CONTACTEURS BOUTON (à commander obligatoirement avec commande LiNX LCD) - accessoires livrés séparément</b>							
1997690	Contacteur bouton bleu 3 cm de diamètre	<input type="checkbox"/>	31,48 €	33,21 €	-	-	
1997691	Contacteur bouton vert 3 cm de diamètre	<input type="checkbox"/>	31,48 €	33,21 €	-	-	
1997380	Contacteur bouton bleu 5 cm de diamètre	<input type="checkbox"/>	31,48 €	33,21 €	-	-	
1997381	Contacteur bouton vert 5 cm de diamètre	<input type="checkbox"/>	31,48 €	33,21 €	-	-	
1997383	Contacteur bouton rouge (On/Off)	<input type="checkbox"/>	31,48 €	33,21 €	-	-	

<b>ADAPTATIONS JOYSTICK - accessoires livrés séparément</b>								
1009950*	1 : Boule	<input type="checkbox"/>	26,74 €	28,21 €	-	-		
1901106*	2 : Cupule menton	<input type="checkbox"/>	85,76 €	90,48 €	-	-		
1917371*	3 : Balle en mousse (SE63)	<input type="checkbox"/>	119,90 €	126,49 €	-	-		
1994545**	6 : Tige 11 cm	<input type="checkbox"/>	88,69 €	93,57 €	-	-		
1993798**	7 : Base tetra	<input type="checkbox"/>	113,31 €	119,54 €	-	-		
1900501**	8 : Bague	<input type="checkbox"/>	104,35 €	110,09 €	-	-		
1900581**	9 : Tige base plate	<input type="checkbox"/>	98,26 €	103,66 €	-	-		
1993516**	10 : Tige en T	<input type="checkbox"/>	113,29 €	119,52 €	-	-		
1904158**	11 : Balle de Golf	<input type="checkbox"/>	94,60 €	99,80 €	-	-		
								*saisir 1913750+1913749 en plus de ces références.
								**saisir 1913750+1913749+1905043 en plus de ces références.

<b>ROUES AVANT</b>								
<b>230mm (Recommandé avec la hauteur d'assise de 41 cm )</b>								
	Gonflables lisses noirs 230 mm	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-		
	Gonflables lisses gris 230 mm	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-		
	Bandages lisses noirs 230 mm	<input type="checkbox"/>	159,98 €	168,78 €	-	-		
<b>260mm</b>								
	Gonflables crampons noirs 260 mm	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-		
	Gonflables lisses noirs 260 mm	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-		
	Gonflables crampons gris 260 mm	<input type="checkbox"/>	81,44 €	85,92 €	-	-		
	Bandages crampons noirs 260 mm	<input type="checkbox"/>	159,98 €	168,78 €	-	-		
	Bandages lisses noirs 260 mm	<input type="checkbox"/>	159,98 €	168,78 €	-	-		

			Prix public HT	Prix public TTC	LPPR	Code LPP	
<b>ROUES ARRIERES</b>							
	Gonflables crampons noirs	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	
	Gonflables lisses noirs	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	
	Gonflables crampons gris	<input type="checkbox"/>	81,44 €	85,92 €	-	-	
	Bandages crampons noirs	<input type="checkbox"/>	159,98 €	168,78 €	-	-	
<b>EQUIPEMENTS &amp; OPTIONS - options montées sur le fauteuil</b>							
SE01	Garde-boue sur les deux roues arrières	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-	
SE26	Barre de poussée (non compatible avec dossier tubulaire et l'option SE27)	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-	
SE58	Accroches taxi	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-	
B58	Ceinture de sécurité par clip	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-	
V-STAB	V-Stab pour versions AA1 et AA2	<input type="checkbox"/>	1 658,92 €	1 750,16 €	-	-	
V-STAB	V-Stab pour version AA2 bis	<input type="checkbox"/>	1 323,56 €	1 396,36 €	-	-	
SE06	Chargeur USB	<input type="checkbox"/>	267,34 €	282,04 €	-	-	
SE16	Protèges vêtements en plexi ( la paire )	<input type="checkbox"/>	196,35 €	207,15 €	-	-	
SE19	Kit éclairage LED (inclus sur version 6km/h) <b>OPTION FRÉQUEMMENT COMMANDÉE</b>	<input type="checkbox"/>	349,07 €	368,27 €	-	-	
SE24	Porte gobelet	<input type="checkbox"/>	61,08 €	64,44 €	-	-	
SE27	Top Case Fixe ( <b>uniquement avec dossier L34, incompatible avec L04, L04S L55, SE26, SE28 et S42 et SE43</b> )	<input type="checkbox"/>	274,88 €	290,00 €	-	-	
SE28	Porte-bagages ( <b>incompatible avec Top Case SE27, SE42 et SE43</b> )	<input type="checkbox"/>	247,26 €	260,86 €	-	-	
SE37	Cale-cuisses (la paire)	<input type="checkbox"/>	190,53 €	201,01 €	-	-	
SE49	Sac	<input type="checkbox"/>	56,06 €	59,14 €	-	-	
SE74	Rétroviseur (pièce - côté opposé à la commande - ( non compatible avec B66 )	<input type="checkbox"/>	65,97 €	69,60 €	-	-	
SE74A	Rétroviseur rabattable (pièce - côté opposé à la commande - ( non compatible avec B66 et B15 )	<input type="checkbox"/>	84,36 €	89,00 €	-	-	
B15	Tablette en plexiglas (non compatible avec SE74A)	<input type="checkbox"/>	236,97 €	250,00 €	-	-	
B52	Porte Serum	<input type="checkbox"/>	44,17 €	46,60 €	-	-	
B22	Selle d'abduction	<input type="checkbox"/>	76,71 €	80,93 €	-	-	
B31	Porte béquille (incompatible avec Lift et inclinaison d'assise à 50°)	<input type="checkbox"/>	85,82 €	90,54 €	-	-	
B83	Porte Obus (oxygène) sur fabrication spéciale (SF) - <i>uniquement avec dossier L34, incompatible avec L04 et SE26</i>	<input type="checkbox"/>	243,08 €	256,45 €	-	-	
B52	Porte Serum	<input type="checkbox"/>	44,17 €	46,60 €	-	-	

		Prix public HT	Prix public TTC	LPPR	Code LPP		
L04	Pelote de dos (coussin = 15x23cm) incompatible avec dossier L44						
	Droite	<input type="checkbox"/>	142,18 €	150,00 €	-	-	
	Gauche	<input type="checkbox"/>	142,18 €	150,00 €	-	-	
L04S	Pelote de dos (petite taille - coussin = 11x21.5cm) incompatible avec dossier L44						
	Droite	<input type="checkbox"/>	142,18 €	150,00 €	-	-	
	Gauche	<input type="checkbox"/>	142,18 €	150,00 €	-	-	
L58	Appui-tête à former réglable ( <i>standard sur version AA2</i> )	<input type="checkbox"/>	180,50 €	190,43 €	-	-	
L58-C	Appui-tête réglable en largeur et rotatif	<input type="checkbox"/>	314,82 €	332,14 €	-	-	

#### COUSSINS GEL "Les Indispensables" - gamme technique - à adapter sur le fauteuil

V14	Enveloppe protectrice gel pour tubes 120x200 mm ( <i>la paire</i> ) - incompatible BZE	<input type="checkbox"/>	93,58 €	98,73 €	-	-	
V20	Protection gel pour ceinture de sécurité 325x80 mm et 230x70 mm	<input type="checkbox"/>	57,39 €	60,55 €	-	-	
V22	Protection gel pour gouttière 110x340 mm ( <i>la paire</i> )	<input type="checkbox"/>	104,80 €	110,56 €	-	-	
V26	Sangle appui-mollets gel 400x190 mm ( <i>2 pièces</i> )	<input type="checkbox"/>	147,97 €	156,11 €	-	-	
V30	Coussinet adhésif ovale 90x110 mm ( <i>la paire</i> )	<input type="checkbox"/>	79,60 €	83,98 €	-	-	
V32	Coussinet adhésif ovale 100x200 mm ( <i>la paire</i> )	<input type="checkbox"/>	68,62 €	72,39 €	-	-	
V34	Coussinet adhésif ovale 115x305 mm ( <i>la paire</i> )	<input type="checkbox"/>	82,34 €	86,87 €	-	-	
V36	Coussinet adhésif ovoïde 120x70 mm ( <i>l'unité</i> )	<input type="checkbox"/>	37,43 €	39,49 €	-	-	

#### VERROUILLAGE DE DIRECTION - accessoire livré séparément

1910727	Verrouillage de direction des roues avant	<input type="checkbox"/>	89,26 €	94,17 €	-	-	
---------	---	--------------------------	---------	---------	---	---	---

### Pensez à nos rampes pliables ultra-pratiques !



Prix Public HT: **329€**  
 Prix Public TTC: **347,10€**



**JE PASSE COMMANDE**  
 Paire de rampes 692



longueur 180cm • poids 2x9kg • poids supporté : 2x150kg



Rampes livrées avec leurs housses !

TOTAL :

--	--	--

#### Commentaires :