

# BON DE COMMANDE : AIDES TECHNIQUES À LA POSTURE ET À LA MOBILITÉ



**Physipro** est une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication d'aides techniques à la posture et à la mobilité. Elle a su répondre aux besoins de ses clients au fil des années en offrant une gamme de produits hautement personnalisables et à la fine pointe de la technologie.

**VERMEIREN** est fier de vous proposer ces produits qui amélioreront le confort de nos utilisateurs.

**Agence de Phalempin :**  
Tel : 03.28.55.07.98  
Fax: 03.20.90.28.89

**Agence de Cournon :**  
Tel : 04.73.60.82.40  
Fax: 04.73.77.95.94

Cachet de votre société :

## Configurez votre assise modulaire en 2 étapes :

Je souhaite que l'assise et le dossier de mon fauteuil soient livrés :  montés  non-montés

### Étape 1 : choisissez votre coussin d'assise



**Brio**  
PHYSIPRO

**AVEC DOSSIER PREMIUM OU HP2**

Prix Public HT : 794,76€  
Prix Public TTC 838,47€ TTC  
(TVA 5,5%)

**Assise Modulaire Evolutive :  
LPPR 6252613 • 838,47€**

Les formes anatomiques du **Brio** sont favorables à un bon alignement des membres inférieurs et du bassin. Cet effet contribue à diminuer le glissement. Son profilage au niveau pelvien et crural répartit les pressions du bassin et dégage les parties plus sensibles telles que les ischions et le coccyx.

LARGEUR\*

PROFONDEUR*	mm	380	405	430	455	480	505
405		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
455		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\* Le coussin peut être pivoté d'un quart de tour pour inverser longueur et largeur

**COUPE PLATE :**

Pour Fauteuil Roulant Electrique (plaque rigide)

**BISEAU ANTI-EFFET HAMAC 3,75 cm :**

**EN OPTION** supplément de 79,20€ HT  
Conseillé pour installation sur fauteuil roulant manuel • ref 1920720



**ULTRA**  
PHYSIPRO

**AVEC DOSSIER PREMIUM OU HP2**

Prix Public HT : 794,76€  
Prix Public TTC 838,47€ TTC  
(TVA 5,5%)

**Assise Modulaire Evolutive :  
LPPR 6252613 • 838,47€**

Le coussin **Ultra** a été conçu pour diminuer la pression sur les protubérances osseuses (ischions et coccyx) et assurer une distribution contrôlée de la charge sur l'étendue de la surface du coussin.

**COUPE PLATE :**

Pour Fauteuil Roulant Electrique (plaque rigide)

LARGEUR

PROFONDEUR	mm	380	430	480
430		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
455		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
505		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**COUPE CANEVAS :**

Pour Fauteuil Roulant Manuel (assise souple) sans renfort ABS

LARGEUR

PROFONDEUR	mm	380	405	430	455	480	505
405		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
455		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**physiair**  
PHYSIPRO

**AVEC DOSSIER PREMIUM :**

Prix Public HT : 1030€  
Prix Public TTC 1086,65€ TTC  
(TVA 5,5%)

**AVEC DOSSIER HP2 :**

Prix Public HT : 1344€  
Prix Public TTC 1417,92€ TTC  
(TVA 5,5%)

**Assise Modulaire Evolutive :  
LPPR 6252613 • 838,47€**

Le coussin **Physiair** est formé d'une mousse polyuréthane haute résilience et d'une feuille en nids d'abeilles Stimulite permettant à l'air de circuler simultanément à la verticale et à l'horizontale à l'intérieur du coussin.posturaux.

LARGEUR

PROFONDEUR	mm	380	405	430	455	480	505
405		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
455		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Épaisseur 7,5cm

**COUPE PLATE :**

Pour Fauteuil Roulant Electrique (plaque rigide)

**BISEAU ANTI-EFFET HAMAC 3,75 cm :**

**EN OPTION** supplément de 79,20€ HT  
Conseillé pour installation sur fauteuil roulant manuel • ref 1920720



**Premium**

Confortable, léger, durable et facile à utiliser, le **Premium** permet d'obtenir un contrôle bilatéral complet des courbures postérieures et antérieures, procurant ainsi à ses usagers un support dorsal idéal.

**LARGEUR**

mm	405	430	455	505
405	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
430	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
455	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
505	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

HAUTEUR



**Toujours livré sans fourreaux** pour recouvrir les montants de dossier.


sans appuis thoraciques



**Choix des appuis thoraciques :**

Profondeur 11 cm

Petit Hauteur 17.50cm	<input type="checkbox"/> 1920763 droit
	<input type="checkbox"/> 1920764 gauche
Moyen Hauteur 20cm	<input type="checkbox"/> 1920765 droit
	<input type="checkbox"/> 1920766 gauche



**Pour la mise en place d'un appui-tête,** vérifier si la barre de tension B90 (de poussée) est présente votre bon de commande de fauteuil VERMEIREN, sinon merci de la rajouter.

**OU**



**HP2 Profilé**

Pour personne active, il permet une liberté de mouvement des membres supérieurs et augmente ainsi la facilité de propulsion.



**HP2 Contour**

il favorise un appui global du dos pour un meilleur confort.



**HP2 Sport**

il s'installe principalement sur des fauteuils de structure rigide. Il augmente le support lombaire et permet une grande liberté de mouvement.

**HP2 Profilé** recommandé pour fauteuils manuels



**HP2 Contour** recommandé pour fauteuils électriques



**HP2 Sport** recommandé pour fauteuils manuels



		Largeur				
		305 mm	355 mm	405 mm	455 mm	505 mm
Hauteur	305 mm	<input type="checkbox"/>				
	355 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	405 mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	455 mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	505 mm			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Largeur thorax		20 à 25.5cm	25 à 30cm	29 à 35.5cm	34 à 40.5cm	39.5 à 45cm

Choix	Largeur	Hauteur	Fauteuil
<input type="checkbox"/> HPS12	30cm	23cm	30.50 à 33cm
<input type="checkbox"/> HPS14	35cm		35.50 à 38cm
<input type="checkbox"/> HPS16	40cm		40.50 à 43cm
<input type="checkbox"/> HPS18	45cm		45.50 à 48cm

POUR LE CHOIX DE LA TAILLE DES DOSSIERS, VEUILLEZ VOUS REFERER A LA CHARTE D'INSTALLATION

**Choix du type de fixations :**

**fixations recommandées pour les fauteuils manuels** (pour faciliter le pliage du fauteuil)

2 points amovibles de série (Autre fixation contacter votre représentant)

1920797  
1920798

(références à saisir)



Extensions de réglage (ref 1920800 x2) Supp. 44.00€ HT la paire



**fixations recommandées pour les fauteuils électriques** (ancrage fixe) incompatible avec HP2 Sport

4 points fixes 1920615  22mm 1920799  25mm (références à saisir 4 fois)




**Pas d'extension possible pour la fixation 4 points fixes**

**Choix des appuis thoraciques :**

Profondeur 11 cm

Petit Hauteur 17.50cm	<input type="checkbox"/> 1920801
	<input type="checkbox"/> 1920802
Moyen Hauteur 20cm	<input type="checkbox"/> 1920803
	<input type="checkbox"/> 1920804



sans appuis thoraciques





**Simple**

- 1920810 Largeur 18 Hauteur 10cm 95,02€ HT
- 1920811 Largeur 20 Hauteur 12cm 95,02€ HT
- 1920812 Largeur 23 Hauteur 15cm 95,02€ HT

LPPR à titre indicatif 63.41€



**Combiné**

- 1920807 Largeur 15 Hauteur 10cm 130€ HT
- 1920808 Largeur 18 Hauteur 12cm 130€ HT
- 1920809 Largeur 20 Hauteur 15cm 130€ HT

LPPR à titre indicatif 63.41€



**Prolongements latéraux réglables**

- 1920805 Largeur 13 Hauteur 11cm 298€ HT
- 1920806 Largeur 15 Hauteur 16cm 298€ HT

LPPR à titre indicatif 63.41€

## Support d'appui-tête :



- 1920813 Adulte 225,12€ HT

## Adaptateur pour tendeur dossier tube rond d'origine :



- 1920814 Diamètre 22mm 102€ HT
- 1920815 Diamètre 25mm 102€ HT

## Installation sur un dossier Vermeiren :

- ➔ Si installation sur Dossier HP2, points fixation sur dossier déjà présents.
- ➔ Si installation sur tendeur dossier fauteuil avec dossier PREMIUM ou HP2
  - Vérifier que la barre de tension B90 est bien présente sur le fauteuil
  - Prendre adaptateur physipro (diamètre 22) (102€ HT ref AT5355-22\*)
  - Prendre fixation appui tete symbio
  - Choisir un des appui têtes
- ➔ Si installation sur tendeur dossier avec appui tete VERMEIREN
  - Prendre adaptateur CLAMP référence 1913740
  - B47 ou L58 VERMEIREN

## COMMANDE OPTIONS OU PRODUITS UNITAIRES (FOURNIS avec un produit VERMEIREN)

### Coussins d'assise

	Prix Public HT	TVA
Coussin d'assise ULTRA	338,30€	5,5%
Coussin d'assise BRIO	292,50€	5,5%
Coussin d'assise PHYSIAIR	592,80€	5,5%
Housse d'incontinence	57,00€	5,5%
Housse top cover LYCRA	57,00€	5,5%

**Précisions pour Fourreaux dossiers PREMIUM**  
Hauteur de dossier 40 à 44cm = 5 sangles  
soit ref 1920761 (droit) et 1920762 (gauche)

Hauteur de dossier 45 à 50cm = 6 sangles  
soit ref 1920686 (droit) et 1920687 (gauche)

### Dossiers

4 quantités nécessaires

4 quantités nécessaires

2 quantités nécessaires

	Prix Public HT	TVA
Dossier PREMIUM	296,00€	5,5%
Fourreaux dossier Premium	78,80€	5,5%
Appuis thoraciques Premium	116,00€	5,5%
Dossier HP2 Contour ou Profilé Fixation 2 points	595,00€	5,5%
Appui thoracique HP2 externe profondeur 11cm	85,30€	5,5%
ANCRAGE 2 points amovible HP2 DROIT	124,07€	5,5%
ANCRAGE 2 points amovible HP2 GAUCHE	124,07€	5,5%
ANCRAGE 4 POINTS FIXES 22MM HP2	63,30€	5,5%
ANCRAGE 4 POINTS FIXES 25MM HP2	63,30€	5,5%
EXTENSION DE REGLAGE UNITAIRE HP2	22,00€	5,5%

## CHOIX ET MONTAGE DE DOSSIER

	Diamètre tube dossier	Dossier PREMIUM	Dossier HP2	B90 pour mise en place appui tête
V500 30° Light Verin	22mm	sans fourreaux	fixation 2 Points ou 4 points en 22mm	De série
V500 30° Light Crémaillère	22mm	sans fourreaux	fixation 2 Points ou 4 points en 22mm	De série
V500 light	25mm	sans fourreaux	fixation 2 Points ou 4 points en 25mm	A cacher sur le bon de commande
V500 30°	22mm	sans fourreaux	fixation 2 Points ou 4 points en 22mm	De série
V500	22mm	sans fourreaux	fixation 2 Points ou 4 points en 22mm	A cacher sur le bon de commande
INOVYS	25mm	sans fourreaux	fixation 2 Points ou 4 points en 25mm	De série
TRIGO	22mm	sans fourreaux	fixation 2 Points ou 4 points en 22mm	A cacher sur le bon de commande
VERSO	25mm	sans fourreaux	fixation 2 Points ou 4 points en 25mm	A cacher sur le bon de commande
FORFST 3 Advance Dossier I 44	22mm	sans fourreaux	fixation 2 points ou 4 points en 22mm	De série
SIGMA Dossier I 44	22mm	sans fourreaux	fixation 2 points ou 4 points en 22mm	De série
TIMIX Dossier I 44	22mm	sans fourreaux	fixation 2 points ou 4 points en 22mm	De série
TURIOS Dossier I 44	22mm	sans fourreaux	fixation 2 points ou 4 points en 22mm	De série
NAVIX Dossier I 44	22mm	sans fourreaux	fixation 2 points ou 4 points en 22mm	De série



**V500 Light**



**V500 Light 30°**



**V500**



**V500 30°**



**Inovys II Evo**



**Trigo S**



**Trigo T**



**Verso**



**Forest 3 Advance**



**Sigma**



**Timix**



**Turios**



**Navix FWD**



**Navix RWD**



# CHARTE D'INSTALLATION DOSSIER HP2 PROFILÉ Tubes 22mm

## Tableau des spécifications

⚠ Valable uniquement pour tubes de dossier en 22mm et hauteur de dossier standard comprise entre 35 et 50 cm  
Mesures prises en extérieur de tubes

Largeur de dossier HP2 / Largeur fauteuil	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm	<p><u>Ancrage Amovible</u></p>
27.9 à 33.1 cm						
32.8 à 37.9 cm						
37.7 à 43.3 cm						
42.9 à 48.2 cm						
47.7 à 53.3 cm						

Avec extension de réglage PH-02341						
34.7 à 40.2 cm						
39.2 à 45.7 cm						
43.7 à 50.7 cm						
48.2 à 55.2 cm						
53.7 à 60.2 cm						

Largeur de dossier HP2 / Largeur fauteuil	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm	<p><u>Bloc ancrage</u></p>
30 à 34cm						
36 à 40cm						
40 à 44cm						
46 à 50cm						
50 à 54 cm						



# CHARTE D'INSTALLATION DOSSIER HP2 CONTOUR Tubes 22mm

## Tableau des spécifications

⚠ Valable uniquement pour tubes de dossier en 22mm et hauteur de dossier standard comprise entre 35 et 50 cm  
Mesures prises en extérieur de tubes

Largeur de dossier HP2 / Largeur fauteuil	30 c	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm	<p><u>Ancrage Amovible</u></p>
27.5 à 32.9 cm						
32.9 à 38.2 cm						
37.5 à 43.3 cm						
42.9 à 48.2 cm						
47.7 à 53.4 cm						

Avec extension de réglage PH-02341						
34.7 à 40.2 cm						
39.2 à 45.7 cm						
43.7 à 50.7 cm						
48.2 à 55.2 cm						
53.7 à 60.2 cm						

Largeur de dossier HP2 / Largeur fauteuil	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm	<p><u>Bloc ancrage</u></p>
30 à 34cm						
36 à 40cm						
40 à 44cm						
46 à 50cm						
50 à 54 cm						



# CHARTE D'INSTALLATION DOSSIER HP2 SPORT Tubes 22mm

## Tableau des spécifications

**!** Charte valable pour hauteur de dossier 23 cm et diamètre de tube 22 mm  
Mesures prises en extérieur de tubes

Largeur de dossier HP2 / Largeur fauteuil	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm	<b>Ancrage Amovible</b> 
29.4 à 33.3 cm					
34.7 à 38.6 cm					
39.7 à 43.2 cm					
44.8 à 48.7 cm					

Avec extension de réglage PH-02341					
32.5 à 38 cm					
37 à 43.5 cm					
41.5 à 48.5 cm					
46 à 53 cm					

## LARGEUR DOSSIER BORD EXTERIEUR TUBE (fauteuils roulants électriques VERMEIREN)

Largeur fauteuil	Forest3 / sigma	Navix	Largeur fauteuil	Turios
40	41,6cm	39,6cm	39	38,6cm
45	45,6cm	44,6cm	45	44,6cm
50	49,9cm	49,6cm	51	50,6cm



# CHARTE D'INSTALLATION DOSSIER HP2 PROFILÉ Tubes 25mm

## Tableau des spécifications

⚠ Valable uniquement pour tubes de dossier en 25mm et hauteur de dossier standard comprise entre 35 et 50 cm  
Mesures prises en extérieur de tubes

Largeur de dossier HP2 / Largeur fauteuil	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm	<p><u>Ancre Amovible</u></p>
28.9 à 33.8 cm						
33.6 à 39.1 cm						
38.6 à 43.9 cm						
43.8 à 48.9 cm						
48.7 à 54.1 cm						

Avec extension de réglage PH-02341						
37.7 à 43.2 cm						
42.2 à 48.7 cm						
46.7 à 53.7 cm						
51.2 à 58.2 cm						
56.7 à 63.2 cm						

Largeur de dossier HP2 / Largeur fauteuil	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm	<p><u>Bloc ancrage</u></p>
30 à 34cm						
36 à 40cm						
40 à 44cm						
46 à 50cm						
50 à 54 cm						



# CHARTE D'INSTALLATION DOSSIER HP2 CONTOUR Tubes 25mm

## Tableau des spécifications

⚠ Valable uniquement pour tubes de dossier en 19mm et hauteur de dossier standard comprise entre 35 et 50 cm  
Mesures prises en extérieur de tubes

Largeur de dossier HP2 / Largeur fauteuil	30 c	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm	<p><u>Ancre Amovible</u></p>
26.9 à 32.3 cm						
32.3 à 37.6 cm						
36.9 à 42.5 cm						
42.4 à 47.7 cm						
47.74 à 52.5 cm						

Avec extension de réglage PH-02341						
31.7 à 47.2 cm						
36.2 à 42.7 cm						
40.7 à 47.7 cm						
45.2 à 52.2 cm						
49.7 à 57.2 cm						


Largeur de dossier HP2 / Largeur fauteuil	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm	<p><u>Bloc ancrage</u></p>
30 à 34cm						
36 à 40cm						
40 à 44cm						
46 à 50cm						
50 à 54 cm						




## CHARTE D'INSTALLATION DOSSIER HP2 SPORT Tubes 25mm

### Tableau des spécifications

⚠ Chartre valable pour hauteur de dossier 23 cm et diamètre de tube 25 mm  
Mesures prises en extérieur de tubes

Largeur de dossier HP2 Largeur fauteuil	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm	<b>Ancrage Amovible</b> 
30.2 à 34.2 cm					
35.4 à 39.3 cm					
40.4 à 44.2 cm					
45.7 à 49.6 cm					

Avec extension de réglage PH-02341					
37.5 à 43 cm					
42 à 48.5 cm					
46.5 à 53.5 cm					
51 à 58 cm					

## LARGEUR DOSSIER BORD EXTERIEUR TUBE (fauteuils roulants électriques VERMEIREN)

Largeur fauteuil	Forest3 / sigma	Navix	Largeur fauteuil	Turios
40	41,6cm	39,6cm	39	38,6cm
45	45,6cm	44,6cm	45	44,6cm
50	49,9cm	49,6cm	51	50,6cm