


	TNS Activator	Client(e):
	Chaise active	Revendeur:
		Représentant:
		Date de l'essai:
		Date de commande:
		Adresse:
Nr° de téléphone:		



<input type="checkbox"/> Activator (max. 100kg poids de l'utilisateur)	ACT2100	3.949,38 €
---	---------	------------

<input type="checkbox"/> Activator C. Sport (boxframe recommandé)	ACT2133	3.949,38 €
--	---------	------------

- 0 Type de basket-ball CBB ACT2134 -
- 0 Type de hockey CH ACT2136 -
- 0 Type de dans CD ACT2137 -
- 0 Type de tennis CT ACT2139 -
- 0 Type de badminton CB ACT2138 -
- 0 Autres types ACT2135 -
- 0 Boxframe ACT3450 494,68 €



- 0 Exécution renforcé du cadre 100-125kg toujours avec box frame (+ACT3450) ACT2125 823,94 €
- 0 Exécution renforcé du cadre 125-150 kg, uniquement en comb. avec +ACT2125, toujours avec box frame (+ACT3450) ACT2126 823,94 €

<input type="checkbox"/> Activator 2.5 C. ADL (max. 125kg poids de l'utilisateur)	ACT2101	4.943,08 €
--	---------	------------


<input type="checkbox"/> Activator FC ADL	ACT2102	6.011,47 €
--	---------	------------

A. Largeur d'assise (avec protège-vêtements amovibles, la largeur d'assise effective est de +1cm) ACT2200 -

0 Cadre de siège en adduction

ACT2210


-



0 Cadre de siège partiellement en adduction

ACT2220

-



0 B. Cadre avant std adduction (cadre en U). L'espace entre les tubes du cadre avant est -9cm que la largeur d'assise

ACT2131

-

0 Cadre avant droit




ACT2132

-

0 Cadre avant en adduction personnalisé (au moins 20cm entre les tubes du cadre)

ACT2130

304,40 €



C. Profondeur


ACT2300

-

0 Assise ergonomique

ACT2350


304,40 €



0 Prolongation du cadre depuis la sangle de l'assise vers l'avant

ACT2190

396,22 €



D. Longueur du cadre: avant du tube dorsal jusqu'à l'avant du support ACT2195 -

E. Hauteur du dos ACT2400 -

0 Dossier pliable/ réglable de l'inclinaison du dossier (uniquement en combinaison avec des protège-vêtements amovibles)

ACT2410

-

0 Dossier verrouillable

ACT2430

290,59 €

0 Dossier verrouillable avec corde de traction

ACT2431

485,46 €

0 Dossier soudé (uniquement en combinaison avec de protège-vêtements fixes)


ACT2420

-

0 Angle du dossier de 90 degrés par rapport au sol

ACT2700

-



0 Dossier < 90° (angle vers l'avant)

ACT2710

-

0 Dossier > 90° (angle vers l'arrière)

ACT2720

-

0 Tubes latéraux réglables avec double fixation, côtés en nylon et tissu central Airstof



ACT2442

1.437,09 €


0 Tubes dorsaux formés lombaires

ACT2440


167,83 €



0 Profondeur ajustée du stabilisateur dorsal (standard est 6cm) ACT2435 211,08 €
 (A partir d'une hauteur de dossier de 40 cm, ce stabilisateur devient un double stabilisateur et sera facturé 2x en supplément)



0 Dossier réglable en tension (standard): ACT2460 -
 0 Revêtement central du dossier en tissu respirant (noir) ACT2464 -
 0 Revêtement central du dossier en nylon: ACT2465 -
 0 Rouge 0 Bleu 0 Jaune 0 Vert 0 Blanc 0 Noir
 0 Tissu fourni par le client
 0 Revêtement latéral du dossier en nylon: ACT2469 -
 0 Rouge 0 Bleu 0 Jaune 0 Vert 0 Blanc 0 Noir
 0 Tissu fourni par le client
 0 Revêtement de dossier et housse de coussin en cuir ACT2451 882,26 €
 0 Revêtement de dossier réglable et tendu en cuir ACT2452 486,04 €
 0 Revêtement latéral du dossier en cuir ACT2450 164,33 €
 0 Profondeur d'assise réglable (dossier sur bloc de serrage - uniquement en combinaison avec de protège-vêtements amovibles + dossier pliable) ACT2445 264,64 €




F. Hauteur du cadre à l'avant ACT2500 -

G. Hauteur du cadre à l'arrière ACT2510 -


H. Point de gravité ACT2800 -

0 Point de gravité ajustable de ...cm à ...cm ACT2810 666,02 €
 0 Point de gravité du deuxième essieu arrière...cm (milieu du dossier/axe central (axe de handbike)) ACT2880 918,52 €
 0 Carrossage ... degrés (0-20 degrés) ACT2900 -

I. Espace sous le repose-pied ACT2950 -



0 Largeur totale maximale *




* À titre indicatif (selon la largeur d'assise, le carrossage et l'espace pour les roues)

0 Distance roue standard 2,5cm oucm

0 Longueur de la fourche, de l'avant du pivot de direction à l'avant du repose-pied
... cm

ACT2155



0 Position de la fourche vers l'arrière

ACT2145




0 Position de la fourche vers l'avant

ACT2148




0 La largeur de la fourche est standard ou ... cm

ACT2158




Options

0 Plaque d'assise en aluminium soudée au cadre	ACT2230	278,45 €
0 Freins ciseaux	ACT3032	-
0 Freins ciseaux sur un fauteuil roulant sportif	ACT3034	95,14 €
0 Freins ciseaux, compacts	ACT3031	275,12 €
0 Freins à pousser/à tirer	ACT3040	-
0 Freins à pousser/à tirer sur un fauteuil roulant sportif	ACT3041	95,14 €
0 Freins à pousser/à tirer, à actionner d'une seule main	ACT3043	460,09 €
0 Gauche 0 Droite		
0 Freins à pousser/à tirer compacts	ACT3045	275,12 €




0 Protège-vêtements amovibles en aluminium avec garde-boue	ACT3140	439,47 €
0 Protège-vêtements amovibles en aluminium, hauteur std. (21cm - jusqu'a la roue avant)	ACT3146	-
0 Protège-vêtements amovibles en aluminium, tailles personnalisées	ACT3148	377,09 €




! Les protège-vêtements amovibles ajoutent +1cm à la largeur d'assise effective !

0 Protège-vêtements en aluminium soudés avec garde-boue	ACT3150	439,47 €
0 Protège-vêtements en aluminium soudés, tailles personnalisées	ACT3155	-
0 Protège-vêtements en carbone avec fixation par vis (uniquement pour dossier soudé)	ACT3156	686,80 €
0 Protège-vêtements en carbone avec garde-boue et fixation par vis (uniquement pour dossier soudé)	ACT3158	686,80 €
0 Protège-vêtements en carbone, amovibles	ACT3157	686,80 €
0 Protège-vêtements en carbone avec garde-boue, amovibles	ACT3159	686,80 €
0 Batec Bloc incluant des ajustements du cadre. Aucune réduction sur ce numéro d'article	BAT0011	568,41 €
0 Bande en caoutchouc sur les protège-vêtements	ACT3160	-
0 Tube soudé sur les protège-vêtements (côté intérieur)	ACT3170	345,98 €
0 Tube soudé sur les protège-vêtements (côté extérieur)	ACT3175	345,98 €
0 Intérieur des protège-vêtements doublé de mousse, 1cm	ACT3177	99,80 €
0 Intérieur des protège-vêtements doublé de mousses, 2 cm	ACT3178	141,39 €
0 Accoudoir réglable en hauteur/amovible (uniquement avec protège-vêtements en aluminium)	ACT3550	536,28 €
0 Court (16cm) 0 Standard (26cm) 0 Long (36 cm)		
0 Revêtement d'accoudoir droit (36cm)	ACT3557	-




0 Accoudoir réglable en hauteur type E.T., court	ACT3555	1.020,66 €
0 Accoudoir réglable en hauteur type E.T., long	ACT3556	1.020,66 €

0 Protection de cadre, noir	ACT3042	247,35 €
-----------------------------	---------	----------

<input type="checkbox"/> Anti-tip, gauche	ACT3250	320,05 €
<input type="checkbox"/> Anti-tip, acier inoxydable, gauche	ACT3251	400,54 €
<input type="checkbox"/> Anti-tip, droit	ACT3255	320,05 €
<input type="checkbox"/> Anti-tip, acier inoxydable, droit	ACT3254	400,54 €
<input type="checkbox"/> Anti-tip, pivotant	ACT3256	371,93 €
<input type="checkbox"/> Gauche		
<input type="checkbox"/> Droit		
<input type="checkbox"/> Sangle arrête-jambes	ACT3350	62,21 €
 <input type="checkbox"/> Sangle cale-pieds	ACT3354	44,91 €
<input type="checkbox"/> Sangle cale-pieds en PVC	ACT3355	100,30 €
<input type="checkbox"/> Sangle cale-pieds (A2J) cm	ACT3356	143,55 €
<input type="checkbox"/> Plaque de pied en ABS (uniquement sur le tube du repose-pied)	ACT3358	114,11 €
<input type="checkbox"/> Platine en aluminium (sur le tube du repose-pied)	ACT3650	174,65 €
<input type="checkbox"/> Antidérapant sur la plaque de pied	ACT3655	36,26 €
<input type="checkbox"/> Support de moignon:	ACT3690	991,21 €
<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit		
<input type="checkbox"/> Support de moignon, fixé avec un collier de fixation	ACT3691	861,47 €
<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit		
<input type="checkbox"/> Poignées de poussées pliables	ACT3705	537,93 €
<input type="checkbox"/> Poignées de poussées réglables en hauteur/amovibles. Hauteur depuis le sol cm	ACT3715	531,11 €
<input type="checkbox"/> Poignées de poussées sur stabilisateur de dossier (à comb. avec dossier soudé ou verrouillable)	ACT3716C	579,39 €
<input type="checkbox"/> Exécution renforcée des poignées réglables en hauteur/amovibles. Hauteur depuis le sol ... cm	ACT3717	671,17 €
<input type="checkbox"/> Poussoir entre les poignées de poussées	ACT3719	476,56 €
<input type="checkbox"/> Poignées de poussées avec fixation par vis, modèle TNS	ACT3706	459,10 €
<input type="checkbox"/> Ceinture de sécurité (nylon et velcro), cm	ACT3805	103,79 €
<input type="checkbox"/> Ceinture de genoux (A2J) 2D	<input type="checkbox"/> Small STR402 <input type="checkbox"/> Large STR401	270,29 €
<input type="checkbox"/> Ceinture de genoux (A3J) 3D	<input type="checkbox"/> Small STR502 <input type="checkbox"/> Large STR501	281,12 €
<input type="checkbox"/> Crochets de taxi, arrière et avant, soudés (ISO 7176-19 plainte)	ACT3876	396,22 €
<input type="checkbox"/> Plaque de protection en aluminium soudée sur l'essieu arrière	ACT3870	171,32 €
<input type="checkbox"/> Tablette sur mesure pour fauteuil roulant (veuillez ajouter un dessin svp)	ACT3877	1.193,64 €
<input type="checkbox"/> Fixation de la tablette, soudée dans le cadre	ACT3878	399,54 €
<input type="checkbox"/> Fourche à suspension frog legs (Les écouteurs seront plus larges en raison de l'inversion)	ACT3886	918,52 €
<input type="checkbox"/> Fourche mono, 1,5" de large (uniquement pour roues de 4" ou 5")	ACT3885	416,83 €
<input type="checkbox"/> Entraînement hémiplégique 24"/25"/26 (non compatible avec un cadre HD)	ACT3890	2.131,30 €
<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droit		


Accessoires supplémentaires

<input type="checkbox"/> Poignée de danse hémiplégique, gauche. Hauteur depuis le solcm	ACT3051	299,25 €
<input type="checkbox"/> Poignée de danse hémiplégique, droit. Hauteur depuis le solcm	ACT3052	299,25 €
<input type="checkbox"/> Anti-tip type sport		
<input type="checkbox"/> Simple amovible	ACT3055	705,78 €
<input type="checkbox"/> Simple soudé	ACT3060	588,16 €
<input type="checkbox"/> Double soudé gelast	ACT3065	823,37 €
<input type="checkbox"/> Pare-chocs de protection	ACT3455	359,79 €
<input type="checkbox"/> Aile complète (non adaptée pour le Quad Rugby)	ACT3460	588,16 €
<input type="checkbox"/> Repose-pied sur mesure (dans la couleur de la chaise)	ACT3651	221,40 €



!Le repose-pieds standard mesure 22 cm de large et 12 cm de profondeur et est de couleur noire!

<input type="checkbox"/> Bord surélevé sur repose-pied (veuillez ajouter un dessin svp)	ACT3465	235,20 €
---	---------	----------



<input type="checkbox"/> Repose-pieds amovibles et pliables, incl. stabilateur supplémentaire	ACT3468	920,36 €
<input type="checkbox"/> Repose-pied pivotant (en une seule pièce)	ACT3475	437,64 €
<input type="checkbox"/> Gauche, avec stabilateur		
<input type="checkbox"/> Droite, avec stabilateur supplémentaire		

0 En arrière

0 Stabilisateur supplémentaire pour le cadre avant	ACT3480	503,34 €
0 Repose-pieds soudés	ACT3466	259,48 €
0 Repose-pieds, réglable en hauteur et en inclinaison (plaque d'aluminium 22X12cm)	ACT3467	-
0 Repose-jambe pivotant standard, 90 degrés à gauche (ACT3686 également nécess	ACT3682	570,87 €
0 Repose-jambe pivotant standard, 90 degrés à droite (ACT3687 également nécessai	ACT3683	570,87 €
0 Repose-jambe pivotant standard, 75 degrés à gauche (ACT3686 également nécess	ACT3684	570,87 €
0 Repose-jambe pivotant standard, 75 degrés à droite (ACT3687 également nécessa	ACT3685	570,87 €
0 Support de repose-jambe soudé dans le cadre, gauche (repose-jambe non inclus)	ACT3686	607,14 €
0 Support de repose-jambe soudé dans le cadre, droite (repose-jambe non inclus)	ACT3687	607,14 €
0 Repose-jambe pivotant confortable, gauche, avec plaque de mollet en plastique	ACT3688	996,37 €
0 Repose-jambe pivotant confortable, gauche, avec plaque de mollet rembourrée	ACT3688A	1.020,66 €
0 Repose-jambe pivotant confortable, droite, avec plaque de mollet en plastique	ACT3689	996,37 €
0 Repose-jambe pivotant confortable, droite, avec plaque de mollet en plastique	ACT3689A	1.020,66 €

Roues avants

0 3" roues LED	WHLV300	154,04 €
0 3" Sport (dur)	WHLV310	-
0 3" Frog legs plus large	WHLV330	221,55 €
0 4" roues LED	WHLV400	154,04 €
0 4" Sport/ quotidiennement (dur)	WHLV410	-
0 4" Soft rol	WHLV420	171,32 €
0 4" roues étoiles	WHLV515S	207,93 €
0 5" roues LED	WHLV500	154,04 €
0 5" quotidiennement (dur)	WHLV510	-
0 5" Soft rol	WHLV520	171,32 €
0 5" Roues étoiles	WHLV530	207,93 €
0 6" Poly	WHLV610	119,43 €
0 6" Frog legs pluslarge	WHLV630	221,55 €
0 Capuchons de protection	WHLV518	56,22 €

Roues arrières

0 20" Roues arrières	WHL20000	-
0 22" Roues arrières	WHL22000	-
0 24" Roues arrières (fourches correspondantes)	WHL24000	-
0 Noir 0 Argent 0 Rouge 0 Bleu		
0 24" Roues de sport	WHL24005	-
0 24" Spinergy LX 12 rayons (noir*)	WHL24012	1.139,19 €
0 24" Spinergy SLX 24 rayons (noir*)	WHL24024	1.139,19 €
0 24" Roues tout-terrain, poignée en aluminium, avec pneus ATB efficaces 24"/25"/26"	WHL24300	858,14 €
0 25" Roues arrières (Fourches correspondantes)	WHL25000	-
0 Noir 0 Argent 0 Rouge 0 Bleu		
0 25" Roues de sport	WHL25005	-
0 25" Spinergy LX 12 rayons (noir*)	WHL25012	1.139,19 €
0 25" Spinergy SLX 24 rayons (noir*)	WHL25024	1.139,19 €
0 26" Roues de sport	WHL27000	-
0 26" Spinergy LX 12 rayons (noir*)	WHL26012	1.139,19 €
0 26" Spinergy LSX 24 rayons (noir*)	WHL26024	1.139,19 €
0 28" Roues de sport	WHL27000	-

*Contactez-nous pour une conception personnalisée de Spinergy

Pneus

0 24" Schwalbe Marathon Plus	BUBA24000	99,55 €
0 24" Schwalbe Right Run	BUBA24060	-
0 24" Schwalbe pneus Camber, blancs	BUBA24100	72,37 €
0 24" Pneus pleins	BUBA24300	320,10 €
0 25" Schwalbe Marathon Plus	BUBA25000	99,55 €
0 25" Schwalbe Right Run	BUBA25060	-
0 25" Schwalbe pneus Camber, blancs	BUBA25100	72,37 €
0 25" Pneus pleins	BUBA25300	320,12 €

