

FAUTEUILS DE REPOS XXL



Agence de Phalempin :

Tel : 03.28.55.07.98

Fax: 03.20.90.28.89

Agence de Cournon :

Tel : 04.73.60.82.40

Fax: 04.73.77.95.94

Il existe 2 versions possibles pour ce fauteuil de repos :

LANGUEDOC : Fauteuil à dossier inclinable à 45°, équipé d'accoudoirs réglables en hauteur.

NORMANDE : Fauteuil à dossier inclinable à 45°, équipé d'un repose-jambes à allongement automatique dépendant de l'inclinaison du dossier et équipé d'accoudoirs réglables en hauteur.

Date et cachet de la société :

= Exécution standard

= Option sans supplément de prix

Sélectionner les options en cochant les cases SVP		Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP
LANGUEDOC XXL	<input type="checkbox"/>	1 291,62 €	1 549,94 €	-	-
NORMANDIE XXL	<input type="checkbox"/>	1 452,82 €	1 743,38 €	-	-



Languedoc XXL



Normandie XXL

ASSISE

Largeur d'assise

730 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
--------	-------------------------------------	--------------------------	---	---	---

Profondeur d'assise

480 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
--------	-------------------------------------	--------------------------	---	---	---

Hauteur de siège

510 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
--------	-------------------------------------	--------------------------	---	---	---

Hauteur de dossier

780 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
--------	-------------------------------------	--------------------------	---	---	---

COULEURS (pour autres coloris : supplément de prix, merci de vous rapprocher du service commercial)

37	CUIR ARTIFICIEL BLEU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
33	CUIR ARTIFICIEL LAVANDE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
BR	CUIR ARTIFICIEL BRUN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
GS	CUIR ARTIFICIEL GRIS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
ZW	CUIR ARTIFICIEL NOIR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-



Bleu



Lavande



Brun



Gris



Noir

OPTIONS ET ACCESSOIRES

H	Assise sans couture (pour les hopitaux)	<input type="checkbox"/>	26,45 €	31,74 €	-	-
ROUES	Roulettes de diamètre 100 x 30 à la place des pieds standard	<input type="checkbox"/>	137,51 €	165,01 €	-	-
B10 +ROUES +Barre de poussée	Palette de repose-pieds + Roulettes de diamètre 100 x 30 à la place des pieds standard + barre de poussée (uniquement pour Languedoc)	<input type="checkbox"/>	249,66 €	299,59 €	-	-
B22	Plot d'abduction	<input type="checkbox"/>	54,38 €	65,26 €	-	-
B55	Coussin appui-tête	<input type="checkbox"/>	60,82 €	72,98 €	-	-
B52	Porte Sérum	<input type="checkbox"/>	71,57 €	85,88 €	-	-

TOTAL :