



BLUMIL 3è roue motorisée



Agence de Phalempin :

Tel : 03.28.55.07.98

Fax: 03.20.90.28.89

Agence de Cournon :

Tel : 04.73.60.82.40

Fax: 04.73.77.95.94



B L U M I L

Les motorisations BLUMIL peuvent uniquement être montées sur des fauteuils avec châssis rigide et palette monobloc fixe.

Date et cachet de la société :

*Les codes et montants LPP sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas VERMEIREN.

= Exécution standard

= Option sans supplément de prix

BLUMIL GO

BLUMIL GO

Système de connection électrique breveté

- Vitesse Max 20 km/h
- Puissance 300W
- Autonomie 30 km
- Batterie Lion 280 Wh • 7,8Ah
- Poids 13 kg (avec batterie)
- Roue bandage 8.5"
- Poids utilisateur max. 100 kg
- Eclairage LED
- Frein tambour et électrique
- Pente maximale 10%
- Chargeur (CH1)
- Pliant



Sélectionner les options en cochant les cases SVP

			Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP
BLUMIL GO 20 km/h	Version avec vitesse max. limitée à 20 km/h	<input type="checkbox"/>	3 700,00 €	4 440,00 €	-	-
BLUMIL GO 10 km/h	Version avec vitesse max. limitée à 10 km/h	<input type="checkbox"/>	3 700,00 €	3 903,50 €	-	-
BAT078	Batterie 7,8Ah supplémentaire	<input type="checkbox"/>	525,00 €	630,00 €	-	-
CH1	Chargeur supplémentaire	<input type="checkbox"/>	55,00 €	66,00 €	-	-

BLUMIL SPORT

BLUMIL SPORT

Système de connection électrique breveté

- Vitesse Max 25 km/h
- Puissance 500W
- Autonomie 60 km
- Batterie Lion 700Wh • 14,5Ah
- Poids 18 kg (avec batterie)
- Roue gonflable 12"
- Poids utilisateur max. 120 kg
- Eclairage LED x4
- Frein à disque
- Pente maximale 14%
- Contrôle de la traction intégré
- Chargeur (CH2)



Sélectionner les options en cochant les cases SVP

			Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP
BLUMIL SPORT 25 km/h	Version avec vitesse max. limitée à 25 km/h	<input type="checkbox"/>	4 300,00 €	5 160,00 €	-	-
BLUMIL SPORT 10 km/h	Version avec vitesse max. limitée à 10 km/h	<input type="checkbox"/>	4 300,00 €	4 536,50 €	-	-
BAT145	Batterie 14,5Ah supplémentaire	<input type="checkbox"/>	800,00 €	960,00 €	-	-
BAT064	Batterie 6,4Ah supplémentaire	<input type="checkbox"/>	575,00 €	690,00 €	-	-
CH1	Chargeur supplémentaire	<input type="checkbox"/>	84,00 €	100,80 €	-	-

Le prix des accessoires indiqué sur cette fiche ne correspond pas au prix facturé lorsqu'ils sont envoyés en tant que pièces détachées.

Dernière modification le 10/09/2024