



FOREST 3+ - Bariatrique



Le Forest 3+ est un fauteuil bariatrique qui reprend la plupart des fonctionnalités du Forest 3 dans un fauteuil spécialement conçu pour les grandes tailles.
 Fauteuil roulant électrique usage mixte avec une grande capacité de franchissement et d'adaptabilité en fonction du terrain.
 Grand confort et stabilité optimale de conduite grâce à son système de palonnier avant et ses 2 suspensions arrière.
 Très compact, il permet à son utilisateur de se faufiler partout.
 Réglages multiples de série de l'assise, du dossier qui permettront un positionnement idéal.
 Largeurs d'assise disponibles: 50-55-60-65-70 cm.
 Profondeur d'assise réglable : 45 à 55 cm.
 Inclinaisons de dossier et d'assise électriques sur l'ensemble des versions incluses.
 Dossier équipé d'un coussin pré-formé et galbé avec retours latéraux de série.
 Assise équipée d'un coussin pré-formé et galbé.
 Différents Types et revêtements d'assise et de dossier : Cordura, Dartex ou cuir artificiel.
 Accoudoirs multi-réglables avec mémoire de position. Pantographe escamotable. Accroche-taxis.
 Garde-boues.
 Disponible avec repose-pieds ou repose-jambes manuels/électriques.
 Vitesse : 6 km/h avec éclairage led (2x350W-80Ah) ou 10 km/h (2x350W-80Ah) sans supplément.
 32 coloris disponibles. Nombreuses configurations disponibles.

Date et cachet de la société :

Prescription Médicale :

Fauteuil roulant modulaire à propulsion par moteur électrique multi-position FREP-B
 + Adjonctions si nécessaire + PAP Forfait A membres sup et Forfait B membres inf si nécessaire +
 Sur devis si nécessaire

Qui peut prescrire?

Prescription par Médecin MPR et équipe pluridisciplinaire

Agence de Phalempin :

Tel : 03.28.55.07.98

Fax: 03.20.90.28.89

Agence de Cournon :

Tel : 04.73.60.82.40

Fax: 04.73.77.95.94

*Les codes et montants LPP sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas VERMEIREN.



= Exécution standard



= Option sans supplément de prix

Sélectionner les options en cochant les cases SVP		Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
FOREST 3 ADVANCE Full 6 Km/h	☐	11 071,56 €	11 680,50 €	11 680,50 €	9579881
FOREST ADVANCE Full 10 Km/h	☐	11 071,56 €	11 680,50 €	11 680,50 €	9579881
Supplément Bariatrique	☐	663,51 €	700,00 €	700,00 €	9957840

*Prix limite de vente

POUR RAPPEL : Mode de prise en charge catégorie FREP-B

ACHAT	Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
	11 071,56 €	11 680,50 €	11 680,50 €	9579881
LOCATION LONGUE DURÉE	Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
(Forfait trimestriel incluant les réparations, maintenance et batteries)	967,90 €	1 021,13 €	1 021,13 €	4762238
POUR RAPPEL : Forfait de mise à disposition MAD + Forfait Livraison				
	Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
FORFAIT MAD1 niveau 3- Pour Achat ou LLD	355,45 €	375,00 €	375,00 €	4865487
FORFAIT MAD2 niveau 3 - Pour Achat ou LLD en renouvellement	177,73 €	187,50 €	187,50 €	4891059
LIVRAISON - Pour Achat ou LLD	47,39 €	50,00 €	50,00 €	1266390
POUR RAPPEL : Forfait SAV2 & SAV4 pour VHP achat ou LLD				
Montant forfaitaire annuel SAV2	Prix public HT	Prix public TTC	Code de remboursement	
Sans PLV	711,81 €	750,96 €	4859937	
Montant forfaitaire annuel SAV4 (2 batteries/an)	Prix public HT	Prix public TTC	Code de remboursement	
Sans PLV	331,75 €	350,00 €	4891384	

*Prix limite de vente

Sélectionner les options en cochant les cases SVP		Prix public HT	Prix public TTC	PLV TTC	
CHÂSSIS					
Modèle					
	Châssis fixe - Système de palonnier avant - Suspensions arrière	☒	☐	-	-
SE19	Dispositif d'éclairage avec Clignotants Led - Warning	☐	☐	-	-
SE 58	Accroches taxi (Non homologué Crash test)	☒	☐	-	-
SE01	Garde boue sur roues motrices	☒	☐	-	-



Palonnier avant






Suspensions arrière



Eclairage

Le prix des accessoires indiqué sur cette fiche ne correspond pas au prix facturé lorsqu'ils sont envoyés en tant que pièces détachées.

Sélectionner les options en cochant les cases SVP			Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement	
	Roulettes anti-bascule	☒	☐	-	-		 Garde boue
	Poids utilisateur max 250kg 	☒	☐	-	-		
MODE DE PROPULSION							
Configuration de série							
	Dispositif de poussée pour l'accompagnant	☒	☐	-	-		 Dispositif de poussée  Anti-bascule
	Moteurs 2 x 350W avec débrayage- 6km/h Moteurs 2 x 350W avec débrayage- 10km/h	☒	☐	-	-		
	Batteries 2x12V - 80 Ah	☒	☐	-	-		
	Freins électromagnétiques	☒	☐	-	-		
XD	Module de puissance 120A (Facilite le franchissement d'obstacles)	☐	☐	-	-		
SYSTÈME DE CONDUITE							
Boîtier							
LiNX	Commande LiNX avec système de protection de la main	☒	☐	-	-		 LiNX  SE53  SE53A  SE53Z
	À droite	☐	☐	-	-		
	À gauche	☐	☐	-	-		
Pantographe							
SE53	Pantographe escamotable intérieur/extérieur, réglable en hauteur	☒	☐	-	-		 SE53A  SE53Z
SE53A	Commande désaxée par rapport à l'accoudoir	☐	☐	-	-		
SE53Z	Pantographe escamotable intérieur/extérieur, réglable en hauteur avec abaissement pour accès aux tables	☐	☐	-	-		
AUTRES COMMANDES POSSIBLES- options montées sur le fauteuil							
Commande							
LCD	Commande LiNX LCD	☐	☐	-	-		 LCD  SE04  SE08  SE09  SE64  SE68
SE04	Commande au menton (LiNX LCD incluse)	☐	1 299,00 €	1 370,45 €	sur devis	4960062	
SE08	Déplacement de commande à l'arrière	☐	☐	-	-		
SE09	Double commande tierce personne	☐	1 421,80 €	1 500,00 €	1 500,00 €	9901650	
SE55	Commande renforcée	☐	3 900,00 €	4 114,50 €	sur devis	4960062	
SE64 - swivel	Commande séparée pour vérins - fixée avec la commande (incompatible avec SE53A et SE53Z)	☐	1 421,80 €	1 500,00 €	1 500,00 €	9901650	
SE64 fixed	Commande séparée pour vérins - fixée sur l'accoudoir opposé à la commande	☐	1 421,80 €	1 500,00 €	1 500,00 €	9901650	
SE68	Levier spécifique pour changement de fonction rapide (Obligatoirement avec LiNX)	☐	490,00 €	516,95 €	sur devis	4960062	
SE83	Mini-Joystick	☐	3 823,17 €	4 033,44 €	sur devis	4960062	
CONTACTEURS BOUTON (Obligatoirement avec commande LiNX LCD) - accessoires livrés séparément							
1997690	Contacteur bouton bleu 3 cm de diamètre	☐	31,48 €	33,21 €	sur devis	4960062	
1997691	Contacteur bouton vert 3 cm de diamètre	☐	31,48 €	33,21 €	sur devis	4960062	
1997380	Contacteur bouton bleu 5 cm de diamètre	☐	31,48 €	33,21 €	sur devis	4960062	
1997381	Contacteur bouton vert 5 cm de diamètre	☐	31,48 €	33,21 €	sur devis	4960062	
1997383	Contacteur bouton On/Off	☐	31,48 €	33,21 €	sur devis	4960062	

Sélectionner les options en cochant les cases SVP			Prix public HT	Prix public TTC	PLV TTC	
ADAPTATIONS JOYSTICK - accessoires livrés séparément						
1009950*	1 : Boule	☐	26,74 €	28,21 €	sur devis	4960062
1901106*	2 : Cupule menton	☐	81,29 €	85,76 €	sur devis	4960062
1992649*	3 : Balle en mousse (SE63)	☐	119,90 €	126,49 €	sur devis	4960062
1994545**	6 : Tige 11 cm	☐	88,69 €	93,57 €	sur devis	4960062
1993798**	7 : Base tetra	☐	113,31 €	119,54 €	sur devis	4960062
1900501**	8 : Bague	☐	104,35 €	110,09 €	sur devis	4960062
1900581**	9 : Tige base plate	☐	98,26 €	103,66 €	sur devis	4960062
1993516**	10 : Tige en T	☐	113,29 €	119,52 €	sur devis	4960062
1904158**	11 : Balle de Golf	☐	94,60 €	99,80 €	sur devis	4960062
DOSSIER						
Inclinaison						
SE39	Inclinaison par vérin électrique de 0° à 47°	☒	☐	-	-	
Type						
Tub + L34 Soft Touch	Dossier standard avec coussin pré-formé ajustable en hauteur, en profondeur et amovible. Barre de poussée - Revêtement Soft Touch (img a)	☒	☐	-	-	
Tub + L34 3D Net	Dossier standard avec coussin pré-formé ajustable en hauteur, en profondeur et amovible. Barre de poussée - Revêtement 3D Net (img b)	☐	☐	-	-	
Tub + L34 Cuir artificiel	Dossier standard avec coussin pré-formé ajustable en hauteur, en profondeur et amovible. Barre de poussée - Revêtement Cuir artificiel (img c)	☐	☐	-	-	
L44 Nylon	Dossier tubulaire avec toile nylon noir + sangles ajustables (Revêtement Nylon uniquement) + Barre de poussée	☐	☐	-	-	
Hauteur de dossier						
	Amplitude de réglage du dossier sur 10cm	☒	☐	-	-	
APPUI-TÊTE						
L58C	Appui tête réglable en hauteur, en profondeur, en translation et en rotation	☐	151,66 €	160 €	160 €	9922920
L58	Appui-tête réglable pour dossier pré-formé réglable en hauteur et profondeur	☐	151,66 €	160 €	160 €	9922920
L55B	Appui-nuque réglable, pour fauteuil équipé d'un dossier toile	☐	151,66 €	160 €	160 €	9922920
Appui Thoracique classique Vermeiren						
L04	15x23 cm (Incompatible avec manchettes B66 et B66O)	☐				
	à droite	☐	☐	-	-	
	à gauche	☐	☐	-	-	
L04S	Petite taille- 11x21,5 cm (Incompatible avec manchettes B66 et B66O)	☐				
	à droite	☐	☐	-	-	
	à gauche	☐	☐	-	-	







*saisir 1913750+1913749 en plus de ces références.

**saisir 1913750+1913749+1905043 en plus de ces



Inclinaison électrique
Tub+L34



Sélectionner les options en cochant les cases SVP			Prix public HT	Prix public TTC	PLV TTC	
ASSISE						
Inclinaison						
SE39	Inclinaison par vérin électrique de 0° à 20°	☒	☐	-	-	
Type						
L16+L35 Soft	Plaque d'assise rigide avec coussin pré formé amovible - Revêtement Soft Touch	☒	☐	-	-	
L16+L35 Net	Plaque d'assise rigide avec coussin pré formé amovible - Revêtement Net cordura	☐	☐	-	-	
L16+L35 Cuir artificiel	Plaque d'assise rigide avec coussin pré formé amovible - Revêtement Cuir artificiel	☐	☐	-	-	
L16+B23 Nylon	Plaque d'assise rigide avec coussin mousse amovible - Revêtement nylon	☐	☐	-	-	
Largeur d'assise						
	50 cm <i>ajustable sur 5 cm</i>	☐	☐	-	-	
	55 cm <i>ajustable sur 5 cm</i>	☐	☐	-	-	
	60 cm <i>ajustable sur 5 cm</i>	☐	☐	-	-	
	65 cm <i>ajustable sur 5 cm</i>	☐	☐	-	-	
	70 cm <i>ajustable sur 5 cm</i>	☐	☐	-	-	
Profondeur d'assise réglable						
	Pré- réglage à 45 cm	☐	☐	-	-	-
	Pré- réglage à 47 cm	☐	☐	-	-	-
	Pré- réglage à 49 cm	☐	☐	-	-	-
	Pré- réglage à 51 cm	☐	☐	-	-	-
	Pré- réglage à 53 cm	☐	☐	-	-	-
	Pré- réglage à 55 cm	☐	☐	-	-	-
Hauteur d'assise						
	45 cm	☒	☐	-	-	
Système de soutien du corps						
B58	Ceinture de sécurité standard	☒	☐	-	-	
ACCOUDOIRS						
Modèle						
	Accoudoirs relevables, réglables en hauteur, en longueur et en largeur - Manchettes PU longues, concaves, modulables, orientables et démontables	☒	☐	-	-	
SE16	Protèges vêtements en plexi (la paire) non compatible avec B66 et B660	☐	☐	-	-	
Revêtement						
	Manchettes Soft Touch, démontables	☐	☐	-	-	
	Manchettes Cuir Artificiel, démontables	☐	☐	-	-	



Bascule d'assise



L35



L16+L35




img a



img b



img c



B58



Manchette PU



SE16



Soft Touch



Cuir artificiel

Sélectionner les options en cochant les cases SVP			Prix public HT	Prix public TTC	PLV TTC		
REPOSE-PIEDS STANDARDS - Support réglable en largeur et profondeur - cf PAP forfait B pour d'autres solutions de positionnement du genou							  
Potences							
B06	Repose-pieds escamotables en extérieur et amovibles (La paire) avec Palette séparées, relevables, réglables en hauteur et en angle + Sangles talonnières	☐	☐	-	-		
BA6	Repose-pieds escamotables et amovibles raccourcis de 7cm avec palettes	☐	☐	-	-		
BK6	Repose-pieds escamotables en extérieur et amovibles avec palette monobloc relevable et réglable en hauteur	☐	☐	-	-		
REPOSE-JAMBES (La paire)- Supports réglables en largeur et profondeur cf PAP forfait B pour d'autres solutions de positionnement du genou							 <

Sélectionner les options en cochant les cases SVP				Prix public HT	Prix public TTC	PLV TTC	
COLORIS DE CHASSIS							
		mat	brillant				
C4	Rouge vif	☐	☐	☐	-	-	
C5	Noir Mat	☐	☒	☐	-	-	
C8	Jaune	☐	☐	☐	-	-	
C29	Argent	☐	☐	☐	-	-	
C53	Orange	☐	☐	☐	-	-	
C55	Gris Fer	☐	☐	☐	-	-	
C56	Bleu Gris	☐	☐	☐	-	-	
C59	Champagne	☐	☐	☐	-	-	
C71	Bleu Métallique	☒	☐	☐	-	-	
C73	Vert Métallique	☒	☐	☐	-	-	
C76	Blanc	☐	☐	☐	-	-	
C78	Bleu Clair	☒	☐	☐	-	-	
C79	Bleu Pacifique	☐	☐	☐	-	-	
C85	Vert Electrique	☐	☐	☐	-	-	
C87	Orange Clair	☐	☐	☐	-	-	
C88	Or	☐	☐	☐	-	-	
C89	Cuivre	☐	☐	☐	-	-	
ADJONCTIONS (Sur prescription médicale)							
Accessoires							
B15	Tablette découpée en plexi (Incompatible avec manchettes gouttières ou kit éclairage)	☐		125,12 €	132,00 €	132,00 €	9929507
B83	Support d'oxygénothérapie ou appareil de ventilation assistée (Sur commande et délai supplémentaire) Uniquement avec dossier L34, incompatible avec L04 et SE26	☐		378,20 €	399,00 €	500,00 €	9903293



Éléments posturaux pouvant être installés sur tous VHP modulaire,
conçus pour maintenir, compenser ou corriger le positionnement du corps
Prescription d'un ou plusieurs éléments posturaux à hauteur du montant forfaitaire maximal de 600€ PLV TTC pour les membres supérieurs et 600€ PLV TTC pour les membres inférieurs
Le forfait A membres supérieurs est cumulable avec le forfait B membres inférieurs

MEMBRES SUPERIEURS - Forfait A

PAP du Dossier

Sélectionner les options en cochant les cases SVP				Prix public HT	Prix public TTC	PLV TTC	Code Remboursement	
Gouttière		Gauche	Droite					
B66O	Gouttière orientable	☐	☐	113,17 €	119,39 €	Forfait A Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres supérieurs : Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC	9961008	
B66M	Gouttière Fixe PU avec appui palmaire court Longueur 46,5cm <i>Uniquement sur accoudoir BI5</i>	☐	☐	212,00 €	223,66 €			
B66ML	Gouttière Fixe PU avec appui palmaire long Longueur 53,5cm <i>Uniquement sur accoudoir BI5</i>	☐	☐	266,06 €	280,69 €			
B66MA	Gouttière Fixe PU avec pommeau ergonomique court Longueur 47,7cm <i>Uniquement sur accoudoir BI5</i>	☐	☐	220,48 €	232,61 €			
B66MAL	Gouttière Fixe PU avec pommeau ergonomique long Longueur 54,7cm <i>Uniquement sur accoudoir BI5</i>	☐	☐	273,48 €	288,52 €			
B66OM	Gouttière Orientable PU avec appui palmaire court Longueur 46,5cm <i>Uniquement sur accoudoir BI5</i>	☐	☐	212,00 €	223,66 €			
B66OML	Gouttière Orientable PU avec appui palmaire long Longueur 53,5cm. <i>Uniquement sur accoudoir BI5</i>	☐	☐	266,06 €	280,69 €			
B66OMA	Gouttière Orientable PU avec pommeau ergonomique court Longueur 47,7cm. <i>Uniquement sur accoudoir BI5</i>	☐	☐	220,48 €	232,61 €			
B66OMAL	Gouttière Orientable PU avec pommeau ergonomique long Longueur 54,7cm. <i>Uniquement sur accoudoir BI5</i>	☐	☐	273,48 €	288,52 €			

MEMBRES INFÉRIEURS - Forfait B

PAP du Siège

Dispositifs de positionnement du bassin							
SE37	Stabilisateurs pleviens latéraux	☐	190,53 €	201,01 €	Forfait B Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres inférieurs : Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC	9922913	 SE37
Dispositifs de positionnement du bassin							
B22	Plot d'abduction	☐	70 €	73,58 €		9922913	 B22

PRODUITS D'ASSISTANCE À LA POSTURE (PAP)

Rappel : prise en charge Achat ou LLD



Détergeants



Sèche linge



Lavage 40°



La gamme Neoflex est constituée d'éléments posturaux pouvant être installés sur tous VHP modulaire, conçus pour maintenir, compenser ou corriger le positionnement du corps

S = Standard | O = option sans surcoût | □ = option avec surcoût | - = impossible

MEMBRES SUPERIEURS - Forfait A

Éléments posturaux pouvant être installés sur tous VHP modulaire, conçus pour maintenir, compenser ou corriger le positionnement du corps
Prescription d'un ou plusieurs éléments posturaux à hauteur du montant forfaitaire maximal de 600€ PLV TTC
Cumulable avec le forfait B membres inférieurs
 Facturable en même temps que le VHP modulaire ou ultérieurement

NEO 10

SUPPORT DE TÊTE

Sélectionner les options en cochant les cases SVP

Prix Public HT

Prix Public TTC

PLV TTC

code remboursement

Neo 10.01

Support de tête sans visière

O Medium 2997958
O Large 2997959


□

65,00 €

68,58 €

9961008

	A	B	W	L
M	146 cm	265 cm	45 cm	400 cm
L	146 cm	265 cm	45 cm	450 cm



Neo 10.02

Support de tête avec visière

O Medium 2997958
O Large 2997959


□

85,00 €

89,68 €

9961008

	A	B	W	L	D
M	146 cm	265 cm	45 cm	400 cm	140 cm
L	146 cm	265 cm	45 cm	450 cm	140 cm



Neo 10.02
KIDS

Support de tête avec visière

O Small


□

85,00 €

89,68 €

9961008

A	B	W	L	D
140 cm	210 cm	35 cm	450 cm	110 cm








Forfait A
Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres supérieurs :
Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC



Forfait A
Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres supérieurs :
Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC






NEO 00				SANGLE UNIVERSELLE				
Sélectionner les options en cochant les cases SVP				Prix Public HT	Prix Public TTC	PLV TTC	code remboursement	
Neo 00.01	Bande Multi-usage	O Small 2997957 O Medium 2997958 O Large 2997959 O X-Large 2997960	☐	95,00 €	100,23 €	Forfait A Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres supérieurs : Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC	9961008	
Guide des tailles								
Small	Longueur: 100cm		Largeur: 8cm					
Medium	Longueur: 140cm		Largeur: 10 cm					
Large	Longueur: 160cm		Largeur: 10 cm					
X-Large	Longueur: 180cm		Largeur: 10 cm					
Sélectionner les options en cochant les cases SVP				Prix Public HT	Prix Public TTC		code remboursement	
Neo 00.02	Extension bande Multi-usage	O Small 2997962 O De Medium à X-Large 2997961	☐	65,00 €	68,58 €		9961008	
Guide des tailles								
		A	B					
Small	Longueur : 80cm		Largeur: 8cm					
Medium	Longueur : 80cm		Largeur: 10 cm					
Sélectionner les options en cochant les cases SVP				Prix Public HT	Prix Public TTC	PLV TTC	code remboursement	
Neo 20.01	Support thoracique Large	O X-Small 2997879 O Small 2997880 O Medium 2997881 O Large 2997882 O X-Large 2997883	☐	185,00 €	195,18 €	Forfait A Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres supérieurs : Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC	9961008	
Guide des tailles								
			A	B	C		D	E
		XS	28 cm	13 cm	13 cm		4 cm	5 cm
		S	29 cm	14 cm	17 cm		4,5 cm	8 cm
		M	36 cm	18 cm	22 cm		5 cm	11 cm
		L	44 cm	21 cm	25 cm		6 cm	11 cm
		XL	52 cm	25 cm	27 cm		6 cm	13 cm
Sélectionner les options en cochant les cases SVP				Prix Public HT	Prix Public TTC		code remboursement	
Neo 20.02	Support thoracique avec zip Large	O X-Small 2997842 O Small 2997843 O Medium 2997844 O Large 2997845 O X-Large 2997846	☐	199,00 €	209,95 €		9961008	
Guide des tailles								
			A	B	C	D	E	
		XS	28 cm	13 cm	13 cm	4 cm	5 cm	
		S	29 cm	14 cm	17 cm	4,5 cm	8 cm	
		M	36 cm	18 cm	22 cm	5 cm	11 cm	
		L	44 cm	21 cm	25 cm	6 cm	11 cm	
		XL	52 cm	25 cm	27 cm	6 cm	13 cm	

Sélectionner les options en cochant les cases SVP				Prix Public HT	Prix Public TTC	PLV TTC	code remboursement																																			
Neo 20.03	Support thoracique Etroit	☐ O X-Small 2997874 O Small 2997875 O Medium 2997876 O Large 2997877 O X-Large 2997878	☐	179,00 €	188,85 €	Forfait A Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres supérieurs : Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC	9961008																																			
Guide des tailles  <table><thead><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr></thead><tbody><tr><td>XS</td><td>28 cm</td><td>13 cm</td><td>13 cm</td><td>4,5 cm</td><td>5 cm</td></tr><tr><td>S</td><td>29 cm</td><td>14 cm</td><td>17 cm</td><td>4,5 cm</td><td>5 cm</td></tr><tr><td>M</td><td>36 cm</td><td>18 cm</td><td>22 cm</td><td>5 cm</td><td>5 cm</td></tr><tr><td>L</td><td>41 cm</td><td>21 cm</td><td>22 cm</td><td>6 cm</td><td>5 cm</td></tr><tr><td>XL</td><td>49 cm</td><td>23 cm</td><td>25 cm</td><td>6 cm</td><td>5 cm</td></tr></tbody></table>					A		B	C	D	E	XS	28 cm	13 cm	13 cm	4,5 cm	5 cm	S	29 cm	14 cm	17 cm	4,5 cm	5 cm	M	36 cm	18 cm	22 cm	5 cm	5 cm	L	41 cm	21 cm	22 cm	6 cm	5 cm	XL	49 cm	23 cm	25 cm	6 cm	5 cm		
	A	B	C	D	E																																					
XS	28 cm	13 cm	13 cm	4,5 cm	5 cm																																					
S	29 cm	14 cm	17 cm	4,5 cm	5 cm																																					
M	36 cm	18 cm	22 cm	5 cm	5 cm																																					
L	41 cm	21 cm	22 cm	6 cm	5 cm																																					
XL	49 cm	23 cm	25 cm	6 cm	5 cm																																					
Neo 20.04	Support thoracique avec zip Etroit	☐ O X-Small 2997859 O Small 2997860 O Medium 2997861 O Large 2997862 O X-Large 2997863	☐	195,00 €	205,73 €	9961008																																				
Guide des tailles  <table><thead><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr></thead><tbody><tr><td>XS</td><td>28 cm</td><td>13 cm</td><td>13 cm</td><td>4,5 cm</td><td>5 cm</td></tr><tr><td>S</td><td>29 cm</td><td>14 cm</td><td>17 cm</td><td>4,5 cm</td><td>5 cm</td></tr><tr><td>L</td><td>36 cm</td><td>18 cm</td><td>22 cm</td><td>5,0 cm</td><td>5 cm</td></tr><tr><td>M</td><td>41 cm</td><td>21 cm</td><td>22 cm</td><td>6 cm</td><td>5 cm</td></tr><tr><td>XL</td><td>49 cm</td><td>23 cm</td><td>25 cm</td><td>6 cm</td><td>5 cm</td></tr></tbody></table>					A	B	C	D	E	XS	28 cm	13 cm	13 cm	4,5 cm	5 cm	S	29 cm	14 cm	17 cm	4,5 cm	5 cm	L	36 cm	18 cm	22 cm	5,0 cm	5 cm	M	41 cm	21 cm	22 cm	6 cm	5 cm	XL	49 cm	23 cm	25 cm	6 cm	5 cm			
	A	B	C	D	E																																					
XS	28 cm	13 cm	13 cm	4,5 cm	5 cm																																					
S	29 cm	14 cm	17 cm	4,5 cm	5 cm																																					
L	36 cm	18 cm	22 cm	5,0 cm	5 cm																																					
M	41 cm	21 cm	22 cm	6 cm	5 cm																																					
XL	49 cm	23 cm	25 cm	6 cm	5 cm																																					
Neo 20.05	Harnais d'épaules	☐ O Small 2997892 O Medium 2997893 O Large 2997894 O X-Large 2997895	☐	119,00 €	125,55 €	9961008																																				
Guide des tailles  <table><thead><tr><th></th><th>A</th><th>B</th></tr></thead><tbody><tr><td>S</td><td>30 cm</td><td>6 cm</td></tr><tr><td>M</td><td>35 cm</td><td>7 cm</td></tr><tr><td>L</td><td>40 cm</td><td>7 cm</td></tr><tr><td>XL</td><td>47 cm</td><td>7,5 cm</td></tr></tbody></table>					A	B	S	30 cm	6 cm	M	35 cm	7 cm	L	40 cm	7 cm	XL	47 cm	7,5 cm																								
	A	B																																								
S	30 cm	6 cm																																								
M	35 cm	7 cm																																								
L	40 cm	7 cm																																								
XL	47 cm	7,5 cm																																								
Neo 20.06	Harnais d'épaules boucle sac à dos	☐ O Small 2997899 O Medium 2997901 O Large 2997902 O X-Large 2997903	☐	129,00 €	136,10 €	9961008																																				
Guide des tailles  <table><thead><tr><th></th><th>A</th><th>B</th></tr></thead><tbody><tr><td>S</td><td>35 cm</td><td>6 cm</td></tr><tr><td>M</td><td>38 cm</td><td>7 cm</td></tr><tr><td>L</td><td>45 cm</td><td>7 cm</td></tr><tr><td>XL</td><td>51 cm</td><td>7,5 cm</td></tr></tbody></table>					A	B	S	35 cm	6 cm	M	38 cm	7 cm	L	45 cm	7 cm	XL	51 cm	7,5 cm																								
	A	B																																								
S	35 cm	6 cm																																								
M	38 cm	7 cm																																								
L	45 cm	7 cm																																								
XL	51 cm	7,5 cm																																								

MEMBRES INFÉRIEURS - Forfait B

Éléments posturaux pouvant être installés sur tous VHP modulaire,
conçus pour maintenir, compenser ou corriger le positionnement du corps
Prescription d'un ou plusieurs éléments posturaux à hauteur du montant forfaitaire maximal de 600€ PLV
Cumulable avec le forfait A membres supérieurs
Facturables en même temps que le VHP modulaire ou ultérieurement

NEO 30		POSITIONNEMENT PELVIEN					
Sélectionner les options en cochant les cases SVP				Prix Public HT	Prix Public TTC	PLV TTC	code remboursement
Neo 20.07	Ceinture pelvienne ou abdominale	O X-Small 2997909 O Small 2997910 O Medium 2997911 O Large 2997912 O X-Large 2997913	☐	86,00 €	90,73 €	Forfait B Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres inférieurs : Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC	9922913
Guide des tailles							
							
Neo 30.01	Ceinture 2 points	O Small 2997943 O Medium 2997944 O Large 2997945	☐	75,00 €	79,13 €		9922913
Guide des tailles						Forfait B Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres inférieurs : Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC	
							
Neo 30.02	Ceinture 4 points	O Small 2997937 O Medium 2997938 O Large 2997939	☐	105,00 €	110,78 €		9922913
Guide des tailles						Forfait B Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres inférieurs : Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC	
							
Neo 30.03	Sangle Pelvienne d'abduction	O X-Small 2997967 O Small 2997968 O Medium 2997969 O Large 2997970	☐	130,00 €	137,15 €		9922913
Guide des tailles						Forfait B Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres inférieurs : Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC	
							
NEO 40		POSITIONNEMENT Membres inférieurs					
Sélectionner les options en cochant les cases SVP				Prix Public HT	Prix Public TTC	PLV TTC	code remboursement
Neo 40.01	Sangle Appui-Mollets	O Small 2997952 O Medium 2997949 O Large 2997950 O X-Large 2997951	☐	109,00 €	115,00 €	Forfait B Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres inférieurs : Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC	9922913
Guide des tailles							
							
							

Neo 40.02	Maintien de cheville (la paire)	O X-Small 2998385 O Small 2998386 O Medium 2998387 O Large 2998388 O X-Large 2998389	☐	125,00 €	131,88 €	Forfait B Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres inférieurs : Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC	9922913
Guide des tailles							
		Circonférence de cheville					
		A					
		XS		14 cm - 17 cm			
		S		17 cm - 20 cm			
		M		19 cm - 23 cm			
		L		22 cm - 29 cm			
		XL		28 cm - 33 cm			
NEO fixations SYSTÈMES D'ATTACHES Néoflex							
Sélectionner les options en cochant les cases SVP				Prix Public HT	Prix Public TTC	PLV TTC	code remboursement
1920915	Collier de fixation pour tube rond X2 Ø 25cm (imag 1)	☐	15,00€	15,83 €	Forfait A et/ou B Concerne toutes les fixations disponibles et au choix pour les membres supérieurs et inférieurs : Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC	9961008 et/ou 9922913	                       
1920916	Collier de fixation pour tube rond X2 Ø 25cm/22cm/19cm (imag 2)	☐	23,00€	24,27 €			
1920917	Collier de fixation triangulaire pour TRIGO X2 (imag 3)	☐	19,00€	20,05 €			
	Collier de liaison métal (1 choix de diamètre) livré par 2 unités (imag 4)						
1920918	Ø 19cm	☐	19,00€	20,05 €			
1920919	Ø 22cm	☐	19,00€	20,05 €			
1920920	Ø 25cm	☐	19,00€	20,05 €			
1920921	Ø 29cm	☐	19,00€	20,05 €			
1920922	Ø 30cm	☐	19,00€	20,05 €			
1920923	Ø 35cm	☐	19,00€	20,05 €			
1920928	Système de support de dossier L34 x1 (imag 5)	☐	34,00€	35,87 €			
1920929	"Fixation pour fauteuil roulant INOVYS II Evo (imag 6)	☐	17,00€	17,94 €			
2998152	Sac de démonstration	☐	155,00€	163,53 €			
TOTAL							
Commentaires							

PRODUITS D'ASSISTANCE À LA POSTURE (PAP)

Rappel : prise en charge Achat ou LLD



Prescription Médicale :

Produits d'assistance à la posture sur fauteuils modulaires VHP

(Préciser la catégorie du VHP)

Qui peut prescrire ?

Les PAP Forfait A et forfait B doivent être prescrits par le même professionnel de santé que celui ayant prescrit le VHP modulaire initial. Les PAP peuvent être facturés concomitamment ou ultérieurement à 1 VHP modulaire



PRODUITS D'ASSISTANCE À LA POSTURE (PAP)

Rappel : prise en charge Achat ou LLD

Éléments posturaux pouvant être installés sur tous VHP modulaire,
conçus pour maintenir, compenser ou corriger le positionnement du corps

Prescription d'un ou plusieurs éléments posturaux à hauteur du montant forfaitaire maximal de 600€ PLV TTC pour les membres supérieurs et 600€ PLV TTC pour les membres inférieurs

Le forfait A membres supérieurs est cumulable avec le forfait B membres inférieurs

MEMBRES SUPERIEURS - Forfait A

POUR TOUT MONTAGE DE PRODUITS PHYSIPRO SUR LE VHP

Se référer au tableau de compatibilité produit



Sélectionner les options en cochant les cases SVP

		Prix public HT	Prix public TTC	PLV TTC	Code Remboursement	
Options Physipro non montées	☐	-	-			
Options Physipro montées (ref 1920623)	☐	65 €	69 €			

Dispositifs de positionnement thoraco-lombaires

DOSSIER PREMIUM

1- DOSSIER PREMIUM (Dossier souple avec sangles réglables en tension)
Conseillé avec tendeur de dossier B90 (À cocher sur la fiche de mesure du produit si pas de série)
(Livré sans fourreaux)

Sélectionner les options en cochant les cases SVP

Prix public HT

Prix public TTC

PLV TTC

Code Remboursement



Sélectionner le dossier Premium
 Largeur et hauteur dans le
 tableau ci-joint



284 €

300 €

9990010

LARGEUR

HAUTEUR

mm	350	380	400	430	45	48	50
350	☐ réf 1923850						
400		☐ réf 1923851	☐ réf 1920749	☐ réf 1923852	☐ réf 1920756		
455			☐ réf 1920751	☐ réf 1920754	☐ réf 1920757	☐ réf 1923853	☐ réf 1920759
500			☐ réf 1920752	☐ réf 1920755	☐ réf 1920758		☐ réf 1920760

5 sangles

6 sangles

épaisseur 25mm

Forfait A
 Concerne
 toutes les
 options
 disponibles
 et au choix
 pour les
 membres
 supérieurs :
 Montant
 forfaitaire
 maximal
 600€ PLV
 TTC



Dossier Premium

Fourreaux pour dossier PREMIUM (Obligatoires avec cales-tronc)



Hauteur dossier 40 à 44 cm - 5 sangles

1923844

La paire



172,00 €

181,46 €

9990010



Fourreaux



Hauteur dossier 45 à 50 cm - 6 sangles

1923845

La paire



172,00 €

181,46 €

9990010

APPUI THORACIQUES POUR DOSSIER PREMIUM

APPUI THORACIQUE - Pour Dossier PREMIUM

Sélectionner les options en cochant les cases SVP

Prix public HT

Prix public TTC

PLV TTC

Code Remboursement

Cale-tronc seul **SANS** la commande d'un dossier de
 positionnement (Tarif unitaire)



113,74 €

120 €

Cale-tronc **AVEC** la commande d'un dossier de
 positionnement



0 €


0 €

Forfait A
 Concerne
 toutes les
 options
 disponibles
 et au choix
 pour les
 membres
 supérieurs :
 Montant
 forfaitaire
 maximal
 600€ PLV
 TTC

Cales-tronc FIXES ET REGLABLES (Fourreaux obligatoires)

Modèle	hauteur mm	profondeur mm	DROIT	GAUCHE
PETIT	178	114	☐ ref 1923895	☐ ref 1923894
MOYEN	200	140	☐ ref 1923897	☐ ref 1923896

Sélectionner les
 appuis thoraciques
 sur dossier
 premium
 dans le tableau ci-
 joint

hauteur
mmprofondeur
mm

DV003D + D5575



DV003G + D5575



DV005D + D5575



DV005G + D5575

hauteur
mmprofondeur
mm

DV003D + D6200



DV003G + D6200



DG005D + D6200



DV005G + D6200

PETIT
 dossier HP2
 MOYEN
 Dossier HP2

hauteur mm profondeur mm

☐ OU ☐																
Sélectionner les options en cochant les cases SVP																
Cale-tronc seul SANS la commande d'un dossier de positionnement (Tarif unitaire)	Prix public HT Prix public TTC PLV TTC Code Remboursement															
ref 1923895 ref 1923894 ref 1923897 ref 1923896	113,74 € 120 €															
Cales-tronc ESCAMOTABLES ET REGLABLES (Fourreaux obligatoires)																
<table border="1"> <tr> <th>Modèle</th> <th>hauteur mm</th> <th>profondeur mm</th> <th>DROIT</th> <th>GAUCHE</th> </tr> <tr> <td>PETIT</td> <td>178</td> <td>114</td> <td>☐ ref 1923899</td> <td>☐ ref 1923898</td> </tr> <tr> <td>MOYEN</td> <td>200</td> <td>140</td> <td>☐ ref 1923901</td> <td>☐ ref 1923900</td> </tr> </table>	Modèle	hauteur mm	profondeur mm	DROIT	GAUCHE	PETIT	178	114	☐ ref 1923899	☐ ref 1923898	MOYEN	200	140	☐ ref 1923901	☐ ref 1923900	Sélectionner les appuis thoraciques sur dossier premium dans le tableau ci-joint
Modèle	hauteur mm	profondeur mm	DROIT	GAUCHE												
PETIT	178	114	☐ ref 1923899	☐ ref 1923898												
MOYEN	200	140	☐ ref 1923901	☐ ref 1923900												
Forfait A Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres supérieurs : Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC																

hauteur mm profondeur mm																																				
2- DOSSIER HP2 CONTOUR																																				
Sélectionner les options en cochant les cases SVP																																				
dossier HP2 PETIT dossier HP2 MOYEN	Prix public HT Prix public TTC PLV TTC Code Remboursement																																			
DV003D + D6200 DV003G + D6200	568,72 € 600 €																																			
Dossier HP2 LARGEUR																																				
<table border="1"> <tr> <th>mm</th> <th>300</th> <th>350</th> <th>400</th> <th>430</th> <th>450</th> <th>500</th> </tr> <tr> <td>300</td> <td>☐ ref 1920781</td> <td>☐ ref 1920782</td> <td>☐ ref 1920783</td> <td>☐ ref 1920785</td> <td>☐ ref 1920787</td> <td>☐ ref 1920790</td> </tr> <tr> <td>400</td> <td>☐ ref 1920784</td> <td>☐ ref 1920786</td> <td>☐ ref 1920788</td> <td>☐ ref 1920791</td> <td>☐ ref 1920792</td> <td>☐ ref 1920793</td> </tr> <tr> <td>Largeur thorax</td> <td>200 à 255</td> <td>250 à 300</td> <td>290 à 300</td> <td></td> <td>24 à 405</td> <td>395 à 450</td> </tr> <tr> <td>Largeur externe du fauteuil associé*</td> <td>300 à 325</td> <td>350 à 375</td> <td>400 à 425</td> <td></td> <td>450 à 475</td> <td>500 à 525</td> </tr> </table>	mm	300	350	400	430	450	500	300	☐ ref 1920781	☐ ref 1920782	☐ ref 1920783	☐ ref 1920785	☐ ref 1920787	☐ ref 1920790	400	☐ ref 1920784	☐ ref 1920786	☐ ref 1920788	☐ ref 1920791	☐ ref 1920792	☐ ref 1920793	Largeur thorax	200 à 255	250 à 300	290 à 300		24 à 405	395 à 450	Largeur externe du fauteuil associé*	300 à 325	350 à 375	400 à 425		450 à 475	500 à 525	Forfait A Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres supérieurs : Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC
mm	300	350	400	430	450	500																														
300	☐ ref 1920781	☐ ref 1920782	☐ ref 1920783	☐ ref 1920785	☐ ref 1920787	☐ ref 1920790																														
400	☐ ref 1920784	☐ ref 1920786	☐ ref 1920788	☐ ref 1920791	☐ ref 1920792	☐ ref 1920793																														
Largeur thorax	200 à 255	250 à 300	290 à 300		24 à 405	395 à 450																														
Largeur externe du fauteuil associé*	300 à 325	350 à 375	400 à 425		450 à 475	500 à 525																														
* Mesurez à partir de l'extérieur des montants de dossier																																				

hauteur mm profondeur mm																																																		
3- DOSSIER HP2 PROFILÉ																																																		
Sélectionner les options en cochant les cases SVP																																																		
Sélectionner le dossier HP2 PROFILÉ	Prix public HT Prix public TTC PLV TTC Code Remboursement																																																	
Largeur et hauteur dans le tableau ci-joint	568,72 € 600 €																																																	
Dossier HP2 PROFILÉ LARGEUR																																																		
<table border="1"> <tr> <th>mm</th> <th>300</th> <th>350</th> <th>400</th> <th>430</th> <th>450</th> <th>500</th> </tr> <tr> <td>300</td> <td>☐ ref 1920767</td> <td>☐ ref 1920768</td> <td>☐ ref 1920769</td> <td>☐ ref 1920770</td> <td>☐ ref 1920772</td> <td>☐ ref 1920774</td> </tr> <tr> <td>355</td> <td>☐ ref 1920771</td> <td>☐ ref 1920773</td> <td>☐ ref 1920775</td> <td>☐ ref 1920777</td> <td>☐ ref 1920779</td> <td>☐ ref 1920781</td> </tr> <tr> <td>400</td> <td>☐ ref 1920782</td> <td>☐ ref 1920784</td> <td>☐ ref 1920786</td> <td>☐ ref 1920788</td> <td>☐ ref 1920790</td> <td>☐ ref 1920792</td> </tr> <tr> <td>455</td> <td>☐ ref 1920793</td> <td>☐ ref 1920795</td> <td>☐ ref 1920797</td> <td>☐ ref 1920799</td> <td>☐ ref 1920801</td> <td>☐ ref 1920803</td> </tr> <tr> <td>Largeur thorax</td> <td>200 à 255</td> <td>250 à 300</td> <td>290 à 300</td> <td></td> <td>24 à 405</td> <td>395 à 450</td> </tr> <tr> <td>Largeur externe du fauteuil associé*</td> <td>300 à 325</td> <td>350 à 375</td> <td>400 à 425</td> <td></td> <td>450 à 475</td> <td>500 à 525</td> </tr> </table>	mm	300	350	400	430	450	500	300	☐ ref 1920767	☐ ref 1920768	☐ ref 1920769	☐ ref 1920770	☐ ref 1920772	☐ ref 1920774	355	☐ ref 1920771	☐ ref 1920773	☐ ref 1920775	☐ ref 1920777	☐ ref 1920779	☐ ref 1920781	400	☐ ref 1920782	☐ ref 1920784	☐ ref 1920786	☐ ref 1920788	☐ ref 1920790	☐ ref 1920792	455	☐ ref 1920793	☐ ref 1920795	☐ ref 1920797	☐ ref 1920799	☐ ref 1920801	☐ ref 1920803	Largeur thorax	200 à 255	250 à 300	290 à 300		24 à 405	395 à 450	Largeur externe du fauteuil associé*	300 à 325	350 à 375	400 à 425		450 à 475	500 à 525	Forfait A Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres supérieurs : Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC
mm	300	350	400	430	450	500																																												
300	☐ ref 1920767	☐ ref 1920768	☐ ref 1920769	☐ ref 1920770	☐ ref 1920772	☐ ref 1920774																																												
355	☐ ref 1920771	☐ ref 1920773	☐ ref 1920775	☐ ref 1920777	☐ ref 1920779	☐ ref 1920781																																												
400	☐ ref 1920782	☐ ref 1920784	☐ ref 1920786	☐ ref 1920788	☐ ref 1920790	☐ ref 1920792																																												
455	☐ ref 1920793	☐ ref 1920795	☐ ref 1920797	☐ ref 1920799	☐ ref 1920801	☐ ref 1920803																																												
Largeur thorax	200 à 255	250 à 300	290 à 300		24 à 405	395 à 450																																												
Largeur externe du fauteuil associé*	300 à 325	350 à 375	400 à 425		450 à 475	500 à 525																																												
* Mesurez à partir de l'extérieur des montants de dossier																																																		

DOSSIER HP2 SPORT

4- DOSSIER HP2 SPORT

Pour le choix de la taille des dossiers, veuillez vous référer à la chartre d'installation HP2 SPORT

Sélectionner les options en cochant les cases SVP		Prix public HT	Prix public TTC	Prise en charge	Code Remboursement																							
Sélectionner le dossier HP2 SPORT Largeur et hauteur dans le tableau ci-joint		☐	970,00 €	1 023 €	4960062																							
<table> <tr> <th>Références Produits</th> <th>CHOIX</th> <th>Largeur/mm</th> <th>Hauteur/mm</th> <th>Largeur de fauteuil associée</th> </tr> <tr> <td>Réf 1920793 HPS12</td> <td>☐</td> <td>300</td> <td rowspan="4">225</td> <td>300 à 325</td> </tr> <tr> <td>Réf 1920794 HPS14</td> <td>☐</td> <td>350</td> <td>350 à 375</td> </tr> <tr> <td>Réf 1920795 HPS16</td> <td>☐</td> <td>400</td> <td>400 à 425</td> </tr> <tr> <td>Réf 1920796 HPS18</td> <td>☐</td> <td>450</td> <td>450 à 475</td> </tr> </table>				Références Produits	CHOIX	Largeur/mm	Hauteur/mm	Largeur de fauteuil associée	Réf 1920793 HPS12	☐	300	225	300 à 325	Réf 1920794 HPS14	☐	350	350 à 375	Réf 1920795 HPS16	☐	400	400 à 425	Réf 1920796 HPS18	☐	450	450 à 475	Adjonction spécifique sur devis	 HP2 Sport	
Références Produits	CHOIX	Largeur/mm	Hauteur/mm	Largeur de fauteuil associée																								
Réf 1920793 HPS12	☐	300	225	300 à 325																								
Réf 1920794 HPS14	☐	350		350 à 375																								
Réf 1920795 HPS16	☐	400		400 à 425																								
Réf 1920796 HPS18	☐	450		450 à 475																								

FIXATION POUR DOSSIERS HP2 Contour, Profilé et Sport

Sélectionner les options en cochant les cases SVP		Prix public HT	Prix public TTC	PLV TTC	Code Remboursement	
Fixations dossier 2 points d'ancrage amovible de série (Disponible jusqu'à épuisement des stocks) Recommandées pour fauteuils manuels				Forfait A Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres supérieurs : Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC	9990010	
☐ 2 points amovibles de série (Autre fixation contacter votre représentant) 1920797 1920798 (références à saisir) <i>A choisir plutôt pour les FRM pour facilité le pliage du fauteuil</i> ☐ PH-02341 Extension de réglage (se référer aux chartes d'installation - Tarifs/"Outils")					 Extension	 2 points d'ancrage
Fixations dossier 4 points d'ancrage fixes Recommandées pour fauteuils électriques					9990010	
1920615 <i>réf à saisir 4 fois</i>	hauteur mm	Ø 22 mm HP2 D1 100 <i>(Attention Tarif unitaire)</i>	☐	75 €	79 €	 4 points d'ancrage
1920799 <i>réf à saisir 4 fois</i>		Ø 25 mm HP2 D1 104 <i>(Attention Tarif unitaire)</i>	☐	98 €	103 €	
1920800 <i>réf à saisir 2 fois</i>	Extension de réglage HP2 PH-02341 (la paire)		☐	35 €	36,93 €	

APPUI THORACIQUES POUR DOSSIER HP2 CONTOUR, PROFILÉ et SPORT

hauteur mm	profondeur mm	Appuis thoraciques - Pour dossier HP2 CONTOUR, PROFILÉ ET SPORT		Prix public HT	Prix public TTC	PLV TTC	Code Remboursement	
Sélectionner les options en cochant les cases SVP								
Cale-tronc seul SANS la commande d'un dossier de positionnement (Tarif unitaire)				☐ Droit ☐ Gauche	☐	90,42 €	95,39 €	Forfait A Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres supérieurs : Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC
Cale-tronc AVEC la commande d'un dossier de positionnement				☐	☐	0 €	0 €	
Cales-tronc FIXES ET REGLABLES				Sélectionner les appuis thoraciques sur dossier HP2 Contour, profilé et sport dans le tableau ci-joint				
Modèle	hauteur mm	profondeur mm	DROIT	GAUCHE				
PETIT dossier HP2	178	114	☐ 1923903	☐ 1923902				
MOYEN Dossier HP2	200	140	☐ 1923905	☐ 1923904				

	hauteur mm	profondeur mm		
PETIT Dossier HP2			☐ 1923907	☐ 1923906
MOYEN Dossier HP2			☐ 1923909	☐ 1923908

hauteur		profondeur																														
mm		mm																														
PETIT MOYEN DOSSIER HP2 OU																																
Sélectionner les options en cochant les cases SVP Prix public HT Prix public TTC PLV TTC																																
DOSSIER HP2 Cale-tronc seul SANS la commande d'un dossier de positionnement (Tarif unitaire) 1923903 Droit Gauche 1923902 90,42 € 95,39 € Forfait A Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres supérieurs : Montant forfaitaire maximal 600€ PLV 9990010																																
Cales-tronc ESCAMOTABLES ET REGLABLES																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Modèle</th> <th>hauteur mm</th> <th>profondeur mm</th> <th>DROIT</th> <th>GAUCHE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PETIT Dossier HP2</td> <td>178</td> <td>114</td> <td>☐ 1923907</td> <td>☐ 1923906</td> </tr> <tr> <td>MOYEN Dossier HP2</td> <td>200</td> <td>140</td> <td>☐ 1923909</td> <td>☐ 1923908</td> </tr> </tbody> </table>																		Modèle	hauteur mm	profondeur mm	DROIT	GAUCHE	PETIT Dossier HP2	178	114	☐ 1923907	☐ 1923906	MOYEN Dossier HP2	200	140	☐ 1923909	☐ 1923908
Modèle	hauteur mm	profondeur mm	DROIT	GAUCHE																												
PETIT Dossier HP2	178	114	☐ 1923907	☐ 1923906																												
MOYEN Dossier HP2	200	140	☐ 1923909	☐ 1923908																												
Sélectionner les appuis thoraciques sur dossier HP2 Contour, profilé et sport dans le tableau ci-joint																																
ÉLÉMENTS DE FORME - DOSSIER EN URÉTHANE																																
BUTÉE SACRO-LOMBAIRE																																
Sélectionner les options en cochant les cases SVP Prix public HT Prix public TTC PLV TTC Code Remboursement																																
BUTÉE SACRO-LOMBAIRE URÉTHANE Sélectionner le biseau dans le tableau ci-joint ☐ 77,00 € 81,24 € Forfait A Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres supérieurs : Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC 9990010																																
BUTÉE SACRO-LOMBAIRE <table border="1"> <thead> <tr> <th>mm</th> <th>Référence</th> <th>Largeur</th> <th>Profondeur</th> <th>Hauteur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☐</td> <td>1923872</td> <td>240</td> <td>37,5</td> <td>280</td> </tr> </tbody> </table> Butée sacro-lombaire																		mm	Référence	Largeur	Profondeur	Hauteur	☐	1923872	240	37,5	280					
mm	Référence	Largeur	Profondeur	Hauteur																												
☐	1923872	240	37,5	280																												
Dispositifs de positionnement cervico-céphaliques																																
APPUI-TÊTE																																
1- SUPPORT D'APPUI-TÊTE (Obligatoire pour fixer l'appui-tête)																																
Sélectionner les options en cochant les cases SVP Prix public HT Prix public TTC PLV TTC Code Remboursement																																
Support d'appui-tête SYMBIO (AT5450) ☐ 230,00 € 242,65 € Forfait A Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres supérieurs : Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC 9990010																																
Adaptateur nécessaire uniquement pour installation sur tendeur de dossier tube rond ☐ 110 € 116,05 € Forfait A Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres supérieurs : Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC 9990010																																
Tube rond (AT 5355-22) Ø 22 mm ☐ 110 € 116,05 €																																
Tube rond (AT 5355-25) Ø 25 mm ☐ 110 € 116,05 €																																
2- APPUI-TÊTE (Obligatoire avec SYMBIO)																																
Sélectionner les options en cochant les cases SVP Prix public HT Prix public TTC PLV TTC Code Remboursement																																
Appui-tête SIMPLE (SYMBIO obligatoire) ☐ 170,00 € 179,35 € Forfait A Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres supérieurs : Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC 9990010																																
Largeur 18cm/Hauteur 10cm (AT5000) ☐ 170,00 € 179,35 €																																
Largeur 20cm/Hauteur 12cm (AT5005) ☐ 170,00 € 179,35 €																																
Largeur 23cm/Hauteur 15cm (AT5010) ☐ 170,00 € 179,35 €																																
Appui-tête COMBINÉ (SYMBIO obligatoire) ☐ 190,00 € 200,45 €																																
largeur 15cm/Hauteur 10cm (AT5030) ☐ 190,00 € 200,45 €																																
largeur 18cm/Hauteur 12cm (AT5035) ☐ 190,00 € 200,45 €																																
largeur 20cm/Hauteur 15cm (AT5040) ☐ 190,00 € 200,45 €																																
Appui-tête PROLONGEMENTS LATÉRAUX INTÉGRÉS REGLABLES (Symbio obligatoire) ☐ 285,00 € 300,68 €																																
Largeur 15cm / Hauteur 16cm (AT 50/70) ☐ 255,00 € 269,03 €																																
Largeur 13cm / Hauteur 11cm (AT 50/60) ☐ 255,00 € 269,03 €																																
Prolongement latéraux réglables ☐ 255,00 € 269,03 € Forfait A Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres supérieurs : Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC 9990010																																

MEMBRES INFÉRIEURS - Forfait B

PAP du Siège

Base de positionnement du siège

COUSSINS D'ASSISE BRIO, ULTRA, PHYSIAIR, PRESSION ZERO et C3S

COUSSIN BRIO, Housse Lycra

Disponible jusqu'à épuisement des stocks

Sélectionner les options en cochant les cases SVP

PHYSIPRO

Sélectionner Largeur et Profondeur dans le tableau ci-joint

☐

Prix public HT

Prix public TTC

PLV TTC

Code Remboursement

196,75 €

207,57 €

9908391

Forfait B
Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres inférieurs :
Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC



Coussin BRIO

LARGEUR

mm	330	380	400	430	450	480	500
355	☐ ref 1921951						
400		☐ ref 1920703	☐ ref 1920711	☐ ref 1920713	☐ ref 1920715	☐ ref 1920717	
450		☐ ref 1920710	☐ ref 1920712	☐ ref 1920714	☐ ref 1920716	☐ ref 1920718	☐ ref 1920719

Épaisseur du coussin 625mm

PROFONDEUR

mm	330	380	400	430	450	480	500
355	☐ ref 1921951						
400		☐ ref 1920703	☐ ref 1920711	☐ ref 1920713	☐ ref 1920715	☐ ref 1920717	
450		☐ ref 1920710	☐ ref 1920712	☐ ref 1920714	☐ ref 1920716	☐ ref 1920718	☐ ref 1920719

Épaisseur du coussin 625mm

COUSSIN C3S

Physiair

Sélectionner les options en cochant les cases SVP

PHYSIPRO

Sélectionner Largeur et Profondeur dans le tableau ci-joint

☐

Prix public HT

Prix public TTC

PLV TTC

Code Remboursement

272,58 €

287,57 €

9908391

Forfait B
Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres inférieurs :
Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC

ULTRA



Coussin C3S

LARGEUR

mm	350	400	430	450	480	500	530	560
350	☐ ref 1923760							
380	☐ ref 1923761							
400	☐ ref 1923762	☐ ref 1923765						
430	☐ ref 1923763	☐ ref 1923766	☐ ref 1923769	☐ ref 1923772	☐ ref 1923776			
450	☐ ref 1923764	☐ ref 1923767	☐ ref 1923770	☐ ref 1923773	☐ ref 1923777	☐ ref 1923780	☐ ref 1923783	☐ ref 1923786
480		☐ ref 1923768	☐ ref 1923771	☐ ref 1923774	☐ ref 1923778	☐ ref 1923781	☐ ref 1923783	☐ ref 1923787
500				☐ ref 1923775	☐ ref 1923779	☐ ref 1923782	☐ ref 1923783	☐ ref 1923788

Épaisseur du coussin 87,5mm

PROFONDEUR

mm	350	400	430	450	480	500	530	560
350	☐ ref 1923760							
380	☐ ref 1923761							
400	☐ ref 1923762	☐ ref 1923765						
430	☐ ref 1923763	☐ ref 1923766	☐ ref 1923769	☐ ref 1923772	☐ ref 1923776			
450	☐ ref 1923764	☐ ref 1923767	☐ ref 1923770	☐ ref 1923773	☐ ref 1923777	☐ ref 1923780	☐ ref 1923783	☐ ref 1923786
480		☐ ref 1923768	☐ ref 1923771	☐ ref 1923774	☐ ref 1923778	☐ ref 1923781	☐ ref 1923783	☐ ref 1923787
500				☐ ref 1923775	☐ ref 1923779	☐ ref 1923782	☐ ref 1923783	☐ ref 1923788

Épaisseur du coussin 87,5mm

LARGEUR

☐

☐

PROFONDEUR

18 01/06/2026

PROFONDEUR		COUSSIN ULTRA COUPE PLATE										BRIQ PLAT		PLV TTC		Code Remboursement	
☐ ref 1921951 Sélectionner les options en cochant les cases SVP		☐ ref 1920703 ☐ ref 1920711 ☐ ref 1920713 ☐ ref 1920715 ☐ ref 1920717		☐ ref 1920715 ☐ ref 1920717		Prix public HT 345,00 €		Prix public TTC 363,98 €									
☐ ref 1923713 ☐ ref 1923714 Coussin Ultra 30x30		☐ ref 1920710 ☐ ref 1920712 ☐ ref 1920714 ☐ ref 1920716 ☐ ref 1920718 ☐ ref 1920719		☐ ref 1920716 ☐ ref 1920718 ☐ ref 1920719		Prix public HT 329,45 €		Prix public TTC 347,57 €				9908391					
Sélectionner Largeur et Profondeur dans le tableau ci-joint pour une autre configuration		Épaisseur du coussin 62,5mm															
PROFONDEUR		LARGEUR										Forfait B Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres inférieurs : Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC					
mm		300		350		380		400		430		450		480		500	
300		☐ ref 1923713															
350		☐ ref 1923714		☐ ref 1923715													
400						☐ ref 1923716		☐ ref 1923717									
430						☐ ref 1920721				☐ ref 1920723							
450						☐ ref 1920722		☐ ref 1923718		☐ ref 1920724		☐ ref 1923719		☐ ref 1920726		☐ ref 1923721	
480												☐ ref 1923720		☐ ref 1923924		☐ ref 1923722	
500								☐ ref 1920725				☐ ref 1920727					
		Épaisseur du coussin 75mm															
COUSSIN ULTRA COUPE CANEVAS																	
Disponible jusqu'à épuisement des stocks																	
Sélectionner les options en cochant les cases SVP		☐ ref 1920728 ☐ ref 1920729 ☐ ref 1920731 ☐ ref 1920733		☐ ref 1920731 ☐ ref 1920733		Prix public HT 329,45 €		Prix public TTC 347,57 €				9908391					
Sélectionner Largeur et Profondeur dans le tableau ci-joint pour une autre configuration		Épaisseur du coussin 75mm										Forfait B Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres inférieurs : Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC		Coussin ULTRA coupe Canevas			
PROFONDEUR		LARGEUR															
mm		380		400		430		450		480		500					
400		☐ ref 1920728		☐ ref 1920729		☐ ref 1920731		☐ ref 1920733									
450		☐ ref 1920722		☐ ref 1920730		☐ ref 1920732		☐ ref 1920734		☐ ref 1920735		☐ ref 1920736					
		Épaisseur du coussin 75mm															
COUSSIN PRESSION ZERO																	
Sélectionner les options en cochant les cases SVP		☐ ref 1923733 ☐ ref 1923734 ☐ ref 1923735 ☐ ref 1923736 ☐ ref 1923737		☐ ref 1920737 ☐ ref 1920739 ☐ ref 1920741 ☐ ref 1920743 ☐ ref 1920745 ☐ ref 1920747		Prix public HT 340,50 €		Prix public TTC 357,58 €		☐ ref 1920747		9908391					
Sélectionner Largeur et Profondeur dans le tableau ci-joint		Épaisseur du coussin 62,5mm										Forfait B Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres inférieurs : Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC		Physiair			
PROFONDEUR		LARGEUR															
mm		300		330		350		380		400		430		450		480	
300		☐ ref 1923733															
330				☐ ref 1923734													
350				☐ ref 1923735		☐ ref 1923736											
380						☐ ref 1923737											
400								☐ ref 1923738		☐ ref 1923741							
430								☐ ref 1923739		☐ ref 1923742		☐ ref 1923745		☐ ref 1923748		☐ ref 1923752	
450								☐ ref 1923740		☐ ref 1923743		☐ ref 1923746		☐ ref 1923749		☐ ref 1923753	
480										☐ ref 1923744		☐ ref 1923747		☐ ref 1923750		☐ ref 1923754	
500												☐ ref 1923751		☐ ref 1923755		☐ ref 1923759	
		Épaisseur du coussin 62,5mm															
		ref 1923763		ref 1923766		ref 1923769		ref 1923772		ref 1923776							
PROFONDEUR		C3S															

mm

Choix

ÉLÉMENTS DE FORME - SIÈGE EN CONSTRUCTOR/EVA

mm

Choix

BISEAU CRURAL CONSTRUCTOR/EVA

Sélectionner les options en cochant les cases SVP

Prix public HT

Prix public TTC

PLV TTC

Code Remboursement

PHYSIPRO

BISEAU CRURAL

Sélectionner le biseau dans le tableau ci-joint

☐

45,00 €

47,48 €

Forfait B
Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres inférieurs :
Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC

9908391

mm

Choix

mm	Référence	Largeur	Profondeur	Plat	Hauteur
☐	1923789	500	200	100	25
☐	1923789	500	200	100	37,5

HT

P

L

Biseau crural

mm

Choix

BISEAU POINTE

Sélectionner les options en cochant les cases SVP

Prix public HT

Prix public TTC

PLV TTC

Code Remboursement

PHYSIPRO

BISEAU POINTE

Sélectionner le biseau dans le tableau ci-joint

☐

45,00 €

47,48 €

Forfait B
Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres inférieurs :
Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC

9908391

mm

Choix

mm	Référence	Largeur	Profondeur	Hauteur
☐	1923793	500	200	25
☐	1923794	500	200	37,5

H

P

L

Biseau pointe

mm

Choix

BISEAU ANTI EFFET HAMAC POINTE

Sélectionner les options en cochant les cases SVP

Prix public HT

Prix public TTC

PLV TTC

Code Remboursement

PHYSIPRO

BISEAU AEH POINTE (À découper)

Sélectionner le biseau dans le tableau ci-joint

☐

60,00 €

63,30 €

Forfait B
Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres inférieurs :
Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC

9908391

mm

Choix

mm	Référence	Largeur	Profondeur	Hauteur
☐	1923795	400	500	25
☐	1923796	450	500	25
☐	1923871	500	500	25

H

P

L

Biseau AEH pointe

mm

Choix

BISEAU FESSIER (À découper)

Sélectionner les options en cochant les cases SVP

Prix public HT

Prix public TTC

PLV TTC

Code Remboursement

PHYSIPRO

BISEAU FESSIER

Sélectionner le biseau dans le tableau ci-joint

☐

40,00 €

42,20 €

Forfait B
Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres inférieurs :
Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC

9908391

mm

Choix

mm	Référence	Largeur	Hauteur	Profondeur
☐	193797	200	200	25
☐	193798	200	200	37,5

Biseau fessier

BUTÉE
SACRO
LOMBAIR

BUTÉE
SACRO
LOMBAIR

BUTÉE
SACRO
LOMBAIR



BUTÉE
SACRO
LOMBAIR

BUTÉE
SACRO
LOMBAIR

BUTÉE
SACRO
LOMBAIR

21 01/06/2026

ÉLÉMENTS DE FORME - SIÈGE EN URÉTHANE

BISEAU FESSIER								Choix						BUTÉE D'ABDUCTION URÉTHANE						
Sélectionner les options en cochant les cases SVP								Prix public HT		Prix public TTC		PLV TTC		Code Remboursement						
Choix BUTÉE D'ABDUCTION URÉTHANE Sélectionner le biseau dans le tableau ci-joint								30,00 €		45 31,65 €		48 Forfait B Concerné toutes les options disponibles et au choix pour les membres inférieurs : Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC		50 9908391						
BUTÉE D'ABDUCTION Biseau CRURAL Biseau FESSIER								mm		Référence		Largeur		Hauteur		Profondeur		 Butée d'abduction		
Choix mm ☐								1923799		75		50		175						
Choix mm ☐								1923800		100		60		175						
Choix mm ☐								1923801		125		75		175						
BUTÉE D'ABDUCTION								COUSSIN PELVIEN NEOCOR + HOUSSE												
Sélectionner les options en cochant les cases SVP								Prix public HT		Prix public TTC		PLV TTC		Code Remboursement						
COUSSIN PELVIEN URETHANE + HOUSSE Vendu à l'unité Sélectionner le biseau dans le tableau ci-joint								45,00 €		47,48 €		Forfait B Concerné toutes les options disponibles et au choix pour les membres inférieurs : Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC		9908391						
COUSSIN PELVIEN Côté mm Profondeur mm Hauteur mm Epaisseur mm								Côté		Référence		Profondeur		Hauteur		Epaisseur		 Coussin Pelvien Neocor		
Choix mm ☐								Droit		1923846		240		140		25				
Choix mm ☐								Gauche		1923847		240		140		25				
Choix mm ☐								Droit		1923848		240		140		37,5				
Choix mm ☐								Gauche		1923849		240		140		37,5				
TOTAL																				
Commentaires																				


SE06	Chargeur USB	☐	243,04 €	256,41 €	-	-	 SE24  SE74/ SE74A  B52 
SE24	Porte gobelet	☐	55,53 €	58,58 €	-	-	
SE74	Rétroviseur pièce - côté opposé à la commande - (non compatible avec B66))	☐	65,97 €	69,60 €	-	-	
SE74A	Rétroviseur rabattable (pièce - côté opposé à la commande - (non compatible avec B66))	☐	65,97 €	69,60 €	-	-	
B31L	Porte béquille à gauche	☐	78,02 €	82,31 €	-	-	
B31R	Porte béquille à droite	☐	78,02 €	82,31 €	-	-	
B52	Porte Serum	☐	40,15 €	42,36 €	sur devis	4960062	
Réf 1910727	Verrouillage de direction sur roues avant	☐	98,19 €	103,59 €	-	-	
COUSSINS GEL "Les Indispensables" - gamme technique - à adapter sur le fauteuil							 V12 / V14 V16  V18 V20  V22 V24  V26 V28  V30 V32  V34 V36  SET V40 cf fiche de prise de mesure
V16	Protège sangle cale talon gel 120x140 mm (La paire)	☐	74,85 €	78,97 €	-	-	
V20	Protection gel pour ceinture de sécurité 325x80 mm et 230x70 mm	☐	61,49 €	64,87 €	-	-	
V22	Protection gel pour accoudoir gouttière	☐	112,29 €	118,47 €	-	-	
V24	Protection latérale de jambe en gel 310x90 mm (La paire)	☐	213,21 €	224,94 €	-	-	
V26	Sangle appui-mollets gel 400x190 mm (La paire)	☐	213,21 €	224,94 €	-	-	
V28	Plaque repose-pied gel 155x210 mm (La paire)	☐	170,38 €	179,75 €	-	-	
V30	Coussinet adhésif ovale 90x110 mm (La paire)	☐	85,29 €	89,98 €	-	-	
V32	Coussinet adhésif ovale 100x200 mm (La paire)	☐	73,52 €	77,56 €	-	-	
V34	Coussinet adhésif ovale 115x305 mm (La paire)	☐	88,22 €	93,07 €	-	-	
V36	Coussinet adhésif ovoïde 120x70 mm (L'unité)	☐	40,10 €	42,31 €	-	-	
Set V40	Bouton gel protège genou tournant 100x100 mm (La paire)	☐	100,26 €	105,77 €	-	-	

Pensez à nos différents systèmes de rampes ultra-pratiques !



Rampes pliantes 692 avec housse de rangement

longueur 180cm • poids 2x9kg • poids supporté : 2x150kg



Quickramp



Kit rampes



Rampes sur mesure

Sélectionner les options cochant les cases SVP

Prix public HT

Prix public TTC

PLV TTC

code remboursement

RAMPES PLIABLES

692	Paire de Rampes 692 (180 cm) avec sacs de rang	☐	329,00 €	347,10 €	-	-
-----	--	--------------------------	----------	----------	---	---

KITS RAMPES

Kit N°1	Rampes extérieures Kit N°1 (de 1,8 à 5,5 cm)	☐	69,00 €	72,80 €	-	-
Kit N°2	Rampes extérieures Kit N°2 (de 3,6 à 9,1 cm)	☐	138,00 €	145,59 €	-	-
Kit N°3	Rampes extérieures Kit N°3 (de 7,2 à 12,7 cm)	☐	229,90 €	242,54 €	-	-
Kit N°4	Rampes extérieures Kit N°4 (de 10,8 à 16,3 cm)	☐	327,00 €	344,99 €	-	-
Kit N°5	Rampes extérieures Kit N°5 (de 14,4 à 19,9 cm)	☐	479,00 €	505,35 €	-	-

QUICKRAMPS

Quick 10	Kit Quickramp 10 mm	☐	34,50 €	36,40 €	-	-
Quick 12	Kit Quickramp 12 mm	☐	37,90 €	39,98 €	-	-
Quick 14	Kit Quickramp 14 mm	☐	43,90 €	46,31 €	-	-
Quick 16	Kit Quickramp 16 mm	☐	46,90 €	49,48 €	-	-

RAMPES SUR MESURE (Cf Fiche de mesure spécifique sur Vermeiren.fr - Produit- Accessoire)

Sur mesure	Rampes ALPHA	☐	Veuillez vous rapprocher du service commercial		-	-
Sur mesure	Rampes BETA	☐	Veuillez vous rapprocher du service commercial		-	-
Sur mesure	Rampes GAMMA	☐	Veuillez vous rapprocher du service commercial		-	-

TOTAL :

Commentaires :

FICHE À COSIGNER ET À CONSERVER PAR LE PRESTATAIRE ET LE PATIENT

Fait à :

En date du :

Règles d'utilisation :

Pour l'utilisation de tous produits **VERMEIREN**, veuillez-vous référer au manuel d'utilisation fourni avec le produit. L'utilisation des produits de catégorie FRE, FREP, FREV et SCO fait suite à la validation du médecin de rééducation fonctionnelle afin que ce dernier puisse valider les aptitudes physiques et cognitives nécessaires à la conduite du produit.

L'utilisateur final doit adapter impérativement sa conduite et sa vitesse en fonction de son environnement.

Règles du code de la route qui s'applique à l'utilisation du produit :

Dans le cas d'une utilisation sur la chaussée, il est obligatoire de se conformer au code de la route.

Code de la route

Selon l'Article R 412-34 du code de la route, les personnes qui conduisent une voiture d'enfant, de malade ou d'infirme, ou tout autre véhicule de petite dimension sans moteur sont considérées comme piétons.

Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue par eux-mêmes ou circulant à l'allure du pas sont aussi considérées comme piétons.

Selon l'Article R 412-35 , «Lorsqu'il ne leur est pas possible d'utiliser les emplacements qui leur sont réservés ou en l'absence de ceux-ci, les piétons peuvent emprunter les autres parties de la route en prenant les précautions nécessaires.

Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante peuvent dans tous les cas circuler sur la chaussée»

Cette fiche à cosigner entre le prestataire et le patient concernent les classifications de produits suivants : FRE, FREP, FREV et SCO.

Selon l'Article R 412-36, Lorsqu'ils empruntent la chaussée, les piétons doivent circuler près de l'un de ses bords.

Hors agglomération et sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité ou sauf circonstances particulières, ils doivent se tenir près du bord gauche de la chaussée dans le sens de leur marche.

Toutefois, les infirmes se déplaçant dans une chaise roulante et les personnes poussant à la main un cycle, un cyclomoteur ou une motocyclette doivent circuler près du bord droit de la chaussée dans le sens de leur marche. (Source : LEGIFRANCE)

Assurance:

L'utilisateur peut faire appel à sa responsabilité civile lorsque celui-ci dégrade le matériel d'un tiers. À l'inverse, la responsabilité civile du tiers peut être engagée lorsque celui-ci dégrade le matériel de l'utilisateur.

Pour les cas où la responsabilité civile seule ne peut suffire à couvrir les dégâts causés, il est préférable de contacter l'assurance de l'utilisateur afin d'assurer le matériel concerné.

Par la présente, le prestataire affirme avoir remis au patient cette fiche cosignée, rappelant les règles d'utilisation, d'assurance, de vitesse et d'entretien en vigueur qui s'appliquent au véhicule en question.

Le prestataire et le patient affirment avoir pris connaissance du manuel d'utilisation et d'entretien du produit.

Nom du produit
VERMEIREN :

N° de série :

PRESTATAIRE

Nom :

Prénom :

Raison Sociale :

Adresse :

Code Postal :

Ville :

N° de Téléphone :

Adresse email :

Signature (Précédée de la mention « lu et approuvé ») :

PATIENT

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code Postal :

Ville :

N° de Téléphone :

Adresse email :

Signature (Précédée de la mention « lu et approuvé ») :