

## TRICYCLES 2217 - Configuré



Compagnon idéal pour les adolescents et les adultes, les tricycles 2217 seront plaisir aux plus grand nombre. Avec des looks attractifs et un design épuré, les tricycles allient confort et facilité de conduite en toute circonstance.  
Les Cadres sont conçus pour que son utilisateur puisse monter et descendre aisément et ainsi diminuer les risques de chutes et rendre l'enjambement plus naturel.  
Guidon réglable en hauteur et en inclinaison  
Selle ajustable en hauteur  
Frein V-brake avec position parking  
Pignon fixe ou libre pour plus de sécurité  
Panier arrière ou avant  
Garde-boue de série,  
Nombreuses options disponibles et 2 versions au choix  
Poids utilisateur max: de 125kg  
**Garantie 2 ans hors pièces d'usure**  
Tricycles orthopédiques pour adolescents et adultes

2217 Freedom  
Noir et Vert2217 Freedom  
Blanc et Rouge

Date et cachet de la société :

**Prescription Médicale :**

Cycle modulaire à roues multiples CYC + PAP Forfait A membres supérieurs et/ou Forfait B membres inférieurs si nécessaire

**Qui peut prescrire ?**

Prescription par Médecin MPR, Médecin titulaire DU et Ergothérapeute dans une équipe pluridisciplinaire pour catégorie CYC

**Agence de Phalempin :**

Tel : 03.28.55.07.98  
Fax : 03.20.90.28.89

**Agence de Cournon :**

Tel : 04.73.60.82.40  
Fax : 04.73.77.95.94

\*Les codes et montants LPP sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas VERMEIREN.

= Exécution standard

= Option sans supplément de prix

Sélectionner les options en cochant les cases SVP			Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
2217	FREEDOM blanc et rouge. 2217 FRWR	<input type="checkbox"/>	1 591,92 €	1 679,48 €	1 679,48 €	9538882
	FREEDOM noir et vert. 2217 FRBG	<input type="checkbox"/>	1 591,92 €	1 679,48 €	1 679,48 €	9538882

A partir de 14 ans.  
Distance sol-selle 72-86 cm  
Distance selle-pédale 59-78 cm  
125kg

**\*Prix limite de vente**

Sélectionner les options en cochant les cases SVP		Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
<b>POUR RAPPEL : Mode de prise en charge catégorie CYC</b>					
<b>ACHAT</b>		1 591,92 €	1 679,48 €	1 679,48 €	9538882
<b>POUR RAPPEL : Forfait de mise à disposition + Forfait Livraison</b>					
<b>FORFAIT MAD1 niveau 1</b>		94,79 €	100,00 €	100,00 €	4841966
<b>FORFAIT MAD2 niveau 1</b> <i>En cas de renouvellement à l'achat</i>		47,39 €	50,00 €	50,00 €	4811876
<b>LIVRAISON</b>		47,39 €	50,00 €	50,00 €	1266390
<b>POUR RAPPEL : Forfait SAV5</b>					
<b>Montant forfaitaire annuel SAV5 sans PLV</b>		246,92 €	260,50 €	260,50 €	4800737



= Exécution standard

= Option sans supplément de prix

Sélectionner les options en cochant les cases SVP		Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
<b>CHÂSSIS</b>					
<b>Type</b>					
	Cycle à roues multiples pourvu d'une selle <i>(Tous les modèles)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
	Châssis fixe <i>(Tous les modèles)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
	Dispositif réfléchissant avant et arrière <i>(Tous les modèles)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
	Klaxon	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
<b>Eclairage</b>					
<b>E2</b>	Kit éclairage avant, arrière	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
<b>MODE DE PROPULSION</b>					
<b>Type</b>					
	Propulsion podale avec direction manuelle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
<b>Roues</b>					
	Pneumatiques avant et arrière	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-



































Klaxon



Eclairage avant &amp; arrière








Sélectionner les options en cochant les cases SVP			Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement	
<b>Pignon</b>							 03
<b>Pignon Fixe</b>							
06	Pignon fixe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-		
<b>Pignon Libre (Sans option de vitesse)</b>							 Poignée de frein
01+B1	Pignon libre + frein à disque	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-		
<b>Pignon Libre</b>							 Poignée de frein
03	Pignon libre + option 3 Vitesses (système frein Torpedo inclus)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-		
<b>Système de freinage standard</b>							 Poignée de frein
	Poignée de frein sur guidon (à droite)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-		
<b>Frein supplémentaire</b>							 Poignée de frein
B1	Frein à disque sur roue arrière	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-		
02	Frein Torpedo ( frein à rétro-pédalage) uniquement avec pignon libre, pédalage vers l'avant uniquement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-		
<b>GUIDON</b>							 S1  S2  S3  S4  S5  D1  NM
S1	Guidon classique	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-		
S2	Guidon plat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-		
S3	Guidon city (Standard sur le vintage)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-		
S4	Poignée rectangulaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-		
S5	Potence de guidon réglable	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-		
D1	Butée directionnelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-		
NM	Commande à gauche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-		
<b>Sangles de maintien</b>							 E9
E9	Sangles de maintien des mains	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-		
E10M	Support de maintien des mains avec sangles	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-		
E10L	Support de maintien des mains avec sangles	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-		
E11S	Manchons - S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-		
E11M	Manchons - M	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-		
E11L	Manchons - L	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-		
<b>DOSSIER</b>							  
<b>Système de maintien du tronc</b>							
<b>Cales-hanches</b>							
P1M	Cale-hanches M (livré avec tige de selle ajustable)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-		
P1L	Cale-hanches L (livré avec tige de selle ajustable)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-		
<b>Supports dorsaux</b>							
P2M	Support dorsal M (livré avec tige de selle ajustable)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-		

Sélectionner les options en cochant les cases SVP				Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
P2L	Support dorsal L (livré avec tige de selle ajustable)		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
<b>Supports dorsaux + Cale-hanches</b>							
P3M	Support dorsal & Cale-hanches M (livré avec tige de selle ajustable)		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
P3L	Support dorsal & Cale Hanches L (livré avec tige de selle ajustable)		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
<b>ASSISE</b>							
<b>Selle</b>							
-	Selle standard (Réglable en hauteur et en antéropostérieur)		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
E12	Selle confort		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
E18A	Selle type "banane" ajustable en angle (Incompatible avec P1, P2 et P3)		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
<b>Tige pour fixation selle</b>							
P4S	Tige de selle Ajustable S (hauteur + 5cm)		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
P4M	Tige de selle Ajustable M (hauteur +5cm)		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
P5	Tige de selle avec amortisseur (incompatible avec P4)		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
<b>PÉDALES</b>							
<b>Pédales</b>							
F1	Pédales avec sangles de maintien (la paire)		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
F2	Cale-pieds avec sangles de maintien (la paire)		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
F5	Pédales ajustables en longueur - 2 positions		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
F6	Stabilisateur de pédales en position horizontale		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
<b>Pédales à fixations velcro</b>							
F3M	Repose-pieds à fixation Velcro - M (la paire)		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
							
F3L	Repose-pieds à fixation Velcro - L (la paire)		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
							

Sélectionner les options en cochant les cases SVP				Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
<b>Tuteur de cheville avec pédales à fixation velcro</b>							
F4ML	Tuteur de cheville avec repose-pied à fixation Velcro Taille M - Gauche	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-		
F4MR	Tuteur de cheville avec repose-pied à fixation Velcro Taille M - Droit	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-		
F4LL	Tuteur de cheville avec repose-pied à fixation Velcro Taille L - Gauche	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-		
F4LR	Tuteur de cheville avec repose-pied à fixation Velcro Taille L - Droit	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-		
<b>ACCESSOIRES (Livrés séparément)</b>							
E1M 1916647	Poignée de poussée M (fixée sous panier)	2217	<input type="checkbox"/>	68,61 €	72,38 €	-	-
E3	Compteur Kilométrique	2215, 2217 et 2219	<input type="checkbox"/>	90,94 €	95,94 €	-	-
E6	Porte canne	2217 et 2219	<input type="checkbox"/>	36,69 €	38,71 €	-	-
E7	Porte gourde	Tous modèles	<input type="checkbox"/>	23,94 €	25,26 €	-	-
E8L	Rétroviseur à gauche	Tous modèles	<input type="checkbox"/>	71,80 €	75,75 €	-	-
E8R	Rétroviseur à droite	Tous modèles	<input type="checkbox"/>	71,80 €	75,75 €	-	-
E13	Home trainer (système d'exercice à domicile - incompatible E-Tricycles)	2215, 2217 et 2219	<input type="checkbox"/>	255,23 €	269,27 €	-	-
E14	Panier avant	2217 et 2219	<input type="checkbox"/>	53,29 €	56,22 €	-	-
E5	Top Case	2217 et 2219	<input type="checkbox"/>	261,61 €	276,00 €	-	-
<b>PRODUITS D'ASSISTANCE À LA POSTURE (PAP)</b>							
<b>Rappel : prise en charge Achat ou LLD</b>							
<b>MEMBRES SUPERIEURS - Forfait A</b>							
<p>Éléments posturaux pouvant être installés sur tous VHP modulaire, conçus pour maintenir, compenser ou corriger le positionnement du corps</p> <p><b>Prescription d'un ou plusieurs éléments posturaux à hauteur du montant forfaitaire maximal de 600€ PLV TTC</b></p> <p>Cumulable avec le forfait B membres inférieurs</p>							
<b>PAP du Dossier</b>							
<b>Dispositifs de positionnement thoraco-lombaires (Physipro)</b>							
<b>Sangle thoracique</b>							
00.01	Bande multi-usage <b>neoBflex</b>						
2997957	o Small (Longueur 100cm/Largeur 8cm)	<input type="checkbox"/>		95,00 €	100,23 €	 00.01	
2997958	o Medium (Longueur 140cm/Largeur 10cm)	<input type="checkbox"/>		95,00 €	100,23 €		
2997959	o Large (Longueur 160cm/Largeur 10cm)	<input type="checkbox"/>		95,00 €	100,23 €		
2997960	o X-Large (Longueur 180cm/Largeur 10cm)	<input type="checkbox"/>		95,00 €	100,23 €		
				<b>Forfait A</b> CONCERNE toutes les options disponibles et au choix pour les membres supérieurs : <b>Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC</b>		9961008	






Sélectionner les options en cochant les cases SVP			Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
<b>00.02</b>	<b>Extension bande multi-usage neoflex</b>					
2997957	<input type="checkbox"/>	o Small (Longueur 80cm/Largeur 8cm)	65 €	68,58 €		9961008
2997958	<input type="checkbox"/>	o Medium (Longueur 80cm/Largeur 10cm)	65 €	68,58 €		
2997960	<input type="checkbox"/>	o X-Large (Longueur 80cm/Largeur 10cm)	65 €	68,58 €		
<b>20.01</b>	<b>Support thoracique large neoflex</b>					
2997879	<input type="checkbox"/>	o X-Small	185,00 €	195,18 €		9961008
2997880	<input type="checkbox"/>	o Small	185,00 €	195,18 €		
2997881	<input type="checkbox"/>	o Medium	185,00 €	195,18 €		
2997882	<input type="checkbox"/>	o Large	185,00 €	195,18 €		
2997883	<input type="checkbox"/>	o X-Large	185,00 €	195,18 €		
<b>20.02</b>	<b>Support thoracique large avec zip neoflex</b>					
2997842	<input type="checkbox"/>	o X-Small	199,00 €	209,95 €		9961008
2997843	<input type="checkbox"/>	o Small	199,00 €	209,95 €		
2997844	<input type="checkbox"/>	o Medium	199,00 €	209,95 €		
2997845	<input type="checkbox"/>	o Large	199,00 €	209,95 €		
2997846	<input type="checkbox"/>	o X-Large	199,00 €	209,95 €		
<b>20.03</b>	<b>Support thoracique étroit neoflex</b>					
2997874	<input type="checkbox"/>	o X-Small	179,00 €	188,85 €	<b>Forfait A</b> Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres supérieurs : <b>Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC</b>	9961008
2997875	<input type="checkbox"/>	o Small	179,00 €	188,85 €		
2997876	<input type="checkbox"/>	o Medium	179,00 €	188,85 €		
2997877	<input type="checkbox"/>	o Large	179,00 €	188,85 €		
2997878	<input type="checkbox"/>	o X-Large	179,00 €	188,85 €		
<b>20.04</b>	<b>Support thoracique étroit avec zip neoflex</b>					
2997859	<input type="checkbox"/>	o X-Small	195,00 €	205,73 €		9961008
2997860	<input type="checkbox"/>	o Small	195,00 €	205,73 €		
2997861	<input type="checkbox"/>	o Medium	195,00 €	205,73 €		
2997862	<input type="checkbox"/>	o Large	195,00 €	205,73 €		
2997863	<input type="checkbox"/>	o X-Large	195,00 €	205,73 €		
<b>Dispositifs de positionnement de l'épaule</b>						
<b>Harnais épaule</b>						
<b>20.05</b>	<b>Harnais d'épaules neoflex</b>					
2997892	<input type="checkbox"/>	o Small	119 €	125,55 €		9961008
2997893	<input type="checkbox"/>	o Medium	119 €	125,55 €		
2997894	<input type="checkbox"/>	o Large	119 €	125,55 €		
2997895	<input type="checkbox"/>	o X-Large	119 €	125,55 €		
<b>20.06</b>	<b>Harnais d'épaules boucle sac à dos neoflex</b>					
2997899	<input type="checkbox"/>	o Small	129 €	136,10 €		9961008
2997901	<input type="checkbox"/>	o Medium	129 €	136,10 €		
2997902	<input type="checkbox"/>	o Large	129 €	136,10 €		
2997903	<input type="checkbox"/>	o X-Large	129 €	136,10 €		



Pour les tailles et les tarifs, consultez la fiche de mesures Neoflex sur [www.vermeiren.fr](http://www.vermeiren.fr)

## MEMBRES INFÉRIEURS - Forfait B


Éléments posturaux pouvant être installés sur tous VHP modulaire,  
conçus pour maintenir, compenser ou corriger le positionnement du corps  
**Prescription d'un ou plusieurs éléments posturaux à hauteur du montant forfaitaire maximal de 600€ PLV**  
*Cumulable avec le forfait A membres supérieurs*

PAP des membres inférieurs																		
Sélectionner les options en cochant les cases SVP				Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement											
40.02	Maintien de cheville	neoflex				<b>Forfait B</b> Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres supérieurs : <b>Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC</b>	9922913   40.02											
2998385		o X-Small	<input type="checkbox"/>	125,00 €	131,88 €													
2998386		o Small	<input type="checkbox"/>	125,00 €	131,88 €													
2998387		o Medium	<input type="checkbox"/>	125,00 €	131,88 €													
2998388		o Large	<input type="checkbox"/>	125,00 €	131,88 €													
2998389		o X-Large	<input type="checkbox"/>	125,00 €	131,88 €													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>XS</td> <td>14 cm - 17 cm</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>17 cm - 20 cm</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>19 cm - 23 cm</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>22 cm - 29 cm</td> </tr> <tr> <td>XL</td> <td>28 cm - 33 cm</td> </tr> </tbody> </table>		A	XS	14 cm - 17 cm	S	17 cm - 20 cm	M	19 cm - 23 cm	L	22 cm - 29 cm	XL	28 cm - 33 cm				
	A																	
XS	14 cm - 17 cm																	
S	17 cm - 20 cm																	
M	19 cm - 23 cm																	
L	22 cm - 29 cm																	
XL	28 cm - 33 cm																	
SYSTEMES D'ATTACHE pour sangles néoflex Forfait A et Forfait B neoflex																		
1920915	Collier de fixation pour tube rond X2 Ø 25cm (image 1)	<input type="checkbox"/>		15,00 €	15,83 €	<b>Forfait A et/ou Forfait B</b>  9961008/ 9922913	 image 1   image 2   image 3   image 4											
1920916	Collier de fixation pour tube rond X2 Ø 25cm/22cm/19cm (image 2)	<input type="checkbox"/>		23,00 €	24,27 €													
1920917	Collier de fixation triangulaire pour TRIGO X2 (image 3)	<input type="checkbox"/>		19,00 €	20,05 €													
	Collier de liaison métal (1 choix de diamètre) livré par 2 unités (image 4)																	
1920918		Ø 19cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €													
1920919		Ø 22cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €													
1920920		Ø 25cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €													
1920921		Ø 29cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €													
1920922		Ø 30cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €													
1920923		Ø 35cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €													

Pensez à nos différents systèmes de rampes ultra-pratiques !



longueur 180cm • poids 2x9kg • poids supporté : 2x150kg



Kit rampes



Rampes sur mesure

RAMPES PLIABLES							
8002925	Paire de Rampes 692 (180 cm) avec sacs de rangement	<input type="checkbox"/>		329,00 €	347,10 €	-	-
KITS RAMPES							
8002565	Rampes extérieures Kit N°1 (de 1,8 à 5,5 cm)	<input type="checkbox"/>		69,00 €	72,80 €	-	-
8002566	Rampes extérieures Kit N°2 (de 3,6 à 9,1 cm)	<input type="checkbox"/>		138,00 €	145,59 €	-	-
8002567	Rampes extérieures Kit N°3 (de 7,2 à 12,7 cm)	<input type="checkbox"/>		229,90 €	242,54 €	-	-
8002568	Rampes extérieures Kit N°4 (de 10,8 à 16,3 cm)	<input type="checkbox"/>		327,00 €	344,99 €	-	-
8003004	Rampes extérieures Kit N°5 (de 14,4 à 19,9 cm)	<input type="checkbox"/>		479,00 €	505,35 €	-	-

Sélectionner les options en cochant les cases SVP		Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
<b>QUICKRAMPS</b>					
8002582	Kit Quickramp 10 mm	<input type="checkbox"/>	34,50 €	36,40 €	- -
8002583	Kit Quickramp 12 mm	<input type="checkbox"/>	37,90 €	39,98 €	- -
8002584	Kit Quickramp 14 mm	<input type="checkbox"/>	43,90 €	46,31 €	- -
8002585	Kit Quickramp 16 mm	<input type="checkbox"/>	46,90 €	49,48 €	- -
<b>RAMPES SUR MESURE (Cf Fiche de mesure spécifique sur Vermeiren.fr - Produit- Accessoire)</b>					
Sur mesure	Rampes ALPHA	<input type="checkbox"/>	Veuillez vous rapprocher du service commercial		
Sur mesure	Rampes BETA	<input type="checkbox"/>	Veuillez vous rapprocher du service commercial		
Sur mesure	Rampes GAMMA	<input type="checkbox"/>	Veuillez vous rapprocher du service commercial		

<b>TOTAL :</b>					
----------------	--	--	--	--	--

**Commentaires :**

### Comment choisir mon tricycle?

Le choix de la taille d'un tricycle est déterminé par la longueur totale intérieure de la jambe (A) - (distance totale, jambe tendue, du plis de l'aîne jusqu'au talon). Il faut ensuite comparer ce chiffre aux mesures sol-selle et selle-pédale ci-dessous.



2202	2215	2217	2219
distance sol-selle 50 à 64 cm	61 à 76 cm	72 à 86 cm	81 à 90 cm
distance selle-pédale 39 à 52 cm	48 à 65 cm	59 à 78 cm	64 à 88 cm

à partir de 3 ans

Modèles : AQUA - SAFARI

à partir de 8 ans

Modèles : HAPPY - SPORTY

à partir de 14 ans

Modèles : FREEDOM E-bicycle

adultes

Modèles : LAGOON - VINTAGE E-bicycle

**Outil d'aide pour trouver le tricycle à sa taille**



**Il vous intéresse?**  
Contactez votre service commercial

### Quelle est la différence entre un pignon fixe et un pignon libre ?

**Un pignon fixe** est un tricycle dont le pignon de la roue arrière, ordinairement monté en roue libre, est monté sans roue libre, c'est-à-dire que la roue arrière est solidaire au pignon. Quand vous pédalez en avant ou en arrière, votre roue tourne dans le sens de pédalage.

**Un pignon libre** est un tricycle dont le pignon de la roue arrière est monté en roue libre, c'est-à-dire que la roue arrière n'est pas solidaire au pignon. Il permet donc au cycliste de ne pas avoir à pédaler tout le temps sans pour autant que les mouvements du pignon ne s'arrêtent.

Pignon fixe



Vous pouvez pédaler en avant **et** en arrière.

Pignon libre



Vous pouvez pédaler en avant **uniquement**.